



1


ISE 9662



2



3

ISE NO₃⁻ 9662

Refer to the meter manual for more information.

Caution

⚠ Personal injury hazard. Glass components can break. Handle with care to prevent cuts.

⚠ Chemical exposure hazard. Refer to the current material safety data sheets (MSDS) for safety protocols.

Introduction

This probe measures nitrate concentration in drinking, subterranean and wastewater. Use with a reference electrode.

Technical information

Range	0.6 mg/L to 62 g/L NO ₃ ⁻
pH range	2 to 9
Linear range	3 mg/L to 62 g/L NO ₃ ⁻
Slope	58 mV/decade, 90 to 110% at 25 °C (77 °F)
Ionic strength adjuster (ISA)	Hach ISA 2984799
Operating temp	5 to 40 °C (41 to 104 °F)
Interferences	Cl ⁻ (0.0056), HCO ₃ ⁻ (0.005), NO ₂ ⁻ (0.001), F ⁻ (0.0001), SO ₄ ²⁻ (0.00001)

1 Connect the probe**2 Calibration**

Add 1 ISA pillow per 25 mL of standard.

3 Measurement

Add 1 ISA pillow per 25 mL of sample.

Maintenance and storage

Cleaning: rinse with distilled water between each standard and each sample.

Storage: clean and dry the probe for storage.

Troubleshooting

The ionic strength and temperature of samples and standards must be the same.

Make sure the stir speed is the same for all standards and samples.

Damage or deposits on the membrane change the response of the electrode.

Warranty

6 months for manufacturing faults only. Damage from use is not covered.

La concentración ionica et la température des échantillons et des étalons doit être la même.

Assurez-vous que la vitesse d'agitation est la même pour tous les étalons et échantillons.

En présence de dépôts ou si la membrane est endommagée, la réponse de l'électrode peut être altérée.

Garantie

6 mois uniquement pour les défauts de fabrication. Les dommages liés à l'utilisation ne sont pas couverts.

EN

ISE NO₃⁻ 9662

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'outil de mesure.

Attention

⚠ Risque de blessure corporelle. Les composants en verre risquent de casser. Manipulez-les soigneusement pour ne pas vous couper.

⚠ Risque d'exposition chimique. Pour connaître les procédures de sécurité, reportez-vous aux fiches de données sur la sécurité des matériaux (MSDS).

Introduction

Cette sonde mesure la concentration en nitrate dans les eaux potables, souterraines et usées. Utilisez avec une électrode de référence.

Informations techniques

Plage de mesures	0,6 mg/l à 62 g/l de NO ₃ ⁻
Intervalle de pH	2 à 9
Rangelinear	3 mg/l à 62 g/l de NO ₃ ⁻
Pente	58 mV/década, 90 à 110 % à 25 °C (77 °F)
Adaptador de fuerza iónica (ISA)	ISA de Hach 2984799
Temperatura de funcionamiento	5 a 40 °C (41 a 104 °C)
Interferencias	Cl ⁻ (0,0056), HCO ₃ ⁻ (0,005), NO ₂ ⁻ (0,001), F ⁻ (0,0001), SO ₄ ²⁻ (0,00001)

1 Conecte la sonda**2 Calibración**

Añada un sobre ISA por cada 25 ml de patrón.

3 Medición

Añada un sobre ISA por cada 25 ml de muestra.

Mantenimiento y almacenamiento
Limpieza: enjuague con agua destilada entre cada patrón y cada muestra.

Almacenamiento: límpie y seque la sonda antes de guardarla.

Solución de problemas

La fuerza iónica y la temperatura de las muestras y los patrones debe ser la misma. Asegúrese de que la velocidad de agitación es la misma para todos los patrones y muestras.

Los daños o los depósitos en la membrana producen cambios en la respuesta del electrodo.

Garantía

6 meses por defectos de fábrica. No cubre los daños derivados del uso del producto.

FR

ISE NO₃⁻ 9662ISE NO₃⁻ 9662ISE NO₃⁻ 9662

Consulte el manual del usuario del medidor para obtener más información.

Precaución

⚠ Peligro de lesión personal. Los componentes de vidrio pueden romperse. Utilícelos con cuidado para evitar cortes.

⚠ Peligro por exposición a productos químicos. Consulte los protocolos de seguridad en las hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS) actuales.

Introducción

Esta sonda mide la concentración de nitrato en agua potable y subterránea, así como en aguas residuales. Utilícelo con un electrodo de referencia.

Información técnica

Rango	0,6 mg/l a 62 g/l de NO ₃ ⁻
Intervalo de pH	2 a 9
Rangelinear	3 mg/l a 62 g/l de NO ₃ ⁻
Pendiente	58 mV/década, 90 a 110 % a 25 °C (77 °F)
Adaptador de fuerza iónica (ISA)	ISA de Hach 2984799
Temperatura de funcionamiento	5 a 40 °C (41 a 104 °C)
Interferencias	Cl ⁻ (0,0056), HCO ₃ ⁻ (0,005), NO ₂ ⁻ (0,001), F ⁻ (0,0001), SO ₄ ²⁻ (0,00001)

1 Conecte la sonda**2 Calibración**ISE NO₃⁻ 9662

Añada un sobre ISA por cada 25 ml de patrón.

3 Medición

Añada un sobre ISA por cada 25 ml de muestra.

Mantenimiento y almacenamiento
Limpieza: enjuague con agua destilada entre cada patrón y cada muestra.

Almacenamiento: límpie y seque la sonda antes de guardarla.

ES

ISE NO₃⁻ 9662ISE NO₃⁻ 9662ISE NO₃⁻ 9662

Consulte el manual del usuario del medidor para obtener más información.