

Ettan™ IPGphor™ 3

Bedienungsanleitung

Übersetzt aus dem Englischen



Diese Seite ist absichtlich leer

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	5
1.1	Zu diesem Handbuch	6
1.2	Wichtige Informationen für Benutzer	7
1.3	Behördliche Vorschriften	9
1.4	Zugehörige Unterlagen	12
2	Sicherheitsanweisungen	13
2.1	Sicherheitsvorkehrungen	14
2.2	Schilder	21
2.3	Vorgehensweise in Notfällen	24
2.4	Informationen zum Recycling	26
3	Systembeschreibung	27
3.1	Abbildungen von Ettan IPGphor 3	28
3.2	Ettan IPGphor 3-Gerät	32
3.3	Ettan IPGphor 3 Control Software	34
3.4	Streifenhalter	35
4	Installation	38
4.1	Anforderungen an den Standort	39
4.2	Auspacken und Transportieren	41
4.3	Setup	42
4.4	Softwareinstallation für den isoelektrischen Fokussierungsvorgang	46
5	Betrieb	47
5.1	Vorbereitungen vor dem Start	48
5.1.1	Verwenden der Streifenhalter	49
5.1.2	Verwenden des Ettan IPGphor Becherladungsverteilers	60
5.2	Inbetriebnahme des Geräts	67
5.3	Durchführen eines Programmlaufs über das Bedienfeld	69
5.3.1	Funktionen des Ettan IPGphor 3 Bedienfelds	70
5.3.2	Protokollparameter	74
5.3.3	Festlegen von Protokollparametern	76
5.3.4	Isoelektrische Fokussierung über das Bedienfeld	84
5.3.5	Anhalten oder Stoppen eines Protokolls	91
5.4	Ausführen eines vorprogrammierten Protokolls vom PC	92
5.4.1	Einrichten eines Programmlaufs	93
5.4.2	Einen Programmlauf durchführen	100
6	Wartung	106
6.1	Reinigen des Ettan IPGphor 3	107
6.2	Austauschen von Sicherungen	111
7	Fehlerbehebung	113

8	Informationen zu Verweisen	116
8.1	Gesundheits- und Sicherheitserklärungsformular	117
8.2	Technische Daten	119
8.3	Bestellinformationen	121
	Index	123

1 Einführung

Zu diesem Kapitel

Dieses Kapitel enthält Informationen über diese Bedienungsanleitung, wichtige Benutzerinformationen, behördliche Informationen und Listen der zugehörigen Unterlagen.

In diesem Kapitel

Abschnitt	Siehe Seite
1.1 Zu diesem Handbuch	6
1.2 Wichtige Informationen für Benutzer	7
1.3 Behördliche Vorschriften	9
1.4 Zugehörige Unterlagen	12

1.1 Zu diesem Handbuch

Zweck dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung enthält die Anweisungen, die zur sicheren Installation, Handhabung und Wartung des Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System erforderlich sind.

Anwendungsbereich dieses Handbuchs

Das Dokument enthält die Anweisungen, die zur Verwendung des Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System zusammen mit Ettan IPGphor 3 erforderlich sind.

Typografische Konventionen

Software-Elemente werden im Text durch ***kursive Fettschrift*** gekennzeichnet. Ein Doppelpunkt trennt Menüebenen. So bezieht sich ***File:Open*** auf das Kommando ***Open*** im Menü ***File***.

Hardware-Elemente werden im Text durch **fettgedruckte** Schrift gekennzeichnet (z. B. **Power-Schalter**).

1.2 Wichtige Informationen für Benutzer

Vor Anwendung den Ettan IPGphor 3 lesen...



Alle Benutzer müssen vor der Installation, Handhabung oder Wartung des Geräts die Bedienungsanleitung des Ettan IPGphor 3 vollständig gelesen haben. Die Bedienungsanleitung sollte beim Gebrauch des Ettan IPGphor 3 stets griffbereit sein.

Den Ettan IPGphor 3 nur auf die in der Benutzerdokumentation beschriebenen Weise bedienen. Andernfalls können Sie Gefahren ausgesetzt sein, die möglicherweise zu Verletzungen und Geräteschäden führen.

Verwendungsbereiche

Das Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System führt den eindimensionalen isoelektrischen Fokussierungsschritt (IEF) in der zweidimensionalen (2-D) Elektrophorese durch. Das System besteht aus dem Ettan IPGphor 3 von GE, kombiniert mit separaten Streifenhaltern oder einem Verteiler. Es sind zwei Arten von Verteilern lieferbar: der Verteiler aus Keramik und der leichte Verteiler. Die IEF-Trennungprotokolle werden über das Ettan IPGphor 3 Control Software Bedienfeld oder über einen PC mit Ettan IPGphor 3 programmiert, ausgeführt und gesteuert.

Das Ettan IPGphor 3 ist zur Verwendung als Laborgerät für Forschungszwecke bestimmt. Der Ettan IPGphor 3 ist nicht für die Verwendung bei klinischen Verfahren oder für diagnostische Zwecke bestimmt.

Bei größeren Probenvolumina erleichtert der *Ettan IPGphor 3* Becherladungsverteiler das Laden der Papierbrücke und das Laden für die Rehydratisierung in Gel (weitere Informationen siehe *Ettan IPGphor Cup Loading Manifold User Manual*).

Sicherheitshinweise

Diese Benutzerdokumentation enthält Anweisungen ACHTUNG, VORSICHT und HINWEIS, zur sicheren Verwendung des Produkts. Siehe nachfolgende Definitionen.

Warnhinweise



ACHTUNG

ACHTUNG Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schweren oder lebensbedrohlichen Verletzungen führen kann, falls sie nicht vermieden wird. Es darf erst dann fortgefahren werden, wenn alle angegebenen Bedingungen erfüllt und verstanden wurden.

Vorsichtsmaßnahmen



VORSICHT

VORSICHT Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, falls sie nicht vermieden wird. Es darf erst dann fortgefahren werden, wenn alle angegebenen Bedingungen erfüllt und verstanden wurden.

Hinweise



HINWEIS

HINWEIS weist auf Anweisungen hin, die befolgt werden müssen, um Schäden am Produkt oder anderen Geräten zu vermeiden.

Anmerkungen und Tipps

Anmerkung: *Eine Anmerkung weist auf Informationen hin, die für eine störungsfreie und optimale Verwendung des Produkts wichtig sind.*

Tipp: *Ein Tipp enthält nützliche Informationen, die Ihre Verfahren verbessern oder optimieren können.*

1.3 Behördliche Vorschriften

Einführung

Dieser Abschnitt beschreibt die Richtlinien und Normen, die der Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System erfüllt.

Herstellerinformationen

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der erforderlichen Herstellerinformationen. For further information, see the EU Declaration of Conformity (DoC) document.

Anforderung	Inhalt
Name und Anschrift des Herstellers	GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE 751 84 Uppsala, Sweden

Konformität mit EU-Richtlinien

Dieses Produkt entspricht den in der Tabelle aufgeführten europäischen Richtlinien, indem es die entsprechenden harmonisierten Normen erfüllt.

Richtlinie	Titel
2006/42/EC	Maschinenrichtlinie
2004/108/EC	Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)
2006/95/EC	Niederspannungsrichtlinie

CE-Kennzeichnung



Die CE-Kennzeichnung und die entsprechende EU-Konformitätserklärung sind für das Gerät gültig, wenn:

- als eigenständiges Gerät verwendet wird oder
- an andere Produkte angeschlossen ist, die in der Benutzerdokumentation empfohlen oder beschrieben sind und
- im selben Zustand verwendet wird, in dem es von GE ausgeliefert wurde, mit Ausnahme der in der Benutzerdokumentation beschriebenen Modifikationen.

Internationale Normen

Norm	Beschreibung	Hinweise
EN/ IEC 61010-1, CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1	Sicherheitsanforderungen für elektrische Mess-, Steuer- und Laborgeräte	Die EN-Norm stimmt mit der EU-Richtlinie 2006/95/EG überein.
EN/IEC 61326-1 (Emissionen entsprechend CISPR 11, Gruppe 1, Klasse A)	Elektrische Mess-, Steuer- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen	Die EN-Norm stimmt mit der EU-Richtlinie 2004/108/EG überein.
EN ISO 12100	Sicherheit von Maschinen. Allgemeine Gestaltungsgrundsätze. Risikobeurteilung und Risikoreduzierung.	Die EN-ISO-Norm stimmt mit der EU-Richtlinie 2006/42/EG überein.

Einhaltung von FCC-Bestimmungen

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Voraussetzung für den Betrieb sind folgende zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss störfest gegenüber externen Störquellen sein, einschließlich Störstrahlungen, die einen ungewünschten Betrieb verursachen können.

Anmerkung: *Der Benutzer wird eindringlich darauf hingewiesen, dass jegliche nicht ausdrücklich von GE genehmigten Änderungen zum Verlust der Nutzungsberechtigung für dieses Gerät führen können.*

Dieses Gerät wurde erfolgreich auf die Einhaltung der Grenzwerte eines Digitalgeräts der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen getestet. Diese Grenzwerte dienen zur Gewährleistung eines angemessenen Schutzes vor schädlichen Störungen bei Betrieb des Geräts in einer gewerblichen Umgebung. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Es kann, wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert wird, schädliche Störungen im Funkverkehr erzeugen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet verursacht vermutlich Störungen, die der Benutzer auf eigene Kosten korrigieren muss.

Einhaltung der Vorschriften der angeschlossenen Geräte

Alle Geräte, die an das Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System-System angeschlossen sind, müssen die Sicherheitsanforderungen von EN 61010-1/IEC 61010-1 oder relevante harmonisierte Normen erfüllen. Innerhalb der EU müssen angeschlossene Geräte das CE-Zeichen aufweisen.

Umweltkonformität

Das Produkt erfüllt die folgenden Umweltauforderungen.

Anforderung	Titel
2011/65/EU	Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS-Richtlinie)
2012/19/EU	Richtlinie über die Abfallentsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE)
ACPEIP	Verwaltung zur Kontrolle von durch Elektronikgeräten verursachte Umweltverschmutzungen, chinesische Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS-Richtlinie)
EG-Verordnung Nr. 1907/2006	Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)

1.4 Zugehörige Unterlagen

Einführung

In diesem Abschnitt werden die zugehörigen Unterlagen erläutert und es wird beschrieben, wo weiterführende Literatur zu finden ist, die entweder heruntergeladen oder bei GE bestellt werden kann.

- *Das Benutzerhandbuch für den Ettan IPGphor Becherladungsverteiler* enthält Anweisungen für die eindimensionale Fokussierung von Proteinen auf IPG-Streifen.
 - *Benutzerhandbuch für die Ettan IPGphor 3 Steuerungssoftware*
 - *Leitfaden zur zweidimensionalen Elektrophorese, Grundlagen und Methoden*
 - *An den einzelnen Packungen von Immobiline™ DryStrip angebrachte Anweisungen.*
-

2 Sicherheitsanweisungen

Zu diesem Kapitel

In diesem Kapitel werden die Sicherheitsvorkehrungen und die Verfahren zur Notabschaltung für das Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System beschrieben. Außerdem werden die Schilder am System sowie Recycling-Informationen beschrieben.

In diesem Kapitel

Abschnitt	Siehe Seite
2.1 Sicherheitsvorkehrungen	14
2.2 Schilder	21
2.3 Vorgehensweise in Notfällen	24
2.4 Informationen zum Recycling	26

2.1 Sicherheitsvorkehrungen

Einführung

Vor der Bedienung des Geräts müssen Sie sich der in der Benutzerdokumentation beschriebenen Gefahren bewusst sein. Befolgen Sie die Anweisungen zur Vermeidung von Verletzungen oder einer Beschädigung des Geräts.

Die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Abschnitt werden in die folgenden Kategorien unterteilt:

- *Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen, auf Seite 14*
 - *Personenschutz, auf Seite 15*
 - *Verwendung von brennbaren Flüssigkeiten, auf Seite 16*
 - *Wartung, auf Seite 19*
 - *Systembedienung, auf Seite 17*
 - *Wartung, auf Seite 19*
-

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen



ACHTUNG

Für alle Risiken, die aufgrund des Prozesses oder der Prozessumgebung entstehen können, ist eine Risikobewertung durchzuführen. Dabei ist die Auswirkung des Systems und der Prozesse, im Rahmen derer es verwendet wird, auf die Klassifizierung des Gefahrenbereichs zu beurteilen. Durch den Prozess kann sich der Bereich ausweiten oder die Zoneneinteilung ändern. Es sind erforderliche Maßnahmen zur Risikoreduzierung einzuleiten, beispielsweise die Verwendung von persönlichen Schutzausrüstungen.



ACHTUNG

Der Kunde muss sicherstellen, dass Installation, Wartung, Betrieb und Inspektion von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das entsprechend geschult wurde, die örtlichen Vorschriften und Betriebsanleitungen versteht und einhält sowie über eingehende Kenntnisse über das Produkt und den Gesamtprozess verfügt.



ACHTUNG

Das Ettan IPGphor 3 nur auf die in der Operating Instructions beschriebenen Weise bedienen.



ACHTUNG

Die Bedienung und Wartung des Ettan IPGphor 3 darf nur von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden.



ACHTUNG

Für die Wartung oder Instandsetzung des Systems dürfen nur Ersatz- und Zubehörteile verwendet werden, die von GE zugelassen oder geliefert wurden.

Personenschutz



ACHTUNG

Während Installation, Betrieb, Prüfung, Wartung und Reinigung des Ettan IPGphor 3 stets angemessene persönliche Schutzausrüstung tragen.



ACHTUNG

Bei Verwendung von gefährlichen chemischen und biologischen Substanzen sind alle angemessenen Schutzmaßnahmen einzuhalten, wie beispielsweise das Tragen von Schutzbrillen, Schutzmasken und Handschuhen, die resistent gegen die verwendeten Substanzen sind, und die Bediener müssen sich vor den verwendeten gefährlichen Substanzen schützen. Lokale und/oder nationale Vorschriften für den sicheren Betrieb und die Wartung des Systems befolgen.

2 Sicherheitsanweisungen

2.1 Sicherheitsvorkehrungen



ACHTUNG

Der Benutzer muss alle notwendigen Maßnahmen treffen, um die Verbreitung von gefährlichen biologischen Substanzen im Bereich des Instruments zu vermeiden. Die Anlage muss die nationalen Richtlinien für biologische Sicherheit erfüllen.



ACHTUNG

Das Ettan IPGphor 3 ist ein Klasse-A-Produkt. Im Wohnbereich kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Verwendung von brennbaren Flüssigkeiten



ACHTUNG

Vor Start des Systems sicherstellen, dass keine Undichtigkeiten vorliegen.



ACHTUNG

Bei Verwendung von brennbaren oder giftigen Substanzen muss eine Abzugshaube oder ein ähnliches Ventilationssystem vorhanden sein.

Installation



ACHTUNG

Vor Anschließen des Netzkabels gewährleisten, dass die Versorgungsspannung an der Wandsteckdose der Kennzeichnung am Gerät entspricht.



ACHTUNG

Das Ettan IPGphor 3 muss stets an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.



ACHTUNG

Nur Netzkabel verwenden, die von GE geliefert oder zugelassen wurden.



ACHTUNG

Nicht die Rück- und Seitenverkleidung des Ettan IPGphor 3 blockieren. Der Netzschalter muss stets gut zugänglich sein. Das Netzkabel muss stets schnell herausgezogen werden können.



HINWEIS

Computer, die zusammen mit dem Gerät verwendet werden, müssen die Norm IEC60950 erfüllen und gemäß den Herstelleranweisungen installiert werden.

Systembedienung



ACHTUNG

Das Ettan IPGphor 3 ist in der Lage, mehrere Tausend Volt zu erzeugen. Vor dem Betrieb des Geräts die Bedienungsanleitung des Ettan IPGphor 3 und die Warnungen lesen und vollständig verstehen.



ACHTUNG

Vor dem Öffnen des Schutzdeckels sicherstellen, dass die Hochspannungsversorgung ausgeschaltet ist. Die **HV ON** Kontrollleuchte auf dem vorderen Bedienfeld sollte nicht aufleuchten.

2 Sicherheitsanweisungen

2.1 Sicherheitsvorkehrungen



ACHTUNG

Das Ettan IPGphor 3 darf niemals verwendet werden, wenn eine Sicherheitsfunktion gestört ist. Ihren GE Kundendienst kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten.



ACHTUNG

Ettan IPGphor 3 ist ein Hochspannungsgerät, das tödliche Stromschläge verursachen kann, wenn die Sicherheitsfunktionen ausgeschaltet wurden. Vor Beginn eines Protokolls muss der Schutzdeckel fest verschlossen sein.



ACHTUNG

In einer Situation, in der ein Verletzungsrisiko besteht, das Gerät ausschalten. Hierzu den Netzschalter (auf der Rückseite) in die Position **0** schalten. Fehlfunktionen müssen behoben werden, bevor das Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System neu gestartet wird.



ACHTUNG

Die Lüftungsschlitze auf der Vorderseite, der Rückseite und am Boden des Ettan IPGphor 3 dürfen nicht blockiert werden. Luft muss frei zirkulieren können, damit die Kühlvorrichtung ordnungsgemäß funktioniert. Hinter der Rückseite des Geräts sollte für mindestens 10 cm unbehinderten Platz gesorgt werden.



ACHTUNG

Keine Flüssigkeiten auf dem Gerätegehäuse verschütten. Wenn große Mengen Flüssigkeiten in das Gehäuse des Geräts eingedrungen sind und in Kontakt mit den elektrischen Komponenten geraten, das Instrument sofort ausschalten und einen autorisierten Wartungstechniker verständigen.



VORSICHT

Beim Arbeiten mit Rehydratisierungslösung stets Schutzhandschuhe tragen.



VORSICHT

Beim Umgang mit den IPG-Streifen sowie mit dem Gerät, das mit diesen in Kontakt gerät, stets Handschuhe tragen. Hierdurch wird die Kontaminierung durch Proteine, die Artefaktpunkte in gefärbten 2-D Gelmustern verursachen können, weitgehend ausgeschlossen.



VORSICHT

Vor dem Anlegen des Stroms muss der Schutzdeckel fest verschlossen sein.

Wartung



ACHTUNG

Stromquelle trennen. Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten immer die Stromversorgung unterbrechen.



ACHTUNG

Die Abdeckungen des Ettan IPGphor 3 dürfen nicht vom Benutzer geöffnet werden. Das Instrument enthält elektrische Schaltkreise, die tödliche Stromschläge abgeben können. Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die von GE hierzu autorisiert wurden.



ACHTUNG

Nicht die Hauptabdeckung entfernen. Im Gerät befinden sich keine vom Benutzer wartbare Komponenten, und Sie können Hochspannung ausgesetzt werden.

2 Sicherheitsanweisungen

2.1 Sicherheitsvorkehrungen



ACHTUNG

Vor dem Austausch von Sicherungen das Gerät stets vom Strom trennen und das Netzkabel abziehen.



VORSICHT

Während der Reinigung keine organischen Lösungsmittel verwenden.


2.2 Schilder

Einführung

In diesem Abschnitt werden das Typenschild und die Sicherheitsschilder auf dem Ettan IPGphor 3 beschrieben.

Abbildung Typenschild

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel eines Typenschilds.



Beschreibung des Typenschilds

Beschriftung	Beschreibung
Product name	Produktbezeichnung
Code no	Gerätebaunummer
Serial no	Seriennummer des Geräts
Mfg Year	Baujahr
Voltage	Voltage
Frequency	Frequenz
Max Power	Nennleistung max.
Fuse	Fuse

2 Sicherheitsanweisungen

2.2 Schilder

Beschriftung	Beschreibung
	ACHTUNG! Vor Verwendung des Systems die Benutzerdokumentation lesen. Keine Abdeckungen öffnen oder Teile austauschen, es sei denn, dies wird ausdrücklich in der Benutzerdokumentation angegeben.
	Dieses Symbol kennzeichnet Elektro- und Elektronikgeräte, die am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem unsortierten Haus- oder Sperrmüll entsorgt werden dürfen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit einem autorisierten Vertreter des Herstellers auf, um Informationen hinsichtlich der Entsorgung des Geräts zu erhalten.
	Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt gefährliche Materialien enthält, welche die Grenzen übersteigen, die in dem chinesischen Standard SJ/11363-2006 Anforderungen zu Konzentrationsbegrenzungen für bestimmte gefährliche Substanzen in elektronischen Geräten gefordert sind.
	Das System erfüllt geltende europäische Richtlinien. Siehe <i>Konformität mit EU-Richtlinien, auf Seite 9.</i>
	Das System erfüllt die Anforderungen an elektromagnetische Verträglichkeit in Australien und Neuseeland.
	Dieses Symbol zeigt an, dass Ettn IPGphor von einem staatlich anerkannten Testlaboratorium (NRTL) zertifiziert wurde. Ein NRTL ist eine Einrichtung, welche von der US-amerikanischen Behörde für Unfallverhütung und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) anerkannt ist, da sie die gesetzlichen Vorschriften des Titels 29 der Bundesgesetzsammlung [Code of Federal Regulations, 29 CFR] Teil 1910.7) erfüllt.

Beschreibung Sicherheitschild

Sowohl an der Lichtschutzabdeckung als auch an dem durchsichtigen Schutzdeckel sind Sicherheitsschilder angebracht (siehe Abbildung unten). Das Sicherheitsschild warnt den Anwender vor Verletzungsrisiken. Erst fortfahren, wenn die Anweisungen sicher verstanden wurden und alle angegebenen Bedingungen erfüllt sind.



2.3 Vorgehensweise in Notfällen


Einführung

Dieser Abschnitt beschreibt die Durchführung einer Notausschaltung des Ettan IPGphor 3 und die Konsequenzen im Falle eines Stromausfalls.

Notausschaltung

Stromversorgung des Geräts ausschalten. Hierzu den **Power switch** in die Position 0 drücken (1). Gegebenenfalls das Netzkabel ziehen (2). Der Programmlauf wird sofort angehalten.

So wird sichergestellt, dass der Strom sofort unterbrochen wird, selbst wenn eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) verwendet wird.



Stromausfall

Bei einer Systemabschaltung aufgrund eines Stromausfalls, einer Notausschaltung oder einer Prozessunterbrechung müssen Fehlfunktionen korrigiert werden, bevor das Ettan IPGphor 3 neu gestartet wird.

Die Auswirkungen eines Stromausfalls hängen davon ab, welche Einheit betroffen ist.

Stromausfall an...	führt zu...
Ettan IPGphor 3-Gerät	<ul style="list-style-type: none">• Alle laufenden Experimente werden gestoppt.• Die Zeit für den Stopp wird im Gerät protokolliert.• Der Programmlauf wird in einem nicht definierten Zustand unterbrochen.

Stromausfall an...	führt zu...
Computer	<ul style="list-style-type: none">• Der Ettan IPGphor-Computer schaltet sich aus.• Alle laufenden Experimente werden fortgesetzt und abgeschlossen.• Gescannte Bilder werden gespeichert und auf den Computer hochgeladen, sobald der Kontakt mit dem Computer wieder hergestellt wurde.

Anmerkung: Eine USV kann einen Datenverlust während und nach einem Stromausfall verhindern und Zeit für eine kontrollierte Abschaltung des Ettan IPGphor 3 schaffen.

Neustart nach Notausschaltung oder Stromausfall

Wenn die Stromversorgung wieder in den Normalzustand zurückkehrt, werden keine Experimente fortgesetzt, die zum Zeitpunkt der Notausschaltung ausgeführt wurden. Folgendermaßen fortfahren:

Schritt Maßnahme

- 1 Das Gerät einschalten (siehe *Einschalten des Geräts und Ausführen eines Diagnoseprogramms, auf Seite 67*).
- 2 Die Software neu starten.
Wenn das System angeschlossen ist, wird das Protokollereignis im Systemprotokoll gespeichert.
- 3 Wenn ein Programmablauf fortgesetzt werden soll, ein neues Experiment mit den entsprechenden/verbleibenden Schritten einrichten und ausführen, um den Programmablauf auf bestmögliche Weise abzuschließen.

2.4 Informationen zum Recycling

Einführung

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Installation des Ettan IPGphor 3.

Dekontamination

Das Ettan IPGphor 3 muss vor der Entsorgung dekontaminiert werden, und bei der Verschrottung des Systems müssen alle geltenden Vorschriften befolgt werden.

Entsorgung, allgemeine Anweisungen

Wenn das Ettan IPGphor 3-Gerät außer Betrieb gesetzt wird, müssen die unterschiedlichen Werkstoffe gemäß den nationalen und örtlichen Umweltbestimmungen getrennt und recycelt werden.

Recycling gefährlicher Substanzen

Der Ettan IPGphor 3 enthält gefährliche Substanzen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem GE-Vertreter.

Entsorgung elektrischer Komponenten

Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht als unsortierter Stadtmüll entsorgt werden und sind getrennt zu sammeln. Bitte nehmen Sie Kontakt mit einem autorisierten Vertreter des Herstellers auf, um Informationen hinsichtlich der Entsorgung des Geräts zu erhalten.



3 Systembeschreibung

Zu diesem Kapitel

Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung des Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System und eine Übersicht über seine Komponenten.

In diesem Kapitel

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

Abschnitt	Siehe Seite
3.1 Abbildungen von Ettan IPGphor 3	28
3.2 Ettan IPGphor 3-Gerät	32
3.3 Ettan IPGphor 3 Control Software	34
3.4 Streifenhalter	35

3.1 Abbildungen von Ettan IPGphor 3


Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System



Teil	Funktion
1	Ettan IPGphor 3 Control Software
2	Ettan IPGphor 3 Gerät

Anmerkung: Das Ettan IPGphor 3 Gerät wird zusammen mit separaten Streifenhaltern oder einem Verteiler eingesetzt. Es sind zwei Arten von Verteilern lieferbar: der Verteiler aus Keramik und der leichte Verteiler. Das Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System enthält außerdem Immobiline DryStrip Gelstreifen, die einen immobilisierten pH-Gradienten (IPG) enthalten. Weitere Informationen über die Verteiler finden Sie im Ettan IPGphor Cup Loading Manifold User Manual.

Ettan IPGphor 3 Plattform




Teil	Funktion
1	Schutzdeckel
2	Positiver (Anode) Elektrodenbereich
3	Negativer (Kathode) Elektrodenbereich
4	Bedienfeld

3 Systembeschreibung

3.1 Abbildungen von Ettan IPGphor 3

Ettan IPGphor 3-Bedienfeld


Das Ettan IPGphor 3 wird über eine Folientastatur mit sieben Tasten gesteuert. Der Gerätestatus wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.



Teil	Funktion
1	Schaltfläche START
2	Schaltfläche STOP
3	LCD-Bildschirm (Hauptbildschirm)
4	Pfeil-nach-links -Taste
5	Aufwärtspfeil -Taste
6	Pfeil-nach-rechts -Taste
7	Abwärtspfeil -Taste
8	Schaltfläche EDIT
9	HV ON Kontrollleuchte

Rückseite des Ettan IPGphor 3

Elektrische und Kommunikationsanschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Ettan IPGphor 3.



Teil	Funktion
1	Power switch
2	Sicherungshalter
3	RS232 für den Anschluss an den Computer
4	Stromeingang

3.2 Ettan IPGphor 3-Gerät

Plattform

Die Plattform ist mit einem Verteiler für den eindimensionalen isoelektrischen Fokussierungslauf (IEF) ausgestattet. Bis zu zwölf Streifenhalter von festgelegter Länge können für die Rehydratisierung und die IEF auf der Plattform platziert werden. Die integrierten Elektrodenbereiche liefern die elektrische Verbindung zwischen Streifenhalter oder Verteilerelektroden und einer integrierten Hochspannungs-Gleichstromversorgung, die bis zu 10 kV liefert. Die Plattformtemperatur wird von thermoelektrischen Peltier-Modulen gesteuert.

Beide Elektrodenbereiche bestehen aus vergoldetem Kupfer. Wenn ein Verteiler oder ein Streifenhalter so platziert wird, dass er beide Elektrodenbereiche überbrückt, wird der elektrische Stromkreis vervollständigt (sobald der Schutzdeckel in Position ist).

Schutzabdeckung


Bei der Analyse von Proteinen, die mit lichtempfindlichen Farbstoffen wie etwa CyDye™ markiert sind, wird eine Lichtschutzabdeckung verwendet. Die Abdeckung wird magnetisch angebracht, kann aber auf einfache Weise zum Teil entfernt werden, um das isoelektrische Fokussierungsverfahren zu überprüfen, speziell die Migration von Bromphenolblau beim Start.

Die Spannung wird ausgeschaltet, wenn der Schutzdeckel geöffnet wird.



Deckeladapter für Streifenhalter

Bei Verwendung von Standard-Streifenhaltern für das Ettan IPGphor 3 muss ein Deckeladapter verwendet werden, um den richtigen Druck auf die Deckel der Ettan IPGphor 3 Streifenhalter auszuüben.



3.3 Ettan IPGphor 3 Control Software


Steuersoftware

Die Ettan IPGphor 3 Control Software wird verwendet, um das Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System zu steuern. Die Software sorgt für die Darstellung der Daten, die Datenspeicherung und die Handhabung von Protokollen. Der PC wird mithilfe eines seriellen Kabels oder USB-Wandlers an das Ettan IPGphor 3 angeschlossen.

Die Ettan IPGphor 3 Control Software steuert gleichzeitig bis zu vier Ettan IPGphor 3 Systeme, die jeweils mit einem unterschiedlichen Satz von Programmlaufparametern ausgeführt werden.

Die Software ermöglicht eine Programmierung. Empfohlene Protokolle werden erzeugt, indem Gerätekonfiguration, die Länge der IPG-Streifen und der pH-Gradient angegeben werden.

Die Software zeichnet die Programmlaufparameter auf und präsentiert Daten in Form von Diagrammen und Protokolldateien. Daten werden gespeichert oder können nach Microsoft Excel exportiert werden.



3.4 Streifenhalter

Zwei Modelle von Streifenverteilern

IPG-Streifenverteiler sind in zwei Modellen erhältlich:

- Ein Modell, das aus einem Keramikwerkstoff hergestellt ist, der eine höhere Gleichförmigkeit der Temperatur ermöglicht
- Ein Modell, das aus einem leichten Polymerwerkstoff für weniger kritische Experimente hergestellt ist

Beide Modelle sind für die analytische Analyse mithilfe der Becherapplikation und vorbereitende Programmläufe, bei denen während des Rehydratisierungsschritts oder durch Laden der Papierbrücke eine Probe auf das Gel aufgetragen wird, konzipiert.

Streifenhalter

Die Streifenhalter sind aus einer Aluminiumoxidkeramik mit Elektroden aus Platin auf Titan hergestellt. Die Keramik ist äußerst zerbrechlich, sodass auch die Halter zerbrechlich sind und vorsichtig behandelt werden müssen.


Die Keramik wird mit einer speziellen Beschichtung behandelt, um die Proteinbindung zu minimieren, und sie darf nur mit der beigefügten Ettan IPGphor Cleaning Solution gereinigt werden, um diese Beschichtung zu erhalten.

Jeder Streifenhaltersockel von festgelegter Länge enthält während der gesamten Rehydratisierung und isoelektrischen Fokussierung einen einzelnen IPG-Streifen. Für jede Streifengröße ist ein Halter von passender Länge erhältlich. Alle zu irgendeiner Zeit verwendeten Streifen (und Halter) müssen die gleiche Länge aufweisen.

Es sind fünf Streifenhalterlängen erhältlich, nämlich 7, 11, 13, 18 und 24 cm (eine für jede IPG-Streifenlänge), sowie eine Reihe von linearen und nicht linearen pH-Bereichen. Für weitere Informationen siehe *Abschnitt 8.3 Bestellinformationen, auf Seite 121*.

3 Systembeschreibung

3.4 Streifenhalter




Teil	Funktion
Probenapplikations Taschen	Jede der beiden Taschen kann über das Rehydratisierungsvolumen hinaus bis zu 15 µl der Probe (7,5 µl auf jeder Seite des Streifens) enthalten (d. h. max. 30 µl für beide Taschen). Die Probe über die Taschen einbringen, wenn sie nicht in der Rehydratisierungslösung enthalten ist.
Deckel	Der Deckel besteht aus Acryl und schützt den IPG-Streifen während der Rehydratisierung. Die Form der Deckelunterseite gewährleistet während der IEF die elektrisch leitende Verbindung, indem der Streifen gegen die Elektrode gedrückt wird, während die Elektrolysegase entweichen dürfen. Der Fortschritt von Rehydratisierung und Trennung kann visuell durch den transparenten Deckel überwacht werden.

Streifenhalterdeckel

Der Deckel besteht aus Acryl und schützt den IPG-Streifen während der Rehydratisierung. Die Form der Deckelunterseite gewährleistet während der IEF die elektrisch leitende Verbindung, indem der Streifen gegen die Elektrode gedrückt wird, während die Elektrolysegase entweichen dürfen.

Der Fortschritt von Rehydratisierung und Trennung kann visuell durch den transparenten Deckel überwacht werden.



Teil	Funktion
1	Druckblock
2	Deckel
3	Sockel
4	Probenapplikationstaschen

4 Installation

Einführung

Dieses Kapitel enthält Informationen über die sichere Installation des Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System.

In diesem Kapitel

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

Abschnitt	Siehe Seite
4.1 Anforderungen an den Standort	39
4.2 Auspacken und Transportieren	41
4.3 Setup	42
4.4 Softwareinstallation für den isoelektrischen Fokussierungsvorgang	46

4.1 Anforderungen an den Standort

Platzbedarf

Parameter	Spezifikationen
Mindest-Arbeitsplattengröße (B x T)	480 × 670 mm

Ettan IPGphor 3 - Abmessungen und Gewicht

Parameter	Spezifikationen
Abmessungen (H × B × T)	160 × 278 × 471 mm
Gewicht	8,3 kg

Betriebsumgebung

Parameter	Spezifikationen
Einsatzort:	Einsatz in Gebäuden
Höhe über dem Meeresspiegel	Maximal 2.000 m
Umgebungstemperatur	15 °C bis 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 % bis 70 % ¹
Emissionsgrad	2
Schallemissionen	< 80 dB A

¹ Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit kann zur Bildung von Kondensat auf der Plattformoberfläche führen. Programmläufe, die bei einer Plattformtemperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 70 % durchgeführt werden, verursachen generell keine Kondensation. Plattformtemperaturen von mehr als 20 °C ermöglichen eine höhere relative Luftfeuchtigkeit, ohne dass Kondensation auftritt. Umgebungen, bei denen auf der Plattformoberfläche Kondensation auftritt, können unterschiedlich ausfallen. Wenn eine Kondensation stattfindet, benötigt das Gerät unter Umständen klimatisierte Luft, um die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit zu senken.

4 Installation

4.1 Anforderungen an den Standort

Strombedarf

Parameter	Spezifikationen
Versorgungsspannung	100-240 V~ ±10 %
Frequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch	230 VA
Transiente Überspannungen	Überspannungskategorie II

4.2 Auspacken und Transportieren

Auspacken

Alle gelieferten Artikel vorsichtig auspacken und durch Vergleich des Inhalts mit dem Lieferschein sicherstellen, dass alle Artikel vorhanden sind. Beim Fehlen eines Teiles bitte Ihr örtliches GE-Verkaufsbüro kontaktieren.

Alle Komponenten überprüfen. Wenn ein Teil sich als beschädigt herausstellt, bitte sofort an den Kurier wenden.

Das gesamte Verpackungsmaterial aufbewahren und verwenden, wenn beschädigte Teile zur Reparatur oder zum Austausch zurückgegeben werden müssen.

- Das Gerät vor Zusammenbau und Aufbau auf Beschädigung untersuchen.
 - Schäden dokumentieren und den örtlichen GE-Vertreter verständigen.
 - Bänder und Verpackungsmaterial entfernen und das Gerät aufrecht stellen, bevor mit dem Aufbau begonnen wird.
-

Transport

Vor Verstellen des Systems:

- Alle Kabel trennen.
 - Das Gerät am Sockel anheben.
-

4.3 Setup

Das Gerät aufstellen.



ACHTUNG

Die Lüftungsschlitze auf der Vorderseite, der Rückseite und am Boden des Ettan IPGphor 3 dürfen nicht blockiert werden. Luft muss frei zirkulieren können, damit die Kühlvorrichtung ordnungsgemäß funktioniert. Hinter der Rückseite des Geräts sollte für mindestens 10 cm unbehinderten Platz gesorgt werden.

Schritt Maßnahme

- 1 Einen Platz für das Ettan IPGphor 3 auswählen, an dem der Netzschalter auf der Geräterückseite zugänglich ist.
 - 2 Das Gerät auf eine flache Oberfläche stellen. Die Wasserwaage befindet sich in der Mitte. Die Nivellierfüße nach Bedarf drehen, um das Gerät eben auszurichten und zu stabilisieren.
-

Stromanschluss



ACHTUNG

Vor Anschließen des Netzkabels gewährleisten, dass die Versorgungsspannung an der Wandsteckdose der Kennzeichnung am Gerät entspricht.



ACHTUNG

Nur Netzkabel verwenden, die von GE geliefert oder zugelassen wurden.



ACHTUNG

Das Ettan IPGphor 3 muss stets an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.



ACHTUNG

Nicht die Rück- und Seitenverkleidung des Ettan IPGphor 3 blockieren. Der Netzschalter muss stets gut zugänglich sein. Das Netzkabel muss stets schnell herausgezogen werden können.

Im Lieferumfang des Geräts sind zwei Netzkabel enthalten: Ein Kabel ist mit einem nordamerikanischen Stecker mit drei Stiften (UL817) für 115-V-Netzsteckdosen ausgestattet, das andere Kabel besitzt einen mitteleuropäischen Stecker (CEE7/VII) für 230-V-Netzsteckdosen.

Schritt Maßnahme

- 1 Das Kabel mit dem richtigen Stecker für Ihr Labor auswählen. Wenn keines dieser Kabel für Ihre Steckdosen geeignet ist, ein abnehmbares Kabel mit einem IEC/320/C13 (CEE22/V)-Kabelabgang erwerben.
- 2 Die Anschlussstecker in die Netzkabel-Steckbuchse auf der Rückseite und in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose stecken.

Einschalten des Geräts und Ausführen eines Diagnoseprogramms

Das Gerät einschalten und gemäß der Beschreibung unter *Abschnitt 5.2 Inbetriebnahme des Geräts, auf Seite 67* ein Diagnoseprogramm ausführen.

Serieller Anschluss zum Anschließen eines Computers



HINWEIS

Computer, die zusammen mit dem Gerät verwendet werden, müssen die Norm IEC60950 erfüllen und gemäß den Herstelleranweisungen installiert werden.

Der serielle RS232-Anschluss zum Anschließen eines Computers befindet sich auf der Rückseite des Ettan IPGphor 3. Der erforderliche Kabeltyp (abgeschirmtes serielles Direktkabel oder abgeschirmtes Nullmodemkabel) ist von dem Gerätetyp (DTE oder DCE) abhängig, an den das Kabel angeschlossen wird:

4 Installation

4.3 Setup

- Wenn der Computer so konfiguriert ist, dass er Daten über Stift 3 empfängt und über Stift 2 sendet, wird ein reguläres serielles Direktkabel benötigt.
- Bei einer anderen Konfiguration ist ein Nullmodemkabel erforderlich.

Die Zuordnungen der Stiftnummern und die Details zur Geräteeinrichtung sind nachstehend aufgeführt:

Ettan IPGphor 3 Zuordnungen von RS232-Signalen und Stiftnummern	
Pin 2	Senden
Pin 3	Empfangen
Pin 5	Erde
Andere Pins	Nicht angeschlossen

Das Ettan IPGphor 3 benötigt in dem Gerät, das Daten empfängt, die folgenden Einstellungen	
Baudrate	9600
Datenbits	8
Stoppsbit	1
Startbit	1
Parität	Keine
Durchflussregelung	Keine

Einstellen der Baudrate

Zum Einstellen der Baudrate am LCD-Bildschirm die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Schritt Maßnahme

- 1 Gleichzeitig auf die **Pfeil-nach-oben-** und die **Pfeil-nach-unten-Taste** drücken, um auf das Menü **Baud** zuzugreifen.
- 2 Die **Pfeil-nach-oben-Taste** oder die **Pfeil-nach-unten-Taste** verwenden, um die Baudrate einzustellen.

Schritt Maßnahme

- 3 Die **Pfeil-nach-rechts-Taste** verwenden, um das Menü zu verlassen und wieder zum Hauptmenü zurückzukehren.

```
Serial Port Setup  
Baud Rate: 9600  
Set Up or Dn      Exit>
```

Zusammenbau

Die folgenden Teile müssen zum Ettan IPGphor 3-Gerät hinzugefügt werden, bevor es verwendet werden kann:

- Streifenhalter oder Verteiler
 - Streifen
 - Puffer und Probenflüssigkeiten
-

Ersatzteile und Zubehör

Für korrekte, aktuelle Informationen über Ersatzteile und Zubehör siehe:
www.gelifesciences.com

4 Installation

4.4 Softwareinstallation für den isoelektrischen Fokussierungsvorgang

4.4 Softwareinstallation für den isoelektrischen Fokussierungsvorgang

Einführung

Hinweise zur Installation des Ettan IPGphor 3 Control Software finden Sie im *Ettan IPGphor 3 Control Software Benutzerhandbuch*.

5 Betrieb

Einführung

Dieses Kapitel gibt Anweisungen zur Verwendung von Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System.

Die Proben vor dem Start des Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System gemäß der ausgewählten Methode rehydratisieren und zwar entweder mittels Ettan IPGphor 3 Streifenhaltern von festgelegter Länge oder mithilfe des Ettan IPGphor Cup Loading Manifold.

In diesem Kapitel

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

Abschnitt	Siehe Seite
5.1 Vorbereitungen vor dem Start	48
5.2 Inbetriebnahme des Geräts	67
5.3 Durchführen eines Programmlaufs über das Bedienfeld	69
5.4 Ausführen eines vorprogrammierten Protokolls vom PC	92

5.1 Vorbereitungen vor dem Start

Einführung

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zur Vorbereitung der Streifenhalter oder der Verteiler vor dem Start des Systems.

Vorsichtsmaßnahmen



HINWEIS

Harnsäurehaltige Lösungen können kurz angewärmt werden. Harnsäurehaltige Lösungen nicht über 30-40 °C erwärmen, da Isozyanat, ein Abbauprodukt von Harnsäure, zu einer Carbamylierung der Proteine in der Probe führt und somit deren isoelektrische Punkte geändert werden.



HINWEIS

Alle Chemikalien müssen so rein wie möglich sein. Zweifach destilliertes Wasser sollte verwendet werden.

5.1.1 Verwenden der Streifenhalter

Einführung

Mit Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System Streifenhaltern von festgelegter Länge können in einem Schritt IPG-Streifen rehydratisiert und Proben geladen werden, bevor automatisch mit der Trennung fortgefahren wird. Die IPG-Streifen sind nach der Rehydratisierung 3 mm breit und 0,5 mm dick.

Vorsichtsmaßnahmen



ACHTUNG

Vor dem Öffnen des Schutzdeckels sicherstellen, dass die Hochspannungsversorgung ausgeschaltet ist. Die **HVON** Kontrollleuchte auf dem vorderen Bedienfeld sollte nicht aufleuchten.

Den/die Streifenhalter vorbereiten.



HINWEIS

Die Keramikhalter vorsichtig handhaben, da sie äußerst zerbrechlich sind.

Schritt	Maßnahme
1	Den/die Streifenhalter entsprechend der für das Experiment gewählten IPG-Streifenlänge (7, 11, 13, 18 oder 24 cm) auswählen.
2	Jeden Halter mit der beigelegten Streifenhalter-Reinigungslösung waschen, um Proteinrückstände zu entfernen.
3	Mit doppelt destilliertem Wasser gut abspülen.
4	Den Halter mit einem Wattestäbchen oder einem fusselfreien Tuch trocknen oder an der Luft trocknen lassen. Der Halter muss vor dem Gebrauch vollständig trocken sein.

5 Betrieb

5.1 Vorbereitungen vor dem Start

5.1.1 Verwenden der Streifenhalter

Rehydratisieren des Immobiline DryStrip

Zum Rehydratisieren der Immobiline Drystrip die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Schritt	Maßnahme
1	Die Rehydratisierungslösung vorbereiten und den Immobiline DryStrip im Streifenhalter oder in der Rehydratisierungsablage rehydratisieren, wenn der Verteiler verwendet wird.
2	Die empfohlenen Verfahren in den Anweisungen befolgen, die auf den einzelnen Immobiline DryStrip Packungen angebracht sind.

Anmerkung: *Siehe auch den Leitfaden für die zweidimensionale Elektrophorese, Grundlagen und Methoden, der häufig verwendete Rezepturen enthält.*

Pipettieren der Rehydratisierungslösung



ACHTUNG

Keine Flüssigkeiten auf dem Gerätegehäuse verschütten. Wenn große Mengen Flüssigkeiten in das Gehäuse des Geräts eingedrungen sind und in Kontakt mit den elektrischen Komponenten geraten, das Instrument sofort ausschalten und einen autorisierten Wartungstechniker verständigen.



VORSICHT

Beim Umgang mit den IPG-Streifen sowie mit dem Gerät, das mit diesen in Kontakt gerät, stets Handschuhe tragen. Hierdurch wird die Kontaminierung durch Proteine, die Artefaktunkte in gefärbten 2-D Gelmustern verursachen können, weitgehend ausgeschlossen.



HINWEIS

Das für die Länge des IPG-Streifens angemessene Rehydratisierungsvolumen verwenden.

Zum Pipettieren des geeigneten Volumens an Rehydratisierungslösung in die einzelnen Halter die nachstehenden Anweisungen befolgen. Das richtige Volumen für jede Streifenlänge ist in den Anweisungen enthalten, die auf jeder Immobiline DryStrip Packung angebracht sind.

Schritt Maßnahme

- 1 Die Lösung langsam an einer zentralen Stelle im Streifenhalterkanal weit weg von den Probenapplikationstaschen pipettieren.
- 2 Alle größeren Luftbläschen entfernen.



5 Betrieb

5.1 Vorbereitungen vor dem Start

5.1.1 Verwenden der Streifenhalter

Positionieren des IPG-Streifens


Zum Positionieren des IPG strip die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Schritt	Maßnahme
---------	----------

- 1 Die Schutzabdeckung von dem IPG strip entfernen.
- 2 Den Streifen mit der Gelseite nach unten und dem spitzen Ende (Anode) des Streifens zum spitzen Ende des Streifenhalters ausgerichtet positionieren.
- 3 Den Streifen mit dem spitzen Ende zuerst auf die Lösung absenken. Damit der ganze Streifen beschichtet wird, den Streifen behutsam anheben und absenken und entlang der Oberfläche der Lösung vor- und zurückbewegen und dabei den Streifenhalter nach Bedarf leicht neigen, um eine vollständige und gleichmäßige Benetzung zu gewährleisten.



- 4 Das (quadratische) Kathodenende des Streifens in den Kanal absenken und dabei sicherstellen, dass das IPG-Gel mit den Streifenhalterelektroden an beiden Enden in Kontakt ist. Das Gel kann visuell identifiziert werden, sobald die Rehydratisierungslösung beginnt, das Gel zu trocknen. Darauf achten, keine Bläschen unter dem Streifen einzuschließen.



Auftragen von Immobiline DryStrip Abdeckflüssigkeit

Zum Auftragen von Immobiline DryStrip Cover Fluid zwecks Minimierung der Verdunstung und der Kristallisation von Harnstoff die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Schritt	Maßnahme
---------	----------

- | | |
|---|---|
| 1 | Die Abdeckflüssigkeit tropfenweise in ein Ende des Streifenhalters pipettieren, bis eine Hälfte des Streifens bedeckt ist. |
| 2 | Später die Abdeckflüssigkeit tropfenweise in das andere Ende des Streifenhalters pipettieren und Flüssigkeit zugeben, bis der ganze IPG-Streifen bedeckt ist. |

Platzieren der Streifenhalter-Abdeckung

Die Abdeckung auf den Halter legen. Druckblöcke auf der Unterseite der Abdeckung gewährleisten, dass der Streifen einen guten Kontakt mit den Elektroden beibehält, während das Gel rehydratisiert.

Rehydratisierungsverlauf

Die Rehydratisierung kann auf der Arbeitsplatte oder auf der Ettan IPGphor 3 Plattform fortgesetzt werden. Sicherstellen, dass sich der Halter auf einer ebenen Oberfläche befindet. Für die Rehydratisierung sind mindestens 10 Std. erforderlich, eine Rehydratisierung über Nacht wird empfohlen.

Alternativ kann die Rehydratisierung als erster Schritt eines Ettan IPGphor 3 Protokolls programmiert werden. Dies ist besonders zweckmäßig, wenn die Temperatursteuerung während der Rehydratisierung von Bedeutung ist oder wenn während der Rehydratisierung eine niedrige Spannung angelegt ist.

5 Betrieb

5.1 Vorbereitungen vor dem Start

5.1.1 Verwenden der Streifenhalter

Probenrehydratisierung unter Spannung (optional)

Zur Durchführung der Rehydratisierung unter Spannung die nachstehenden Anweisungen befolgen. Falls gewünscht, kann die Probe von dem IPG-Streifen unter niedriger Spannung absorbiert werden. Dies kann die Aufnahme von Proteinen mit hohem Molekulargewicht verbessern.

Schritt	Maßnahme
---------	----------

- | | |
|---|---|
| 1 | Die Rehydratisierungszeit auf 0:00 einstellen und Step 1 des Protokolls für niedrige Spannung (30 bis 100 V) für 10-12 Std. programmieren (siehe <i>Bearbeiten des Schritts oder Gradienten, auf Seite 80</i>). |
| 2 | Auf Wunsch weitere Schritte programmieren, um eine vollständige Fokussierung zu erreichen. |

Anwenden von Elektrodenpads vor der IEF (optional)

Unter bestimmten Bedingungen wie etwa einer länger andauernden Fokussierung kann Wasser zu einem Ende des Streifens wandern, sodass das andere Ende beginnt auszutrocknen. Dieser Effekt kann minimiert werden, indem direkt vor der IEF Papier-Elektrodenpads zwischen den IPG strip und jede Streifenhalterelektrode platziert werden. Elektrodenpads können auch Ionen absorbieren, die sich andernfalls an den Enden des IPG-Streifens ansammeln oder möglicherweise die Trennung stören.

Zum Anwenden von Elektrodenpads vor der IEF die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Schritt	Maßnahme
---------	----------

- | | |
|---|--|
| 1 | Zwei 3 mm breite Elektrodenpads von einem IEF-Elektrodenstreifen aus Papier (18-1004-40) abschneiden. |
| 2 | Die Pads auf eine saubere, flache Oberfläche wie beispielsweise eine Glasplatte legen und in entionisiertem Wasser einweichen. Überschüssiges Wasser durch Aufsaugen mit Seidenpapier entfernen. |

Anmerkung:

Elektrodenpads müssen feucht sein, nicht gesättigt oder tropfend.

- | | |
|---|--|
| 3 | Ein Ende des rehydratisierten IPG strip mit einer Zange oder einer Pinzette anheben. Ein Elektrodenpad über der Elektrode positionieren und den Streifen dann zurück in Position absenken. |
| 4 | Den Vorgang am anderen Ende wiederholen. |

Auftragen einer Probe nach der Rehydratisierung (optional)

Wenn die Probe nicht durch Einbeziehung in die Rehydratisierungslösung aufgetragen wurde, kann sie unmittelbar vor der IEF aufgetragen werden.

Zum Anwenden von Elektrodenpads vor der IEF die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Anmerkung: *Die IPG-Streifenbeschichtung ist undurchlässig; die Probe nicht auf die Rückseite des Streifens auftragen.*

Schritt Maßnahme

- 1 Die Probe in einer Lösung vorbereiten, deren Zusammensetzung der verwendeten Rehydratisierungslösung gleicht.
- 2 Die Probe entweder in eine der seitlichen Taschen an einem Ende des Streifenhalters oder in beide Taschen pipettieren. Die Probe unter die Abdeckflüssigkeit einbringen.
Auf jeder Seite können 7,5 µl Probenlösung zugegeben werden (d. h. 15 µl je Tasche oder maximal 30 µl, wenn beide Seiten von beiden Taschen verwendet werden).



5 Betrieb

5.1 Vorbereitungen vor dem Start


5.1.1 Verwenden der Streifenhalter

Positionieren der Streifenhalter

Die Ettan IPGphor 3 Plattform besitzt zwei Elektrodenbereiche:

- Der größere Bereich (3) ist die positive Elektrode (Anode).
- Der kleinere Bereich (4) ist die negative Elektrode (Kathode).

Den Streifenhalter wie nachstehend gezeigt auf der Plattform positionieren: Elektrodenkontakte unterhalb, einer in jedem Elektrodenbereich (1). Das spitze Ende des Streifenhalters (2) liegt über der Anode (zur Rückseite des Geräts weisend) und das stumpfe Ende liegt über der Kathode. Führungsmarkierungen entlang der Plattformseiten zeigen für jede Streifenhaltergröße (7, 11, 13, 18 und 24 cm) die ungefähre Positionierung.




Verwenden des Schutzdeckels



HINWEIS

Während der isoelektrischen Fokussierung nicht auf den Schutzdeckel lehnen, keinen übermäßigen Druck oder ungleichmäßiges Gewicht auf den Deckel ausüben, und keine Teile auf den Deckel stellen. Ein derartiger Druck kann eine Lichtbogenbildung zwischen den Elektroden des Streifenhalters und den Elektrodenbereichen verursachen, was zu Schäden am Gerät führt.

Bei Verwendung von Standard-Streifenhaltern für das Ettan IPGphor müssen Deckeladapter verwendet werden, um den richtigen Druck auf die Deckel der IPGphor Streifenhalter auszuüben. Der Druck hält den IPG-Streifen in Kontakt mit den IPG-Streifenhalterelektroden.



5 Betrieb

5.1 Vorbereitungen vor dem Start

5.1.1 Verwenden der Streifenhalter

Schließen des Schutzdeckels



VORSICHT

Vor dem Anlegen des Stroms muss der Schutzdeckel fest verschlossen sein.



HINWEIS

Durch Überschreiten des empfohlenen Grenzwerts von 50 μA pro IPG-Streifen kann der Streifen in Brand geraten und es können Schäden am Gerät entstehen.

Zum Sicherstellen eines guten elektrischen Kontakts bei der Verwendung des Streifenhalters von festgelegter Länge die nachstehenden Anweisungen befolgen:

Schritt Maßnahme

- 1 Zwei Deckeladapter (2) rechts über den Deckeln der Streifenhalter anbringen, einen über dem Anodenbereich und den anderen über dem Kathodenbereich.



- 2 Zwei oder mehr Streifenhalter (3) verwenden und sie weit auseinander platzieren, um sicherzustellen, dass die Deckeladapter nur an einem Streifenhalter hängen und nicht auf den anderen Streifenhalter drücken.
- 3 Den Schutzdeckel vorsichtig schließen (1). Hierzu leichten Abwärtsdruck ausüben und sicherstellen, dass der Mechanismus den Deckel verriegelt.

Schritt **Maßnahme**

- 4 Zur Überprüfung des Programmlaufs kann die Lichtschutzabdeckung angehoben werden, ohne den Programmlauf zu stoppen.



- 5 Zum Öffnen des Schutzdeckels den Deckel nach unten drücken. Die Verriegelung wird gelöst und der Programmlauf wird gestoppt. Den Deckel schließen. Danach wird der Programmlauf fortgesetzt.
-

5 Betrieb

5.1 Vorbereitungen vor dem Start

5.1.2 Verwenden des Ettan IPGphor Becherladungsverteilers

5.1.2 Verwenden des Ettan IPGphor Becherladungsverteilers

Vorsichtsmaßnahmen



VORSICHT

Beim Arbeiten mit Rehydratisierungslösung stets Schutzhandschuhe tragen.

Einführung

Ausführlichere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch für den Ettan IPGphor Becherladungsverteiler*.

Rehydratisieren eines Immobiline DryStrip in der IPGbox

Die IPG strips mit der Gelseite nach unten im richtigen Volumen an Rehydratisierungslösung mit oder ohne Probe unter Verwendung der IPGbox rehydratisieren.



Eine Rehydratisierung im Becherladungsverteiler ist nicht empfehlenswert, denn der Kanal ist zu breit, um eine ordnungsgemäße Rehydratisierung sicherzustellen.

Außerdem die Anweisungen im Lieferumfang der Immobiline DryStrips oder der IPGbox befolgen. Den Deckel der IPGbox schließen und die Streifen über Nacht rehydratisieren lassen (10 bis 20 Stunden).

Positionieren des Verteilers auf dem Ettan IPGphor 3

Zum Positionieren des Verteilers auf dem Ettan IPGphor 3 die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Schritt	Maßnahme
---------	----------

- | | |
|---|---|
| 1 | Die Ettan IPGphor 3 Plattform reinigen und trocknen, bevor der Verteiler auf das System gesetzt wird. |
| 2 | Positionieren des Verteilers auf der Ettan IPGphor 3 Plattform. Der kleine T-förmige Vorsprung passt in einen Ausschnitt an der Ettan IPGphor 3 Plattform in der Nähe des Deckelscharniers. |



- | | |
|---|--|
| 3 | Sicherstellen, dass der Verteiler nivelliert ist. Hierzu eine Wasserwaage auf die Mitte der Verteilerablage stellen, nachdem diese auf das Ettan IPGphor 3 Gerät gesetzt wurde. |
| 4 | 108 ml Immobiline DryStrip Cover Fluid abmessen (selbst wenn weniger als 12 Streifen in den Verteiler geladen werden). Die Abdeckflüssigkeit gleichmäßig in den 12 Verteilerkanälen verteilen. |

5 Betrieb

5.1 Vorbereitungen vor dem Start


5.1.2 Verwenden des Ettan IPGphor Becherladungsverteilers

Positionieren der IPG-Streifen im Verteiler

Zum Positionieren der IPG strips im Verteiler die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Schritt	Maßnahme
---------	----------

- | | |
|---|---|
| 1 | Die Streifen auf den Ettan IPGphor Cup Loading Manifold übertragen. |
|---|---|



- | | |
|---|--|
| 2 | Die Streifen mit der Vorderseite nach oben in die Abdeckflüssigkeit in der Ablage eintauchen, wobei das Anodenende des IGP-Streifens zur Anode des Ettan IPGphor 3 weist. |
| 3 | Den Streifen entlang des Verteilerkanals zentrieren. Vorsprünge an den Seiten führen den Streifen ziemlich gerade, allerdings muss seine Position ggf. noch etwas geändert werden. Siehe auch das <i>Benutzerhandbuch für den Ettan IPGphor Becherladungsverteiler</i> . |


Platzieren von Probenbechern

Zum Platzieren der Probenbecher die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Schritt	Maßnahme
---------	----------

- | | |
|---|--|
| 1 | Eine Reihe von Probenbechern in Position stellen, zum Beispiel ca. 1 cm vom Ende des Gelteils des IPG-Streifens. Den Becher NICHT mit den Füßen auf einen mittleren Vorsprung stellen. |
| 2 | Sicherstellen, dass die Füße des Bechers ordnungsgemäß unten im Kanal stehen.

Das Einführwerkzeug nach unten drücken und dabei leicht mit dem Werkzeug wackeln. |



- | | |
|---|--|
| 3 | Die Becher mit Abdeckflüssigkeit befüllen, um den richtigen Sitz der Becher zu prüfen. |
| 4 | Die Abdeckflüssigkeit nach 10 Minuten wieder einfüllen. |

5 Betrieb

5.1 Vorbereitungen vor dem Start

5.1.2 Verwenden des Ettan IPGphor Becherladungsverteilers

Platzieren der Elektroden-Papierdochte

Zum Platzieren der Elektroden-Papierdochte die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Schritt	Maßnahme
---------	----------

- | | |
|---|---|
| 1 | 150 µl destilliertes Wasser zu jedem Papierdocht zugeben. |
| 2 | Die Dochte so an jedes Ende der IPG-Streifen positionieren, dass ein Ende des Dochts auf dem Ende des Gels am IPG-Streifen liegt. |



Positionieren der Elektroden

Zum Positionieren der Elektroden die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Schritt	Maßnahme
---------	----------

- | | |
|---|--|
| 1 | Wenn die Nocken der Elektrode geöffnet sind, die Elektrodenbaugruppe auf alle Dochte positionieren. Die Elektrode muss den Docht berühren. |
| 2 | Die Nocken unter der äußeren Lippe der Ablage in die geschlossene Position drehen. Die Elektroden dürfen nicht bewegt werden, während die Nocken geschlossen sind. |



5 Betrieb

5.1 Vorbereitungen vor dem Start


5.1.2 Verwenden des Ettan IPGphor Becherladungsverteilers

Laden der Proben in die Probenbecher

Zum Laden der Proben in die Probenbecher die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Schritt	Maßnahme
---------	----------

- | | |
|---|---|
| 1 | In diese Becher dürfen maximal 150 µl Probe gegeben werden. |
|---|---|



- | | |
|---|--|
| 2 | Sicherstellen, dass die Proben mit Abdeckflüssigkeit bedeckt sind. Wenn die Probe in die Becher gegeben wird, sinkt sie durch das Öl zum Boden des Bechers und berührt den IPG-Streifen. |
| 3 | Den Ettan IPGphor 3 Deckel schließen. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none">• Ettan IPGphor 3 über die Anzeige am Bedienfeld programmieren und ausführen. Weitere Details finden Sie in <i>Abschnitt 5.3 Durchführen eines Programmlaufs über das Bedienfeld, auf Seite 69</i>, oder• Den Ettan IPGphor 3 über die Ettan IPGphor 3 Control Software starten. Weitere Details finden Sie in <i>Abschnitt 5.4.1 Einrichten eines Programmlaufs, auf Seite 93</i>. |

5.2 Inbetriebnahme des Geräts

Vorsichtsmaßnahmen



ACHTUNG

Vor dem Öffnen des Schutzdeckels sicherstellen, dass die Hochspannungsversorgung ausgeschaltet ist. Die **HVON** Kontrollleuchte auf dem vorderen Bedienfeld sollte nicht aufleuchten.



ACHTUNG

In einer Situation, in der ein Verletzungsrisiko besteht, das Gerät ausschalten. Hierzu den Netzschalter (auf der Rückseite) in die Position **0** schalten. Fehlfunktionen müssen behoben werden, bevor das Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System neu gestartet wird.

Einschalten des Geräts und Ausführen eines Diagnoseprogramms

Schritt	Maßnahme
1	Schalten Sie den Power switch an der Rückseite ein.
2	Hierdurch wird ein Eigendiagnoseprogramm aktiviert, das ca. 10 Sekunden lang läuft. Eine Reihe von Bildschirmen zeigen den Fortschritt an. Wenn eine Komponente einen Fehler aufweist, stoppt das Diagnoseprogramm und eine Meldung zeigt die Fehlerquelle an. Den Fehler gegebenenfalls notieren.
3	Auf START klicken, um mit dem nächsten Test fortzufahren.
4	Den GE Kundendienst anrufen, wenn Ausfälle erkannt werden,

5 Betrieb

5.2 Inbetriebnahme des Geräts

Schritt Maßnahme

- 5 Nach erfolgreichem Abschluss des Diagnoseprogramms weist der Hauptbildschirm darauf hin, dass das Gerät einsatzbereit ist (siehe Abbildung).



5.3 Durchführen eines Programmlaufs über das Bedienfeld

In diesem Abschnitt

Dieser Abschnitt behandelt die Ausführung der isoelektrischen Fokussierung über das Bedienfeld.

Abschnitt	Siehe Seite
5.3.1 Funktionen des Ettan IPGphor 3 Bedienfelds	70
5.3.2 Protokollparameter	74
5.3.3 Festlegen von Protokollparametern	76
5.3.4 Isoelektrische Fokussierung über das Bedienfeld	84
5.3.5 Anhalten oder Stoppen eines Protokolls	91

5.3.1 Funktionen des Ettan IPGphor 3 Bedienfelds

Einführung

IEF-Programmläufe werden über das Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System Bedienfeld mit bis zu zehn benutzerdefinierten IEF-Protokollen programmiert, jedes mit bis zu neun Schritten pro Protokoll.

Zu den programmierbaren Funktionen gehören: Rehydratisierungszeit, Plattformtemperatur, Stromstärke-Grenzwert, Spannungsgrenzwert für jeden Schritt, Spannungsgradient oder -schritt und Schrittdauer.

Tasten des Bedienfelds

Die folgenden Tasten auf dem Bedienfeld werden zur Programmierung des Ettan IPGphor 3 verwendet.

Befehlstasten	Funktion
EDIT 	Durch Drücken der EDIT -Taste im Bearbeitungsmodus wird zwischen dem Protokollidentifikations-Bildschirm mit allgemeinen Einstellungen für alle Schritte und den Einstellungen in den drei ersten Protokollschritten umgeschaltet. Mit der EDIT -Taste wechselt die Anzeige in den edit mode, in dem Protokollschritte programmiert werden können. (Siehe Abschnitt 5.3.3 Festlegen von Protokollparametern, auf Seite 76). Mit der EDIT -Taste kann außerdem die geschätzte verbleibende Programmlaufzeit angezeigt werden, während das Gerät läuft.
Pfeil-nach-links 	Mit der Pfeil-nach-links -Taste wird der Cursor nach links bewegt. Wenn der Cursor nach links aus dem Bildschirm bewegt wird, wird er auf der linken Seite der nächsten Zeile neu positioniert. Von der unteren Zeile aus wird der Cursor auf der linken Seite der oberen Zeile neu positioniert.
Pfeil nach rechts 	Mit der Pfeil-nach-rechts -Taste wird der Cursor nach rechts bewegt. Wenn der Cursor nach rechts aus dem Bildschirm bewegt wird, wird er auf der linken Seite der nächsten Zeile neu positioniert. Von der unteren Zeile aus wird der Cursor auf der linken Seite der oberen Zeile neu positioniert.

Befehlstasten	Funktion
Aufwärtspfeil 	<p>Mit der Aufwärtspfeil-Taste wird der Wert des gewünschten Felds bzw. der gewünschten Ziffer erhöht.</p> <p>Anmerkung: <i>Ausnahme: Wenn der Cursor unter der Schrittnummer S1-S9 nach links positioniert wird, wechselt die Anzeige mit der Aufwärtspfeil-Taste zur vorhergehenden Dreiergruppe der Protokollschritte.</i></p> <p>Anmerkung: <i>Während der Elektrophorese werden die Aufwärts-/Abwärts-pfeil-Tasten verwendet, um zwischen VhS, VhT und Hrs umzuschalten.</i></p>
Abwärtspfeil 	<p>Mit der Abwärtspfeil-Taste wird der Wert des gewünschten Felds bzw. der gewünschten Ziffer verringert.</p> <p>Anmerkung: <i>Ausnahme: Wenn der Cursor unter der Schrittnummer S1-S9 nach links positioniert wird, wechselt die Anzeige mit der Abwärts-pfeil-Taste zur nächsten Dreiergruppe der Protokollschritte.</i></p> <p>Anmerkung: <i>Während der Elektrophorese werden die Aufwärts-/Abwärts-pfeil-Tasten verwendet, um zwischen VhS, VhT und Hrs umzuschalten.</i></p>
START 	<p>Mit der START-Taste wird das ausgewählte Protokoll gestartet.</p>
STOP 	<p>Mit der STOP-Taste wird das Protokoll angehalten. Wird die STOP-Taste erneut gedrückt, wird das laufende Protokoll abgebrochen.</p> <p>Die STOP Taste ein drittes Mal drücken, um das Gerät zurückzusetzen und ein anderes Protokoll zu starten.</p>
HV ON Kontrollleuchte 	<p>Die HV ON Leuchte weist darauf hin, dass die Hochspannungsvorsorgung eingeschaltet ist und die isoelektrische Fokussierung läuft. Diese Leuchte ist während der Rehydratisierungsphase eines Protokolls aus.</p>

5 Betrieb

5.3 Durchführen eines Programmlaufs über das Bedienfeld

5.3.1 Funktionen des Ettan IPGphor 3 Bedienfelds

Protokollidentifikations-Bildschirm

Der **protocol identification screen** ist der erste Bildschirm, der nach dem Abschluss des Diagnoseprogramms angezeigt wird. Die erste Zeile beginnt mit **Protocol #1, Name**. Der Cursor befindet sich standardmäßig immer unter der Protokollnummer „1“.

Ein Protokoll kann ausgewählt werden, indem die Nummer eines Protokolls durch Drücken der **Aufwärtspfeil**- und der **Abwärtspfeil**-Taste angezeigt wird. Sobald das ausgewählte Protokoll gestartet wurde, zeigt der LCD-Bildschirm die Parameter des momentan ausgeführten Schritts an.

Der **protocol identification screen** besteht aus den folgenden programmierbaren Elementen:

- Nummer und Name des Protokolls
- Rehydratisierungszeit, Temperatur
- IEF-Programmlaufbedingungen (Temperatur und maximale Stromstärke pro Streifen)
- Anzahl der Streifen und Anzahl der Schritte im ausgewählten Protokoll.

```
Prot# 1 File 1  
Rehydrate 0:00Hr @ 20°C  
IEF @ 20°C 50µA/Strip  
1 Strips 0 Steps
```

IEF-Schritte-Bildschirm

Der zweite Bildschirm im Bearbeitungsmodus ist der erste in einer Reihe von neun programmierbaren IEF-Schritten, in denen das Spannungsänderungsmuster, die Spannung und die Schrittdauer festgelegt werden. Die Schritte werden in Gruppen von jeweils drei Schritten je Bildschirm angezeigt. Die Anzahl der Schritte, die programmiert wurden, wird neben der Protokollnummer angezeigt.

Die beiden Optionen für das **Spannungsänderungsmuster** lauten:

- **Step**, womit die Spannung auf den ausgewählten Wert für den nächsten Schritt eingestellt und dann für die Schrittdauer konstant gehalten wird.
- **Gradient**, womit der Spannungsgrenzwert von dem Wert, der für den vorhergehenden Schritt festgelegt wurde, (linear mit der Zeit) auf den Wert erhöht wird, der für diesen Schritt eingestellt ist. Wenn es sich dabei um den ersten Schritt handelt, wird der Wert von 0 ausgehend erhöht.

Die ursprüngliche werkseitig programmierte Spannung für die einzelnen Schritte beträgt 0. Jeden Schritt mit den Spannungswerten des Protokolls programmieren. Wenn weniger als neun Schritte benötigt werden, das Programm beenden, indem nach dem letzten Schritt ein Wert von 0 V zugewiesen wird. Die Schrittdauer (0 bis 99:59 Stunden) oder die Voltstunden (0 bis 300.000 Vhr) können für jeden Schritt programmiert werden.

```
Prot# 1 3 Steps
S1 Step 500V 1:00 Hrs
S2 Step 1000V 4:00 Hrs
S3 Step 8000V 80000 Vhr
```

5.3.2 Protokollparameter

Programmierbare Parameter

Das Ettan IPGphor 3 kann bis zu zehn Protokolle speichern. Zu den programmierbaren Protokollparametern gehören:

- Dauer und Temperatur der Rehydratisierungsphase.
- Dauer, Temperatur und Leistungsparameter für bis zu neun IEF-Schritte für jedes Protokoll.
- Leistungsparameter einschließlich Maximalstromstärke, Spannung und Spannungsänderungsmuster.

Empfehlungen zur Handhabung von Proben und Leitlinien für Protokolle finden Sie im *2-D Electrophoresis, principles and methods guide*. Der zulässige Wertebereich für die einzelnen programmierbaren Parameter ist nachstehend aufgeführt:

Zulässige Wertebereiche für die einzelnen programmierbaren Parameter		
Parameter	Arbeitsbereich	Empfohlene Werte
Schritte	1 bis 9	
Schrittdauer	Rehydratisierung: 0 bis 99:59 Std. Fokussierung: 0 bis 99:59 Std.	10:00 bis 14:00 Std. 2:00 bis 10:00 Std.
Volt	0 bis 10.000 V	100 bis 10.000 V
Max. Stromstärke	insgesamt 1500 μ A für max. 12 Streifen	50–75 μ A je Streifen
Plattformtemperatur	Rehydratisierung: 15°C bis 30°C Fokussierung: 15 °C bis 30 °C	20 20

Navigieren durch die „Felder“ und „Stellen“

- Jeder Bildschirm enthält Informationen sowie eines oder mehrere Felder, die bearbeitet werden können. Die aktiven Felder enthalten individuell einstellbare Stellen oder Zeichen.
- Bestimmte Stellen sind zudem mit ihren Nachbarstellen verknüpft. Drei der vier Stellen im Spannungsfeld können beispielsweise einzeln eingestellt werden. Wenn aber der Wert z. B. von 1000 auf 990 angepasst wird, sind drei Stellen betroffen, selbst wenn nur die Zehnerstelle manuell eingestellt wird.
- Stellen, ob einzeln oder verknüpft, werden „übertragen“, sodass das Erhöhen von 9 zu 0 und das Verringern von 0 zu 9 führt, bis ein Parametergrenzwert erreicht ist.

Das Ettan IPGphor 3 kann in Voltstunden (Vhr) oder in Stunden und Minuten im Schritt- und-Halt- oder im Gradientenmodus programmiert werden. Alle Werte innerhalb der oben aufgeführten Arbeitsbereiche können verwendet werden.

5.3.3 Festlegen von Protokollparametern

Einführung

Dieser Abschnitt behandelt die Programmierung, Bearbeitung oder Verifizierung aller Parameterwerte.

Alle Protokollparameter werden im Bearbeitungsmodus festgelegt. Die **EDIT**-Taste drücken, um zwischen dem ersten bearbeitbaren Bildschirm und dem Protokollidentifikations-Bildschirm umzuschalten.

Anmerkung: *Der Cursor stoppt nur in den Feldern, die bearbeitet werden können. Sobald der Cursor in Position ist, den Wert mithilfe der **Up**- oder **Down**-Pfeiltaste einstellen.*

Erstellen oder Bearbeiten von Protokollen

Um je nach Bedarf die Rehydratisierungsparameter, -zeit und -temperatur sowie die IEF-Parameter, die Temperatur, die μA /Streifen und die Anzahl der Streifen auf dem Hauptbildschirm zu bearbeiten, die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Schritt Maßnahme

- 1 Im Bildschirm **protocol identification screen** das Protokoll auswählen, das erstellt oder bearbeitet werden soll.
- 2 Den Cursor mithilfe der **Pfeil-nach-rechts**- und der **Pfeil-nach-links**-Taste unter dem Protokollnummerfeld positionieren und mithilfe der **Aufwärtspfeil**- und der **Abwärtspfeil**-Taste zur gewünschten Protokollnummer bewegen.

```
Prot# 1 File 1
Rehydrate 10:00Hr @ 20°C
IEF @ 20°C 50µA/Strip
1 Strips 0 Steps
```

Schritt Maßnahme

- 3 Den Dateinamen bearbeiten, indem der Cursor mithilfe der **Pfeil-nach-rechts**-Taste in den Dateinamen bewegt wird und die Zeichen mithilfe der **Aufwärtspfeil**- und der **Abwärtspfeil**-Taste wie gewünscht eingestellt werden. Um das Bearbeiten des Namens zu überspringen, mithilfe der **Pfeil-nach-links**-Taste zur nächsten Zeile wechseln.

Zum Ändern eines Zeichens den Cursor mithilfe der **Pfeil-nach-rechts**- und der **Pfeil-nach-links**-Taste zur Position des jeweiligen Zeichens bewegen und mithilfe der **Aufwärtspfeil**- und der **Abwärtspfeil**-Taste die 37 verfügbaren Optionen durchlaufen. Sobald das gewünschte Zeichen angezeigt wird, den Cursor zum nächsten Zeichen bewegen, das eingestellt werden soll.

Die ursprüngliche Bezeichnung „File #“ belegt sechs der 16 verfügbaren Zeichen. Das Ändern der Bezeichnung in einen anschaulicheren Namen wie etwa „11 CM 3 bis 10L“ erfordert für jede der elf Stellen im Namen das Durchlaufen der alphanumerischen Optionen.

```
Prot# 1 File 1
Rehydrate 10:00Hr @ 20°C
IEF @ 20°C 50µA/Strip
1 Strips 0 Steps
```

- 4 Den Zeitbereich bearbeiten, indem der Cursor mithilfe der **Pfeil-nach-rechts**- und der **Pfeil-nach-links**-Taste positioniert und der Zeitbereich mithilfe der **Aufwärtspfeil**- und der **Abwärtspfeil**-Taste eingestellt wird.

Der verfügbare Zeitbereich liegt zwischen 0 und 99:59 h, mit einer Auflösung von 10 Min. (daher können nur die ersten drei Stellen bearbeitet werden). Für die Rehydratisierung von IPG-Streifengelen sind mindestens 10 Std. erforderlich, eine Rehydratisierung über Nacht wird jedoch empfohlen. Dieser Protokollschritt kann auch als einfacher Zeitgeber genutzt werden, um das Protokoll zu einem geeigneten Zeitpunkt zu starten. Wenn die IPG-Streifen bereits rehydratisiert und für die sofortige Fokussierung bereit sind, die Rehydratisierungsdauer auf 00:00 Hrs einstellen.

```
Prot# 1 File 1
Rehydrate 10:00Hr @ 20°C
IEF @ 20°C 50µA/Strip
1 Strips 0 Steps
```

5 Betrieb

5.3 Durchführen eines Programmlaufs über das Bedienfeld

5.3.3 Festlegen von Protokollparametern

Schritt Maßnahme

- 5 Die Rehydratisierungstemperatur einstellen, indem der Cursor mithilfe der **Pfeil-nach-rechts**- und der **Pfeil-nach-links**-Taste positioniert wird. Den Wert mithilfe der **Aufwärtspfeil**- und der **Abwärtspfeil**-Taste innerhalb eines Bereichs von 15 °C bis 30 °C auswählen.

Der ursprüngliche werkseitig programmierte Wert beträgt 20 °C.

```
Prot# 1 File 1
Rehydrate 10:00Hr @ 20°C
IEF @ 20°C 50µA/Strip
1 Strips 0 Steps
```

Anmerkung:

Für das Aufrechterhalten der tatsächlichen Plattformtemperatur bei <18 °C oder >25 °C kann es erforderlich sein, das Ettan IPGphor 3 Gerät an einem Ort aufzustellen, dessen Temperatur niedriger oder höher als die Raumtemperatur ist (z. B. eine Kältekammer).

Wenn die Plattform bei einer Raumtemperatur von unter 7 °C in dampfhaltigen Umgebungen betrieben wird, kann es notwendig sein, das Gerät in einem klimatisierten Raum zu betreiben, um zu verhindern, dass sich Kondensat auf der Plattform ansammelt.

- 6 Die dritte Zeile enthält Felder zur Einstellung der Plattformtemperatur und des Stromstärke-Grenzwerts für alle isoelektrischen Fokussierungsschritte. Die Rehydratisierungstemperatur einstellen, indem der Cursor mithilfe der **Pfeil-nach-rechts**- und der **Pfeil-nach-links**-Taste positioniert wird. Den Wert mithilfe der **Aufwärtspfeil**- und der **Abwärtspfeil**-Taste innerhalb eines Bereichs von 15 °C bis 30 °C auswählen.

Zum Einstellen der **Plattformtemperatur** den Cursor mithilfe der **Pfeil-nach-rechts**- und der **Pfeil-nach-links**-Taste im aktiven °C-Feld positionieren und den Wert mithilfe der **Aufwärtspfeil**- und der **Abwärtspfeil**-Taste innerhalb eines Bereichs von auswählen.

Die ursprüngliche werkseitig programmierte IEF-Temperatur beträgt 20 °C.

```
Prot# 1 File 1
Rehydrate 10:00Hr @ 20°C
IEF @ 20°C 50µA/Strip
1 Strips 0 Steps
```

Schritt **Maßnahme**

- 7 Zum Einstellen des Stromstärke-Grenzwerts für alle isoelektrischen Fokussierungsschritte den Cursor mithilfe der **Pfeil-nach-rechts-** und der **Pfeil-nach-links-**Taste unter einem der drei aktiven μA -Stellen positionieren und den Wert mithilfe der **Aufwärtspfeil-** und der **Abwärtspfeil-**Taste innerhalb eines Bereichs von 0 bis 200 μA je Streifen auswählen.

Der ursprüngliche werkseitig programmierte Wert beträgt 50 μA je IPG-Streifen.

```
Prot# 1 File 1
Rehydrate 10:00Hr @ 20°C
IEF @ 20°C 50µA/Strip
1 Strips 0 Steps
```

Anmerkung:

Die verfügbare Gesamtstromstärke beträgt 1500 μA .

- 8 Die Pfeiltasten verwenden, um die **Anzahl der Streifen** einzustellen, die auszuführen sind.

```
Prot# 1 File 1
Rehydrate 10:00Hr @ 20°C
IEF @ 20°C 50µA/Strip
1 Strips 0 Steps
```

- 9 Auf dem Bedienfeld auf **EDIT** drücken, um zum nächsten Bildschirm zu wechseln.
-

5 Betrieb

5.3 Durchführen eines Programmlaufs über das Bedienfeld

5.3.3 Festlegen von Protokollparametern

Bearbeiten des Schritts oder Gradienten

- 1 Die **EDIT**-Taste drücken, um die programmierbaren Parameter auf dem Display anzuzeigen. Den Cursor mithilfe der **Pfeil-nach-rechts**- und der **Pfeil-nach-links**-Taste in dem Feld positionieren, das bearbeitet werden soll, und den Wert durch Drücken der **Aufwärtspfeil**- und der **Abwärtspfeil**-Taste einstellen.
- 2 Auf einen **Step** zugreifen, indem der Cursor unter der Schrittnummer platziert wird und die **Pfeil-nach-rechts**- und die **Pfeil-nach-links**-Taste verwendet werden.
Jeder Schritt wird anhand des Buchstabens „S“ und der Schrittnummer identifiziert. Die ursprünglich werkseitig programmierte Option für die einzelnen Schritte lautet **Step**.

```
Prot# 1 3 Steps
S1 Step 500V 1:00 Hrs
S2 Step 1000V 4:00 Hrs
S3 Step 8000V 80000 Vhr
```

- 3 Zum Fortfahren mit der nächsten Schrittgruppe die **Abwärtspfeil**-Taste drücken, und zum Zurückkehren zu einem vorhergehenden Schritt die **Aufwärtspfeil**-Taste drücken.
- 4 Zum Umschalten auf **Gradient** den Cursor mithilfe der **Pfeil-nach-rechts**- und der **Pfeil-nach-links**-Tasten zum Feld **Step** bewegen und mithilfe der **Aufwärtspfeil**- oder der **Abwärtspfeil**-Taste umschalten.

```
Prot# 1 3 Steps
S1 Grad 500V 1:00 Hrs
S2 Grad 1000V 4:00 Hrs
S3 Step 8000V 80000 Vhr
```

- 5 Die **IEF voltage** lässt sich von 0 bis 8000 V in Schritten von 10 V programmieren. Jede der drei ersten Stellen im Spannungsfeld kann unabhängig eingestellt werden.

Zuerst den Cursor mithilfe der **Pfeil-nach-rechts**- und der **Pfeil-nach-links**-Tasten zur gewünschten Stelle bewegen und den Wert dann mithilfe der **Aufwärtspfeil**- und der **Abwärtspfeil**-Tasten ändern.

```
Prot# 1 3 Steps
S1 Grad 500V 1:00 Hrs
S2 Grad 2000V 1:00 Hrs
S3 Step 8000V 2:00 Hrs
```

- 6 Zum Auswählen den Cursor unter das aktuell ausgewählte Feld setzen und mithilfe der **Aufwärtspfeil**- oder der **Abwärtspfeil**-Taste zwischen Hrs und Vhrs umschalten. Den Cursor mithilfe der **Pfeil-nach-rechts**- und der **Pfeil-nach-links**-Tasten zur gewünschten Stelle bewegen und den Wert mithilfe der **Aufwärtspfeil**- und der **Abwärtspfeil**-Tasten ändern.

Die ursprünglich werkseitig programmierte Zeit für jeden Schritt beträgt 0:00 und sollte für alle nicht genutzten Schritte auf 0:00 eingestellt werden. Der Vhrs-Wert wird gemäß der Erläuterung auf der linken Seite berechnet, aber diese Werte können in gleicher Weise wie die Hrs-Werte eingestellt werden.

Anmerkung:

Beim Umschalten von Hrs zu Vhr wird der Wert im Vhrs-Feld automatisch gemäß dem ausgewählten Spannungsänderungsmuster berechnet:

Für Schritt-und-Halt ist Vhr das Produkt von Stunden und Spannung.

Für Gradient ist Vhr das Produkt von Stunden und dem Mittelwert des Spannungsgrenzwerts, der für den aktuellen Schritt und für den vorhergehenden Schritt eingestellt ist.


Absolute Vhr-Grenzwerte können auf jeden Wert zwischen 1 und 30000 Vhr eingestellt werden.

```
Prot# 1 3 Steps
S1 Grad 500V 1:00 Hrs ·
S2 Grad 1000V 4:00 Hrs
S3 Step 8000V 80000 Vhr ·
```

Vereinfachtes Vier-Schritte-Protokoll und resultierendes Spannungsprofil (Beispiel)

Zur Veranschaulichung der beiden Spannungsänderungsmuster zeigt ein vereinfachtes Beispiel die Programmschritte und das resultierende Spannungsprofil. Bitte beachten, dass das Protokoll mit Schritt 4 beendet wird.

Angaben zu empfohlenen IEF-Protokollen finden Sie im *2-D Electrophoresis Principles and Methods guide*.



Anmerkung: Die eingestellte Spannung ist der Spannungsgrenzwert. Unter den Bedingungen einer Stromstärkebegrenzung kann es einige Zeit dauern, bis die Maximalspannung erreicht ist, und unter bestimmten Leistungsbedingungen kann sie überhaupt nicht erreicht werden.

Am Ende des Ettan IPGphor 3 Protokolls kann ein niedrigerer Spannungsschritt eingegeben werden. Die Bandschärfe wird jedoch sinken.

Prüfen des Protokolls

Schritt Maßnahme

- 1 Jeden einzelnen Schritt durchlaufen: Den Cursor mithilfe der **Pfeil-nach-rechts-** und der **Pfeil-nach-links-**Tasten im Schrittnummer-Feld positionieren.
- 2 Mithilfe der **Aufwärtspfeil-** und der **Abwärtspfeil-**Tasten die Schritte weiter durchlaufen.

Schritt	Maßnahme
3	Nach Bedarf bearbeiten. Hierzu den Cursor mithilfe der Pfeil-nach-rechts- und der Pfeil-nach-links- Tasten platzieren und den Wert mithilfe der Aufwärtspfeil- und der Abwärtspfeil- Tasten einstellen.
4	Sicherstellen, dass das Spannungsfeld in allen nicht genutzten Schritten einen Wert von 0 anzeigt oder dass der Wert im Hrs-Feld 00:00 beträgt.

Beenden des Bearbeitungsmodus

Auf **EDIT** drücken, um alle Änderungen zu speichern und den Schrittbearbeitungsmodus zu beenden. Der Bildschirm **Protokollidentifikation** wird angezeigt.

5.3.4 Isoelektrische Fokussierung über das Bedienfeld

Vorsichtsmaßnahmen



ACHTUNG

Ettan IPGphor 3 ist ein Hochspannungsgerät, das tödliche Stromschläge verursachen kann, wenn die Sicherheitsfunktionen ausgeschaltet wurden. Vor Beginn eines Protokolls muss der Schutzdeckel fest verschlossen sein.

Protokollschritte

Sobald das Protokoll startet, wird jeder Schritt automatisch ausgeführt und der Gerätestatus wird für jeden Schritt auf dem Bildschirm angezeigt. Plattformtemperatur und verbleibende Zeit können geändert werden, während das Protokoll läuft, und jede derartige Möglichkeit wird im Folgenden der Reihe nach behandelt.

Auswählen der Protokollnummer

Schritt	Maßnahme
---------	----------

- | | |
|---|--|
| 1 | Den Cursor mithilfe der Pfeil-nach-rechts - und der Pfeil-nach-links -Tasten im Protokollnummerfeld positionieren und die Protokollnummer mithilfe der Aufwärtspfeil - und der Abwärtspfeil -Tasten auswählen. |
|---|--|

```
Prot# 1 MY PROTOCOL
Rehydrate 10:00Hr @ 20°C
IEF @ 20°C 200µA/Strip
12 Strips 3 Steps
```

Schritt **Maßnahme**

- 2 Den Cursor mithilfe der **Right-** und der **Left arrow**-Tasten so positionieren, dass die Anzahl der auszuführenden Streifen eingestellt werden kann, und mithilfe der Aufwärtspfeil- und der **Down arrow**-Tasten die Nummer (1-12) auswählen.

```
Prot# 1 MY PROTOCOL
Rehydrate 10:00Hr @ 20°C
IEF @ 20°C 200µA/Strip
12 Strips 3 Steps
```

- 3 Folgende Schaltfläche drücken: **START**. Ein Bildschirm wird angezeigt, in dem die Anzahl der auszuführenden Streifen bestätigt werden muss. Die Anzahl der Streifen gegebenenfalls anpassen.

```
Number of strips :12
Press START to continue
```

- 4 Zum Fortfahren **START** drücken.

5 Betrieb

5.3 Durchführen eines Programmlaufs über das Bedienfeld

5.3.4 Isoelektrische Fokussierung über das Bedienfeld

Schritt Maßnahme

- 5 Wenn der Schutzdeckel nicht ordnungsgemäß geschlossen ist, wird mit folgender Meldung die erforderliche Maßnahme angezeigt:

```
Lid open step 1  
Close lid to continue
```



VORSICHT

Während IEF:

- Do not lean on the safety lid (Nicht auf den Schutzdeckel lehnen).
- Do not apply excess pressure or uneven weight to the lid (Keinen übermäßigen Druck und kein ungleichmäßiges Gewicht auf den Schutzdeckel ausüben).
- Do not place any items on the lid (Keine Gegenstände auf dem Schutzdeckel platzieren).

- 6 Nach dem Sichern des Schutzdeckels erneut auf **START** drücken.
- 7 Auf dem ersten Bildschirm werden das Protokoll, die Anzahl der Schritte und die Gesamtstundenzahl (ausgenommen die Rehydratisierungszeit) angezeigt.

```
Starting protocol # 1  
3 steps 4:00 Hr
```

Wenn ein Rehydratisierungszeitraum programmiert wurde, zeigt der Rehydratisierungsstatus-Bildschirm die Anzahl der verstrichenen Stunden und die tatsächliche Plattformtemperatur an:

```
Running Prot# 1  
Rehydration for 10:00 Hr  
0:01 Hr Elapsed  
Rehydrate at 20°C
```

Ändern der Rehydratisierungsdauer oder anderer Parameter

So werden die Rehydratisierungsdauer oder andere Parameter geändert:

Schritt	Maßnahme
---------	----------

- 1 Auf **EDIT** drücken, um den Einstellungsbildschirm anzuzeigen. Mit einem erneuten Drücken auf **EDIT** wird der Schritteinstellungs-Bildschirm angezeigt. Mit einem erneuten Drücken auf **EDIT** erfolgt die Rückkehr zum Ausführungsbildschirm.
- 2 Die erste Zeile zeigt an, dass das Protokoll läuft.
Alle Änderungen, die an einem Protokoll während der Ausführung vorgenommen werden, werden nur auf den aktuellen Programmlauf angewendet. Das gespeicherte Protokoll ist nicht betroffen. Den Cursor unter die Stelle positionieren, die eingestellt werden soll, und diese Stelle mithilfe der **Aufwärts Pfeil**- und der **Abwärts Pfeil**-Tasten ändern. Zum Beenden dieses Schritts alle Stellen auf 0 setzen. Dieser Bildschirm wird nach einigen Sekunden automatisch durch den regulären Statusbildschirm ersetzt.

```
Running Prot# 1
Rehydrate 10:00Hr @ 20°C
IEF @ 20°C 200 µA/Strip
12 Strips 3 Steps
```

5 Betrieb

5.3 Durchführen eines Programmlaufs über das Bedienfeld

5.3.4 Isoelektrische Fokussierung über das Bedienfeld

Schritt Maßnahme

- 3 Das Temperatur-Feld kann direkt (ohne Drücken auf **EDIT**) geändert werden. Den Cursor mithilfe der **Pfeil-nach-rechts**- und der **Pfeil-nach-links**-Tasten im Temperatur-Feld positionieren und den Wert mithilfe der **Aufwärtspfeil**- und der **Abwärtspfeil**-Tasten einstellen.
- Es kann je nach Umgebungsbedingungen bis zu 30 Minuten dauern, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.
- Die isoelektrische Fokussierung beginnt nach Abschluss des Rehydratisierungsschritts. Die **HV ON**-Leuchte wird leuchten und der Statusbildschirm wird angezeigt, der den aktuell ausgeführten Schritt sowie alle Parameter wiedergibt.

```
Running Prot# 1 @ 20°C  
Step 1 of 3 Vhrs  
Step Vhrs Elapsed  
500V 40µA/Strip 0.0W
```

Anmerkung:

Die angezeigte Wattleistung ist die an alle Streifen abgegebene Gesamtleistung, wobei sie häufig als 0 W angezeigt wird, da jeder Wert, der kleiner als 0,5 ist, auf 0 abgerundet wird. Wenn die abgegebene Leistung 0,4 W je Streifen überschreitet, den Programmlauf stoppen und die V- oder µA-Einstellungen verringern.

Die aktuelle Plattformtemperatur wird angezeigt.

Die durchschnittliche Stromstärke je IPG-Streifen (µA), die gesamte abgegebene Augenblicksleistung (W) und die tatsächliche Spannung (V) werden angezeigt. Wenn die Stromstärke den begrenzenden Parameter bildet, blinkt das „A“ in „µA“.

Schritt Maßnahme

4 So wird zwischen VhT, VhS und Hrs umgeschaltet:

- Den Cursor mithilfe der **Pfeil-nach-rechts-** und der **Pfeil-nach-links-**Taste zum Feld **Hrs/Vhrs** der Anzeige bewegen.
- Die Anzeige mithilfe der Aufwärtspfeil- und der Abwärtspfeil-Tasten so ändern, dass VhT, VhS und Hrs wiedergegeben werden.

```
Running Prot# 1 @ 20°C
Step 1 of 3 Vhrs
Step Vhrs Elapsed
500V 40µA/Strip 0.0W
```

Das Ettan IPGphor 3 wird die Voltstunden während des Programmlaufs folgendermaßen anzeigen:

- VhS, was die Gesamt-Voltstunden für diesen Schritt angibt, oder
- VhT, also die Gesamt-Voltstunden, die während des gesamten Programmlaufs zum aktuellen Zeitpunkt angesammelt wurden.

Die für den aktuellen Schritt verstrichenen Stunden werden durch Hrs angezeigt.

5 So wird die Anzeige für die Wiedergabe der verbleibenden Hrs, VhS oder VhT geändert:

Den Cursor unter das Feld **Elapsed** oder ~ **Remain** bewegen und die **Aufwärtspfeil-** oder die **Abwärtspfeil-**Taste verwenden.

Die Grenzwerte für Temperatur, Spannung und Stromstärke für den aktuellen Schritt können ebenfalls direkt auf diesem Bildschirm angepasst werden.

```
Running Prot# 1 @ 20°C
Step 1 of 3 Vhrs
Step Vhrs Elapsed
500V 40µA/Strip 0.0W
```

5 Betrieb

5.3 Durchführen eines Programmlaufs über das Bedienfeld

5.3.4 Isoelektrische Fokussierung über das Bedienfeld

Schritt Maßnahme

- 6 Durch Drücken auf **EDIT** wird der Schritteinstellungs-Bildschirm angezeigt. Mit einem erneuten Drücken auf **EDIT** erfolgt die Rückkehr zum Ausführungsbildschirm. Die **Aufwärtspeil**-Taste in den Feldern **S1** bis **S3** verwenden, um auf den Bildschirm **Rehydration/IEF** zuzugreifen.

```
Running Prot#  
S1 Grad 500V 1:00 Hrs  
S2 Grad 2000V 1:00 Hrs  
S3 Step 8000V 2:00 Hrs
```

Anmerkung:

Wenn die Spannung während eines Gradientenschritts angepasst wird, wird der Schritt für den Rest des Schritts zu „Schritt“ konvertiert.

- 7 Während die isoelektrische Fokussierung fortschreitet, wandert der Tracking-Farbstoff Bromphenolblau zur Anode und verlässt den IPG-Streifen. Dies geschieht im Allgemeinen, bevor die Fokussierung abgeschlossen ist.

Anmerkung:

Ein farbloser Streifen weist nicht darauf hin, dass die IEF abgeschlossen ist.

Wenn der Tracking-Farbstoff sich nicht bewegt, fließt kein Strom durch den Streifen. Sicherstellen, dass die Streifenhalterelektroden in Kontakt mit den Elektrodenbereichen sind. Weitere Vorschläge finden Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung“.

- 8 Wenn das Protokoll endet, ertönen Piepsignale und der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```
Run ended at  
8000V 12000 Vhrs Total  
50µA 8:00 Hr Total  
Press Stop to reset
```

Die abschließenden Gerätewerte werden angezeigt. Zum Zurücksetzen des Geräts wie angegeben auf **STOP** drücken.

5.3.5 Anhalten oder Stoppen eines Protokolls

Start- und Stopptasten

Zum Anhalten oder Stoppen eines laufenden Protokolls die **STOP**-Taste drücken:

A rectangular box containing the text: Paused in step 1
Press **START** to continue. The word 'START' is highlighted in a grey background.

```
Paused in step 1  
Press START to continue
```

Zum Fortsetzen des Protokolls die **START**-Taste drücken. Zum Abbrechen des Protokolls die **STOP**-Taste erneut drücken. Hierdurch wird das Gerät so reagieren, als ob, wie oben beschrieben, das Ende eines nicht unterbrochenen Protokolls erreicht wurde.

5.4 Ausführen eines vorprogrammierten Protokolls vom PC

In diesem Abschnitt

Dieser Abschnitt behandelt die Ausführung der isoelektrischen Fokussierung von einem PC aus.

Abschnitt	Siehe Seite
5.4.1 Einrichten eines Programmlaufs	93
5.4.2 Einen Programmlauf durchführen	100

5.4.1 Einrichten eines Programmlaufs


Vorsichtsmaßnahmen



ACHTUNG

Vor dem Öffnen des Schutzdeckels sicherstellen, dass die Hochspannungsversorgung ausgeschaltet ist. Die **HV ON** Kontrollleuchte auf dem vorderen Bedienfeld sollte nicht aufleuchten.

Hauptbildschirm und Schaltflächen



Teil	Funktion
1	Geräteauswahl-Schaltflächen
2	Protokollmodus-Schaltflächen
3	Gerätesteuerungs-Schaltfläche

5 Betrieb

5.4 Ausführen eines vorprogrammierten Protokolls vom PC

5.4.1 Einrichten eines Programmlaufs

Teil	Funktion
4	Info-Schaltfläche
5	Protokollansicht-Schaltfläche

Anschließen des Geräts

Schritt Maßnahme

- 1 Den Computer starten, bei Windows anmelden und Ettan IPGphor 3 Control Software starten.
- 2 Das gewünschte Ettan IPGphor 3 auswählen. Hierzu auf eine der vier Geräteauswahl-Schaltflächen klicken (**Instr1 - Instr4**).



Die Identität des Geräts sollte jetzt unter den Schaltflächen angezeigt werden. Mit der Software können bis zu vier Geräte gleichzeitig betrieben werden.

- 3 Das Menü **Communication/Instrument (1-4)** auswählen, um die Kommunikationseinstellungen des Geräts zu öffnen.



- 4 **Active** aktivieren.
- 5 Den **COM**-Anschluss im Listenfeld **COM port** auswählen.
- 6 Den Gerätenamen im **Name** Feld eingeben.

Schritt Maßnahme

- 7 Auf **Done** klicken.
- In der Auswahl Schaltfläche für das entsprechende Gerät leuchtet eine grüne Lampe auf.



Auswählen von Optionen für den Protokollmodus

Es gibt zwei Hauptoptionen, um das Protokoll für den Programmlauf einzustellen:

- Schneller Modus
- Erweiterter Modus

Die Auswahl erfolgt mittels der **protocol mode buttons** und der ausgewählte Modus wird unter den Schaltflächen angezeigt.

Bei der Option „Schneller Modus“ wählt die Software das optimale Protokoll und zwar je nachdem, welcher Ablagety, welche Streifenlänge und welcher pH-Bereich verwendet werden. Durch Wechsel in den erweiterten Modus kann dieses Protokoll im Weiteren bearbeitet und in einer Datei gespeichert werden.

Verwenden des Protokolls im schnellen Modus

Schritt Maßnahme

- 1 Im Hauptfenster des Ettan IPGphor auf die entsprechende Geräteauswahl-Schaltfläche klicken (**Instr1 - Instr4**), um das gewünschte Gerät auszuwählen.




5 Betrieb

5.4 Ausführen eines vorprogrammierten Protokolls vom PC

5.4.1 Einrichten eines Programmlaufs

Schritt Maßnahme

- 2 **Fast** auswählen. Unter den Schaltflächen sollte „Fast“ angezeigt werden.



- 3 Die Registerkarte **Run settings & details** durch Klicken auf die Registerkarte auswählen.



- 4 Durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche die experimentellen Bedingungen festlegen, also **Strip length**, **pH range** und **Number of strips**.
- 5 Nun wählt die Software ein optimales GE Protokoll für die angegebenen experimentellen Parameter aus.
-

Bearbeiten des ausgewählten Protokolls

Die **Protocol view** auf der Registerkarte **Run settings & details** auswählen. Hierzu auf die rechte der beiden Schaltflächen in der rechten unteren Ecke des Registerkartenfensters klicken.



Das von der Software ausgewählte Protokoll wird nun im Detail angezeigt. Jetzt können beliebige Werte im Protokoll bearbeitet werden, indem auf das bearbeitbare Feld geklickt und die gewünschten Änderungen eingegeben werden.

Protocol name AT_18_5.0-6.0

Rehydr. time 00:00 **Temp** 20 °C

IEF: **I/strip** 75 μ A **Temp** 20 °C

Step		U [V]		Time or Vh	
1	Step ▾	500	500	Vh ▾
2	Grad ▾	1000	800	Vh ▾
3	Grad ▾	10000	16500	Vh ▾
4	Step ▾	10000	39200	Vh ▾
5	Step ▾	0	00:00	HH:mm ▾
6	Step ▾	0	00:00	HH:mm ▾
7	Step ▾	0	00:00	HH:mm ▾
8	Step ▾	0	00:00	HH:mm ▾
9	Step ▾	0	00:00	HH:mm ▾

Total time 08:59 **Total Vh** 57000

Speichern des Protokolls

Schritt Maßnahme

- 1 Sicherstellen, dass der gewünschte Protokollname im **Protocol name** Feld eingegeben wurde.

Tipp:

Das Protokoll nach Benutzername_Streifenlänge_pH-Bereich (max. 16 Zeichen) benennen.

5 Betrieb

5.4 Ausführen eines vorprogrammierten Protokolls vom PC

5.4.1 Einrichten eines Programmlaufs

Schritt Maßnahme

- 2 Auf die mittlere der drei Schaltflächen klicken, um das Protokoll zu speichern. Ein **Save as** Dialogfeld wird geöffnet. Den Dateinamen des Protokolls und den Ordner des Protokolls gegebenenfalls ändern.



Anmerkung:

Wenn der Name eines bearbeiteten Protokolls überschrieben wird, geht dieses Protokoll verloren.

Herunterladen von Protokollen zu einer bestimmten Position

Das Ettan IPGphor 3 kann bis zu zehn Protokolle speichern.

Schritt Maßnahme

- 1 Um ein Protokoll an einer anderen Stelle als Position 1 auf das Ettan IPGphor 3 herunterzuladen, das Menü **Protocol:Transfer protocol** wählen und dann die gewünschte **Instrument position (1-10)** auswählen.



- 2 Auf **OK** klicken.
Jetzt wird das aktuelle Protokoll auf die ausgewählte Position im Ettan IPGphor 3 heruntergeladen. Protokolle, die sich vorher an dieser Position befanden, wurden überschrieben.

Löschen von Protokollen

Auf die rechte der drei Schaltflächen oben in der Ansicht **Protocol** klicken.



Das aktuelle Protokoll wird gelöscht.

5.4.2 Einen Programmlauf durchführen

Einen Programmlauf starten

Zum Starten des Programmlaufs nach Übertragung des Protokolls die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Schritt Maßnahme

- 1 Das Gerät auswählen. Hierzu auf die Auswahl Schaltfläche für das gewünschte Gerät klicken (*Instr1- Instr4*).



- 2 Ein auszuführendes Protokoll auswählen.
- 3 Die Anzahl der auszuführenden Streifen auswählen.
- 4 Auf die **Start**-Schaltfläche klicken.



Jetzt ist das aktuelle Protokoll auf die Position 1 im ausgewählten Gerät heruntergeladen.

Nun beginnt der Programmlauf, was durch das Wort **Running** unter den Bedienschnittflächen des Geräts angezeigt wird.

- 5 Um einen zweiten Programmlauf zu starten, das gewünschte Gerät, das Protokoll und die Anzahl der Streifen auswählen und auf die **Start**-Schaltfläche klicken. Es können bis zu vier verschiedene Programmläufe mit vier verschiedenen Protokollen an vier verschiedenen Geräten gleichzeitig begonnen werden.
-

Anhalten eines Programmlaufs

Zum Anhalten eines Programmlaufs die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Schritt	Maßnahme
---------	----------

- | | |
|---|---|
| 1 | Um einen laufenden Programmlauf anzuhalten, auf die Pause -Schaltfläche klicken. |
|---|---|



Nun wird der Programmlauf angehalten, was durch das Wort **Paused** unter den Bedienschnittflächen des Geräts angezeigt wird.

- | | |
|---|---|
| 2 | Um mit dem Programmlauf fortzufahren, auf die Start -Schaltfläche klicken. Der Programmlauf wird von der Position im Protokoll aus wieder gestartet, an der er angehalten wurde. |
|---|---|

Stoppen eines Programmlaufs

Zum Stoppen eines Programmlaufs die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Schritt	Maßnahme
---------	----------

- | | |
|---|--|
| 1 | Folgende Schaltfläche drücken: Stop . Der Programmlauf wird jetzt gestoppt. Um anzugeben, dass der Programmlauf gestoppt wurde, wird unter den Bedienschnittflächen des Geräts Idle angezeigt. |
|---|--|



- | | |
|---|---|
| 2 | Der Programmlauf wird jetzt gestoppt, was durch das Wort „Idle“ unter den Bedienschnittflächen des Geräts angezeigt wird. |
|---|---|

Anmerkung: Während der Verwendung der **Stop**-Taste kann das Protokoll lediglich von Beginn an erneut gestartet werden.

5 Betrieb

5.4 Ausführen eines vorprogrammierten Protokolls vom PC

5.4.2 Einen Programmlauf durchführen

Anzeigen von Diagrammen und Daten

Das Ettan IPGphor 3 Control Software bietet Diagramme der Daten (Spannung, Voltstunden und Stromstärke) an, wenn sie vom Ettan IPGphor 3 abgerufen werden.

Der Benutzer kann den Fortschritt eines Programmlaufs von einem beliebigen der anderen vier Geräte, die parallel betrieben werden, überwachen und anzeigen.

Überwachung eines Laufs

Zum Überwachen des Programmlaufs die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Schritt Maßnahme

- 1 Auf die Auswahl Schaltfläche für das richtige Gerät klicken (**Instr1 - Instr4**), um das gewünschte Gerät auszuwählen. Der Fortschritt eines Programmlaufs kann von einem beliebigen der anderen vier Geräte, die gleichzeitig betrieben werden, überwacht und angezeigt werden. Die Identität des ausgewählten Geräts wird unter den Bedienschaltflächen des Geräts angezeigt.
- 2 Die Registerkarte **Run settings & details** durch Klicken auf die Überschrift der Registerkarte öffnen.
- 3 Im Diagramm **Protocol details** werden zwei von drei möglichen Parametern (Sollspannung, gemessene Spannung und gemessene Stromstärke) angezeigt, um einen Überblick über das Protokoll und den Programmlauf zu bieten.



Schritt Maßnahme

- 4 Ein beliebiges Kombinationsfeld unter dem Diagramm öffnen, und anschließend auf den Parameter klicken, der im **Protocol details** Diagramm angezeigt werden soll.

Anmerkung:

Wenn die gemessene Spannung und der gemessene Strom ausgewählt wurden, ändert sich die Zeitskala und nur die abgelaufene Zeit wird angezeigt.

- 5 Auf die linke der zwei Schaltflächen in der rechten unteren Ecke des Registerkartenfensters klicken, um die Info- und Datenansicht auszuwählen.



Die Hauptparameter des Programmlaufs werden jetzt angezeigt. Je nachdem, was zur Festlegung der Länge des aktuellen Schritts ausgewählt ist, wird **Vh** oder **Time** angezeigt.




5 Betrieb

5.4 Ausführen eines vorprogrammierten Protokolls vom PC

5.4.2 Einen Programmlauf durchführen

Schritt Maßnahme

- Die Registerkarte **Session log** öffnen. Hierzu auf die Überschrift der Registerkarte klicken, um die in der Protokolldatei gesammelten Programmlaufdaten anzuzeigen.



In der Protokolldatei der Sitzung sind die Identität des Geräts, die Benutzererkennung, das aktuelle Protokoll, die Startzeit und viele andere Parameter gespeichert. Einzelheiten finden Sie im *Ettan IPGphor 3 Control Software Benutzerhandbuch*.

- Auf eine andere Geräteauswahl-Schaltfläche klicken, um Programmläufe an anderen, von der Software gesteuerten, Geräten zu überwachen. Auf diese Art können bis zu vier parallele Programmläufe überwacht werden.

Erfassen von Programmlaufdaten

Während eines Programmlaufs werden im Minutentakt automatisch Programmlaufdaten von der isoelektrischen Fokussierungseinheit des Ettan IPGphor 3 gewonnen, und die Daten werden in einem Diagramm und numerischen Anzeigen dargestellt.

Speichern von Daten

Alle Programmlaufdaten und das Sitzungsprotokoll können in eine Microsoft Excel-Datei exportiert werden. Es ist auch möglich, das aktuelle Anwendungsfenster als Bilddatei zu speichern.

Zum Exportieren von Daten die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Schritt	Maßnahme
1	Export.File auswählen.
2	Eine Datei auswählen. Als Standarddateiname dienen das Datum und die Uhrzeit (z. B. 11. Apr 2013 10.56.45).
3	Den Speicherort auswählen. Der Standardspeicherort für die gespeicherte Datei lautet C:\IPGphor3\RunData.

6 Wartung

Vorsichtsmaßnahmen



ACHTUNG

Der Kunde muss sicherstellen, dass Installation, Wartung, Betrieb und Inspektion von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das entsprechend geschult wurde, die örtlichen Vorschriften und Betriebsanleitungen versteht und einhält sowie über eingehende Kenntnisse über das Produkt und den Gesamtprozess verfügt.



ACHTUNG

Die Abdeckungen des Ettan IPGphor 3 dürfen nicht vom Benutzer geöffnet werden. Das Instrument enthält elektrische Schaltkreise, die tödliche Stromschläge abgeben können. Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die von GE hierzu autorisiert wurden.



ACHTUNG

Stromquelle trennen. Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten immer die Stromversorgung unterbrechen.



ACHTUNG

Nicht die Hauptabdeckung entfernen. Im Gerät befinden sich keine vom Benutzer wartbare Komponenten, und Sie können Hochspannung ausgesetzt werden.



HINWEIS

Das Gerät trocken und sauber halten. Regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch und nach Bedarf mit einem milden Reinigungsmittel abwischen. Das Gerät vor Inbetriebnahme vollständig trocknen lassen.

6.1 Reinigen des Ettan IPGphor 3

Vorsichtsmaßnahmen



ACHTUNG

Wenn große Mengen Flüssigkeiten in das Gehäuse des Geräts eingedrungen sind und in Kontakt mit den elektrischen Komponenten geraten, das Instrument sofort ausschalten und einen autorisierten Wartungstechniker verständigen.



HINWEIS

Keine starken Säuren, Basen, Ketone, Alkohole oder andere Reagenzien zur Reinigung der Deckel, Probenbecher oder Elektroden verwenden, um Beschädigungen der Teile zu vermeiden.

Die Becher können nach Bedarf kurz mit Ethanol abgespült werden.



HINWEIS

Streifenhalter und Verteiler mit der beiliegenden Streifenhalter-Reinigungslösung reinigen. Alle anderen Komponenten, die in Kontakt mit dem IPG strip oder der Probe geraten, mit einem Glasreinigungsmittel reinigen. Mit destilliertem Wasser gut abspülen.

Reinigen des Ettan IPGphor 3

Die Teile des Geräts, die mit flüssigen Reagenzien in Kontakt geraten, sind beständig gegen Chemikalien, die normalerweise für die IEF verwendet werden. Bevor andere Chemikalien in das System eingeführt werden, die betroffenen Teile zunächst testen.

Reinigungsverfahren

Die IPGphor Strip Holder Cleaning Solution wurde speziell für das Entfernen von Proteinablagerungen zusammengestellt. Diese Reinigungslösung verursacht keine Schäden am Streifenhalter oder Verteiler. Die IPGphor Strip Holder Cleaning Solution (29-0119-27) kann in 1-Liter-Flaschen bei GE bestellt werden.

Reinigen von Streifenhaltern/Verteiler aus Keramik



HINWEIS

Die Streifenhalter und der Verteiler aus Keramik sind sehr zerbrechlich. Beim Umgang mit diesen Teilen sehr vorsichtig vorgehen.

Die Streifenhalter und der Verteiler des Ettan IPGphor 3 bestehen aus einer wärmeleitenden Aluminiumoxidkeramik. Sie wurden einer Oberflächenbehandlung unterzogen, um die Absorption und die Interaktion mit Proteinen zu minimieren. Die Beschichtung ist mechanisch robust und kann Temperaturen bis zu 300 °C standhalten. Allerdings kann sie durch längeren Kontakt mit extremen pH-Werten beschädigt werden.

Die Streifenhalter/den Verteiler nach jedem IEF-Programmlauf der ersten Dimension reinigen. Keine Lösungen im Streifenhalter/Verteiler antrocknen lassen. Die Reinigung kann gegebenenfalls vereinfacht werden, wenn der Streifenhalter/Verteiler ein paar Stunden oder über Nacht in einer 2-5 %igen Lösung aus IPGphor Streifenhalter-Reinigungslösung in Wasser eingeweicht wird. Streifenhalter und Verteiler können auch in 1 % kochendes SDS eingetaucht werden.



HINWEIS

Zur Entfernung von Proteinablagerungen von den Streifenhaltern bzw. dem Verteiler muss ein pH-neutrales Reinigungsmittel wie etwa die IPGphor Strip Holder Cleaning Solution verwendet werden.



HINWEIS

Streifenhalter von festgelegter Länge und Verteiler können gebacken, gekocht oder im Autoklav sterilisiert werden. SIE DÜRFEN NICHT IN KONTAKT MIT STARKEN SÄUREN ODER BASEN, EINSCHLIESSLICH ALKALISCHEN REINIGUNGSMITTELN, GELANGEN.

Anweisungen

Schritt Maßnahme

- 1 Zunächst den Streifenhalter/Verteiler abspülen. Eine milde Flüssigseife verwenden, um Reste der IPG-Deckelflüssigkeit zu entfernen.

Schritt	Maßnahme
---------	----------

- | | |
|---|--|
| 2 | Ein paar Tropfen IPGphor Strip Holder Cleaning Solution in den Schlitz des Streifenhalters/Verteilers geben. Den Streifenhalter/Verteiler mit einer Zahnbürste kräftig abbürsten. |
| 3 | Mit destilliertem oder entionisiertem Wasser gut abspülen. |
| 4 | Vor Inbetriebnahme die Streifenhalter/den Verteiler an der Luft trocknen lassen, oder mit einem flusenfreien Tuch gut abtrocknen. |
| 5 | Die Plattform und die Plattenelektroden nach jedem Gebrauch mit einem Labortuch oder einem Papiertuch abwischen. Andere Außenflächen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Niemals Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden. |

Reinigen der Verteilerleuchte

Die Ettan IPGphor Manifold Light mit Wasser, das nicht wärmer als 40 °C ist, und mit IPGphor Strip Holder Cleaning Solution reinigen.



VORSICHT

Während der Reinigung keine organischen Lösungsmittel verwenden.

Reinigen der Elektroden



HINWEIS

Die Elektrodenoberflächen nicht verkratzen.

Die Elektrodenbaugruppen mit der IPGphor Strip Holder Cleaning Solution waschen. Gründlich mit Wasser und anschließend entionisiertem Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen.

6 Wartung

6.1 Reinigen des Ettan IPGphor 3

Reinigung vor geplanter Wartung/Instandsetzung

Zum Schutz und für die Sicherheit von Wartungspersonal müssen alle Geräte und Arbeitsbereiche sauber und frei von gefährlichen Schmutzstoffen sein, bevor ein Warte-techniker Wartungsarbeiten beginnt.

Füllen Sie bitte die Checkliste auf dem Formular *Gesundheits- und Sicherheitserklärung bei Wartung vor Ort* oder dem Formular *Gesundheits- und Sicherheitserklärung für Produktrückgabe oder -wartung* aus, abhängig davon, welches Gerät vor Ort gewartet bzw. zur Wartung zurückgegeben wird.

Das benötigte Formular aus der *Abschnitt 8.1 Gesundheits- und Sicherheitserklärungsformular*, auf Seite 117 kopieren oder aus der PDF-Datei auf der Benutzerdokumentations-CD drucken.

6.2 Austauschen von Sicherungen

Vorsichtsmaßnahmen




ACHTUNG

Vor dem Austausch von Sicherungen das Gerät stets vom Strom trennen und das Netzkabel abziehen.

Sicherungen

Sicherungen schützen Geräte, indem sie Lasten ausschalten, die für den Stromkreis des Geräts zu groß sind. Es ist daher unbedingt erforderlich, dass Sicherungen nur gegen Sicherungen derselben Auslegung ausgetauscht werden. Das Netzstrommodul an der Rückseite des Gerätes enthält zwei Hauptsicherungen, die für alle Modelle identisch sind: T2.5 AL 250V, 5 × 20 mm.

Sicherungskasten



Teil	Funktion
1	Netzschalter
2	Deckel
3	Schlitz
4	Kassettenende

Anleitung zum Austausch von Sicherungen

Schritt	Maßnahme
1	Den Sicherungskasten öffnen. Hierzu einen kleinen flachen Schraubendreher in den Schlitz oben am Strommodul stecken. Den Schraubendreher um 1/8 Umdrehung drehen, um den Deckel zu lösen. Anschließend den Kasten aufziehen.
2	Den Schraubendreher über dem Pfeil an einer Sicherungskassette einsetzen, das Kassettenende heraushebeln und langsam vollständig aus dem Modul ziehen.
3	Die Sicherung aus ihrer Kassette ziehen und überprüfen. Wenn die Sicherung durchgebrannt oder gebrochen ist, muss sie gegen eine Sicherung derselben Auslegung ausgetauscht werden. Wenn die Sicherung intakt zu sein scheint, muss sie mit einem Multimeter geprüft werden. (Ein Wert bis zu 1 Ohm deutet an, dass die Sicherung noch funktionstauglich ist.)
4	Eine neue Sicherung in die Kassette einlegen und die Kassette in das Strommodul schieben. Hierbei sicherstellen, dass der Pfeil an der Kassette nach rechts zeigt (in dieselbe Richtung wie die Pfeile innen an der Tür des Sicherungskastens).
5	Die Schritte 2 bis 4 für die zweite Kassette wiederholen.
6	Den Deckel des Sicherungskastens schließen und vorsichtig in das Strommodul drücken, bis er einschnappt.
7	Das Netzkabel in das Gerät stecken, und den Netzschalter einschalten.
8	Wenn sich das Gerät nach Austausch der Hauptsicherung(en) nicht einschaltet, nachdem der Strom wieder eingeschaltet wurde, den GE-Kundendienst verständigen.

7 Fehlerbehebung

Leitfaden zur Fehlerbehebung

In der folgenden Tabelle sind die Situationen für eine Fehlerbehebung aufgeführt, die während der Verwendung des Ettan IPGphor 3 auftreten können.

Symptom	Abhilfemaßnahme
Probleme, die durch LCD-Meldungen angezeigt werden	
Deckel geöffnet, Schritt 1, zum Fortsetzen schließen	Der Schutzdeckel ist nicht richtig geschlossen. Das System verfügt über eine automatische Spannungsabschaltung, die aktiviert wird, wenn der Schutzdeckel geöffnet wird. Damit der Programmablauf durchgeführt werden kann, muss der Deckel geschlossen sein.
Gesperrter Bildschirm im Bearbeitungsmodus	Den Netzschalter ausschalten, um das Gerät zurückzusetzen.
Leere Anzeige	Wenn die elektrischen Komponenten nicht funktionieren (z. B. die HV ON -Kontrollleuchte leuchtet nicht und die Lüfter laufen nicht), die Sicherungen im Netzstrommodul prüfen.
Diagnoseprogramm weist auf Komponentenfehler hin	Die Komponente notieren, die ausgefallen ist, und auf die START -Taste drücken, um das Diagnoseprogramm fortzusetzen. Weitere Informationen über die Fehlerbehebung erhalten Sie von Ihrem GE Kundendienst.
Lichtbogen	Ein Lichtbogen wurde erkannt. Das Gerät reduziert die Spannungseinstellung automatisch auf 500 V. Der Programmablauf wird fortgesetzt, und es müssen keine weitere Maßnahmen durchgeführt werden.

Symptom	Abhilfemaßnahme
Spannungsversorgung	
Stromstärke zu niedrig oder Null	<p data-bbox="628 338 1119 520">Mindestens zwei der drei Druckpolster unter dem Deckel müssen leicht gegen die Streifenhalter drücken, um einen elektrischen Durchgang zwischen den Elektroden des Streifenhalters und den Elektrodenbereichen an der Plattform sicherzustellen.</p> <p data-bbox="628 547 1119 698">Das Gel muss gleichmäßig und vollständig rehydratisiert sein, um den Strom zu leiten. Sicherstellen, dass die richtige Menge Rehydratisierungslösung auf den IPG-Streifenhalter aufgetragen wird, und mindestens 10 Stunden rehydrieren lassen.</p> <p data-bbox="628 726 1119 811">Sicherstellen, dass beide Verbindungspunkte am Streifenhalter oder die Verbindungsstifte der Verteilerelektroden die goldene Oberfläche berühren.</p>
Spannungsgrenzwert nicht erreicht	<p data-bbox="628 840 1119 1022">Die Ionenstärke der Rehydrationslösung ist zu hoch. Das Gerät hat den aktuellen Grenzwert erreicht; die IPG-Pufferkonzentration reduzieren, ein Mischbett-Ionenaustauschharz verwenden, um die Ionenaufspaltungsprodukte von Harnstoff und anderen Additiven zu entfernen.</p> <p data-bbox="628 1050 1119 1104">Die Probe entsalzen oder so vorbereiten, dass die Salzkonzentration unter 10 mM liegt.</p>

Symptom	Abhilfemaßnahme
Funken oder Brandmarkenbildung in Streifen	Den aktuellen Grenzwert reduzieren. 50 µA pro Streifen nicht überschreiten.
	Um zu verhindern, dass der IPG-Streifen austrocknet, während der Rehydratisierung stets Immobiline DryStrip Abdeckflüssigkeit auftragen.
	Sicherstellen, dass der IPG-Streifen entlang der gesamten Länge rehydratisiert ist. Der IPG-Streifen muss die richtige Menge Rehydratisierungslösung vollständig berühren. Luftblasen unter dem IPG-Streifen entfernen.
	Die Probe entsalzen oder so vorbereiten, dass die Salzkonzentration unter 10 mM liegt. Additive der Rehydratisierungslösung entionisieren. Überschüssiges, geladenes Material in der Probe oder im Rehydratisierungspuffer führt zu Elektro-Endosmose, wodurch der Streifen in der Mitte austrocknet, was wiederum möglicherweise zu Funkenbildung und Brennstellen an diesen Punkten führen kann.

8 Informationen zu Verweisen

Technischer Kundendienst und Reparatur

GE bietet einen kompletten technischen Support für alle seine Produkte. Wenn sich Fragen zur Verwendung dieses Produkts ergeben oder eine Reparatur vereinbart werden soll, bitte Ihren örtlichen GE-Vertreter anrufen oder ein Fax senden.

8.1 Gesundheits- und Sicherheitserklärungsformular

Wartung vor Ort



On Site Service Health & Safety Declaration Form

Service Ticket #:	
-------------------	--

To make the mutual protection and safety of GE service personnel and our customers, all equipment and work areas must be clean and free of any hazardous contaminants before a Service Engineer starts a repair. To avoid delays in the servicing of your equipment, please complete this checklist and present it to the Service Engineer upon arrival. Equipment and/or work areas not sufficiently cleaned, accessible and safe for an engineer may lead to delays in servicing the equipment and could be subject to additional charges.

Yes	No	Please review the actions below and answer "Yes" or "No". Provide explanation for any "No" answers in box below.	
		Instrument has been cleaned of hazardous substances. Please rinse tubing or piping, wipe down scanner surfaces, or otherwise ensure removal of any dangerous residue. Ensure the area around the instrument is clean. If radioactivity has been used, please perform a wipe test or other suitable survey.	
		Adequate space and clearance is provided to allow safe access for instrument service, repair or installation. In some cases this may require customer to move equipment from normal operating location prior to GE arrival.	
		Consumables, such as columns or gels, have been removed or isolated from the instrument and from any area that may impede access to the instrument.	
		All buffer / waste vessels are labeled. Excess containers have been removed from the area to provide access.	
Provide explanation for any "No" answers here:			
Equipment type / Product No:		Serial No:	
I hereby confirm that the equipment specified above has been cleaned to remove any hazardous substances and that the area has been made safe and accessible.			
Name:		Company or institution:	
Position or job title:		Date (YYYY/MM/DD):	
Signed:			

GE and GE monogram are trademarks of General Electric Company.
GE Healthcare Bio-Sciences Corp, 800 Centennial Avenue, P.O. Box 1327, Piscataway, NJ 08855-1327
© 2010-14 General Electric Company—All rights reserved. First published April 2010.

DOC1149542/28-9800-26 AC 05/2014

Rückgabe oder Wartung von Produkten



Health & Safety Declaration Form for Product Return or Servicing

Return authorization number:		<i>and/or</i> Service Ticket/Request:	
-------------------------------------	--	---	--

To make sure the mutual protection and safety of GE personnel, our customers, transportation personnel and our environment, all equipment must be clean and free of any hazardous contaminants before shipping to GE. To avoid delays in the processing of your equipment, please complete this checklist and include it with your return.

1. Please note that items will NOT be accepted for servicing or return without this form
2. Equipment which is not sufficiently cleaned prior to return to GE may lead to delays in servicing the equipment and could be subject to additional charges
3. Visible contamination will be assumed hazardous and additional cleaning and decontamination charges will be applied

Yes	No	Please specify if the equipment has been in contact with any of the following:	
		Radioactivity (please specify)	
		Infectious or hazardous biological substances (please specify)	
		Other Hazardous Chemicals (please specify)	

Equipment must be decontaminated prior to service / return. Please provide a telephone number where GE can contact you for additional information concerning the system / equipment.

Telephone No:			
Liquid and/or gas in equipment is:		Water	
		Ethanol	
		None, empty	
		Argon, Helium, Nitrogen	
		Liquid Nitrogen	
	Other, please specify		
Equipment type / Product No:		Serial No:	

I hereby confirm that the equipment specified above has been cleaned to remove any hazardous substances and that the area has been made safe and accessible.

Name:		Company or institution:	
Position or job title:		Date (YYYY/MM/DD)	
Signed:			

To receive a return authorization number or service number, please call local technical support or customer service.

GE and GE monogram are trademarks of General Electric Company.
 GE Healthcare Bio-Sciences Corp, 800 Centennial Avenue, P.O. Box 1327, Piscataway, NJ 08855-1327, US
 © 2010-14 General Electric Company—All rights reserved. First published April 2010.
 DOC1149544/28-9800-27 AC 05/2014

8.2 Technische Daten

Leistungsdaten

Parameter	Spezifikationen
Versorgungsspannung	100-240 V~ ±10 %
Frequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch	230 VA
Transiente Überspannungen	Überspannungskategorie II

Elektrophorese

Parameter	Spezifikationen
Hochspannung	bis zu 10 kV
Strom	bis zu 1,5 mA

Arbeitsfläche

Parameter	Spezifikationen
Elektrodenbereiche	Vergoldetes Kupfer.
Kapazität	Bis zu zwölf Streifenhalter von festgelegter Länge oder ein Verteiler.
Plattformtemperatur	15 °C bis 30 °C ±2 °C.

Benutzerschnittstelle

Element/Parameter	Spezifikationen
Bedienfeld	Folientastatur mit sieben Tasten.
LCD (Flüssigkristallanzeige)	4 Zeilen, 24 Zeichen pro Zeile.

8 Informationen zu Verweisen

8.2 Technische Daten

Element/Parameter	Spezifikationen
Programmierbare Parameter	Rehydratisierungszeit, Plattformtemperatur, maximaler Stromstärke-Grenzwert je Streifen, Spannungsgrenzwert für jeden Schritt, Spannungsschritt oder -gradient und Schrittdauer.
Protokollkapazität	10 Protokolle mit jeweils bis zu 9 Schritten.
Serieller Anschluss	RS232, 1200 oder 9600 baud, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, keine Parität, keine Ablaufsteuerung. 9600 baud sind für eine Verbindung mit dem Ettan IPGphor 3 Control Software zwingend notwendig.

8.3 Bestellinformationen

Die folgende Tabelle enthält die Bestellinformationen.

Ersatz

Austauschteil	Kennziffer
Ettan IPGphor Cup Loading Manifold, ceramic	80-6498-57
Ettan IPGphor Cup Loading Manifold Light	11-0025-80
Probenbecher, Packung mit 20 Stück (6x)	80-6498-95
Elektroden-Papierdochte, Packung mit 40 Stück (6x)	80-6499-14
Papierbrückenpolster, Packung mit 20 Stück (6x)	80-6499-33
Elektrodensatz	80-6498-76
Reinigungsbürste	80-6505-98
Wasserwaage	80-6194-19
Zange SS	80-6506-17

Zubehör

Zubehörteil	Menge	Kennziffer
Immobiline DryStrip Reswelling Tray, 7-18 cm	1	80-6371-84
Immobiline DryStrip Reswelling Tray, 7-24 cm	1	80-6465-32
Immobiline DryStrip Cover Fluid	1 l	17-1335-01
IPGphor Strip Holder Cleaning Solution	1 l	29-0119-27

8 Informationen zu Verweisen

8.3 Bestellinformationen

Weitere Informationen

Weitere Einzelheiten zur Bestellung sowie Informationen zu Ersatzteilen und Zubehör erhalten Sie unter www.gelifesciences.com/2DE oder von Ihrem örtlichen GE-Vertreter.

Index

A

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen, 14
Auspacken, 41

B

Baudrate, 44
Bedienfeld, 29–30
Ausführungsbildschirm, 87
Ein Protokoll auswählen, 84
Ein Protokoll stoppen, 91
IEF-Schritte-Bildschirm, 73
Protokollidentifikations-Bildschirm, 72, 76
Schritt oder Gradient bearbeiten, 80
Befehlstasten, 70
Betriebsumgebung, 39

C

CE
Konformität, 9
CE-Kennzeichnung, 10

D

Deckeladapter, 33
Diagnoseprogramm, 43, 67

E

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften angeschlossener Geräte, 11
Einhaltung von FCC-Bestimmungen, 10
Elektroden, 65
Reinigen, 109
Elektrodenbereich, 29
Elektrodenpads, 54
Elektroden-Papierdochte, 64
Ersatzteile, 45

G

Gerät, 28
Gradient, 73

H

Hauptbildschirm
Software, 93
Herstellerinformationen, 9

I

IEF-Programmierungs-Bildschirm, 73
Immobiline DryStrip
Abdeckflüssigkeit, 53
Rehydratisieren, 60
Immobiline DryStrip
Rehydratisieren, 50
Internationale Norm, 10
IPGbox, 60
IPG-Streifen, 52
Positionieren, 62
IPG-Streifenverteiler, 35

K

Keramikverteiler, 35
Reinigen, 108

L

LCD-Bildschirm, 30, 68
Leichter Verteiler, 36

N

Netzschalter, 31
Notausschaltung, 24

P

Persönlicher Schutz, 15
Plattform, 32, 61
Probe, 66
Probenbecher, 63
Protokollausführungs-Bildschirm, 87
Protokollidentifikations-Bildschirm, 72, 76
Protokollnummer, 84
Protokollparameter, 74
Protokollprüfung, 82
Protokollschritt-Bildschirm, 80

R

Rehydratisierung, 53
Reinigung, 107

S

Schritt, 73
Schutzabdeckung, 32
Schutzdeckel, 29, 32, 57, 113
Serieller Anschluss, 43
Sicherheitsvorkehrungen, 14
 Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen, 14
Sicherungen
 Austauschen, 112
Sicherungshalter, 31
Sitzungsprotokoll, 104
Software, 34
 Daten speichern, 104
 Einen Programmlauf überwachen, 102
 Gerät auswählen, 94
 Programmlauf anhalten, 101
 Programmlaufdaten erfassen, 104
 Programmlauf einrichten, 95
 Programmlauf starten, 100
 Programmlauf stoppen, 101
 Protokoll bearbeiten, 96

 Protokoll speichern, 97
Spezifikationen, 39
Steuerungssoftware, 34
Streifenhalter, 49
 Positionieren, 56
 Vorbereitung, 49
Stromanschluss, 43
Stromausfall, 24
Stromeingang, 31
Stromversorgung, 40, 119

T

Technische Daten, 39
Transport, 41
Typografische Konventionen, 6

U

Unterlagen
 Zugehörige, 12

V

Verteiler, 35, 61
 Keramik, 35
 Leicht, 36
Verteilerleuchte
 Reinigen, 109

Z

Zubehör, 45
Zusammenbau, 45

Diese Seite ist absichtlich leer

Kontaktinformationen für lokale Niederlassungen finden Sie unter

www.gelifesciences.com/contact

GE Healthcare UK Limited

Amersham Place

Little Chalfont

Buckinghamshire, HP7 9NA

Vereinigtes Königreich

www.gelifesciences.com/2DE

GE und GE monogram sind Marken von General Electric Company.

CyDye, Ettan, Immobilin und IPGphor sind Marken von General Electric Company oder einer Tochtergesellschaft.

© 2005-2015 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.
Erste Ausgabe 2005

Der Verkauf aller Waren und Dienstleistungen unterliegt den Verkaufsbedingungen der Firma innerhalb von GE Healthcare, die diese liefert. Eine Kopie dieser Bedingungen ist auf Anfrage erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren GE Healthcare Vertreter bezüglich der aktuellsten Informationen.

GE Healthcare Bio-Sciences AB
Björkgatan 30, 751 84 Uppsala, Sweden

GE Healthcare Europe GmbH
Munzinger Strasse 5, D-79111 Freiburg, Germany

GE Healthcare Bio-Sciences Corp.
800 Centennial Avenue, P.O. Box 1327, Piscataway, NJ 08855-1327, USA

GE Healthcare Japan Corporation
Sanken Bldg. 3-25-1, Hyakunincho Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073, Japan

