

Instruction manual

Histology water bath W20



REF 720-2423

Instrucion manual (GB)	2-5
Instructions pour l'utilisation (FR)	6-9
Gebrauchsanweisung (DE)	10-13
Istruzioni per l'uso (IT)	14-17
Instrucciones para el uso (ES)	18-21
Instruções para el uso (PT)	22-25





Please follow the guidelines below, and read this manual in its entirety to ensure safe operation of the unit.



The unit can have hot surfaces and hot water.



Do not use the unit in an explosive environment

Avoiding Electrical Shock



Make sure that the voltage rating on the unit corresponds to the mains power voltage.

Make sure the mains power socket (wall socket) has a functioning electrical ground connection 

Make sure the units power plug corresponds to the mains power socket.

Always use the units grounded power cord between the unit and mains power socket.

Do not use the unit if the power cord is damaged or if the unit is damaged.

Do not open the unit, all repairs should be done by an authorized technician.

Compliance with local laws and regulations

The customer is responsible for applying for and obtaining the necessary regulatory approvals or other authorisations necessary to run or use the Product in its local environment. VWR will not be held liable for any related omission or for not obtaining the required approval or authorisation, unless any refusal is due to a defect of the product.



Equipment disposal

This equipment is marked with the crossed out wheeled bin symbol to indicate that this equipment must not be disposed of with unsorted waste.

Instead it's your responsibility to correctly dispose of your equipment at lifecycle -end by handing it over to an authorized facility for separate collection and recycling. It's also your responsibility to decontaminate the equipment in case of biological, chemical and/or radiological contamination, so as to protect from health hazards the persons involved in the disposal and recycling of the equipment.

For more information about where you can drop off your waste of equipment, please contact your local dealer from whom you originally purchased this equipment.

By doing so, you will help to conserve natural and environmental resources and you will ensure that your equipment is recycled in a manner that protects human health.

Thank you

Description	Quantity
Water Bath W20	1
Power cord	1
Instruction manual	1

Installation

Unpack the delivery. Check that the unit is not damaged and that all parts are included.

Place the unit on the work area. Connect the unit to an electrical grounded mains power socket, use the units power cord (which has a ground connection).

Check that the unit is OFF; no lights on the power switch or display. (If the unit is ON, green light on the power switch and red light on the display, then press the down side of the power switch, the lights goes OFF.)

Intended use and overview


The product is for use at a pathology/histology laboratory for in vitro diagnostics, for preparation of human tissue sections on glass slides for microscopy. It must only be used by suitably trained personnel. The units casing is made of white powder coated aluminium. The water bath (inside) is coated with black corrosion resistant thermoplastic. The unit is equipped with a power switch with green light, a temperature control unit with digital display, internal heating element and an overheat protection fuse.

The flat black surface is heated and can be used for drying and heating samples. The temperature is slightly lower than the water temperature.

An optional lid is available to cover the water. It prevents evaporation and dust contamination when the unit is not in use. VWR order number: 720-2424

Product Specifications

Mains power:	230 VAC 50/60 Hz
Power consumption:	260 W
Temperature range:	+20 to +70°C
Thermostat:	Digital
Temp. accuracy:	±1°C
Water capacity:	1,5 L
External dimensions:	W:247 x D:268 x H:78 mm
Internal dimension:	W:198 x D:156 x H:60 mm
Weight:	2,4 kg



Getting Started

Fill the water bath with 1,3 litres of water (distilled water to avoid deposits).

Turn the unit ON by pressing the upper part of the power switch; the power switch shows green light and the display shows actual water temperature.

To change the desired temperature, see instructions **1-2-3** in the figure above.

If you press longer than 3 seconds and the display shows **P5** then reset the unit by pressing the power switch OFF and then ON. Start at 1 again, see above.

Important Guidelines

Be careful when emptying the water bath. First turn the unit OFF. Then disconnect the power cord first from the mains supply and then from the unit. Please observe that the water can be hot. Carefully empty the water from the side of the unit. Do not let water enter the back or front of the unit. Wipe off the unit from any remaining water, leaving a dry surface.

Clean the unit with a soft cloth and use mild detergent or diluted (50%) alcohol.

Service and repair should only be made by an authorized technician.

Accessories

Description	Cat. No.
Lid. Covers the water, prevents evaporation and dust contamination	720-2424

Review the information in the table below to troubleshoot operating problems.

Problem	Cause	Solution
No heat	Too low set temperature	Increase the desired (set) temperature
	Heating element problem	Repair by an authorized technician
No power, no light	Power cord not firmly attached	Check the connection to mains power and to the unit
	The units fuse has blown	Replace the units fuse, located under the power cord socket
	The internal thermo fuse has blown	Repair by an authorized technician
Power switch has green light but no light on the display	Control unit not functioning	Repair by an authorized technician

Technical service

Web Resources

Visit the VWR website at www.vwr.com for:

- Complete technical service contact information
- Access to the VWR Online Catalogue, and information about accessories and related products
- Additional product information and special offers

Contact us For information or technical assistance contact your local VWR representative or visit. www.vwr.com.

Warranty

VWR International warrants that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years from date of delivery. If a defect is present, VWR will, at its option and cost, repair, replace, or refund the purchase price of this product to the customer, provided it is returned during the warranty period. This warranty does not apply if the product has been damaged by accident, abuse, misuse, or misapplication, or from ordinary wear and tear. If the required maintenance and inspection services are not performed according to the manuals and any local regulations, such warranty turns invalid, except to the extent, the defect of the product is not due to such non-performance.

Items being returned must be insured by the customer against possible damage or loss. This warranty shall be limited to the aforementioned remedies. IT IS EXPRESSLY AGREED THAT THIS WARRANTY WILL BE IN LIEU OF ALL WARRANTIES OF FITNESS AND IN LIEU OF THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET

AVERTISSEMENTS

(FR)



Veillez suivre les directives ci-après et lire entièrement ce manuel pour une utilisation en toute sécurité de l'appareil.



L'appareil peut comporter des surfaces chaudes et de l'eau chaude.



Ne pas utiliser l'équipement dans un milieu explosif.

Éviter un choc électrique



Veiller à ce que la tension nominale corresponde à la tension de l'alimentation secteur.

Veiller à ce que la prise secteur (prise murale) soit bien reliée à la terre 

Veiller à ce que la fiche secteur de l'appareil corresponde à la prise secteur.

Toujours utiliser un cordon d'alimentation relié à la terre entre l'appareil et la prise secteur.

Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou si l'appareil est endommagé.

Ne pas ouvrir l'appareil. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien autorisé.

Conformité à la législation et aux réglementations locales

Le client est chargé de la demande et de l'obtention des approbations réglementaires et autres autorisations nécessaires à l'utilisation ou à l'exploitation du Produit dans l'environnement local. VWR ne saura être tenu responsable de toute omission ou non obtention des approbations ou autorisations requises, sauf exception si le refus est dû à un défaut du produit.

Élimination des déchets de cet équipement



Cet équipement est muni du symbole de la poubelle rayée, cela veut dire que cet équipement ne peut pas être éliminé comme les déchets résiduels. Au lieu de cela, vous êtes responsable d'éliminer l'équipement dûment en donnant celui-ci à une institution autorisée qui s'occupe de la collecte séparée et du recyclage de l'équipement. En outre, vous êtes responsable de décontaminer l'équipement en cas de pollution biologique, chimique ou radiologique afin de protéger les personnes qui sont chargés de l'élimination et du recyclage. Pour des informations supplémentaires par rapport au bureau où vous pouvez rendre votre équipement, veuillez vous adresser à votre commerçant qui vous a vendu l'équipement.

Si vous procédez comme décrit ci-dessus, vous contribuez au ménagement et à la préservation des ressources naturelles et assurez que votre équipement sera recyclé de manière appropriée.

Merci beaucoup!

Description	Quantité
Bain-marie W20	1
Cordon d'alimentation	1
Notice d'utilisation	1

Installation

Déballer la livraison. Vérifier que l'appareil n'est pas endommagé et que toutes les pièces y sont.

Placer l'appareil sur le lieu de travail. Raccorder l'appareil à une prise secteur reliée à la terre à l'aide de son cordon d'alimentation (qui comporte un contact pour la masse).

Contrôler que l'appareil est éteint : pas de voyant illuminé sur l'interrupteur, ni l'écran (si l'appareil est allumé, le voyant de l'interrupteur de mise sous tension est vert et celui de l'écran est rouge, appuyer sur l'interrupteur pour éteindre tous les voyants.)

Vue d'ensemble et usage prévu


Le produit est destiné à être utilisé dans un laboratoire d'histopathologie pour le diagnostic in vitro, pour la préparation de coupes de tissus humains sur des lames de verre pour la microscopie. Il ne doit être utilisé que par du personnel dûment formé. L'enveloppe de l'appareil est en aluminium peint en blanc. Le bain-marie (intérieur) est revêtu de thermoplastique noir résistant à la corrosion. L'appareil comporte un interrupteur de mise sous tension avec un voyant vert, une unité de contrôle de température à affichage numérique, un élément chauffant interne et un fusible de protection contre la surchauffe.

La surface plane noire est chauffée et peut être utilisée pour sécher et chauffer des échantillons. La température est légèrement plus basse que celle de l'eau.

Un couvercle en option peut couvrir l'eau. Il empêche l'évaporation et la contamination par la poussière lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Référence VWR : 720-2424

Caractéristiques du produit

Alimentation secteur :	230 VCA 50/60 Hz
Consommation électrique :	260 W
Plage de températures :	+20 à +70°C
Thermostat :	numérique
Tolérance de température :	±1°C
Capacité en eau :	1,5 L
Dimensions extérieures :	247 x 268 x 78 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Dimensions intérieures :	198 x 156 x 60 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Poids :	2,4 kg



Prise en main

Remplir le bain-marie de 1,3 litre d'eau (eau distillée pour éviter les dépôts).

Allumer l'appareil en appuyant sur la partie supérieure de l'interrupteur. Le voyant de ce dernier vire au vert et l'écran indique la température réelle de l'eau.

Pour modifier la température, consulter les instructions **1-2-3** de la figure ci-dessus.

Si l'appui dure plus de 3 secondes et que l'écran affiche **P5**, réinitialiser l'appareil en l'éteignant puis en l'allumant. Recommencer à 1 (voir ci-dessus).

Directives importantes

Faire attention en vidant le bain-marie. Éteindre d'abord l'appareil. Débrancher ensuite le cordon d'alimentation du secteur puis de l'appareil. Notez que l'eau peut être chaude. Vider soigneusement l'eau par le côté de l'appareil. Ne pas laisser l'eau pénétrer par l'arrière ou l'avant de l'appareil. Essuyer le restant d'eau laissé dans l'appareil jusqu'à ce que la surface soit sèche. Notez que la partie chauffée peut être chaude.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et utilisez un détergent doux ou de l'alcool dilué (50%)

L'entretien et les réparations doivent être réalisés uniquement par un technicien agréé.

Accessoires

Description	Cat. N°
Couvercle - Il couvre l'eau, évite l'évaporation et la contamination par la poussière	720-2424

Consultez les informations du tableau ci-après en cas de problèmes de fonctionnement.

Problème	Cause	Solution
Pas de chauffage	Température réglée trop bas	Augmenter la température désirée
	Problème à l'élément chauffant	Faire réparer par un technicien agréé
Pas d'alimentation, pas de voyant	Le cordon d'alimentation n'est pas bien fixé	Vérifier le raccordement au secteur et à l'appareil
	Le fusible de l'appareil a sauté	Remplacer le fusible sous la prise du cordon d'alimentation
	Le fusible thermique interne a sauté	Faire réparer par un technicien agréé
Le voyant de l'interrupteur est vert, mais rien ne s'allume à l'écran	L'appareil de contrôle ne marche pas	Faire réparer par un technicien agréé

Service technique

Ressources sur le Web

Visitez le site Web de VWR à l'adresse www.vwr.com pour :

- Coordonnées complètes du service technique.
- Accès au catalogue en ligne de VWR et à des informations sur les accessoires et produits connexes.
- Informations supplémentaires sur les produits et les offres spéciales.

Contactez-nous Pour plus d'informations ou une assistance technique, contactez votre représentant VWR local ou visitez le site www.vwr.com

Garantie

VWR International garantit ce produit pièces et main-d'œuvre pour une durée de deux (2) ans à compter de la date de livraison. En cas de vice, VWR pourra, à sa discrétion et à ses frais, réparer, remplacer ou rembourser au client le prix d'achat du produit, à condition qu'il lui soit retourné au cours de la période de garantie. Cette garantie n'est pas applicable si le dommage provient d'un accident, d'une utilisation abusive ou incorrecte, d'une mauvaise application ou de l'usure normale du produit. Cette garantie deviendrait non valide dans le cas où les services de maintenance et de vérification requis ne seraient pas exécutés conformément aux manuels et réglementations locales, sauf exception si le défaut du produit n'est pas imputable à cette non exécution.

Il est recommandé au client d'assurer les éléments retournés contre les risques éventuels d'endommagement ou de perte. Cette garantie se limite aux réparations susmentionnées. IL EST EXPRESSÉMENT CONVENU QUE LA PRÉSENTE GARANTIE SE SUBSTITUE À TOUTES LES GARANTIES DE CONFORMITÉ ET DE VALEUR MARCHANDE.



Bitte beachten Sie die folgenden Richtlinien und lesen Sie alle Teile dieses Handbuchs aufmerksam durch, um den sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten.



Das Gerät kann heiß werden und heißes Wasser enthalten.



Verwenden Sie das Gerät nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung.

Vermeidung von elektrischen Stromschlägen



Stellen Sie sicher, dass die Spannungsdaten des Geräts mit denen Ihrer Netzversorgung übereinstimmen.

Stellen Sie sicher, dass der Netzanschluss (die Steckdose) über eine funktionierende elektrische Erdung verfügt

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Geräts zu Ihrer Netzsteckdose passt.

Verwenden Sie immer das geerdete Netzkabel des Geräts für den Anschluss an der Netzsteckdose.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt ist.

Öffnen Sie das Gerät nicht. Lassen Sie alle Arten von Reparaturen von einem autorisierten Techniker durchführen.

Befolgung lokaler Gesetze und anderer Rechtsvorschriften

Der Kunde ist dafür verantwortlich, die notwendigen behördlichen Genehmigungen und anderen Bewilligungen zu beantragen und zu erhalten, die erforderlich sind, das erworbene Produkt an seinem Standort zu betreiben und zu nutzen. VWR kann nicht haftbar gemacht werden, wenn der Kunde es unterlässt, die hierzu erforderlichen Handlungen vorzunehmen, oder dafür, dass die notwendigen Genehmigungen oder Bewilligungen nicht erteilt werden, es sei denn, eine entsprechende Ablehnung ist auf einen Mangel des Produktes zurückzuführen.



Entsorgung des Produktes

Dieses Produkt ist mit dem Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ versehen. Das bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es in Ihrer Verantwortung, das Produkt am Ende der Nutzungsdauer ordnungsgemäß zu entsorgen, indem Sie es an eine autorisierte Entsorgungseinrichtung geben, die das Produkt separat sammelt und dem Recycling zuführt. Sie sind außerdem dafür verantwortlich, die Anlage im Falle einer biologischen, chemischen bzw. radioaktiven Verunreinigung zu dekontaminieren, um die Personen, die mit der Entsorgung und dem Recycling beauftragt sind, keiner Gesundheitsgefahr auszusetzen. Weitere Informationen über den Ort, an dem Sie Ihr Produkt abgeben können, erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort, bei dem Sie das Produkt ursprünglich gekauft haben.

Wenn Sie wie oben beschrieben vorgehen, helfen Sie, natürliche Ressourcen zu schonen und stellen sicher, dass Ihr Produkt so recycelt wird, dass die Gesundheit der Menschen geschützt wird.

Vielen Dank!

Beschreibung	Stückzahl
Wasserbad W20	1
Netzkabel	1
Bedienungsanleitung	1

Installation

Packen Sie die Lieferung aus. Prüfen Sie, ob das Gerät beim Transport beschädigt wurde und ob alle Teile vorhanden sind. Stellen Sie das Gerät auf die Arbeitsfläche. Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Netzsteckdose an, verwenden Sie dazu das Netzkabel des Geräts (mit einem Kontakt für den Erdungsanschluss).

Prüfen Sie, ob das Gerät ausgeschaltet ist (Netzschalter oder Display nicht beleuchtet). (Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchten der Netzschalter grün und das Display rot; drücken Sie dann auf die untere Hälfte des Netzschalters, die Lichter erlöschen.)

Bestimmungsgemäße Verwendung und Übersicht


Das Produkt ist zur Verwendung in einem pathologischen / histologischen Labor für die In-vitro-Diagnostik bestimmt, zur Vorbereitung menschlicher Gewebeschnitte auf Mikroskopischen Objektträgern. Das Produkt darf nur von entsprechend geschultem Personal verwendet werden. Das Gerät hat ein Gehäuse aus weißem pulverbeschichtetem Aluminium. Das Wasserbad (im Inneren) ist mit schwarzem korrosionsbeständigem Thermoplast beschichtet. Das Gerät verfügt über einen Netzschalter mit grünem Licht, eine Temperaturregelung mit digitaler Anzeige, ein internes Heizelement und einen Überhitzungsschutz.

Die flache schwarze Oberfläche ist beheizt und kann zum Trocknen und Anwärmen der Proben verwendet werden. Die Temperatur ist etwas niedriger als die Wassertemperatur.

Für das Wasser ist eine optionale Abdeckung erhältlich, die das Wasser vor Verdunstung und Verschmutzung durch Staub schützt, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist. VWR-Bestellnummer: 720-2424

Technische Daten des Produkts

Stromversorgung:	230 VAC 50/60 Hz
Stromverbrauch:	260 W
Temperaturbereich:	+20 bis +70°C
Thermostat:	Digital
Temp. genauigkeit:	± 1°C
Wasservolumen:	1,5 L
Abmessungen (außen):	B:247 x T:268 x H:78 mm
Abmessungen (innen):	B:198 x T:156 x H:60 mm
Gewicht:	2,4 kg



Inbetriebnahme

Füllen Sie 1,3 Liter Wasser in das Wasserbad ein (destilliertes Wasser, um Ablagerungen zu vermeiden).

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf die obere Hälfte des Netzschalters drücken (der Netzschalter leuchtet grün und das Display rot).

Um die Temperaturvorgabe zu ändern, siehe Anweisung **1-2-3** in der obigen Abbildung.

Wenn Sie länger als 3 Sekunden drücken und in der Anzeige **P5** erscheint, müssen Sie das Gerät zurücksetzen, indem Sie den Netzschalter aus- und anschließend wieder einschalten. Beginnen Sie wieder von vorne (bei 1), siehe oben.

Wichtige Hinweise

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Wasserbad entleeren. Schalten Sie zunächst das Gerät aus. Ziehen Sie danach das Netzkabel aus der Netzsteckdose und dann aus dem Gerät. Beachten Sie bitte, dass das Wasser sehr heiß sein kann. Leeren Sie das Gerät zur Seite hin aus. Es darf kein Wasser an die Vorder- oder Rückseite des Geräts gelangen. Wischen Sie verbliebene Wasserreste ab, so dass eine trockene Oberfläche zurückbleibt. Beachten Sie bitte, dass die Heizfläche sehr heiß sein kann.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch und verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel oder verdünnten (50 %) Alkohol.

Wartung und Reparatur sollten nur durch einen autorisierten Techniker durchgeführt werden.

Zubehör

Beschreibung	Kat. Nr.
Deckel. Abdeckung für das Wasser, Schutz vor Verdunstung und Eindringen von Staub	720-2424

In der nachstehenden Tabelle finden Sie Informationen zur Behebung von Problemen beim Betrieb.

Problem	Ursache	Lösung
Keine Heizung	Temperatur zu niedrig eingestellt	Erhöhen Sie die gewünschte (Soll-) Temperatur
	Problem mit dem Heizelement	Reparatur durch einen autorisierten Techniker
Keine Spannung, kein Licht	Netzkabel nicht richtig angeschlossen	Überprüfen Sie die Verbindung zum Stromnetz und den Anschluss am Gerät
	Sicherung des Geräts ist durchgebrannt	Ersetzen Sie die Sicherung im Gerät (unter der Netzanschlussbuchse)
	Interner Überhitzungsschutz ist durchgebrannt	Reparatur durch einen autorisierten Techniker
Netzschalter leuchtet grün, aber Display bleibt schwarz	Steuerung funktioniert nicht	Reparatur durch einen autorisierten Techniker

Technischer Kundendienst

Web-Ressourcen

Auf der VWR Website unter www.vwr.com finden Sie die folgenden Informationen:

- Alle Kontaktdaten des technischen Kundendienstes
- VWR Online-Katalog sowie Informationen über Zubehör und zugehörige Produkte
- Weiterführende Produktinformationen und Sonderangebote

Kontakt Wenn Sie Informationen oder technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an Ihr VWR Vertriebszentrum oder besuchen Sie unsere Website unter www.vwr.com

Gewährleistung

VWR International gewährleistet, dass dieses Produkt ab Lieferung zwei (2) Jahre frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Liegt ein Fehler vor, entscheidet VWR nach eigenem Ermessen, das Produkt kostenlos zu reparieren oder auszutauschen oder dem Kunden den Kaufpreis des Produkts zu erstatten, sofern es innerhalb des Gewährleistungszeitraums zurückgesendet wird. Diese Gewährleistung erlischt, wenn das Produkt, versehentlich oder absichtlich, durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch normalen Verschleiß beschädigt wurde. Sofern die erforderlichen Wartungsarbeiten und Inspektionen nicht entsprechend der Bedienungsanleitung und den lokalen Erfordernissen durchgeführt werden, erlischt die Gewährleistung, es sei denn, dieses Unterlassen ist nicht ursächlich für den auftretenden Fehler des Produktes.

Zurückgesendete Artikel müssen vom Kunden gegen Schäden und Verlust versichert werden. Diese Gewährleistung ist auf die zuvor genannten Rechte beschränkt. ES WIRD AUSDRÜCKLICH VEREINBART, DASS DIESE GEWÄHRLEISTUNG ANSTELLE JEDLICHER GEWÄHRLEISTUNG DER EIGNUNG UND ANSTELLE DER GEWÄHRLEISTUNG DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT GILT.



Attenersi alle indicazioni seguenti e leggere interamente il presente manuale per garantire un uso sicuro del dispositivo.



Il dispositivo può presentare superfici surriscaldate e contenere acqua molto calda.



Non utilizzare il dispositivo in un ambiente potenzialmente esplosivo.

Evitare scosse elettriche



Assicurarsi che la tensione nominale indicata sul dispositivo corrisponda alla tensione di rete.

Assicurarsi che la presa di alimentazione di rete (presa a muro) abbia una messa a terra  funzionante.

Assicurarsi che la spina di alimentazione del dispositivo sia compatibile con la presa di alimentazione di rete.

Utilizzare sempre il dispositivo con il cavo di alimentazione con messa a terra tra il dispositivo e la presa di alimentazione di rete.

Non utilizzare il dispositivo qualora il cavo elettrico fosse danneggiato o il dispositivo stesso fosse danneggiato.

Non aprire il dispositivo, tutte le riparazioni devono essere effettuate da un tecnico autorizzato.

Conformità a leggi e normative locali

Il cliente è responsabile della richiesta e dell'ottenimento delle approvazioni normative necessarie o di altre autorizzazioni necessarie per eseguire o utilizzare il prodotto nel suo ambiente locale. VWR non sarà ritenuta responsabile delle relative omissioni o del mancato ottenimento dell'approvazione o autorizzazione necessaria, a meno che l'eventuale rifiuto non sia dovuto a un difetto del prodotto.

Smaltimento dell'apparecchio



Questo apparecchio è provvisto del simbolo del cassonetto barrato, il che significa che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti non riciclabili. Avete invece la responsabilità di smaltire regolarmente il prodotto al termine della vita in servizio, consegnandolo ad un servizio autorizzato che lo raccolga separatamente e lo avvii al riciclaggio. Siete inoltre responsabili della decontaminazione dell'apparecchio in caso di inquinamento biologico, chimico o radiologico, per non danneggiare la salute delle persone incaricate dello smaltimento e del riciclaggio. Potete richiedere ulteriori informazioni riguardo al punto dove potete consegnare l'apparecchio dal rivenditore locale presso il quale avete originariamente acquistato il prodotto. Se procederete come descritto sopra, contribuirete a preservare le risorse naturali, ambientali e tecniche ed assicurare il riciclaggio del vostro strumento proteggendo la salute degli esseri umani.

Molte grazie!

Descrizione	Quantità
Bagni ad acqua W20	1
Cavo di alimentazione	1
Manuale di istruzioni	1

Installazione

Disimballare il contenuto. Controllare che il dispositivo non sia danneggiato e che tutti gli elementi siano inclusi nella confezione.

Posizionare il dispositivo sul piano di lavoro. Collegare il dispositivo a una presa elettrica con messa a terra, utilizzando il cavo elettrico (previsto con messa a terra).

Controllare che il dispositivo sia SPENTO (OFF); l'interruttore o il display non sono accesi. (Quando il dispositivo è ACCESO (ON), sull'interruttore è presente una luce verde e sul display una luce rossa, premere quindi sulla parte inferiore dell'interruttore per spegnere le luci (OFF)).

Uso previsto e visione d'insieme

Il prodotto è destinato all'uso in laboratori di diagnostica in vitro per la preparazione di sezioni di tessuto umano su vetrini per microscopia. Deve essere utilizzato solo da personale adeguatamente addestrato. L'involucro del dispositivo è realizzato in alluminio verniciato a polvere di colore bianco. La vasca d'acqua (parte interna) è rivestita con uno strato termoplastico nero resistente alle corrosioni.


Sul dispositivo è presente un interruttore con luce verde, un'unità di controllo della temperatura con display digitale, un elemento interno riscaldante e un fusibile di protezione contro il surriscaldamento.

La superficie piana di colore nero è riscaldata e può essere utilizzata per asciugare e riscaldare i campioni. La temperatura è leggermente inferiore alla temperatura dell'acqua.

È disponibile un ulteriore coperchio per coprire l'acqua, evitando l'evaporazione e la contaminazione da polvere quando il dispositivo non è in funzione. Numero d'ordine VWR: 720-2424

Specifiche tecniche

Rete elettrica:	230 VAC 50/60 Hz
Consumo energetico:	260 W
Intervallo temperatura:	+20 a +70°C
Termostato:	Digitale
Accuratezza temp.:	±1°C
Capacità d'acqua:	1,5 L
Dimensioni esterne:	L:247 x P:268 x A:78 mm
Dimensioni interne:	L:198 x P:156 x A:60 mm
Peso:	2,4 kg



Guida introduttiva

Riempire la vasca d'acqua con 1,3 litri d'acqua (acqua distillata per evitare depositi).
 Accendere il dispositivo (ON) premendo sulla parte superiore dell'interruttore di accensione;
 sull'interruttore apparirà una luce verde mentre sul display sarà indicata l'attuale temperatura dell'acqua.

Per cambiare la temperatura desiderata, vedere le istruzioni **1-2-3** sotto raffigurate.

Se si tiene premuto più di 3 secondi e il display mostra **P5** occorre ripristinare il dispositivo premendo l'interruttore su OFF e nuovamente su ON. Seguire nuovamente le indicazioni partendo da 1, come sopra indicato.

Importanti linee guida

Prestare attenzione quando si svuota la vasca d'acqua. Innanzitutto spegnere il dispositivo (OFF). Quindi scollegare il cavo elettrico dalla presa e dal dispositivo stesso. Attenzione perché l'acqua potrebbe essere molto calda. Svuotare l'acqua dal lato del dispositivo. Non permettere che l'acqua penetri nella parte posteriore o anteriore del dispositivo. Asciugare il dispositivo da eventuale acqua fuoriuscita, lasciando la superficie asciutta.

Prestare attenzione alla superficie riscaldata che potrebbe essere molto calda.

Pulire l'unità con un panno morbido e utilizzare un detergente delicato o alcol diluito (50%).

Eventuale assistenza e riparazioni devono essere effettuate solo da un tecnico autorizzato.

Accessori

Descrizione	Cat. No.
Coperchio. Copre l'acqua, evita l'evaporazione e la contaminazione da polvere.	720-2424

Rivedi le informazioni presenti nella tabella sottostante per risolvere eventuali problemi operativi.

Problema	Causa	Soluzione
Assenza calore	Temperatura impostata troppo bassa	Aumentare alla temperatura desiderata (set)
	Problema dell'elemento riscaldante	Riparazione da effettuarsi tramite tecnico autorizzato
Assenza corrente, assenza luce	Il cavo elettrico non è attaccato correttamente	Controllare il collegamento elettrico dell'alimentazione e del dispositivo
	Il fusibile del dispositivo si è bruciato	Sostituire il fusibile situato sotto la presa del cavo elettrico
	Il termo-fusibile interno di è bruciato	Riparazione da effettuarsi tramite tecnico autorizzato
L'interruttore ha la luce verde ma nessuna luce sul display	L'unità di controllo non funziona	Riparazione da effettuarsi tramite tecnico autorizzato

Assistenza tecnica

Risorse sul web

Visitare il sito web VWR all'indirizzo www.vwr.com per:

- Informazioni complete sui contatti dell'Assistenza tecnica
- Accesso al catalogo on-line VWR e ad ogni altra informazione relativa agli accessori e ai prodotti collegati
- Ulteriori informazioni sui prodotti e sulle promozioni

Contatti Per informazioni o assistenza tecnica, contattare i nostri uffici VWR o visitare il sito. www.vwr.com

Garanzia

VWR International garantisce per questo prodotto l'assenza da difetti nei materiali e di fabbricazione per un periodo di due (2) anni dalla data di consegna. In caso contrario, VWR provvederà, a sua discrezione e a proprie spese, alla riparazione, sostituzione o al rimborso del prezzo di acquisto del prodotto al cliente, purché venga restituito durante il periodo di garanzia. La presente garanzia non copre eventuali danni accidentali o causati da abuso, uso o applicazione impropri o dal normale logorio dell'apparecchio. Qualora i servizi di ispezione e manutenzione necessari non vengano eseguiti secondi i manuali e le eventuali normative locali, tale garanzia risulta non valida, salvo nella misura in cui il difetto del prodotto non sia causato dalla mancata prestazione dei suddetti servizi.

Il cliente dovrà assicurare le parti da restituire contro eventuali danni o perdite. La presente garanzia è limitata ai suddetti rimedi. SI CONCORDA ESPRESSAMENTE CHE LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE GARANZIE DI IDONEITÀ E LA GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ.



Siga las pautas que se indican a continuación, y lea este manual, en su totalidad para garantizar un funcionamiento seguro de la unidad.



La unidad puede tener superficies calientes y contener agua caliente.



No utilice la unidad en entornos con riesgo de explosión.

Para evitar descargas eléctricas



Asegúrese de que la tensión nominal de la unidad corresponde a la tensión de la red eléctrica.

Asegúrese de que la toma de corriente eléctrica (enchufe) tiene una conexión eléctrica a tierra operativa 

Asegúrese de que el enchufe de la unidad corresponde a la toma de corriente eléctrica.

Utilice siempre el cable de alimentación con conexión a tierra de la unidad entre la unidad y la toma de corriente eléctrica.

No utilice la unidad si el cable de alimentación está dañado o si la unidad está dañada.

No abra la unidad, todas las reparaciones deben ser realizadas por un técnico autorizado.

Cumplimiento de leyes y normativas locales

El cliente tiene la responsabilidad de solicitar y conseguir las autorizaciones reglamentarias necesarias o cualquier otro tipo de autorización necesaria para utilizar el producto en su entorno local. VWR no se responsabiliza de cualquier omisión relacionada o de la no obtención de la autorización necesaria, a menos que la desestimación se deba a un defecto del producto.



Eliminación del equipo

Este equipo se halla identificado con el símbolo de un cubo de basura tachado, lo que significa que no debe eliminarse en los desechos residuales habituales. En lugar de ello, usted es responsable de eliminar el equipo de forma adecuada al finalizar su vida útil, llevándolo a un centro autorizado que lo recoja y proceda a su reciclaje. Usted también es responsable de descontaminar el equipo si contiene impurezas biológicas, químicas o radiológicas, para evitar riesgos en la salud de las personas encargadas de la eliminación y el reciclaje. Cualquier información adicional que necesite sobre el lugar de entrega de su equipo podrá solicitarla al distribuidor donde realizó originalmente la compra.

Si procede como se describe arriba, ayudará a proteger los recursos naturales y técnicos del medio ambiente y garantizará que su equipo se recicle de modo que se proteja la salud de las personas.

Muchas gracias

Descripción	Cantidad
Baño de agua W20	1
Cable de alimentación	1
Manual de instrucciones	1

Instalación

Desembale la entrega. Compruebe que la unidad no está dañada y que se incluyen todas las piezas.

Coloque la unidad en el área de trabajo. Conecte la unidad a una toma de corriente con conexión eléctrica a tierra, utilice el cable de alimentación de la unidad (que tiene un contacto para conexión a tierra).

Compruebe que la unidad está apagada, sin luces en el interruptor de encendido ni en la pantalla. (Si la unidad está encendida, y se muestran la luz verde del interruptor de encendido y la luz roja de la pantalla, presione la parte de abajo del interruptor de encendido, y las luces se apagarán.)

Uso previsto y descripción general


El uso de este producto está indicado en laboratorios de patología/histología para diagnósticos in vitro, para la preparación de secciones de tejido humado en portaobjetos de vidrio para microscopía. Sólo debe utilizarse por personal debidamente capacitado. La carcasa de la unidad es de aluminio con revestimiento de polvo blanco. El baño de agua (interior) está recubierto de termoplástico negro resistente a la corrosión. La unidad está equipada con un interruptor de encendido con luz verde, una unidad de control de temperatura con pantalla digital, componente calefactor interno y un fusible de protección contra el sobrecalentamiento.

La superficie plana negra se calienta y se puede utilizar para secar y calentar muestras. Su temperatura es ligeramente inferior a la temperatura del agua.

Hay disponible una tapa opcional para cubrir el agua. Evita la evaporación y la contaminación con polvo cuando la unidad no está en uso. Número de pedido de VWR: 720-2424

Especificaciones del producto

Red eléctrica:	230V CA 50/60 Hz
Consumo de energía:	260 W
Rango de temperatura:	+20 a +70°C
Termostato:	Digital
Precisión de la temp.:	±1°C
Capacidad de agua:	1,5 L
Dimensiones externas:	A:247 x P:268 x H:78 mm
Dimensión interna:	A:198 x P:156 x H:60 mm
Peso:	2,4 kg



Introducción

Llene el baño de agua con 1,3 litros de agua (agua destilada para evitar depósitos).

Encienda la unidad pulsando la parte superior del interruptor de encendido; el interruptor de encendido muestra la luz verde y la pantalla muestra la temperatura actual del agua.

Para cambiar a la temperatura deseada, consulte las instrucciones **1-2-3** de la imagen anterior.

Si pulsa más de 3 segundos y la pantalla muestra P5, restablezca la unidad poniendo el interruptor de encendido en OFF y, a continuación, en ON. Comience en el paso 1 una vez más, véase lo anterior.

Directrices importantes

Tenga cuidado al vaciar el baño de agua. En primer lugar, apague la unidad. A continuación, desconecte el cable de alimentación de la corriente eléctrica y, después, de la unidad. Tenga en cuenta que el agua puede estar caliente. Vacíe con cuidado el agua por la parte lateral de la unidad. No permita que entre agua en la parte delantera o trasera de la unidad. Limpie la unidad de los restos de agua dejando una superficie seca. Tenga en cuenta que la zona calefactada puede estar caliente.

Limpie la unidad con un paño suave y utilice un detergente suave o alcohol diluido (50%).

El servicio de mantenimiento y reparación solo debe ser realizado por un técnico autorizado.

Accesorios

Descripción	Nº Cat.
Tapa. Cubre el agua, evita la evaporación y la contaminación con polvo	720-2424

Revise la información de la tabla que aparece a continuación para solucionar problemas de funcionamiento.

Problema	Causa	Solución
No hay calor	Ajuste de temperatura demasiado bajo	Aumentar a la temperatura (establecida) deseada
	Problema con el componente calefactor	Reparación por un técnico autorizado
No hay electricidad, no hay luz	El cable de alimentación no está conectado firmemente	Comprobar la conexión a la red eléctrica y a la unidad
	El fusible de la unidad se ha fundido	Sustituir el fusible de la unidad situado bajo la toma del cable de alimentación
	El fusible térmico interno se ha fundido	Reparación por un técnico autorizado
El interruptor de alimentación muestra la luz verde, pero no hay luz en la pantalla	La unidad de control no funciona	Reparación por un técnico autorizado

Servicio técnico

Recursos en Internet

Visite la página de VWR en www.vwr.com para:

- Obtener los contactos del servicio técnico
- Acceder al Catálogo en línea de VWR y obtener información acerca de accesorios y productos relacionados
- Información adicional sobre productos y ofertas especiales

Contacto Para obtener más información o asistencia técnica póngase en contacto con su representante local de VWR o visite www.vwr.com

Garantía

VWR International garantiza que este producto estará libre de defectos de material y fabricación durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de entrega. En el caso de que exista algún defecto, VWR elegirá, a su elección y corriendo con los gastos, reparar, cambiar o rembolsar el importe de este producto al cliente, siempre y cuando se devuelva durante el periodo de la garantía. Esta garantía no se aplica si el producto ha sufrido daños a causa de un accidente, abuso, uso indebido o incorrecto o del desgaste por el uso normal. Si los servicios de inspección y mantenimiento precisos no se efectúan de acuerdo con las indicaciones de los manuales o las normativas locales aplicables, la garantía no será válida, salvo si el defecto del producto no se debe a dicho incumplimiento. El cliente debe asegurar los productos devueltos contra posibles daños o pérdida. Esta garantía se limita a los recursos anteriormente mencionados. SE ACUERDA EXPRESAMENTE QUE ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS GARANTÍAS DE IDONEIDAD Y COMERCIALIDAD.



Siga as instruções abaixo e leia este manual na íntegra para funcionar com o aparelho de maneira segura.



A unidade pode ter superfícies quentes e água quente.



Não use o aparelho em ambiente explosivo.

Evite choques eléctricos



Verifique se a tensão da corrente eléctrica corresponde à da alimentação.

Verifique se a alimentação (tomada eléctrica) tem ligação terra .

Verifique se a tomada da unidade tem a mesma amperagem da tomada.

Use sempre cabos com ligação terra para o aparelho e a tomada eléctrica.

Não use o aparelho se o cabo eléctrico ou o próprio aparelho estiverem danificados.

Não abra o aparelho; todas as reparações deverão ser feitas apenas por um técnico qualificado.

Conformidade com leis e normas locais

O cliente é responsável pela solicitação e obtenção das autorizações regulamentares necessárias ou outras autorizações necessários para executar ou usar o Produto no seu local de trabalho. A VWR não assume responsabilidades por omissões relacionadas com este facto ou pela não obtenção da devida aprovação ou autorização, a não ser que qualquer recusa se deva a um defeito do produto.



Eliminação do equipamento

Este equipamento contém o símbolo do contentor do lixo com uma cruz para indicar que não deve ser eliminado no lixo comum.

Em vez disso, é da sua responsabilidade eliminar o seu equipamento corretamente no fim da vida útil, entregando-o a uma empresa autorizada para a recolha e reciclagem. É também da sua responsabilidade descontaminar o equipamento no caso de contaminação biológica, química e/ou radiológica, de forma a evitar submeter as pessoas envolvidas a riscos para a saúde aquando da eliminação e reciclagem do equipamento. Para mais informações sobre os locais onde pode entregar os resíduos do equipamento, contacte o seu fornecedor local onde adquiriu originalmente este equipamento.

Ao fazê-lo, estará a ajudar a conservar os recursos naturais e ambientais e assegurará que o seu equipamento é reciclado de forma a proteger a saúde humana.

Obrigado

Descrição	Quantidade
Banho de água W20	1
Cabo eléctrico	1
Manual de instruções	1

Instalação

Abra e retire o aparelho da embalagem. Verifique se o aparelho não está danificado e se inclui todas as peças.

Coloque o aparelho na zona de trabalho. Ligue o cabo eléctrico do aparelho a uma tomada eléctrica (com ligação terra).

Verifique se o aparelho está OFF (Desligado), i.e., se nenhuma luz está acesa. (Se o aparelho estiver ON (Ligado) e a luz vermelha acesa, prima o botão e a luz apagará (OFF))

Utilização e visão geral


O produto destina-se a ser usado em laboratórios de patologia/histologia para diagnóstico in vitro e preparação de secções de tecidos humanos em lâminas para microscopia. Só deverá ser utilizado por técnicos autorizados. A estrutura do aparelho é de alumínio revestido a pó de alumínio. O banho de água (no interior) é revestido com termoplástico negro com tratamento anti corrosão. O aparelho está equipado com interruptor de luz verde, controlo de temperatura com visor digital, resistência interna e fusível de protecção de sobreaquecimento.

A superfície preta plana é aquecida e pode ser usada para secar e aquecer amostras. A temperatura é ligeiramente inferior à da água.

Como opção, pode ser colocada uma tampa para cobrir a água. Evita a vaporização e contaminação por poeiras quando o aparelho não está a ser usado. Referência do VWR: 720-2424

Especificações técnicas

Alimentação eléctrica:	230 VAC 50/60 Hz
Consumo de energia:	260 W
Amplitude de temperaturas:	+20 a +70°C
Termóstato:	Digital
Precisão de temp.	±1°C
Capacidade da água:	1,5 L
Dimensões externas:	L:247 x P:268 x A:78 mm
Dimensões internas:	L:198 x P:156 mm x A:60 mm
Peso:	2,4 kg



Iniciação da utilização

Encha o banho de água com 1,3 litros de água (água destilada para não criar depósito).

Rode o botão para ON (ligado) premindo a parte superior do interruptor; surgirá uma luz verde e o visor mostrará a temperatura da água.

Para mudar para a temperatura desejada, veja as instruções **1-2-3** na figura acima.

Se premir mais que 3 segundos e o visor indicar **P5** volte a reconfigurar, premindo OFF e depois ON. Comece novamente em 1, como acima.

Directrizes importantes

Ao esvaziar o banho de água tenha cuidado. Desligue primeiro o aparelho (OFF). Desligue depois o cabo eléctrico da tomada e só depois o aparelho. Cuidado porque a água pode estar quente. Esvazie a água com cuidado pelo lado do aparelho. Não deixe que a água entre atrás ou à frente do aparelho. Limpe o aparelho se houver restos de água, seque bem. Cuidado porque a área térmica pode estar quente.

Limpe a unidade com um pano macio e use detergente neutro ou álcool diluído (50%).

A assistência e/ou reparação só devem ser feitas por técnico qualificado.

Acessórios

Descrição	Cat. Nº
Tampa. Cobre a água, evitando a evaporação e contaminação com poeiras	720-2424

Resolução de problemas

(PT)

Siga a tabela abaixo se tiver problemas de funcionamento.

Problema	Causa	Solução
Não aquece	Temperatura configurada muito baixa	Aumente a temperatura
	Problema com a resistência eléctrica	Só um técnico qualificado deve reparar
Sem alimentação, sem luz	O cabo eléctrico não está bem ligado	Verifique a ligação à tomada e ao aparelho
	O fusível fundiu	Substitua o fusível, por baixo da ficha do cabo eléctrico
	O fusível da placa térmica fundiu	Só um técnico qualificado deve reparar
Acende a luz verde mas o visor não tem luz	Comando não funciona	Só um técnico qualificado deve reparar

Serviço técnico

Recursos de web

Visite o site da VWR em www.vwr.com para:

- Informações de contato assistência técnica completa
- O acesso ao Catálogo Online da VWR e informações sobre acessórios e produtos relacionados
- Informação adicional do produto e ofertas especiais

Contacte-nos para mais informações ou entre em contato com o representante de assistência técnica VWR local ou visita www.vwr.com.

Garantia

A **VWR International** garante que este produto está isento de defeitos de material e de fabrico por um período de dois (2) anos a partir da data de fornecimento. Caso seja detectado um defeito, a VWR irá, a seu crédito e custos, reparar, substituir ou reembolsar o preço de compra deste produto ao cliente, desde que o produto seja devolvido durante o período de garantia. Esta garantia não se aplica se o produto tiver sido danificado devido a acidente, uso indevido, se tiver sido aplicado incorrectamente, ou se os danos resultarem do desgaste normal. Se a manutenção necessária e serviços de inspecção não forem efectuados de acordo com os manuais e com as normas locais, a respectiva garantia torna-se inválida, com a excepção dos casos em que o defeito do produto não resulta do incumprimento das inspecções e regulamentos.

Os artigos a devolver devem ser protegidos pelo cliente contra potenciais danos ou perda. Esta garantia é limitada aos recursos acima mencionados. FOI EXPRESSAMENTE ACORDADO QUE A PRESENTE GARANTIA SUBSTITUIRÁ TODAS AS GARANTIAS DE ADEQUAÇÃO, BEM COMO A GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO.

EU Declaration of Conformity

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the following manufacturer:

KUNZ INSTRUMENTS AB

Stubbsundsvägen 17, SE-13141 Nacka, Sweden

SRN: not applicable yet

We hereby declare that the following product,

with intended use at pathology/histology laboratory for in vitro diagnostics, for preparation of human tissue sections,

Basic UDI-DI	Product code	Name
7350144587202423B3	720-2423	Histology water bath W20

comply with the following EU Regulation and Directive:

Regulation/Directive	Title
Regulation (EU) 2017/746	In Vitro Diagnostic medical devices (IVDR), class A non-sterile
Direktive 2011/65/EU	Restriction of Hazardous Substances (RoHS 2)

This declaration is supported by the use of these standards:

Standard	Title
IEC/SS-EN 61010-1	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use Part 1: General requirements
IEC/SS-EN 61010-2-101	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use Part 2-101: Particular requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment
IEC/SS-EN 61326-1	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements
IEC/SS-EN 61326-2-6	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements Part 2-6: Particular requirements - In-vitro diagnostic (IVD) medical equipment

Nacka 2024-06-04



Anders Olsson, Manufacturers representative



Kunz Instruments AB, Stubbsundsvägen 17, SE-13141 Nacka, Sweden

Local VWR offices in Europe and Asia Pacific

Austria

VWR International GmbH
Graumannsgasse 7
1150 Vienna
Tel.: +43 1 97 002 0
Email: info.at@vwr.com

Belgium

VWR International BV
Researchpark Haasrode 2020
Geldenaaksebaan 464
3001 Leuven
Tel.: +32 016 385 011
Email: vwr.be@vwr.com

China

VWR (Shanghai) Co., Ltd
Bld.No.1, No.3728 Jinke Rd,
Pudong New District
Shanghai, 201203- China
Tel.: +400 821 8006
Email: info_china@vwr.com

Czech Republic

VWR International s. r. o.
Veetee Business Park
Pražská 442
CZ - 281 67 Stránská Skalice
Tel.: +420 321 570 321
Email: info.cz@vwr.com

Denmark

VWR International A/S
Tobaksvej 21
2860 Søborg
Tel.: +45 43 86 87 88
Email: info.dk@vwr.com

Finland

VWR International Oy
Valimotie 17-19
00380 Helsinki
Tel.: +358 9 80 45 51
Email: info.fi@vwr.com

France

VWR International S.A.S.
Immeuble Estréo
1-3 rue d'Aurion
93114 Rosny-sous-Bois cedex
Tel.: 0 825 02 30 30* (national)
Tel.: +33 (0) 1 45 14 85 00
(international)
Email: info.fr@vwr.com
* 0,18 € TTC/ min + prix appel

Germany

VWR International GmbH
Hilpertstrasse 20a
D - 64295 Darmstadt
Freecall: 0800 702 00 07
Tel.: +49 (0) 6151 3972 0
(international)
Email: info.de@vwr.com

Hungary

VWR International Kft.
Simon László u. 4.
4034 Debrecen
Tel.: +36 (52) 521-130
Email: info.hu@vwr.com

India

VWR Lab Products Private Limited
No.139. BDA Industrial Suburb,
6th Main, Tumkur Road,
Peenya Post,
Bangalore, India – 560058
Tel.: +91-80-28078400
Email: vwr_india@vwr.com

Ireland

VWR International Ltd
Orion Business Campus
Northwest Business Park
Ballycoolin
Dublin 15
Tel.: +353 01 88 22 222
Email sales.ie@vwr.com

Italy

VWR International S.r.l.
Via San Giusto 85
20153 Milano (MI)
Tel.: +39 02-3320311/02-487791
Email: info.it@vwr.com

Korea

Avantor Performance Materials
Korea Ltd
2F ACE Gwanggyo Tower I
Daehak 4ro 17
Yeongtong-gu Suwon
Korea 16226
Tel.: +82 31 645 7256
saleskorea@avantorsciences.com

Middle East & Africa

VWR International FZ-LLC
DSP Laboratory Complex
125, Floor 01
Dubai, United Arab Emirates
Tel.: +971 4 5573271
info.mea@vwr.com

The Netherlands

VWR International B.V.
Postbus 8198
1005 AD Amsterdam
Tel.: +31 020 4808 400
Email: info.nl@vwr.com

Norway

VWR International AS
Brynsalleen 4
0667 Oslo
Tel.: +47 22 90 00 00
Email: info.no@vwr.com

Poland

VWR International Sp. z o.o.
Limbowa 5
80-175 Gdansk
Tel.: +48 058 32 38 210
Email: info.pl@vwr.com

Portugal

VWR International - Material de
Laboratório, Lda
Centro Empresarial de Alfragide
Rua da Indústria, nº 6
2610-088 Amadora
Tel.: +351 21 3600 770
Email: info.pt@vwr.com

Singapore

VWR Singapore Pte Ltd
18 Gul Drive
Singapore 629468
Tel: +65 6505 0760
Email: sales.sg@vwr.com

Spain

VWR International Eurolab S.L.
C/ Tecnología 5-17
A-7 Llinars Park
08450 - Llinars del Vallès
Barcelona
Tel.: +34 902 222 897
Email: info.es@vwr.com

Sweden

VWR International AB
Esbogatan 16
164 74 Kista
Tel.: +46 08 621 34 20
Email: info.se@vwr.com

Switzerland

VWR International GmbH
Lerzenstrasse 16/18
8953 Dietikon
Tel.: +41 044 745 13 13
Email: info.ch@vwr.com

UK-importer

VWR International Ltd
Customer Service Centre
Hunter Boulevard
Magna Park
Lutterworth
Leicestershire
LE17 4XN
Tel.: +44 (0) 800 22 33 44
Email: uksales@vwr.com