

PUREZERO* HG5 NITRILE GLOVES

12 in. / 30.5 cm

Ambidextrous

Accelerator Free*

Low Dermatitis Potential



HALYARD* PUREZERO* HG5 White Nitrile Gloves

- 12 in./30.5 cm Length
- Accelerator Free* • Low Dermatitis Potential
- Ambidextrous
- Textured
- For the Cleanroom Environment
- For Industrial Use Only

NOTICE: THIS INSERT SHOULD BE FURNISHED OR MADE AVAILABLE TO THE USERS OF THESE GLOVES AS A SAFETY PRECAUTION.

Product certified to the Regulation (EU) 2016/425 ("PPE Regulation") by Notified Body 2797 and to the Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB by Approved Body 0086.

Warning: Gloves offer protection against chemicals (Splash) and micro-organisms.

This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in the physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly.

For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. Before use, inspect the gloves for defects or imperfections such as holes and tears. If the gloves are ripped or puncture during use, dispose of them immediately.

Always refer to your organization's procedures for donning, doffing, and usage. First, wash or disinfect hands. Make sure they dry completely prior to donning. To don glove, insert hand into cuff and carefully pull up over hand and wrist. Repeat with the second glove. Adjust as needed for comfort and dexterity. To remove, grasp the exterior of the glove carefully pulling the glove off the hand, turning it inside-out. Put the balled up glove in your opposite hand, then repeat the previous step. Discard appropriately. When donned/doffed correctly, gloves are meant to protect the user, and no interface issues with other PPE should exist. Please refer to halyardhealth.com/information for additional recommendations for proper donning/doffing practices.

*Not formulated with the following vulcanizing chemicals and accelerators: Sulfur, Thiurams, Thiazoles, Guanidines, Carbamates



HALYARD* PUREZERO* HG5 Gants en nitrile blanc

- Longueur : 12 po/30,5 cm
- Sans accélérateur • Faible potentiel de dermatite
- Ambidextres
- Texturés
- Pour les environnements de salles blanches
- Pour usage industriel uniquement

AVIS : PAR MESURE DE PRÉCAUTION, CE FEUILLET DEVAIT ÊTRE FOURNI OU MIS À LA DISPOSITION DES UTILISATEURS DE CES GANTS.

Produit certifié conforme au règlement (UE) 2016/425 (« règlement relatif aux EPI ») par l'organisme notifié 2797 et au règlement 2016/425 relatif à l'équipement de protection individuelle, tel que modifié pour s'appliquer en GB par l'organisme agréé 0086.

Avertissement : Les gants offrent une protection contre les produits chimiques (éclaboussures) et les micro-organismes.

Ces renseignements ne reflètent pas nécessairement la durée réelle de la protection en milieu de travail ni la différence entre les mélanges et les produits chimiques purs. La résistance aux produits chimiques a été évaluée en laboratoire à l'aide d'échantillons prélevés dans la paume seulement et ne concerne que le produit chimique testé. Les résultats peuvent être différents si le produit chimique est utilisé dans un mélange. Il est recommandé de s'assurer que les gants conviennent à l'usage prévu, car les conditions en milieu de travail peuvent différer de celles de l'essai type, selon la température, l'abrasion et la dégradation. Lorsqu'ils sont utilisés, les gants peuvent fournir moins de résistance aux produits chimiques dangereux en raison de changements dans les propriétés physiques. Les mouvements, les déchirures, le frottement et la dégradation causée par le contact avec les produits chimiques, etc. peuvent considérablement réduire la durée réelle d'utilisation.

Dans le cas des produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important dont il faut tenir compte lorsque vient le temps de choisir des gants résistants aux produits chimiques. La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et ne concerne que l'échantillon testé. Avant de les utiliser, vérifiez que les gants ne présentent pas de défauts ou d'imperfections tels que des trous et des déchirures. Si les gants sont déchirés ou percés pendant l'utilisation, jetez-les immédiatement.

Reportez-vous toujours aux procédures d'enfilage, de suppression et d'utilisation de votre organisation. Tout d'abord, lavez-vous ou désinfectez-vous les mains. Veillez à ce qu'elles sèchent complètement avant de les enfiler. Pour enfiler le gant, insérez la main dans la manchette et remontez doucement sur la main et le poignet. Répétez avec le deuxième gant. Ajustez selon les besoins pour plus de confort et de dextérité. Pour le retirer, saisissez l'extérieur du gant et retirez-le délicatement de votre main en le retournant. Mettez le gant en boule dans votre main opposée, puis répétez l'étape précédente. Jetez-les dans un endroit prévu à cet effet. Lorsqu'ils sont enfilés ou retirés correctement, les gants sont destinés à protéger l'utilisateur, et aucun problème d'interface avec d'autres EPI ne devrait exister. Veuillez consulter le site halyardhealth.com/information pour obtenir des recommandations supplémentaires sur les pratiques d'habillage et de déshabillage.

*Ne contiennent aucun des accélérateurs et produits chimiques de vulcanisation suivants: soufre, thiurames, thiazoles, guanidines, carbamates



HALYARD* PUREZERO* HG5 Nitrilhandschuhe, weiß

- Länge: 30,5 cm
- Beschleunigerfrei* • Geringes Dermatispotenzial
- Beidhändig
- Texturiert
- Für Reinraumumgebungen
- Nur für den industriellen Gebrauch

HINWEIS: DIESE PACKUNGSBEILAGE SOLLTE DEN BENUTZERN DIESER HANDSCHUHE AUS SICHERHEITSGRÜNDEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN.

Produkt zertifiziert nach der Verordnung (EU) 2016/425 („PSA-Verordnung“) durch die benannte Stelle 2797 und nach der Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen, in der für GB geltenden Fassung durch die zugelassene Stelle 0086.

Warnung: Handschuhe bieten Schutz gegen Chemikalien (Spritzer) und Mikroorganismen.

Diese Informationen spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Differenzierung zwischen Mischungen und reinen Chemikalien wider. Die Chemikalienbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen durch ausschließlich an der Handfläche entnommene Proben bestimmt und bezieht sich nur auf die geprüfte Chemikalie. Die Beständigkeit kann unterschiedlich sein, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. Es wird empfohlen, die Eignung der Handschuhe für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen, da sich die Bedingungen am Arbeitsplatz von den Prüfbedingungen hinsichtlich Temperatur, Abnutzung und Degradation unterscheiden können. Schutzhandschuhe können bei der Verwendung aufgrund von Veränderungen der physikalischen Eigenschaften eine geringere Beständigkeit gegen die gefährliche Chemikalie aufweisen. Bewegungen, Verhakung, Reibung, durch den Kontakt mit Chemikalien verursachte Degradation usw. können die tatsächliche Verwendungszeit erheblich verringern.

Bei korrosiven Chemikalien kann Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist. Der Penetrationswiderstand wurde unter Laborbedingungen geprüft und bezieht sich nur auf die geprüfte Probe. Die Handschuhe vor der Verwendung auf Mängel oder Fehler wie Löcher und Risse prüfen. Die Handschuhe sofort entsorgen, wenn sie während des Gebrauchs einreißen oder durchstoßen werden.

Beziehen Sie sich immer auf die in Ihrem Unternehmen geltenden Verfahren für das An- und Ausziehen und die Benutzung. Waschen oder desinfizieren Sie zunächst Ihre Hände. Stellen Sie sicher, dass sie vor dem Anziehen vollständig getrocknet sind. Um den Handschuh anzuziehen, stecken Sie die Hand in die Manschette und ziehen Sie ihn vorsichtig über Hand und Handgelenk nach oben. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Handschuh. Passen Sie den Handschuh nach Bedarf an, damit er bequem sitzt und die Fingerfertigkeit nicht beeinträchtigt. Zum Ausziehen fassen Sie den Handschuh an der Außenseite und ziehen ihn vorsichtig von der Hand ab, indem Sie ihn auf links drehen. Nehmen Sie den zusammengerollten Handschuh in die andere Hand und wiederholen Sie den vorherigen Schritt. Entsorgen Sie die Handschuhe unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften. Bei korrektem An- und Ausziehen sollen die Handschuhe den Benutzer schützen, und es sollte kein Kontakt mit anderer persönlicher Schutzausrüstung bestehen. Weitere Empfehlungen zum richtigen An- und Ausziehen finden Sie unter halyardhealth.com/information

*Nicht formuliert mit den folgenden Vulkanisierungschemikalien und Beschleunigern: Schwefel, Thiuram, Thiazol, Guanidin, Carbanat



HALYARD* PUREZERO* HG5 бели нитрилни ръкавици

- Дължина 30,5 см
- Без катализатор* • Нисък потенциал за развиване на дерматит
- Из за двете ръце
- Текстурирани
- Предназначени за среда в чиста стая на дерматит
- Само за промишлено ползване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОСИГУРЕТЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА РЪКАВИЦИТЕ НАСТОЯЩАТА ЛИСТОВКА КАТО МЯРКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

Продуктът е сертифициран в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/425 ("Регламент за личните предпазни средства") от нотифициран орган 2797 и в съответствие с Регламент 2016/425 за личните предпазни средства, изменен така, че да се прилага в Обединеното кралство, от одобрен орган 0086.

Предупреждение: Ръкавиците предоставят защита срещу химикали (при изпърскване) и микроорганизми.

Тази информация не отразява реалната продължителност на защитата в работни условия и разграничението между смеси и чисти химикали. Химичната устойчивост е оценена при лабораторни условия от проби, взети единствено от дълата, и се отнася единствено до тествания химикал. Показанията може да са различни, ако химикалът се използва в смеси. Препоръчва се да проверите дали ръкавиците са подходящи за планираната употреба, тъй като условията на работното място може да се различават от вида на теста, в зависимост от температурата, абразията или разлагането. При употреба защитните ръкавици може да са по-малко устойчиви на опасния химикал поради промени във физико-механичните им свойства. Движения, налице на преприватия, триене и разлагане, предизвикват от допир с химикали, може значително да намалят действителния срок на ползване на продукта.

Що се отнася до корозивни химикали, най-важният фактор при избора на химически устойчиви ръкавици може да бъде химичното разлагане. Устойчивостта срещу проникване е оценена в лабораторни условия и се

Manufactured at our SAFESKIN* Facility

AQL 1.0 Level 2 GI	ISO 374-5:2016 VIRUS	ISO 374-1/TYPE B EN ISO 374-1:2016+A1:2018				halyardhealth.com/information

отнаси единствено до тестваната проба. Преди ползване огледайте ръкавиците за дефекти или недостатъци като например дупки или късвания. Изхвърлете незабавно ръкавиците, ако бъдат пробити или късани по време на ползване.

Винаги спазвайте процедурите на организацията Ви за слагане, сваляне и използване на ръкавици. Първо измийте или дезинфекцирайте ръцете си. Уверете се, че ръцете Ви са напълно сухи, преди да сложите ръкавицата. За да сложите ръкавицата, поставете ръката си в маншета и внимателно издърпайте ръкавицата вънжу ръката и китката. Повторете процедурата с втората ръкавица. Регулирайте според нуждата Ви от удобство и гъвкавост. За да свалите ръкавицата, хванете външната страна и внимателно я издърпайте от ръката, като я обърнете наопаки. Сложете навитата на топка ръкавица в противоположната Ви ръка, след което повторете предишната стъпка. Изхвърлете по подходящ начин. Когато са сложени/свалени правилно, ръкавиците са предназначени да предпазват ползвателя, като не следва да съществуват каквито и да е проблеми при взаимодействието им с други лични предпазни средства. Моля, консултирайте се с halyardhealth.com/information за допълнителни препоръки за правилно слагане/сваляне.

*Не съдържат следните вулканизационни химикали и катализатори: Сярa, Тиурами, Тиазоли, Гуанидини, Карбамати

HALYARD® PUREZERO® Guantes de nitrilo blanco HGS

- Longitud: 12 in./30,5 cm
 - Sin aceleradores* • Potential de provocar dermatitis bajo
 - Ambidiestro
- Texturizados
 - Para entornos de sala blanca
 - Solo para uso industrial

ADVERTENCIA: COMO MEDIDA DE PRECAUCIÓN, ESTE ENCARTE DEBE FACILITARSE O PONERSE A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS DE ESTOS GUANTES.

Producto certificado conforme al Reglamento (UE) 2016/425 ("Reglamento EPI") por el Organismo Notificado 2797 y al Reglamento 2016/425 sobre equipos de protección individual, modificado para su aplicación en GB por el Organismo Aprobado 0086.

Advertencia: estos guantes ofrecen protección frente a químicos (salpicaduras) y microorganismos.

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo ni la diferenciación establecida entre las mezclas y los productos químicos puros. Se ha evaluado la resistencia química en condiciones de laboratorio a partir de mezclas tomadas solo en la palma y se aplica solo a los productos químicos probados. Puede variar si se emplea una mezcla de los productos químicos. Se recomienda comprobar que la prueba son aptos para el uso previsto, ya que las condiciones en el lugar de trabajo pueden ser distintas a las guantes de tipos a causa de la temperatura, la abrasión y la degradación. Cuando se usan, los guantes pueden ofrecer menor resistencia a los productos químicos peligrosos a causa de cambios en las propiedades físicas. Los movimientos, los enganches, la fricción o la degradación causados por el contacto con productos químicos pueden reducir el tiempo efectivo de uso.

En el caso de químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante que se debe considerar en la selección de guantes resistentes a productos químicos. Se ha evaluado la resistencia a la penetración en condiciones de laboratorio y solo se aplica a la muestra probada. Antes de usarlos, inspeccione los guantes para detectar defectos o imperfecciones como agujeros y rasgaduras. Si los guantes se rompen o perforan durante el uso, deséchelos de inmediato.

Consulte siempre los procedimientos de su organización para ponérselos, quitárselos y usarlos. Primero, lávese o desinféctese las manos. Asegúrese de que se sequen completamente antes de ponérselos. Para ponerse el guante, inserte la mano en el puño y súbalo cuidadosamente sobre la mano y la muñeca. Repita con el segundo guante. Ajuste según sea necesario para mayor comodidad y destreza. Para quitárselo, agarre el exterior del guante con cuidado para sacarlo de la mano, girándolo de adentro hacia afuera. Coloque el guante hecho una bola en la mano opuesta y repita el paso anterior. Deséchelos según corresponda. Cuando se ponen y quitan correctamente, los guantes están destinados a proteger al usuario y no deben existir problemas de interfaz con otros equipos de protección personal. Consulte halyardhealth.com/information para obtener recomendaciones adicionales sobre las prácticas adecuadas para ponérselos y quitárselos.

*No están formulados con los siguientes químicos ni aceleradores vulcanizantes: azufre, tiuramios, tiazoles, guanidinas, carbamatos

Bílé nitrilové rukavice HALYARD® PUREZERO® HGS

- Délka: 12 palců / 30,5 cm
 - Bez akceleratorů* • Nizký potenciál dermatitidy
 - Obouruké
- Texturované
 - Pro čisté prostředí
 - Pouze pro průmyslové použití

POZNÁMKA: TENTO PŘÍBALOVÝ LETÁK BY SE MĚL POSKYTNOUT NEBO ZPŘÍSTUPNIT UŽIVATELŮM TĚCHTO RUKAVIC JAKO BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.

Výrobek je certifikován dle nařízení (EU) 2016/425 („nařízení o OOP“) oznámeným subjektem č. 2797 a dle nařízení 2016/425 o osobních ochranných prostředcích, které bylo uvedeno v platnost ve Velké Británii a pozměněno schváleným subjektem č. 0086.

Varování: Rukavice poskytují ochranu před (postřikáním) chemikáliemi a před mikroorganismy.

Tyto informace neodrážejí skutečné trvání ochrany na pracovišti a rozdíl mezi směsmi a čistými chemikáliemi. Chemická odolnost byla hodnocena za laboratorních podmínek u vzorků odebraných pouze z dlaně a vztahuje se pouze na testované chemikálie. Může se lišit, pokud je chemikálie použita ve směsi. Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od typového testu v závislosti na teplotě, abrazí a degradaci. Při použití mohou ochranné rukavice poskytovat kvůli známým fyzikálním vlastnostem nižší stupeň ochrany proti nebezpečným chemikáliím. Pohyb, zachycování se, tření, degradace způsobená chemickým kontaktem atd. mohou významně snížit skutečnou dobu použití.

U žitřavých chemických látek může při degradace nejdůležitějším faktorem, který je nutno zvážit při výběru chemicky odolných rukavic. Odolnost vůči průniku byla hodnocena za laboratorních podmínek a vztahuje se pouze k testovanému vzorku. Před použitím zkontrolujte, zda rukavice neobsahují vadu nebo kazy, jako jsou díry a trhliny. Pokud jsou rukavice během používání roztrhnuty nebo propíchnuty, okamžitě je zlikvidujte.

Vždy se řiďte postupy vaší organizace k nasazování, sundávání a používání. Nejprve si umyte nebo vydezinfikujte ruce. Nasazením si je zcela osušte. Rukavici si nasadte tak, že vložíte ruku do manžety a rukavici opatrně přetáhnete přes ruku a zápěstí. S druhou rukou rukavicu postup zopakujte. Podle potřeby si rukavice upravte, aby vám pohodlně seděly a zachovali jste si obratnost. Chcete-li rukavic sundat, uchopte ji zvnějšku a opatrně ji z ruky stáhněte, přičemž ji otočte naruby. Rukavici zmačkejte, vložte ji do druhé ruky a poté zopakujte předchozí krok. Likvidujte odpovídajícím způsobem. Při správném nasazení/sundání jsou rukavice určeny k ochraně uživatele a neměly by zavazet další OOP. Další doporučení ohledně správného nasazování/sundávání jsou uvedena na webu halyardhealth.com/information.

*Není vytvořeno s použitím následujících vulkanizačních chemikálií a akceleratorů: síra, thiuramy, thiazoly, guanidiny, karbamáty

HALYARD® PUREZERO® HGS hvide nitrilhandsker

- 12 tommer / 30,5 cm længde
 - Akceleratorfri* • Lavt demoletpotentiale
 - Brugbare til begge hænder
- Teksturede
 - Til renrumsmiljø
 - Kun til industriel brug

SOM EN SIKKERHEDSFORANSTALTNING, SKAL DENNE INDLÆGSSEDEL GIVES TIL ELLER GØRES TILGÆNGELIG FOR DISSE HANDSKERS BRUGERE.

Produkt certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425 ("PPE-forordningen") af bemyndiget organ 2797

og i henhold til forordning 2016/425 om personlige værnemidler, som ændret til at gælde i Storbritannien af godkendt organ 0086.

Advarsel: Handsker yder beskyttelse mod kemikalier (stænk) og mikroorganismer.

Disse oplysninger afspejler ikke den reelle varighed af beskyttelse på arbejdspladsen og forskelle mellem blandinger og rene kemikalier. Den kemiske modstand er målt under laboratorieforhold på prøver taget fra håndfladen alene og gælder kun for de testede kemikalier. Forholdene kan være anderledes, hvis kemikaliet indgår i en blanding. Det anbefales at kontrollere, at handskerne er egnede til den beregnede brug, fordi forholdene på arbejdspladsen kan være anderledes end forholdene ved typeprøvninngen, alt afhængigt af temperatur, slid og nedbrydning. Efter brug er beskyttelseshandskerne muligvis mindre modstandsdygtige over for farlige kemikalier på grund af ændringer i deres fysiske egenskaber. Bevægelser, udtæring, gnidning og nedbrydning forårsager af kemisk kontakt mv. kan reducere den reelle brugstid væsentligt.

For ætsende kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor, der skal tages højde for ved valget af kemisk resistente handsker. Modstanden mod gennemtrængning er målt under laboratorieforhold og gælder kun for den testede prøve. Efterse handskerne for fejl eller mangler før brug. Hvis handskerne revner eller punkteres under brug, bortskaffes de omgående.

Følg altid til din organisations procedurer for påtagning, aftagning og brug. Vask og desinficer hænderne først. Sørg for, at de er helt tørre før påtagning. For at tage handsken på, stik hånden ind i manchetten og træk forsigtigt op over hånden og håndleddet. Gentag med den anden handske. Juster efter behov for komfort og bevægelse. Tag forsigtigt fat i handskens ydre for at tage handsken af hånden og vend den på vrangen. Tag handsken i den modsatte hånd og gentag derefter det første trin. Bortskaf på passende vis. Når de tages korrekt på/af, er handsker beregnet til at beskytte brugeren, og der bør ikke opstå grænsefladeproblemer med andre personlige værnemidler. Se venligst halyardhealth.com/information for yderligere anbefalinger til korrekt på-/aftagning.

*Ikke formuleret med følgende vulkaniserende kemikalier og acceleratorer: Sivol, thiuramer, thiazoler, guanidiner, carbamater

HALYARD® PUREZERO® HGS valged nitriliikindad

- Pikkus: 12 tolli / 30,5 cm
 - Kiirendivaba* • Madal nahapõletiku võimalus
 - Mõlemakäeline
- Tekstuuriga
 - Puhta ruumi keskkondadele
 - Ainult tööstuslikuks kasutamiseks

TEADE: OHUTUSE TAGAMISEKS PEAB KÄESOLEV TEABEMATERIAL OLEMA SOETATUD JA NENDE KINNASTE KASUTAJATELE KÄTTESAADAV.

Toote on sertifitseerinud teavitatud asutus 2797 vastavalt määrusele (EL) 2016/425 (IKV määrus), samuti isikukaitsesevahendeid käsitleva määruse 2016/425 kohaselt, mille on Suurbritannias kohaldamiseks heaks kiitnud asutus 0086.

Hoiauts: kemikaalide (pitsimise) ja mikroorganismide eest kaitsevad kindad.

See teave ei kajasta kaitsevõime tegeliku kestust töökohas ning erinevusi segude ja puhaste kemikaalide vahel. Kemikaalikiindlust on hinnatud laboratoorses tingimuses ainult peopesast võetud proovides ja väärtus kehtib üksnes testimisel kasutatud kemikaali kohta. See võib olla erinev, kui kasutatav kemikaal on segu. Soovitav on kontrollida, kas kindad on sihtotstarbeks sobilikud, sest töökohas olevad tingimused võivad olenevalt temperatuurist, abrasiioonist ja lagunemisest tüübitühist erineda. Kindakindad võivad füüsiliselt omaduste muutuste tõttu pakkuda kasutamisel vähem kaitset ohtliku kemikaali vastu. Tegelikult kasutuseaga võivad oluliselt lühendada liikumised, rebendid, hõõrdumine, kemikaalidega kokkupuutest tingitud lagunemine jne.

Sõitvatavate kemikaalide korral võib kemikaalikiindlate kinnaste valimisel kõige olulisemaks teguriks olla lagunemisnäitaja. Läbistamiskindlust on hinnatud laboratoorses tingimustes ja väärtus kehtib üksnes testitud proovi kohta. Enne kasutamist kontrollige kindlate kindas seadefide või puudustega (nt augud ja rebendid). Kui kindad kasutamise ajal rebenevad või tekib auk, kõrvaldage need viivitamatult.

Järgige alati oma organisatsiooni kinnaste käest tõmbamise ja käest võtmise ning kasutamise protseduure. Esmlpt peske või desinfitseerige käed. Veenduge, et enne kinnaste käest tõmbamist on käed täiesti kuivad. Kinda käest tõmbamiseks sisestage käsi kätisesse ning tõmmake kinnas ettevaatlikult üle käe ja randme. Korrae sama toimingut teise kindaga. Vajadusel kohandage mugavuse ja liikuvuse tagamiseks. Eemaldamiseks võtke kinda välistest osast ettevaatlikult kinni ja tõmmake kinnas ettevaatlikult käelt ära, pöörates sisekülge väljapoole. Pange rõhust kindas teise kätte, seejärel korrae eelmist samu. Käidele vastavalt. Kui kindad on õigesti käest pandud ja kätt eemaldatud, siis kätises need kasutajal ning muude isikukaitsesevahenditega ei tohiks liidesprobleeme tekkida. Lisasooituste saamiseks kinnaste õige kätte tõmbamise ja käelt eemaldamise tavade kohta vt halyardhealth.com/information.

*Ei ole valmistatud järgmiste vulkaniseerivate kemikaalide ja kiirenditega: väüvel, tiuraamid, tiasoolid, guanidiinid ja karbamaadid

HALYARD® PUREZERO® HGS λευκά γάντια νιτριλίου

- Μήκος 30,5 cm
 - Απλολαγμένα από επιπαιγνότητα* • Περιορισμένη πιθανότητα δερματίτιδας
 - Για το περιβάλλον του καθαρού βιολαίου
- Αμφιδέξια
 - Αδρής υφής
 - Για βιοχημική χρήση μόνο

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΦΥΛΑΧ ΣΦΑΦΕΛΙΑΣ

Προϊόν πιστοποιημένο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΥ) 2016/425 («κανονισμός ΜΑΠ») από τον Κανονισμμένο Οργανισμό 2797 και σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/425 όσον αφορά τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όπως τροποποιήθηκε και εφαρμόζεται στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου από τον κανονισμμένο οργανισμό 0086.

Κίνδυνο: Τα γάντια παρέχουν προστασία έναντι χημικών ουσιών (πιτολισμα) και μικροοργανισμών.

Οι παρούσες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική διάρκεια προστασίας στον χώρο εργασίας και στη διασφορά μεταξύ μειγμάτων και καθαρών χημικών. Η χημική αντίσταση έχει υπολογιστεί εν εργαστηριακές συνθήκες από δείγματα προερχόμενα μόνο από την παλάμη και σχετικά μόνο με τη χημική ουσία που ελέγχθηκε. Μπορεί να διαφέρει, αν η χημική ουσία χρησιμοποιείται σε μείγμα. Συνιστάται ο έλεγχος της συμβατότητας των γαντιών με την προβλεπόμενη χρήση, επειδή οι συνθήκες στον χώρο εργασίας ενδέχεται να διαφέρουν από τον ελεγο τύπου αναλογία με τη θερμοκρασία, την τριβή και την αποδόμηση. Κατά τη χρήση των προστατευτικών γαντιών ενδέχεται να παρέχεται λιγότερη αντίσταση στην επεκίνδυνη χημική ουσία εξάτμιας αλλαγών στις φυσικές ιδιότητες. Κινύσεις, σχοίματα, τριβή, αποδόμηση που προκαλούνται από επαφή με τη χημική ουσία κ.λπ. ενδέχεται να μειώσουν σημαντικά τον πραγματικό χρόνο χρήσης.

Όσον αφορά στις διαβρωτικές χημικές ουσίες, η αποδόμηση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη του κατά την επιλογή γαντιών ανάλογου στις χημικές ουσίες. Η αντίσταση διεισδύσεων έχει υπολογιστεί σε εργαστηριακές συνθήκες και σχετίζεται μόνο με το ελεγχόμενο είδος. Πριν τη χρήση, επιθεωρήστε τα γάντια για ελαττώματα ή ατέλειες όπως τρύπες και σχοίματα. Αν τα γάντια είναι σχισμένα ή τρωπηθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης, απορρίψτε τα αμέσως.

Να ανατρέξετε πάντα στις διαδικασίες φορέματος και αλλαγματος του οργανισμού σας και για τη χρήση. Πρώτον, πλύνετε ή απολυμάνετε τα χέρια. Βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνώσει εντελώς πριν από τη χρήση. Για χρήση γαντιού, εισαγάγετε το χέρι στη μονάδα και τριβήτετε προσεκτικά πάνω από το χέρι και τον καρπό. Επαναλάβετε με το δεύτερο γάντι. Προσαρμόστε όπως απαιτείται για άνεση και ουστή εφαρμογή. Για να αφαιρέσετε, πιώστε προσεκτικά το εξωτερικό του γαντιού τραβώντας προσεκτικά το γάντι από το χέρι, γυρίζοντάς το από μέσα προς τα έξω. Βάλτε το γάντι με φορά προς τα επάνω στο αντίθετο χέρι σας και επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα. Απορρίψτε κατάλληλα. Όταν φοριούνται / αλλάζονται σωστά, τα γάντια προστατεύουν/ονα για την προστασία του χρήστη και δεν θα πρέπει να υπάρχουν προβλήματα διαεπαφής με άλλα ΜΑΠ. Ανατρέξτε στο halyardhealth.com/information για πρόσθετες συστάσεις σχετικά με τις κατάλληλες πρακτικές εφαρμογής/ αλλαγματος.

*Δεν έχει συνταγογραφηθεί με τις ακόλουθες χημικές ουσίες και επιταχυντές βουλκανισμού: θείο, θειουράμες, θειαζόλες, Γουανιδίνες, Καρβαμικά

*Registered Trademark or Trademark of O&M Halyard, Inc., or its affiliates. ©2018.

IT

Guanti in nitrile bianchi **HALYARD® PUREZERO®** HGS

- Lunghezza di 12 in./30,5 cm
 - Privi di acceleranti* • Basso potenziale di dermatite
 - Ambidestri

- Ruidi
 - Per camera bianca
 - Solo per uso industriale

NOTA: QUESTO INSERTO DEVE ESSERE FORNITO O MESSO A DISPOSIZIONE DEGLI UTILIZZATORI DI QUESTI GUANTI COME MISURA DI SICUREZZA.

Prodotto certificato in base al Regolamento (UE) 2016/425 ("Regolamento DPI") dall'Ente notificato 2797 e al Regolamento 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, modificato per l'applicazione in GB dall'Ente approvato 0086.

Avvertenza: i guanti offrono protezione contro sostanze chimiche (schizzi) e microrganismi.

Queste informazioni non riflettono la durata effettiva della protezione sul luogo di lavoro e la distinzione tra sostanze chimiche miscelate e pure. La resistenza chimica è stata misurata in condizioni di laboratorio su campioni presi solo dal palmo della mano e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Può essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela. Si consiglia di controllare che i guanti siano idonei per l'uso previsto poiché le condizioni del luogo di lavoro possono differire dal tipo di test a seconda della temperatura, abrasione e degradazione. Quando utilizzati, i guanti di protezione possono fornire meno resistenza contro le sostanze chimiche pericolose a causa di cambiamenti delle proprietà fisiche. Il tempo effettivo di utilizzo può essere ridotto significativamente a causa di movimenti, sfiliamento, strofinamento o degradazione dovuti al contatto con sostanze chimiche, ecc.

In caso di contatto con sostanze chimiche corrosive, il fattore più determinante da considerare nella scelta di guanti resistenti alle sostanze chimiche può essere la resistenza alla degradazione. La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e riguarda solo il campione testato. Prima dell'uso ispezionare i guanti per rilevare l'eventuale presenza di difetti o imperfezioni, come fori e strappi. Se i guanti si strappano o forano durante l'uso, smaltirli immediatamente.

Fare sempre riferimento alle procedure dell'organizzazione per indossare, togliere e utilizzare il prodotto. In primo luogo, lavare o disinfettare le mani. Accertarsi che le mani siano completamente asciutte prima di indossare il prodotto. Per indossare il guanto, inserire la mano nel polsino e tirarlo con attenzione sopra la mano e il polso. Ripetere con il secondo guanto. Regolare secondo necessità per comfort e destrezza. Per rimuovere, afferrare con attenzione l'esterno del guanto e toglierlo dalla mano rovesciandolo. Mettere il guanto appallottolato nella mano opposta, quindi ripetere il passaggio precedente. Smaltire in modo appropriato. Se indossati/tolti correttamente, i guanti hanno lo scopo di proteggere l'utente e non dovrebbero esserci problemi di interfaccia con altri DPI. Fare riferimento a halyardhealth.com/information per ulteriori raccomandazioni su come indossare/togliere il prodotto correttamente.

*** Non formulati con i seguenti acceleranti e sostanze chimiche di vulcanizzazione: zolfo, tiurami, tiazoli, guanidine e carbammati**

LV

HALYARD® PUREZERO® HGS baltie nitrila cimdi

- Garums 12 in./30,5 cm
 - Bez katalizatora* • Zems dermatīta potenciāls
 - Piemēroti abām rokām

- Terkurstūrēti
 - Tīras telpas videi
 - Tikai rūpnīciskai lietošanai

PIEZĪMĒ: ŠIS PAPILDINĀJUMS IR JĀNODROŠINA VAI JĀDĀRA PIEEJAMS ŠO CIMDU LIETOJĀJIEM KĀ DROŠĪBAS LĪDZĒKLIS.

Izstrādājums, ko sertificējusi pazinotā iestāde Nr. 2797 saskaņā ar Regulu (ES) 2016/425 ("IAL regula") un apstiprinātā iestāde 0086 saskaņā ar Regulu 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kura grozīta, lai to varētu piemērot AK.

Bridinājums. Cimdi sniedz aizsardzību pret ķīmiskām vielām (šķīdātām) un mikroorganismiem.

Šī informācija neatspoguļo faktiski aizsardzības līgumu darba vietā un atšķirību starp mājaiņiem un tīrām ķīmiskām vielām. Ķīmiskā izturība ir novērtēta laboratorijas apstākļos no paraugiem, kas ņemti tikai no plaukstas, un attiecas tikai uz ķīmisko pārbaudi. Tā var būt atšķirīga, ja ķīmisko vielu izmanto mājaiņā. Ieteicams pārbaudīt, vai cimdi ir piemēroti paredzētajam lietojumam, jo apstākļi darba vietā var atšķirties no tipa testa atkarībā no temperatūras, nodiluma un degradācijas. Lietojot šos, fizikālo īpašību izmaiņu dēļ aizsargcimdi var nodrošināt mazāku izturību pret bīstamo ķīmisko vielu. Kustības, atbrīvošanās, berzēšana, ķīmiskās sakāres izraisīta nodarīšanas utt., var ievērojami samazināt faktisko lietošanas laiku.

Kodīgām ķīmiskām vielām nodarīšanas var būt vissvarīgākais faktors, kas jāņem vērā, izvēloties ķīmiski izturīgus cimdus. Iespējams pretestība ir novērtēta laboratorijas apstākļos, un tā attiecas tikai uz pārbaudīto paraugu. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai cimdiem nav kādī defekti vai nepilnības, piemēram, caurumi un plēsumi. Ja lietošanas laikā cimdi ir plīsuši vai caurdurti, nekavējoties atbrīvojieties no tiem.

Vienmēr skatiet savas organizācijas procedūras par uzvilkšanu, novilkšanu un lietošanu. Pirmkārt, nomazgājiet vai dezinficējiet rokas. Pirms uzvilkšanas pārbauciet, ka tās ir pilnībā sausas. Lai uzvilktu cimdus, ievietojiet roku manšētē un uzmanīgi izvelciet pāri rokai un plaukstas locītavai. Atkārtējai ar otro cimdā. Pievilkt cimdus pēc vajadzības komfortam un pirkstu labumai. Lai novilktu, satveriet cimdā ārpusi, uzmanīgi novediet cimdus no rokas, izvēršot to ar iekšpusi uz āru. Piemērti lumbinā šatīto cimdū otrā otrā, pēc tam atkārtējoti iepriekšējā labajā. Izmetiet atbilstoši prasībām. Pārēzi uzvelkot/ noveltot, cimdi ir paredzēti, lai aizsargātu lietotāju, un nevajadzētu pastāvēt sakarnes problēmām ar citiem IAL. Papildu ieteikumi par cimdū uzvilkšanas/ novilkšanas praksi, lūdz, skatiet halyardhealth.com/information.

*** Nav izstrādāti ar šādam vulkanizējošām ķīmikalijām un katalizatoriem: sērs, tiurāmi, tiazoli, guanidīni, karbamāti**

LV

HALYARD® PUREZERO® HGS baltos nitrilo pirštīnēs

- 12 col./30,5 cm ilgjo
 - Be greitintuvu* • Mažas dermatīto rizikos faktoriūs
 - Abiem rankoms

- Teksturītuots
 - Švārios patalojs aplinkai
 - Naudoiti tik pramonīnēje aplinkoje.

PASTABA: ŠIS PAKUOTĒS LAURIS BŪTI PATEIKTAS ARBA PRIENĀMAS ŠIŲ PIRŠTĪNŪ NAUDOTĀJMS KĀP ATSAUGUMĀ PRIEMONE.

Produkts sertifikuots pagal (ES) Nr. 2016/425 reglamentā („AAP reglamentas”) 2797 notifikuotos īstaigos ir Nr. 2016/425 reglamentā dēl asmens apsāugos priemoniŷ su pakeitāmas, padārytais siekiant praitālyti JK Patvirtintos īstaigos Nr. 0086.

[Spējams: pirštīnēs apsāgu no chemikalŷ (tīskāly) ir mikroorganizmy.

Šī informācija neatspoguļo faktinās apsāguos trukmēs darbo vietē ir skirtumo taru mīšiny ir gryn chemiŷy mediāzŷ. Atsparumas cheminēs mediāzoms jvertības laboratorijas apstākļos ir pavydzīzŷ, paimtŷ šis dēlo dalies, ir jīs susijēs tik su bandymū nauda chemine mediāzā. Gali skirtis, jē chemine mediāzā naudojama mīšinyje. Rekomenduojama tikrinti, ar pirštīnēs tinkamos numatomam naudojimui, nes sālygos darbo vietēje gali skirtis nuo tipo bandymo, priklausimai nuo temperatūros, nutyrimo ir savybiŷ pablogimejmo. Naudojant apsauginēs pirštines gali teikti mažesŷj pasipriešinimo pavojingos cheminēs mediāzoms dēl fiziniŷ savybiŷ pasikeitimo. Judejai, užklvimui, trynimas, savybiŷ pablogėjimas dēl sālyčio su chemine mediāzā gali žymiai sumažinti faktinŷ naudojimo trukmę.

Savybiŷ pablogėjimas dēl korozijā sukeliančių chemiŷy mediāzų poveikio gali būti svarbiausias veiksnys, ŷ kurj reikia atkreipti dėmesį, renkančis cheminēs mediāzoms apsauginės palatūras. Atsparumas prakšiverkšimui buvo jvertintas laboratorijos sālygos ir jīs susijēs tik su tikrintu pavydzīzŷ. Prieš naudojāmy patikrinkite pirštines, ar jose nėra defektų ir trūkumų, pavydzīzŷ, skylių ir plėšimų. Jei pirštīnēs plyšta ar yra praduriāmos naudojimo metu, nedelsdami jas išmeskite.

Visuomet laikyties savo organizacijos procedūrų dēl užsimovimo, nusimovimo ir naudojimo. Pirmiausia nusiplaukite

arba dezinfekuokite rankas. Prieš užsimaudami įsitikinkite, kad jos yra visiškai sausas. Norėdami užsimauti pirštine, įkiškite ranką į jos rangoną/į atargiai užsimptekite ant rankos ir išieso. Tą pačią procedūrą kartokite su kita pirštine. Pasitaisykite, kad užtikrintumėte gerą prilgdimą. Norėdami nusimauti, suimkite pirštines išore ir atargiai nusitraukite ją nuo rankos, išvirkščia pusę. Susukų pirštine suimkite su kita ranka ir pakartokite ankstesnį veiksmą. Tinkamai šalinkite. Tinkamai užsimautos / nusimautos pirštines apsaugo naudotojų ir nekėlia jokių problemų su kitomis AAP. Zr. halyardhealth.com/information norėdami papildomų rekomendacijų dēl tinkamos užsimovimo / nusimovimo praktikos.

*** Netinka su šiomis vulkanizuojančiomis cheminėmis mediāzomis ir greitintuvas tokiais kaip: siera, tiuramas, tiazoli, guanidinas, karbamatas.**

HR

HALYARD® PUREZERO® HGS bijele nitrilne rukavice

- 12 in./30,5 cm duljina
 - Bez akceleratora* • Mala vjerojatnost stvaranja dermatitisa
 - Za obje ruke

- Teksturirane
 - Za upotrebu u čistim sobama
 - Samo za industrijsku upotrebu

OBAVJEŠT: OVA KARTICA TREBA BITI PRILOŽENA U PAKIRANJU ILI DATA KORISNICIMA OVIH RUKAVICA KAO MJERA PREDOSTROŽNOSTI.

Proizvod koji je Prijavljeno tipu 2797 certificiralo u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 („Uredba o OZO-u”) i Uredbom 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi, kako je Odobreno tipu 0086 izmijenilo za primjenu u UK.

Upozorenje: Rukavice pružaju zaštitu od kemikalija (prskanja) i mikroorganizama.

Ova informacija ne oslikava stvarno trajanje zaštite na radnome mjestu i razliku između mješavina i čistih kemikalija. Otpornost na kemikalije procijenjena je u laboratorijskim uvjetima iz uzoraka uzetih samo s dlana i odnosi se samo na testirani kemikaliju. Može doći do razlike ako se koristi kemikalija u mješavini. Preporučuje se provjeriti jesu li rukavice odgovarajuće za određenu namjenu jer se uvjeti na radnome mjestu mogu razlikovati od probnog tipa ovisno o temperaturi, abraziji i propadanju. Prilikom upotrebe zaštitne rukavice mogu pružiti manje otpornosti na opasne kemikalije zbog promjena u fiziklim svojstvima. Pokreti, odlaganje, trljanje, propadanje koje je izazovno kontakt s kemikalijama i sl. mogu značajno smanjiti vrijeme stvarne upotrebe.

Za korozivne kemikalije propadanje može biti najvažniji faktor koji treba uzeti u obzir u odabiru rukavica otpornih na kemikalije. Otpornost na prodiranje procijenjena je u laboratorijskim uvjetima i odnosi se samo na testirani uzorak. Prije upotrebe provjeriti da li na rukavicama postoje defekti ili nesavršenosti kao što su rupe ili poroderite. Ako se rukavice rascjepi ili puknu tokom upotrebe, odmah ih bacite.

Uvijek proučite postupke svoje tvrtke ili ustanove za oblačenje, skidanje i upotrebu. Pru operite ili dezinficirajte ruke. Prije oblačenja provjerite jesu li potpuno suhe. Da biste obukli rukavice, umetnite ruku u manšetu i pažljivo povucite preko šake i zgloba. Ponovite s drugom rukavicom. Prilagodite prema potrebi za udobnost i pokretljivost. Da biste je skinuli, primite vanjski dio rukavice, pažljivo povlačeći rukavicu s ruke, okrećući je iznutra prema van. Stavite skupljenu rukavicu u suprotnu ruku, a zatim ponovite prethodni korak. Odložite na odgovarajući način. Kada se pravilno obuknu/skinu, rukavice su namijenjene zaštiti korisnika i ne bi trebali postojati problemi s povezivanjem s drugom osobnom zaštitnom opremom. Proučite halyardhealth.com/information za dodatne preporuke za ispravne postupke oblačenja/skidanja.

*** Nije sačinjeno sa sljedećim kemikalijama nastalim vulkanizacijom i akceleratorima: sumpor, tiurami, tiazoli, gvanidini, karbamati**

HU

HALYARD® PUREZERO® HGS White nitril kesztyű

- 12 in./30,5 cm hosszú
 - Gyorsítottmentes* • A dermatitisz alacsony kockázata
 - Kétkézes

- Texturált
 - Tisztatéri környezethez
 - Csak ipari használatra

MEGJEGYZÉS: A KESZTYŰ CÍMKÉJÉT BIZTONSÁGI ÖVINTÉZKEDESKÉNT MINDEN ESETBEN HOZZÁFÉRHERŐVÉ KELL TENNI A KESZTYŰ FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA.

A terméket a 2797. sz. bejelentéssel szerzett tanúsított a European Parliament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelet ("PPE rendelet") szerint, valamint a 0086. sz. bejelentéssel szerzett az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425/EK rendelet szerint, a Nagy-Britanniában alkalmazandó módosításokkal.

Figyelemreztetés: A kesztyűk védelmet nyújtanak a (főcsően) vegyszerekkel és a mikroorganizmusokkal szemben.

Ez az információ nem veszi figyelembe a munkahelyi védelem tényleges időtartamát, valamint a keverékek és a tiszta vegyi anyagok közötti különbséget. A kémiai ellenállást laboratóriumi körülmények között a tenyerből vett mintákból értékelték, és csak a vizsgált vegyületre vonatkoznak. Különböző lehet, ha a vegyszert keverékben használják. Ajánlatos ellenőrizni, hogy a kesztyűk alkalmasak-e a tervezett felhasználásra, mert a munkahelyi körülmények eltérhetnek a típusvizsgálatától a hőmérséklet, a kopás és a felbomlás tekintetében. Használat esetén előfordulhat, hogy a védőkesztyűk kevésbé ellenállnak a vegyszerek vegyi anyagokkal szemben a fizikai tulajdonságaik megváltozása miatt. A mozgás, erőltetés, dörzsölés és kémiai anyagokkal való érintkezés okozta lebomlás csökkentheti a tényleges hasznos élettartamot.

Korrozív vegyi anyagok esetén a lebomlás lehet a legfontosabb tényező, amelyet figyelembe kell venni a vegyileg ellenálló kesztyű kiválasztásánál. A penetrációs ellenállást laboratóriumi körülmények között értékelték és csak a vizsgált mintára vonatkozik. Használat előtt vizsgálja meg a kesztyűket, hogy látható-e rajtukhiba vagy sérülés, például lyuk vagy szakadás. Amennyiben használat közben északad vagy kilyukad a kesztyű, azonnal dobja ki. Mindig tartsa be a szerzett előírásait a felvitelre, levetelés és használatra vonatkozóan. Elsőként mossa meg és fertőtlenítsa a kezét. Mielőtt felvenné a kesztyűt, teljesen szárítsa meg a kezét. A kesztyű felviteléhez tegye bele a kezét, és óvatosan húzza fel a csuklójáig. Ismételje meg a másik kesztyűvel. Szükség szerint igazítsa meg, hogy kényelmes legyen. Levételkor fogja meg a kesztyű külső részét, és óvatosan húzza le a kezéről kifordítva. Tegye az összegyűjtött kesztyűt a másik kezébe, és ismételje meg az előző lépést. Dobja ki megfelelően. Helyesen felvéve és levéve a kesztyűt a felhasználó védelmére szolgál, és nem lehetnek érintkezési problémák más egyéni védőfelszerelésekkel. A megfelelő felvitel és levetel folyamatára vonatkozó további ajánlásokért keresse fel a halyardhealth.com/information oldalt.

*** Nem tartalmazza az alábbi vulkanizáló- és gyorsítószereket: kén, tiurámok, tiazolok, guanidinek, karbamátok**

MT

HALYARD® PUREZERO® HGS lngwanti tan-Nitril Bojod

- Tul 12 in./30,5 cm
 - Minghajr Acceleratori* • Potenzjal Baxx ta' Dermattite
 - Ambidestruzi

- B'nisga
 - Ghall-Ambjent ta' Kamra Minghajr Trab
 - Ghal Uzu Industrijali Biss

AVVIZI: DIN L-INSEKZJONI GHANDHA TIGI FORNUTA JEW MAGHMULA DISPONIBILI GHAL MIN JUZA DAWN L-INGWANTI BHALA PREKAWJONJI T-SIGURTA.

Prodtott certifikat skont ir-Regolament (UE) 2016/425 ("Regolament dwar il-PPE") mill-Korp Notifikat 2797 u skont ir-Regolament 2016/425 dwar tagħmir ta' protezzjoni personali, kif emendat biex japplika fir-Regnu Unit mill-Korp Approvat 0086.

Din l-informazzjoni ma tiffirritax id-durata reali tal-protezzjoni fil-post tax-xogħol u d-divrenzja bejn taħlittiet u sustanzi kimiċi puri. Ir-reżistenza għall-kimiċi għet iwalutata f'kundizzjonijiet tal-laboratorju minn kampjuni meħuda mill-pala biis u hija relatata biis mal-kimiċa ttestjata. Din tista' tkun differenti, jekk il-kimiċa tintuza f'taħlita. Hwa rrakkomandat li jiġi cċekkjat jekk l-ingwanti ħumies adatti għall-użu maħsub, peress li l-kundizzjonijiet fil-post tax-xogħol jistgħu jkunu differenti mill-test tat-tip skont it-temperatura, il-brix u d-degradazzjoni. Meta jintużaw, l-ingwanti protettivi jistgħu jipprovdw inqas reżistenza għall-kimiċi perikolużi minħabba bidliet fil-proprietajiet fiżiċi. Il-movimenti, it-tiċrit, it-tħakkik u d-degradazzjoni kkwawżati mill-kuntatt mal-kimiċa eċċ., jistgħu jnaqqsu l-hin ta' użu reali b'mod sinifikanti.

Għal sustanzi kimiċi korrożivi, id-degradazzjoni tista' tkun l-iktar fattur importanti li għandu jittieq f'għażli

*Registered Trademark or Trademark of O&M Halyard, Inc., or its affiliates. ©2018.

tal-ingwanti rezistenti għall-kimuri. Ir-reżistenza għall-penetrazzjoni giet invaluatata f'kundizzjonijiet tal-laboratorju u hija relatata biss mal-kampjun ittestjat. Qabel l-użu, spezzjona l-ingwanti għal difetti jew imperfezzjonijiet bħal toqob u tħrit. Jekk l-ingwanti matul l-użu jittagħtu jew jittaqta, arminhom minnufih.

U iżiravch kemikalijsk l  tek m   e byt degradace nejd  le  t  m faktorem, kter   je nutno zv  t  t pri vyb  ru chemick   odoln  ch rukavic. Odolnost v    pr  niku byla hodnocena za laboratornich podm  nek a vzt  huje se pouze k testov  n  m vzorku. P  d pou  t  m zkontrolov  te, zda rukavice neobsahuj   vady nebo kazy, jako jsou d  ry a trhliny. Pokud jsou rukavice b  hem pou  z  v  n   roztr  hny nebo propuchnuty, okam   te je zlikvidujte.

V  dy se f  dte postupy va   organizace k nasazov  n  , sund  v  n   a pou  z  v  n  . Nejprve si umyjte nebo vydezinfikujte ruce. P  ed nasazen  m si je zcela osu  te. Rukavici si nasade  te tak,   e vlo  te ruku do man  etu a rukavici opat  ne p  t  h  nete p  es ruku a z  p  sti. S druhou rukavici postup zopakujte. Podle pot  by si rukavice upravte, aby v  m pohodln   sed  ly a zachovali jste si obr  tnost. Chcete-li rukavici sund  t, uchopte ji zvn  j  ku a opat  ne ji z ruky st  hn  te, p  t  m ji oto  te naruby. Rukavici zma  k  te, vlo  te ji do druhé ruky a pote zopakujte p  edchoz   krok. Likvidujte odpov  daj  m zp  sobem. P  i spr  vn  m nasazen  /sund  n   jsou rukavice ur  eny k ochran  e u  ivatele a nem  ly by zavazet dal  m OOP. Dal  i doporu  en   ohledn   spr  vn  ho nasazov  n  /sund  v  n   jsou uvedena na webu halyardhealth.com/information.

• *Neni vytvořeno s použit  m n  sleduj  ch vulkaniza  n  ch chemik  l   akcelerator  : s  ra, thiuramy, thiazoly, guanidiny, karbamaty*

HALYARD® PUREZERO® HGS hvide nitrilhandsker

- Lengte 30,5 cm/12"
 - Versnellervrij • Laag dermatitispotentieel
 - Symmetrisch
- Geruwd
 - Voor gebruik in schone ruimtes/cleanrooms
 - Alleen voor industri  le gebruik

OPMERKING: DEZE BISLUITER MOET ALS VOORZORGSMAATREGEEL WORDEN VERSTREKT OF BESCHIKBAAR GESTELD AAN DE GEBRUIKERS VAN DEZE HANDSCHOENEN.

Dit product is gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425 ("PBM-verordening") door aangemelde instantie 2797 en volgens Verordening 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gewijzigd voor toepasselijkheid in Groot-Brittanni   door aangemelde instantie 0086.

Waarschuwing: Handschoenen bieden bescherming tegen chemische stoffen (spatten) en micro-organismen.

Deze informatie is geen weerspiegeling van de werkelijke beschermingsduur in de werkomgeving en de differentiatie tussen mengsels en zuivere chemicali  n. De chemische bestendigheid is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld op grond van monsters genomen van alleen de handpalm en heeft alleen betrekking op het geteste chemische product. De bestendigheid kan anders zijn als het chemische product in een mengsel wordt gebruikt. Wij adviseren u te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik aangezien de omstandigheden in de werkomgeving kunnen verschillen van de type  st afhankelijk van temperatuur, slijtage en degradatie. Bij gebruik kunnen beschermende handschoenen kan de bestendigheid tegen gevaarlijke chemische producten verminderd zijn als gevolg van veranderingen in de fysieke eigenschappen. Beweging, blijvende haken, wrijving, degradatie veroorzaakt door contact met het chemische product etc. kunnen de werkelijke gebruiksduur aanzienlijk verminderen.

Bij corrosieve chemische producten kan degradatie de belangrijkste factor zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van chemisch bestendige handschoenen. De penetratieweerstand is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden en heeft alleen betrekking op het geteste monster. Controleer de handschoenen voor gebruik op beschadigingen of onvolkomenheden zoals gaten en scheuren. Als de handschoenen tijdens het gebruik scheuren of anderszins beschadigd raken, gooie ze dan onmiddellijk weg.

F  lg altid til din organisations procedurer for p  t  gning, afgang og brug. Vask og desinficer h  nderne f  rst. S  rg for, at de er helt t  rre f  r t  gning. For at tage handsken p  , stik h  nden ind i manchetten og tr  k forsigtigt op over h  nden og h  ndledet. Gentag det med den anden handske. Juster efter behov for komfort og bev  gelse. Tag forsigtigt fat i handskens ydre for at tage handsken af h  nden og vend den p   vrangen. Tag handsken i den modsatte h  nd og gentag derefter det f  rste trin. Bortsk  d p   passende vis. N  r de tages korrekt p  /af, er handsker beregnet til at beskytte brugeren, og der b  r ikke opst   gr  nsel  seproblemer med andre personlige v  rnemidler. Se venligst halyardhealth.com/information for yderligere anbefalinger til korrekt p  -/  ft  gning.

• *Ikke formuleret med f  lgende vulkaniserende kemikalier og accelerators: S  v  l, thiuramer, thiazoler, guanidiner, carbamater*

HALYARD® PUREZERO® HGS valged nitrilkindad

- 12"/30,5 cm lengde
 - Akseleratorfri • Lavt potensiale for dermatitt
 - For begge h  nder
- Tekstureret
 - For renn  mlij  
 - Kun til industribruk

MERKNAD: SOM ET SIKKERHETSTILKAST SKAL DETTE P  KINGSVEDEL  GGET G  TIL ELLER G  J  RES TILG  NGELIG FOR ALLE SOM BRUKER DISSE H  NSKENE.

Produktet er sertifisert i henhold til forordning (EU) 2016/425 ("PPE-forordning") av Notified Body 2797 og til forordningen 2016/425 om personlig v  rnemst  r, som endret til    gj  ldende i GB av godkj  nt organ 0086.

Advarsel: H  nskene gir beskyttelse mot kj  mikalier (sprut) og mikroorganismer.

Denne informasjonen gj  nspeiller ikke den faktiske varigheten av beskyttelsen p   arbeidsplassen og forskjellen mellom blandinger og rene kj  mikalier. Kj  mikaliebestandigheten har blitt vurdert i laboratoriemilj   for pr  vet t  tt fra kun h  ndflaten og gjelder kun for kj  mikaliet som ble testet. Det kan være forskjellig hvis kj  mikaliet brukes i en blanding. Det anbef  les    sj  kke at h  nskene er egnet for den tiltenkte bruken, da forholdene p   arbeidsplassen kan avvike fra typestesen, avhengig av temperatur, sli  t  sje og nedbrytning. N  r de brukes, kan verneh  nsker ha redusert bestandighet mot det farlige kj  mikaliet p  ga. endringer i de f  siske egenskapene. Bev  gelser, fastklistring, friksjon og nedbrytning som f  lge av kontakt med for eksempel kj  mikalier, kan redusere den faktiske brukstiden betydelig.

For korrosive kj  mikalier kan nedbrytning v  re den viktigste faktoren    vurdere ved valg av kj  mikaliebestandige h  nsker. Penetreringsbestandigheten har blitt vurdert i laboratoriemilj   og gjelder kun for pr  vematerialet som er testet. Kontroller for hull p   h  nskene er i god stand og uten f  ks. hull og rifter. Kast h  nskene umiddelbart hvis de rives eller det g  r hull p   dem under bruk.

J  rgje alati oma organisatsiooni k  nnaste k  tte t  mbamise ja k  est v  it  mise ning kasutamise protseduure. Esmalt peske v  i desinfitseerige k  ed. Veenduge, et enne k  nnaste t  mbamist on k  ed t  iesti kuivad. Kinda k  tte t  mbamiseks sisestage k  si k  tsesse ning t  m  kake k  nnas ettevaatlikult   le k  e ja randme. Korra  e sama toimingut teise kindaga. Vajadusel kohandage mugavuse ja liikuvuse tagamiseks. Eemaldamiseks v  tk   kinda v  lisselt osast ettevaatlikult k  si ja t  m  kake k  nnas ettevaatlikult k  elt   ra, p   r  tes sis  lk  se v  ljapoolu. Pange r  llitud k  nnas teise k  tte, seaj  rel korra  e eelmist sama. K  eldge vastavalt. Kui kinda on   igesti k  tte pandud ja k  t  l eemaldatud, siis k  itsevad need kasutat  j ning muude isikuk  itsesevahenditega ei tohiks liidesprobleeme tekkida. Lis  soovuste saamiseks k  nnaste   igete k  tte t  mbamise ja k  t  l eemaldamise tavade kohta vt halyardhealth.com/information.

• *Ei ole valmistatud j  rgmiste vulkaniseerivate kemikaalide ja kiirenditega: v   vel, tiuraamid, tiasoolid, guanidiinid ja karbamaadid*

Bia  e r  kawice nitylowe HALYARD® PUREZERO® HGS

- 12 cali/30,5 cm d  ugo  ci
 - Wolne od substancji przyspieszaj  cych • Niskie ryzyko zapalenia sk  ry pomieszczenie czyste
 - Obur  czne
- Teksturowane
 - Do   rodowiska typu przemys  owego
 - Tylko do u  zytku przemys  owego

UWAGA: ULOTKA TA POWINNA ZOSTA  C DOSTARCZONA LUB UDOPEŁNIIONA U  YTKOWNIKOM ZG  T R  KAWIC Z WZGL  DOW BEZPIECZENSTWA.

Produkt certyfikowany zgodnie z rozporz  dzeniem (UE) 2016/425 („Rozporz  dzenie w sprawie s  rodk   ochrony indywidualnej”) przez jedn  stk   notyfikowan  a numerze 2797 oraz zgodnie z Rozporz  dzeniem 2016/425 w sprawie s  rodk   ochrony indywidualnej ze zmianami wprowadzonymi w Wielkiej Brytanii przez jedn  stk   zatwierdzon  a numerze 0086.

Ostrze  enie: r  kawice zapewniaj   ochron   przed chemikaliami (zachlapanie) i mikroorganizmami.

Informacje te nie odzwierciedlaj   faktycznego czasu trwania ochrony w miejscu pracy i rozr  znienia mi  dzy mieszaninami a czystymi chemikaliami. Odpornosc chemiczna zostala oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie pr  bek pobranych wy  cznie z d  ni i dotyczy tylko badanej substancji chemicznej. Mo  e by  c inna, je  li substancja chemiczna jest stosowana w mieszaninie. Zaleca si   sprawdzenie, czy r  kawice nadaj   si   do zamierzonych zastosowania, poniewa   warunki w miejscu pracy mog   r  ni   si   od testu prowadzonego w warunkach typowych w zale  znosci od temperatury,   cierania i roz  dku. Podczas stosowania r  kawice ochronne mog   zapewnia   mniejsz   odpornosc na niebezpieczn   substancj   chemiczn   ze wzg  du na zmiany w  lasciwosci fizycznych. Ruchy, zaciepanie, tarcie, roz  klad spowodowany kontaktem z chemikaliami itp. mog   znacznie skrocic czas zuytkowania.

W przypadku zr  cych chemikali  w roz  lad mog   by  c najw  niejszym czynnikiem do rozwa  zenia przy wyborze r  kawic odpornych na chemikalia. Odpornosc na penetracj   została oceniona w warunkach laboratoryjnych i dotyczy tylko badanej pr  bki. Przed u  zieniem nale  y sprawdzic r  kawice pod k  tem wad lub niedoskonalo  ci, takich jak dziury i rozdziairy. Je  li r  kawice zostan   rozzerwane lub przekute podczas u  ytkowania, nale  y je natychmiast zutylizowa  c.

Zawsze nale  y zapoznac si   z procedurami swojej organizacji dotycz  cymi zakladania, zdejmowania i u  ywania r  kawic. Najpierw umyj lub zdezynfekuj r  ce. Dokladnie wysusz r  ce przed zalo  zeniem r  kawic. Aby zalozyc r  kawice, wlo  z d  ni w miankiet i ostro  nie nad  gnij j   na r  k   i nadgarstek. Powtor  z czynno  st   dla drugiej r  kawicy. Dopasuj r  kawic   tak, aby m  c w niej wygodnie pracowac. Aby zdj  c r  kawic  , chwyc j   ostro  nie od zewn  tr  , po czym zdejmij j   z r  ki, wywracaj  c na drug   stron  . Prze  lo  z zwiniet   r  kawic   do drugiej r  ki, i nast  pnie powtor  z poprzedni   czynno  st  . Wyru  cz r  kawic   w odpowiedni spos  b. Je  li r  kawic   sa zakladane i zdejmowane prawidlowo, zapewniaj   ochron   u  ytkownikowi i nie powinny powo  s je  adne problemy zwizane z kontaktem z innymi s  rodkami ochrony indywidualnej. Dodatkowe zalecenia dotycz  ce w  lasciwego sposobu zakladania/zdejmowania r  kawic znajduj   si   pod adresem halyardhealth.com/information.

• *Nie zawieraj   nast  puj  cych chemikali  w i substancji przyspieszaj  cych: siarka, tiuramy, tiazole, guanidyny, karbaminiany*

Lovas de n  trilo branco HALYARD® PURE ZERO® HGS

- 12 pol./30,5 cm de comprimento
 - Sem aceleradores • Baixo potencial de dermatite
 - Ambidestra
- Com textura
 - Para ambientes de salas limpas
 - Exclusivamente para utiliza  o industrial

AVISO: ESTE FOLHETO DEVE SER FORNECIDO OU DISPONIBILIZADO AOS UTILIZADORES DESTAS LUVAS COMO PRECAU  O DE SEGURAN  A.

Produto certificado de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425 ("Regulamento EPI") pelo organismo notificado 2797 e com o Regulamento 2016/425 relativo a equipamentos de prote  o individual, tal como alterado para ser aplicado na Gr  -Bretanha pelo   rg  o Aprovado 0086.

Aviso: as luvas protegem contra qu  micos (salpicos) e micro-organismos.

Estas informa  es n  o refletem as dura  es efetivas de prote  o no local de trabalho e a diferencia  o entre misturas e produtos qu  micos no estado puro. A resist  ncia qu  mica foi avaliada sob condi  es laboratoriais em amostras colhidas apenas a partir da palma da m  o e refere-se apenas ao produto qu  mico testado. Pode ser diferente se o produto qu  mico for utilizado numa mistura. Recomendamos que verifique se as luvas s  o adequadas para a utiliza  o prevista porque as condi  es no local de trabalho podem diferir do tipo de teste dependendo da temperatura, abras  o e degrada  o. Quando utilizadas, as luvas de prote  o podem proporcionar uma menor resist  ncia aos produtos qu  micos perigosos devido a altera  es nas propriedades f  sicas. Os movimentos, rasg  es, fric  o, degrada  o causados pelo contacto com produtos qu  micos, etc., podem reduzir significativamente o tempo de utiliza  o real.

No caso de produtos qu  micos corrosivos, a degrada  o pode ser o fator mais importante a ter em considera  o aquando da sele  o de luvas resistentes a produtos qu  micos. A resist  ncia    penetra  o foi avaliada sob condi  es laboratoriais e refere-se apenas    amostra testada. Antes de usar, inspecione as luvas para verificar se est  o presentes defeitos ou imperfei  es, tais como buracos e rasgos. Se as luvas forem rasgadas ou furadas durante a utiliza  o, elimine-as imediatamente.

Consulte sempre os procedimentos da sua organiza  o para cal  ar, descal  ar e utilizar. Primeiro, lave ou desinfete as m  os. Certifique-se de que secompletamente antes de colocar. Para cal  ar a luva, insira a m  o no punho e puno cuidadosamente por cima da m  o e do pulso. Repita com a segunda luva. Ajuste conforme necess  rio para conforto e destreza. Para remover, segure a parte externa da luva cuidadosamente puxando a luva da m  o, virando-a do avesso. Coloque a luva enrolada na m  o oposta e repita o passo anterior. Deite-a fora em conformidade com os procedimentos. As luvas, quando cal  adas/descal  adas corretamente, destinam-se a proteger o utilizador e n  o devem existir problemas de intera  o com outros EPI. Consulte halyardhealth.com/information para obter recomenda  es adicionais para as pr  ticas adequadas de cal  ar/descal  ar.

• *N  o s  o formuladas com os seguintes qu  micos de vulcaniza  o e aceleradores: enofre, tiouramas, tiazolas, guanidinas, carbamatos*

HALYARD® PUREZERO® HGS – m  n  si din nitril albe

- Lungime 12 in./30,5 cm
 - F  r   acceleratori • Poten  ial s  cz  t de dermatit  
 - Ambidextre
- Texturate
 - Pentru medii sterile
 - Numai pentru uz industrial

NOTIFICARE: ACEST PROSPECT TREBUIE FURNIZAT SAU PUS LA DISPOZITIA UTILIZATORILOR ACESTOR M  N  SI CA MASURA DE SIGURAN  A.

Produs certificat in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 („Regulamentul EIP”) de c  tre Organismul Notificat 2797 şi cu Regulamentul 2016/425 privind echipamentele individuale de protec  ie, cu modific  rile necesare pentru aplicarea in Marea Britanie, de c  tre Organismul Notificat 0086.

Avertisment: m  n  sile ofer   protec  ie impotriva substan  elor chimice (stropire) si a microorganismelor.

Aceste informa  ii nu reflect   durata efectiv   a prote  iei la locul de m  unc   şi diferen  ierea dintre amestecuri şi substan  e chimice pure. Rezisten  a chimic   a fost evaluat   in condi  ii de laborator pe probe prelevate numai din palma şi se refer   numai la substan  a chimic   testat  . Aceasta poate diferi dac   substan  a chimic   este utilizat   intr-un amestec. Se recomand   s   se verifice dac   m  n  sile sunt potrivite pentru utilizarea dorit  , deoarece condi  iile de la locul de m  unc   pot fi diferite de condi  iile testului de test, in ceea ce priveste temperatura, gradul de abraziune şi gradul de degradare. Atunci c  nd sunt utilizate, m  n  sile de protec  ie pot avea o rezisten   mai mic   la substan  a chimic   periculoas  , din cauza modific  rilor propriet  t  ilor fizice. Mi  c  rile, ag  ta  rile, frecarea, degradarea provocat   de contactul cu substan  e chimice etc. pot reduce semnificativ timpul real de utilizare.

  n cazul substan  elor chimice corozive, degradarea poate fi cel mai important factor care trebuie luat in considerare pentru alegerea m  n  şilor rezistente la substan  e chimice. Rezisten  a la penetrare a fost evaluat   in condi  ii de laborator şi se refer   numai la e  antionul testat. Inainte de utilizare, verifica  i m  n  sile cu privire la defecte sau imperfec  iuni, cum ar fi sp  rt  ri şi uzur  . Dac   m  n  sile sunt rupte sau perforate in timpul utiliz  rii, arunca  i-le imediat.

Consulta  ti   ntotdeauna procedurile organiza  iei dumneavoastr   privind echiparea, dezechiparea şi utilizarea.   n primul r  nd, sp  la  i-v   cu dezinfectan  i v   m  n  ile. Inainte de echipare, asigura  i-v   c   m  n  ile sunt complet uscate. Pentru a echipa m  n  sa, introduce  ti m  na   n man  şa şi trage  i cu aten  ie peste m  n   şi   ncheietur  . Repeta  i cu a doua m  n  sa. Ajusta  i dup   cum este necesar pentru confort şi dexteritate. Pentru dezechipare, prinde  i m  n  sa

de partea exterioră trăgând-o cu grijă de mână și întorcând-o pe dos. Puneți mânășă întoarsă în mână opusă, apoi repetați pasul anterior. Eliminați în mod corect și întorcând-o. Atunci când sunteți echipate/dezechipate corect, mânășile au scopul de a proteja utilitarul. Elimi nați în ar trebui să existe problema de interferență cu alte piese ale EIP. Consultați halyardhealth.com/information referitor la recomandări suplimentare pentru bunele practici de echipare/dezechipare.

♦ *Nu sunteți formulate cu umătoreale substanțe chimice pentru vulcanizat și acceleratori: sulf, tiuram, tiazol, guanidină, carbamati*

Белые нитриловые перчатки **HALYARD® PUREZERO® HGS**

- Длина 12 дюймов/30,5 см
 - Без химических присадок ♦
 - Низкий потенциал дерматита
 - Амбидекстральные
- Текстурированные
 - Для контролируемых условий
 - Только для промышленного использования

ПРИМЕЧАНИЕ: ЭТОТ ВКЛАДЫШ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ИЛИ БЫТЬ ДОСТУПНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ЭТИХ ПЕРЧАТОК В КАЧЕСТВЕ ИНФОРМАЦИИ О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Продукт имеет сертификат о соответствии положениям Регламента (ЕС) 2016/425 («Регламент по СИЗ»), выданный уполномоченным органом 2797, и положениям Регламента 2016/425 о средствах индивидуальной защиты в редакции, которая принята в Великобритании уполномоченным органом 0086.

Предупреждение! Перчатки обеспечивают защиту от химических веществ (брызг) и микроорганизмов.

Данная информация не отражает фактическую длительность защиты на рабочем месте, а также разницу между смесями и чистыми химическими веществами. Стойкость к химическому воздействию измерялась в лабораторных условиях по образцам, взятым только с области ладони, и относится только к химикатам, которые испытывались. Стойкость может отличаться, если в составе смеси используются химикаты. Рекомендуется удостовериться, что перчатки подходят для предполагаемой работы, поскольку условия на рабочем месте могут отличаться от типовых испытаний в зависимости от температуры, трения и ухудшения характеристик продукта. Во время использования защитные перчатки могут обеспечивать меньшую защиту от опасных химикатов в результате изменений физических характеристик. Движения, защепи, трение, ухудшение характеристик в результате контакта с химикатами, и т.д. могут значительно сократить фактическое время эксплуатации.

В случае работы с коррозионными химическими веществами ухудшение характеристик является наиболее важным фактором, который следует принимать во внимание при выборе химически стойких перчаток. Сопротивление проникновению измерялось в лабораторных условиях и относится только к испытываемым экземплярам. Перед использованием осмотрите перчатки на отсутствие дефектов или повреждений, таких как дыры и порезы. Если во время использования перчатки были порваны или проколоты, немедленно утилизируйте их.

Всегда следуйте процедурам вашей организации в отношении ношения, снятия и использования. Во-первых, вымойте или продезинфицируйте руки. Убедитесь, что они полностью высохли перед тем, как надеть изделие. Чтобы надеть перчатку, проденьте руку в манжету и аккуратно натяните изделие на руку и запястье. Повторите процедуру со второй перчаткой. Расправьте складки по мере необходимости для большего комфорта и подвижности. Чтобы снять изделие, захватите внешнейю сторону перчатки и осторожно снимите ее с руки, вывернув наизнанку. Положите свернутое в комок перчатку в противоположную руку, затем повторите предыдущий шаг. Выбросьте перчатки надлежащим образом. При правильном надевании/снятии перчатки предназначены для защиты пользователей; не должны возникать проблемы совместимости с другими СИЗ. Посетите halyardhealth.com/information для получения дополнительных рекомендаций в отношении надевания и снятия изделия.

♦ *Не содержит следующие вулканизующие химические вещества и присадки: серу, тетраметилтиурамдисульфиды, тиазолы, гуанидины, карбаматы*

Biele nitrilové rukavice **HALYARD® PUREZERO® HGS**

- Dĺžka 12 palcov/30,5 cm
 - Bez akceleratora ♦
 - Nízke riziko dermatitidy
 - Obojručné
- Textúrované
 - Do čistých priestorov
 - Len na priemyselné použitie

POZNÁMKA: TIETO POKYNY BY SA MALI POSKYTNÚŤ ALEBO DAŤ K DISPOZÍCII POUŽÍVATEĽOM TÝCHTO RUKAVÍC AKO BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

Výrobok certifikovaný notifikovaným orgánom 2797 podľa nariadenia (EÚ) 2016/425 („nariadenie o osobných ochranných prostriedkoch“) a schváleným orgánom 0086 podľa nariadenia 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch v znení platnom v Spojenom kráľovstve.

Varovanie: Rukavice poskytujú ochranu pred chemikáliami (vystreknutie) a mikroorganizmami.

Táto informácia neodráža skutočné trvanie ochrany na pracovisku a rozdiel medzi zmesami a čistými chemikáliami. Chemická odolnosť bola hodnotená v laboratorných podmienkach v zoriek odobraných iba z dlane a vzťahuje sa iba na testovani chemikálie. Môže sa líšiť, ak je chemikálie použitá v zmesi. Odporúčame skontrolovať, že sú rukavice vhodné na zamýšľané použitie, keďže sa podmienky na pracovisku môžu líšiť od typového testu v závislosti od teploty, abrazie a degradácie. Pri použití môžu ochranné rukavice poskytovať nižší zmenam fyzikálnych vlastností nižší stupeň ochrany proti nebezpečným chemikáliam. Pohyb, zachytávanie sa, trenie, degradácia spôsobené chemickým kontaktom atď. môžu významne znížiť skutočnú dobu použitia.

V korozivných chemikálií môže byť degradácia najdôležitejším faktorom, ktorý je nutné pri výbere rukavic odolných vo chemikáliam zvážiť. Odolnosť voči prieniku bola hodnotená v laboratorných podmienkach a vzťahuje sa iba na testovani vzorku. Pri použití rukavice skontrolujte, či nevyskytujú nedokonalosti, ako sú diery a trhliny. Ak sa rukavice počas používania roztiahnu alebo prepichnú, okamžite ich zlikvidujte.

Vždy si prečítajte postupy vašej organizácie určené pre navliekanie, zvliekanie a použitie. Najskôr si umyte alebo vydezinfikujte ruky. Pred navlieknutím skontrolujte, či sú úplne suché. Pri navliekaní rukavice vložte ruku do manžety a opatrne ju vytiahnite cez ruku a zápästie. To isté urobte opakujte s druhou rukavicou. Pripadne ich upravte, aby ste sa v nich cítili pohodlne a obratne. Pri zvlíkaní opatrne uchovajte vonkajšiu rukavicu a stlahtnite ju z ruky obrátenú naruby. Zoberťe zabalenú rukavicu do opáčnej ruky a zopakujte predchádzajúci krok. Zlikvidujte vhodným spôsobom. Pri správnom navlečení/zvlečení rukavice chráni používateľa a nemali by sa objaviť žiadne problémy pri kontakte s inými OOP. Na stránke halyardhealth.com/information nájdete ďalšie odporúčania pre správne postupy navliekania a zvliekania.

♦ *Neformulované s nasledujúcimi vulkanizačnými chemikáliami a urýchľovačmi: síra, tiuramy, tiazoly, guanidiny, karbamidy*

Bele rokavice iz nitrila **HALYARD® PUREZERO® HGS**

- Dolžina 12 in./30,5 cm
 - Brez pospeševalcev ♦
 - Majhna možnost pojava dermatitisa
 - Za obe roki
- S teksturo
 - Za čisto sobo
 - Samo za industrijsko uporabo

OBVESTILO: TO PRILOGO JE POTREBNO PREDLOŽITI ALI DATI NA VOLJO UPORABNIKOM TEH ROKAVIC KOT VARNOSTNI UKREP.

Izdelek, certificiran v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 («Uredba OVO») s strani pripravljenega organa 2797 in Uredbo 2016/425 o osební varovalni opremi, kakor je bila spremenjena, da se uporablja v VB, s strani odobrenega organa 0086.

Opozorilo: Rokavice nudijo zaščito pred kemikalijami (skropljenje) in mikroorganizmi.

Te informacije ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu in razlike med mešanici in čistimi kemikalijami. Kemična odpornost je bila ocenjena pod laboratorijskimi pogoji z vzorci vzeti samo iz dlani in se nanaša samo na testirano kemikalijo. Če je kemikalija uporabljena v mešanici, je lahko drugače. Priporočeno je, da preverite, ali so rokavice primrne za namenjeno uporabo, saj se pogoji na delovnem mestu lahko razlikujejo od vrste preizkusa glede na temperaturo, obrabo in razkroj. Ko jih uporabljate, lahko zaščitne rokavice nudijo manj odpornosti na nevarne kemikalije zaradi sprememb fizčnih lastnosti. Gibanje, zatikanje, drgnjenje, obraba, ki jo povzroča kemijski stik itd., lahko bistveno zmanjša dejanski čas uporabe.

Za korozivne kemikalije je razkroj lahko najpomembnejši dejavnik, ki ga je potrebno upoštevati pri izbiri kemijsko odpornih rokavic. Odpornost glede prepuštnosti je bila ocenjena pod laboratorijskimi pogoji in se nanaša samo na preizkušene vzorce. Pred uporabo preglejte rokavice za napake ali nepopolnosti, kot so luknje in raztrganine. Če se rokavice med uporabo raztrgajo ali prederže, jih nemudoma odvzrite.

Vedno upoštevajte postopke svoje organizacije za nameščanje, odstranjevanje in uporabo. Najprej umijte ali razkužite roke. Poskrbite, da so pred nameščanjem popolnoma suhe. Za namestitev rokavice vstavite roko v manšeto ter jo previdno povlecite čez dlan in zapestje. Postopke ponovite z drugo rokavico. Po potrebi prilagodite za zagotavljanje udobne in ročnosti. Za odstranitev primate zunanji del rokavice in jo previdno povlecite z roke tako, da jo obrnete nazven. Pomečkano rokavico primate z drugo roko, nato pa ponovite prejšnji korak. Rokavice ustrezno zavrzite. Ko so rokavice pravilno nameščene/odstranjene, so namejene zaščiti uporabnika, zato ne bi smele obstajati težave v povezavi z drugo osebno zaščitno opremo. Dodatna priporočila o pravih postopkih nameščanja/odstranjevanja so na voljo na spletnem mestu halyardhealth.com/information.

♦ *Oblikovane brez naslednjih kemikalij za vulkanizacijo in pospeševalcev: žvepla, tiuramov, tiazolov, guanidinov, karbamatov*

HALYARD® PUREZERO® HGS bele nitrilne rukavice

- 12 in./30,5 cm dužina
 - Bez akceleratora ♦
 - Mala verovatnoća pojave dermatitisa
 - Za levu i desnu ruku
- Teksturisane
 - Za upotrebu u čistim prostorijama
 - Samo za industrijsku upotrebu

OBAVEŠTENJE: OVA KARTICA TREBA BITI PRILožENA U PAKOVANJU I/ILI STAVLJENIMA NA RASPOLAGANJE KORISNICIMA OVIH RUKAVICA KAO MERA PREDOSTROžNOSTI

Proizvod je sertifikovan prema Uredbi (EU) 2016/425 (Uredba PPE) od strane akreditovanog tela 2797 i prema Uredbi 2016/425 o ličnoj zaštitnoj opremi koju je sa izmenama i dopunama primenilo u Velikoj Britaniji Akreditovano telo 0086.

Upozorenje: Rukavice pružaju zaštitu od hemikalija (prskanja) i mikroorganizama.

Ove informacije se ne odnose na stvarno trajanje zaštite na radnom mestu i na razliku između smeša i čistih hemikalija. Hemijska otpornost procenjena je u laboratorijskim uslovima od uzoraka uzetih samo sa dlanova i odnosi se samo na testirane hemikalije. Ona može biti drugačija ukoliko je na radnom mestu korišćena u smeši. Preporučuje se da proverite da li rukavice odgovaraju predviđenoj upotrebi zato što se uslovi na radnom mestu mogu razlikovati od tipa testa u zavisnosti od temperature, abrazije ili propadanja. Prilikom upotrebe zaštitnih rukavica one mogu pružiti manji otpor opasnim hemikalijama zbog promena fiziklkih svojstava. Pomeranje, cimanje, trljanje, propadanje nastalo usled kontakta sa hemikalijom, itd. može značajno smanjiti stvarno vreme korišćenja.

Kada su korozivne hemikalije u pitanju, propadanje može biti najbitniji faktor koji treba razmotriti pre odabira rukavica otpornih na hemikalije. Otpor na prodiranje procenjen je u laboratorijskim uslovima i odnosi se samo na testirane uzorke. Pre upotrebe proveriti da li na rukavicama postoje oštećenja ili nedostaci kao što su rupe ili podereotine. Ukoliko se rukavice pocepuju ili puknu tokom upotrebe, odmah ih bacite.

Uvek poštuјte procedure svoje organizacije za navlačenje, svlačenje i korišćenje. Prvo operite ili dezinfikujite ruke. Obavezno ih potpuno osušite pre navlačenja. Da biste navukli rukavice, ubacite ruku u manžetu i pažljivo navucite preko ruke i zglobova. Ponovite to isto sa drugom rukavicom. Prilagodite po potrebi za udobnost i bolju motorniku. Da biste skinuli, uhvatite spoljašnji deo rukavice i pažljivo je svlačite sa ruke omogućavajući da se izvrne naopak. Stavite rukuvisu smotanu u loptu u suprotnu ruku i ponovite prethodni korak. Bacite na odgovarajući način. Kada se ispravno navuku i svuku, rukavice štite korisnika i ne bi trebalo da dođe do problema sa drugom LZL opremom. Informacije o dodatnim preporukama za propisno navlačenje/svlačenje potražite na stranici halyardhealth.com/information.

♦ *Nije sačinjeno od sledećih hemikalija nastalih vulkanizacijom i akceleratorima: sumpor, tiurami, tiazoli, guanidini, karbamati*

HALYARD® PUREZERO® HGS Valkoiset nitrililläksineet

- 12 in./30,5 cm pituus
 - Kiilhyttävinpää ♦
 - Molempiin käsiin sopiva
- Karkeapintainen
 - Puhdistiläympäristöön
 - Vain teollisuuskäyttöön

HUOMAUTUS: TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE TULEE TOIMITTAA TAI TEHDÄ SAATAVAKSI NÄIDEN KÄSINEIDEN KÄYTTÄJILLE TURVATOIMENA.

Tuote, jonka ilmoitettu laitos 2797 on sertifoinut asetuksen (EU) 2016/425 ("henkilönsuojainasetus") mukaisesti ja henkilönsuojaimista annetun asetuksen 2016/425 mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna hyväksytyn laitoksen 0086 toimesta siten, että sitä sovelletaan YK:ssä.

Varoitut: Käsiteet antavat suojan kemikaaleja (roiskuminen) ja mikrobeja vastaan.

Nämä tiedot eivät heijasta suojausten todellista työskentelypaikalla evätkä seosten ja puhdaskemikaalien välistä eroa. Kemiallista kestävyttä on arvioitu laboratorio-olosuhteissa vain kämmenosaasta otetuista näytteistä, ja västävys koskee vain testattua kemikaalia. Se voi olla erilainen, jos kemikaalia käytetään oikeassa. On suositeltavaa valmistaa, että käsiteet sovelletut tarkoitettuun käyttöön, sillä työskentelypaikan olosuhteet voivat poiketa tyyppitestistä lämpötilan, hankausten ja hajoamisen suhteen. Suojakäsiteet voivat käyttää kystä vaarallista kemikaalia heikommin johtuen muuttokista fysikaalisissa ominaisuuksissa. Liikkeen, nyyt, hankaaminen, kemikaaliosuutuksen aiheuttama hajoaminen jne. voivat vähentää todellista käyttöäikää merkittävästi.

Syövyttävien kemikaalien kohdalla heikkeneminen voi olla tärkein huomio on otettava tekijä, kun valitaan kemikaalia kestäviä käsiteitä. Läpäisyyn kestävyttä on arvioitu laboratorio-olosuhteissa, ja kestävyys koskee vain testattua mallipakappaletta. Tarkista käsiteet ennen käyttöä vikojen tai puutteiden, kuten aukon ja repeämät, varailta. Jos käsiteet peivät tai ne puhkaistaan käytön aikana, hävitä ne välittömästi.

Noudatta aina työnantajan pukeamista ja riisumista sekä käyttöä koskevia ohjeita. Pese tai desinifoi kädet ensin. Varmista, että kädet ovat kokonaan kuivat ennen pukeamista. Pue käsiä asettamalla käsi käsiinsuuhun ja vetämällä käsiä varovasti kädenkäsienkäymyksen ja ranteen yli. Toista vaiheet toisen käsiäen osasta. Säädä istuvutta tarpeen mukaan käyttönukavuden ja sorminäppäpyrden varmistamiseksi. Riisu käsiä tarttumalla sen ulkopintaan ja vetämällä käsiäntä varovasti kädestä kääntämällä se nurinpäin. Aseta palloksi myllyttä käsiä vastakkaiseen käteen ja toista sitten edellinen vaihe toisen käden osasta. Hävitä käsiteet asianmukaisesti. Oleikin puettui ja riisutut käsiteet suojavat käyttäjiä evätkä häiritse muuten henkilönsuojainten käyttöä. Lisätietoja käsiäiden oikeista pukeimis- ja riisumistaavoista sekä niiden käyttösuostuksista on osoitteessa halyardhealth.com/information.

♦ *Ei muoitult seuraavien vulkanioivien kemikaalien ja kiidhytteiden kanssa: rikki, tiuramit, tiatsolit, guanidinit, karbamait*

HALYARD® PUREZERO® HGS Vita nitrilhandskar

- 30,5 cm längd
 - Acceleratorfria ♦
 - Låg dermatitpotential
 - Passar båda händerna
- Strukturerad yta
 - För renrumsmiljö
 - Endast för industriellt bruk

ORS! BIPACKSEDELN SKA TILLHANDAHÅLLAS DEN SOM SKA ANVÄNDA HANDSKARNASOM EN SÄKERHETSÅTGÄRD.

Produkten är certifierad enligt EU-förordningen 2016/425 ("PSU-förordningen") av det anmälda organet 2797 och enligt förordningen 2016/425 om personlig skyddsutrustning enligt den ändring som ska tillämpas i GB av det godkända organet 0086.

Varning: Handskar ger skydd mot kemikalier (stänk) och mikroorganismer.

Den här informationen motsvarar inte skyddets verkliga varaktighet på arbetsplatsen och skillnaden mellan blandningar och rena kemikalier. Motståndet mot kemikalier har bedömts under laboratorieförhållanden från prover tagna endast från handflatan och gäller endast den testade kemikalien. Motståndet kan vara ett annat om kemikalien används i en blandning. Vi rekommenderar att du kontrollerar att handskarna är lämpliga för den avsedda användningen eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, nötning och nedbrytning. När skyddshandskar används kan de ge mindre motstånd mot den farliga kemikalien på grund av förändringar i de fysiska egenskaperna. Rörelser, revor, gnidning och nedbrytning som orsakas av kontakt med kemikalier med mera kan minska den faktiska användningstiden avsevärt.

Vid kontakt med frätande kemikalier är nedbrytning den viktigaste faktorn som bör beaktas när du väljer handskar med kemikaliemotstånd. Penetrationsresistens har bedömts under laboratorieförhållanden och omfattar endast det testade exemplaret. Kontrollera före användning att handskarna inte har några defekter som hål eller revor. Om handskarna rivs sönder eller punkteras under användning, kassera dem omedelbart.

Se alltid organisationens procedurer för på- och avtagning och användning. Tvätta eller desinficera först händerna. Se till att de torkar helt innan du tar på dig handskarna. För att ta på dig handsken, för in handen i manschetten och dra den försiktigt över handen och handleden. Upprepa med den andra handsken. Justera efter behov för komfort och rörlighet. För att ta av handsken, fatta tag i dess utsida och dra den försiktigt av handen, så att den vänds ut och in. Lågg den andra handsken i din motsatta hand och upprepa sedan följande steg. Kassera på lämpligt sätt. När de tas på/av korrekt är handskar avsedda att skydda användaren, och inga gränssnittsproblem med annan personlig skyddsutrustning bör finnas. Se halyardhealth.com/information för ytterligare rekommendationer för korrekt av- och påtagning.

* Innehåller inte följande vulkaniserande kemikalier och accelerators: svavel, tiuramer, tiazoler, guanidiner, karbamater

<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>HALYARD® PUREZERO® HGS Beyaz Nitril Eldiven</div>	
<div><ul style="list-style-type: none">• Uzunluk: 12 inç/30,5 cm• Hizlıdancı İçermez • • Düşük Dermatit Potansiyeli• Her Kile Ele Uyumlı</div>	<div><ul style="list-style-type: none">• Dokulu• Temiz Oda Ortamı İçindir• Yalnızca Endüstriyel Kullanım İçindir</div>
DİKKAT: BU EK, BU ELDİVENLERİN KULLANICILARINA GÜVENLİK ÖNEMİ OLARAK SUNULMALIDIR.	

2797 numaralı Onaylanılmış Kuruluş tarafından (AB) 2016/425 sayılı Yönetmelik ("KKD Yönetmeliği") uyarınca ve 0086 numaralı Onaylanılmış Kuruluş tarafından Birleşik Krallık'ta uygulanmış önceki değiştirildiği şekliyle, kişisel koruyucu ekipmanlarla ilgili 2016/425 sayılı Yönetmelik uyarınca onaylı ürün.

Uyarı: Eldivenler, kimyasallara (Sıçrama) ve mikroorganizmalara karşı koruma sağlamaktadır.

Bu bilgiler, iş yerindeki gerçek koruma süresini ve kısımları ile saf kimyasallar arasındaki farkı yansıtmamaktadır. Kimyasal dayanıklılık, sadece avuç içinden alınan örnekler kullanılarak koruma süresinde test edilmiştir ve sadece test edilen kimyasal için geçerlidir. Söz konusu kimyasal, bir kimyasal kullanılırsa farklılık gösterebilir. İş yerindeki koşullar sıcaklık, asıyma ve buzunmaya bağlı olarak, test testindekilerden farklı olabileceği için eldivenlerin tesisin amaçladığı kimyasal uygun olup olmadığını kontrol edilmesi önerilmektedir. Aksi takdirde koruyucu eldivenler, fiziksel özelliklerindeki değişiklikleri nedeniyle tehlikeli kimyasallara karşı daha az dayanıklılık gösterebilir. Kimyasallara temasın vs. neden olduğu hareketler, taktikalar, sürüntmeler, buzunmalar gerçek kullanım süresini önemli ölçüde kısaltabilir.

Ayrıca kimyasal için kimyasallara karşı dayanıklı eldiven seçiminde buzunma, göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktör olabilir. Penetrasyon direnci, laboratuvar koşullarında test edilmiştir ve sadece test edilen numune için geçerlidir. Kullanılmanın önce eldivenlerde delik ve yırtık gibi herhangi bir kusur veya hata olup olmadığını kontrol edin. Kullanım sırasında yırtılan veya delinen eldivenleri hemen atın.

Her zaman kuruluşunuzun takma, çıkarma ve kullanma prosedürlerine bakın. İlk olarak ellerinizi yıkayın veya deşifekte edin. Takmadan önce ellerinizi tamamen kurduğundan emin olun. Eldiveni takmak için elinizi manşete yerleştirin, elinizin ve bileğinizin üzerinden dikkatlice açın. Aynı işlemi ikinci eldiven için de yapın. Konfor ve el becerisi açısından gerektği gibi arayayın. Eldiveni çıkarmak için sağ tarafından kavrayın, dikkatlice çekerek iç yüzü dışa gelecek şekilde eldiveninizi kaldırın. Top haline getirdiğiniz eldiveni diğer elinize alın ve ardından önceki adımı tekrarlayın. Uyarı şeklinde bertaraf edin. Doğru şekilde atıldığında/cıkıldığında eldivenler kullancıyı korumak amacıyla tasarlanmıştır ve diğer KKD'lerle ilgili herhangi bir uyumsuzluk sorunu görmezden gelmemiştir. Doğru takma/çıkarma uygulamalarıyla ilgili başka öneriler için lütfen halyardhealth.com/information adresine bakın.

*Şu vulkanizasyon kimyasalları ve hızlandırıcılar ile formüle edilmemiştir: Sülfür, Tiuramlar, Tiazoller, Guanidinler, Karbamatlar

<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>HALYARD® PUREZERO® HGSホワイトニトリルグローブ</div>	
<div><ul style="list-style-type: none">• 12 in./30.5 cm (長さ)• 加硫促進剤不使用 • • 皮膚炎の発症を軽減• 左右兼用</div>	<div><ul style="list-style-type: none">• 指先エンボス加工• グリーンルーム環境対応• 工業用途のみ</div>

注意: この添付文書は、安全のための注意事項として、これらのグローブの使用者に提供または利用可能にする必要があります。

通知機関 2797 による規制 (EU) 2016/425 ("PPE 規制") および 個人用保護具に関する規制 2016/425 に認定された製品は、承認機関 0086 によって GB 単位で適用されるように修正されました。

警告: グローブを使用すると、化学物質 (飛沫) や微生物との接触を防ぐことができます。この情報は、実際の作業環境での防護持続時間を示すものではなく、また混合物と純化学物質の違いも加味していません。薬品に対する耐性は実験環境で掌からのサンプル採取にて行われており、試験済みの化学薬品とのみ適合します。混合された化学薬品を使用した場合、耐性結果が異なる可能性があります。作業環境の状況は、温度や摩擦、劣化により検査とは異なる可能性があるため、グローブが使用目的に適しているかどうかを確認することが推奨されます。使用する際に、物理的な特性の変化が原因で危険化学物質に対する耐久性が低くなる可能性があります。動作、ほつれ、摩擦、化学物質との接触による劣化により、実際の使用可能時間が著しく減少することがあります。

腐食性化学物質に関しては、耐劣化が耐薬品保護グローブを選ぶ際に最も重要な要素です。耐腐食性は実験室条件下で評価され、試験済み検体にのみ関係します。ご使用前に、グローブに穴や裂傷などの欠陥や不具合がないか確認してください。使用中にグローブが破れたらすぐに脱ぎ、適切に処分してください。

ご所属の組織の着脱手順を常に参照してください。まず、手を洗うか消毒します。グローブを着用する前に手を完全に乾いていることを確認します。グローブを着用するには、袖口に手を挿入し、手と手首の上には慎重に引っ張ります。もう片方のグローブも同様の手順を繰り返します。快適性と巧緻性のために必要に応じて調整します。取り外すには、グローブの外側を慎重につまんで手から引き抜き、裏返して捨てます。反対側の手でグローブを丸めてから、同様の手順を繰り返します。そして適切に廃棄します。正しく着脱すれば、グローブはユーザーを保護し、その他のPPEとのインターフェースの問題はおこらないはずです。適切なグローブの着脱を行うためのさらなる推奨事項については、halyardhealth.com/information をご参照ください。

• 以下の加硫系薬品および促進剤は配合されていません: 硫黄、チウラム、チアソール、グアニジン、カルバミン酸塩

<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>HALYARD® PUREZERO® HGS ホワイト ニトリル グローブ</div>	
<div><ul style="list-style-type: none">• 長さ: 12in/30.5cm• 触知感 없음 • • 피부痒 가능성이 低い• 薬 敏 性</div>	<div><ul style="list-style-type: none">• 薬 房 保 護• クリ ン 室 環 境• 工 業 用 器 材 用</div>

い 設 備 是 装 束 作 業 者 へ 安 全 注 意 事 項 提 供 せ ら れ ま す 。

인증 기관 2797의 규정(EU) 2016/425("PPE 규정") 및 영국에서 적용하도록 승인 기관 0086에서 개정한 개인 보호 장비에 대한 규정 2016/425에 따라 인증된 제품.

경고: 장갑은 화학약품이 튀는 경우 및 미생물로부터 보호합니다.

이 정보에는 작업장 내에서의 실제 체온 시간과 혼합물 및 순수 화학물질 간 구별이 반영되어 있지 않습니다. 소비자에게 제공한 표본에서만 실험실 조건 하에서 내화학성을 평가했으며, 이는 시험한 화학물질에만 해당합니다. 화학물질을 혼합물에서 사용하는 경우에는 다를 수 있습니다. 작업장 조건이 온도, 부식 및 알칼리에 따라 해당 유형 시험과 다를 수 있으므로, 해당 장갑이 의도한 용도에 적합하지 확인하십시오. 시험한 것 외에도, 사용 시 보호 장갑이 물성의 변화로 인해 유해 화학물질에 대한 내성을 적게 제공할 수도 있습니다. 동작, 날카로운 물체에 의해, 마찰, 화학물질 접촉 등으로 인한 열화로 실제 사용 시간이 크게 단축될 수 있습니다.

부식성 화학물질의 경우, 내화학 장갑을 선택할 때 가장 중요한 요소로 열화를 고려해야 할 것입니다. 침투 저항성은 실험실 조건 하에서 평가되었으며, 시험한 것에만 해당합니다. 장갑에 구멍이나 찢어짐과 같은 결함 또는 미비점이 없지 검사한 후에 사용하십시오. 사용 중에 장갑이 찢어지거나 구멍이 나면 즉시 폐기하십시오.

착용, 제거 및 사용에 대한 조직의 절차를 항상 참조하십시오. 먼저 손을 씻거나 수돗물입니다. 착용하기 전에 완전히 건조되었는지 확인하십시오. 장갑을 착용하려면 커프에 손을 넣고 손과 손목으로 조심스럽게 닫습니다. 두 번째 장갑으로 반복합니다. 편안함과 손 움직임을 위해 필요로 하고 조정합니다. 벗으려면 장갑의 바깥쪽을 잡고 손에서 장갑을 조심스럽게 잡아당겨서 뒤집어 놓습니다. 뒤집어 놓은 장갑을 반대쪽 손으로 잡고 이전 단계를 반복합니다. 철저하게 폐기하십시오. 올바르게 착용했을 때, 장갑은 사용자를 보호하기 위한 것이며 다른 PPE와의 인터페이스 문제가 없어야 합니다. 적절한 착용/제거에 대한 추가 권장 사항은 halyardhealth.com/information을 참조하세요.

*, 티우람, 티아졸, 구아니딘, 카바메이트 등의 가황제 및 촉진제를 배합하지 않았습니다.

<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>HALYARD® PUREZERO® HGS 白色ニ腓手套</div>	
<div><ul style="list-style-type: none">• 长度 12 英寸/30.5 厘米• 无催化剂 • • 低致敏性• 左右手通用</div>	<div><ul style="list-style-type: none">• 为物理• 针对净室环境• 仅限工业使用</div>
注:该说明书应作为安全注意事项提供给该手套的使用者。	

产品已通过公告机构 2797 的法规 (EU) 2016/425("PPE 法规") 认证, 并已通过经批准机构 0086 修订以适用于英国的个人防护装备法规 2016/425 认证.

警告:手套可以起到对化学品(溅出)和微生物的保护作用。

本信息未反应工作场所的实际防护持续时间以及混合物与纯化学品之间的区别. 仅在实验条件下通过手掌测量化学性质, 仅与被测试化学品相关. 化学品用于混合物时, 情况有所不同. 由于温度、磨损、降解等原因, 工作场所的条件可能与典型试验的条件有所不同, 因此建议检查手套是否适用于预期用途. 使用时, 由于物理性质的变化, 防护手套对危险化学品的抵抗性可能有所降低. 化学接触引起的运动、钩破、摩擦、降解等, 可能会严重缩短实际使用时间.

对于腐蚀性化学品, 在选择防护手套时, 降解可能是要考虑的最重要的因素. 已在实验条件下测量抗渗透性, 仅与检测的化学品相关. 使用前检查手套有无缺陷, 如是否有洞或撕裂情况. 如果手套在使用过程中被撕破或刺破, 应立即丢弃.

务必参考您所在组织的穿脱和使用程序. 首先, 清洗或消毒双手. 在穿戴之前确保双手完全干燥. 要穿戴手套, 将一只手入手套袖口, 然后将小. 拉动以覆盖手部和手腕. 在第二只手套上重复这一动作. 根据需要进行调整和灵活转动. 要取下手套, 请抓住手套的外部, 小心地将手套从手上拉下来, 将手套内部和翻转向外. 将成团的一团这只手套放在另一只手上, 重复下一步骤. 适当丢弃. 正确穿戴/脱下手套是为保护用户, 并且不应存在与其他 PPE 的接口问题. 请参阅 halyardhealth.com/information, 了解有关正确穿脱方法的更多建议.

• 配方中不含下列硫化化学品和催化剂: 硫、秋兰姆、噻唑、胍类、氨基甲酸酯

<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>HALYARD® PUREZERO® गुंजमोई नीट्रॉल HGS สีขาว</div>	
<div><ul style="list-style-type: none">• ความยาว 12 นิ้ว/30.5 ซม.• ไม่มีสารเติมตัวเร่ง • • ไม่ทำให้เกิดผิวหนังอักเสบ• สวมได้ทั้งสองมือ</div>	<div><ul style="list-style-type: none">• ลวดลายพื้นผิว• สำหรับสภาพแวดล้อมห้องปลอดเชื้อ• สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น</div>

หมายเหตุ: ส่วนเหล่านี้ควรได้รับการทดสอบด้วยวิธีเฉพาะให้กับผู้ใช้งานเพื่อใช้เป็นการเตือนในเรื่องความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองตามระเบียบข้อบังคับ (EU) 2016/425 ("PPE Regulation") จากหน่วยงานตรวจสอบอิสระ 2797 และระเบียบข้อบังคับ 2016/425 เรื่องอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ซึ่งได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ในสหราชอาณาจักร จากหน่วยงานรับรองระบบ 0086

คำเตือน: ถุงมือป้องกันสารเคมี (การสาดกระเซ็น) และจุลินทรีย์

ข้อมูลนี้ไม่ได้สะท้อนระยะเวลาการป้องกันในสถานที่ทำงานที่แท้จริง ตลอดจนความแตกต่างระหว่างสารผสมและสารเคมีบริสุทธิ์ ความต้านทานเหล่านี้ได้รับการประเมินภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการทางเดียวซึ่งไม่นับจากที่มือเท่านั้น และเกี่ยวกับข้อจำกัดที่ทดสอบเท่านั้น อาจแตกต่างกันหากใช้สารเคมีในสภาพแวดล้อมที่จริงซึ่งมีความเหมาะสมกับจุดประสงค์การใช้งานหรือไม่เนื่องจากสภาพการทำงานอาจแตกต่างกันจากประเภทที่ทดสอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ การเสียด และการเสื่อมสภาพ ขณะใช้ใช้งาน ถุงมือป้องกันอาจได้รับความเสียหายโดยการเคลื่อนที่บนพื้นผิวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติทางกายภาพ การเคลื่อนที่มาก การขัดถูมาก การกระเด็นจากพื้นผิวที่สกปรก ฯลฯ อาจอาจให้เวลาการใช้งานจริงลดลงอย่างมากได้

สำหรับสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน การเสื่อมสภาพอาจเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณาเลือกถุงมือที่ทนต่อสารเคมี ความต้านทานเหล่านี้ได้รับการประเมินภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการและเกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น ก่อนใช้ ควรตรวจสอบข้อมูลของทางกายภาพพร้อมทั้งคุณสมบัติความไม่สมบูรณ์ เช่น รุน และสภาพภายนอก หากถุงมือถูกฉีกขาดหรือเป็นรูบริเวณที่การปฏิบัติงาน ให้กำจัดทิ้งทันที

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์กรขององค์กรสำหรับสารเคมีได้ การถอด และการใช้งาน อันต้นแรก ให้ล้างมือหรือล้างมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงมือแห้งสนิทก่อนใส่ในภาชนะบรรจุ ให้ถอดถุงมือไปให้ปลอดภัยก่อนถอดออก ดังนั้น ให้ถอดและถอดมือ ห้ามบนแผ่นกับถุงมืออีกอย่าง ปรับตามวัตถุประสงค์การทำความสะอาดของสารเคมีก่อนใส่ ในการถอด ให้จับที่นอกของถุงมืออย่างระมัดระวัง ตั้งตรงถุงมือออกจากมือ แล้วกลับเอาด้านในออก ถุงมือที่ไว้แล้วควรถูกโยนทิ้ง และ ทำตามขั้นตอนของเทคนิคการทิ้ง ที่อย่างเหมาะสม เมื่อแล้ว/ได้ถอดออกถูกต้อง ถุงมือมีจุดประสงค์ในการปฏิบัติงานโดยใช้ ในการควบคุมปริมาณการสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ PPE อันๆ โปรดดู halyardhealth.com/information สำหรับคำแนะนําดังนี้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการสวมใส่/ถอดอุปกรณ์ที่เหมาะสม

•สูตรไม่มีสารเคมีอีกในใส่และสารเร่งปฏิกิริยาต่อไปนี้: ซัลเฟอร์, ไซบูรรม, ไทอซีน, กัวนิตีน, คาร์บาเมท

*Registered Trademark or Trademark of O&M Halyard, Inc., or its affiliates. ©2018.

LBL-00025 Rev. 0

- 12 in./30.5 cm Panjang
- Bebas PENCEPAT* • Potensi Dermatitis Rendah
- Kedwicekatan
- Bertekstur
- Untuk Persekitaran Bilik Bersih
- Untuk Kegunaan Industri Sahaja

NOTIS: SISIPAN INI HARUS DILENGKAPKAN ATAU DIJADIKAN TERSEDIA KEPADA PENGGUNA SARUNG TANGAN INI SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN.

Produk yang diperakui Peraturan (EU) 2016/425 ("Peraturan PPE") oleh Badan yang Dimaklumkan 2797 dan Peraturan 2016/425 berkenaan peralatan perlindungan peribadi, seperti yang dipinda untuk di gunakan di GB oleh Badan yang Diluluskan 0086.

Amaran: Sarung tangan memberikan perlindungan terhadap bahan kimia (Percikan) dan mikroorganisma.

Maklumat ini tidak mencerminkan tempoh sebenar perlindungan di tempat kerja dan pembezaan antara campuran dengan bahan kimia. Ketahanan bahan kimia telah dinilai di bawah keadaan makmal daripada sampel yang diambil daripada tapak tangan sahaja dan berkaitan sahaja dengan bahan kimia yang diuji. Ia boleh menjadi berbeza jika bahan kimia digunakan dalam campuran. Anda disarankan untuk menyemak bahawa sarung tangan adalah sesuai untuk kegunaan yang dimaksudkan kerana keadaan di tempat kerja mungkin berbeza daripada ujian jenis bergantung pada suhu, pelepasan dan degradasi. Apabila digunakan, sarung tangan perlindungan mungkin memberikan ketahanan yang kurang terhadap bahan kimia yang berbahaya disebabkan perubahan dalam sifat fizikal. Pergerakan, penarikan, penggeseran, degradasi yang disebabkan oleh sentuhan bahan kimia dll. mungkin mengurangkan masa penggunaan sebenar secara ketara.

Untuk bahan kimia yang mengakis, degradasi boleh merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam pemilihan sarung tangan tahan bahan kimia. Ketahanan penusukan telah dinilai di bawah keadaan makmal dan hanya berkaitan dengan spesimen yang diuji. Sebelum penggunaan, periksa sarung tangan untuk melihat sama ada terdapat kecacatan atau ketidaksempurnaan seperti lubang dan koyak. Jika sarung tangan terkoyak atau mempunyai lubang semasa penggunaan, lupuskannya serta-merta.

Sentiasa rujuk prosedur organisasi anda untuk pemakaian, penanggalan dan penggunaan. Mula-mula, cuci atau nyahjangkit tangan. Pastikan tangan kering sepenuhnya sebelum pakai. Untuk memakai sarung tangan, masukkan tangan ke dalam kuf dan tarik ke atas tangan dan pergelangan tangan dengan teliti. Ulangi dengan sarung tangan kedua. Sesuaikan mengikut keperluan bagi keselesaan dan ketangkasan. Untuk menanggalkan, genggam bahagian luar sarung tangan, tarik keluar sarung tangan dengan teliti daripada tangan, terbalikkan bahagian dalam ke luar. Letakkan sarung tangan bergulung itu di tangan yang satu lagi, kemudian ulangi langkah sebelumnya. Buang sarung tangan dengan wajar. Apabila dipakai/ditanggalkan dengan betul, sarung tangan bertujuan melindungi pengguna dan tidak harus ada masalah antara muka dengan PPE lain. Rujuk halyardhealth.com/information untuk mendapatkan cadangan tambahan bagi amalan pemakaian/penanggalan yang betul.

*Tidak diformulasikan dengan bahan kimia dan pencepat pemvulkanan berikut: Sulfur, Turam, Tiazola, Guanidina, Karbamat

HALYARD* PUREZERO* HG5 White Nitrile Gloves

Permeation Test EN 16523-1:2015+A1:2018			Degradation Test EN ISO 374-4:2019
Chemical	Breakthrough Time (min.)	Performance Level	Degradation %
Sodium Hydroxide, 40%	>480	6	18.8
Formaldehyde, 37%	>480	6	11.1
Hydrogen Peroxide, 30%	>480	6	0.7

ISO 21420:2020 Dexterity Classification = 5

HALYARD* PUREZERO* HG5	
	White Nitrile Gloves
XS (5.5)	CLN30512XS
S (6.0 - 6.5)	CLN30512SM
M (7.0 - 7.5)	CLN30512MD
L (8.0 - 8.5)	CLN30512LG
XL (9.0-10.0)	CLN30512XL



<https://halyardhealth.info/cleanroom>

CE 2797
(PPE Cat. III)

UK
CA
0086

O&M Halyard, Inc., 9120 Lockwood Blvd., Mechanicsville, VA 23116; In USA, please call 1-844-425-9273 • halyardhealth.com

CE REP ArcRoyal Unlimited Company, Virginia Road, Kells, Co Meath, Ireland

BE O&M Halyard Belgium BV, Berkenlaan 88, 1831 Machelen (Brab.), Belgium

UK RP: RLD Quality Limited Centenary House, Peninsula Park, Rydon Lane, Exeter, EX2 7XE, United Kingdom

Product certified to the Regulation (EU) 2016/425 by Notified Body 2797 BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, and to the Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in Great Britain by Approved Body BSI Assurance UK Ltd (0086) Kitemark Court, Davy Avenue, Milton Keynes, MK5 8PP.

Sponsored in Australia by O&M Halyard Australia Pty Ltd., Tenancy 1, Level 1, Trinititi 3, 39 Delhi Road, North Ryde NSW 2113.

販売元 O&M Halyard Japan合同会社 東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー12階

*Registered Trademark or Trademark of O&M Halyard, Inc., or its affiliates. ©2018. All rights reserved.
Patent and/or Pending Application. See www.halyardhealth.com/patents. 2022-07-27

15-HM-040-0-01