Instructions for Use

VWR Collection Sterile Cleanroom Mask with Earloop
113-6222

Intended use

The VWR Cleanroom face masks are designed to reduce process and products contamination in cleanroom and controlled environments.
Masks rigorously tested and manufactured in an ISO-certified environment; the tests are validated by an independent control laboratory
For use in industrial environment only

Read and Understand before Use

1. **This product is not a medical device in context of Regulation (EU) 2017/745/Directive 93/42/EEC nor personal protective equipment in context of Regulation (EU) 2016/425!**
2. **This product does not prevent Coronavirus transmission and is not intended for general public!**
3. Before use, the wearer should always check the mask is in good condition - not dirt, no damage to head strap attachment etc.
4. Facial hair and certain facial characteristics will prohibit effective use of this product.
5. Please make sure the mask fit properly before entering working environment.
6. Those masks are for single use. Do not reuse nor clean!
7. Dispose the products according to applicable local législations

General Specifications

Item	Test method	Standard
Material	-	21TB+25MB+24Film
Color	-	White
BFE (Bacterial Filtration Efficiency)	ASTM F2101	95.4%
Delta P	MIL-M-36954C	< 3.5
PFE(Particle Filtration Efficiency)	ASTM F2299	>99%
Particle Shedding	IEST-RP-CC003.3 (≥0.5 μ m/cu. ft.)	Level I 196 count/ft3
Earloop breakage test	-	14N for 20seconds
Sterilization (Gamma)	ISO11137	SAL-6

Packaging and Storage Specifications

Package/Quantity	10pcs/pack, 5packs/Inner Bag, 10Inner Bag/Case
Best storage Conditions	10° - 30°C
	40% - 75% humidity
	dry
Shell Life	3 years
Country of Origin	China

Instructions for Use

FITTING INSTRUCTION



(English)
1. Put loops around ears.
2. Press forefingers down on both sides of nose.
3. Adjust mask over nose & under chin.

(Norwegian)
1. Ta hempene rundt ørene.
2. Trykk pekefingrene ned på begge sider av nesen.
3. Juster masken over nesen og under haken.

Disclaimer
(EN) **WARNING**! For industrial and clean room use only; do not use for protection against COVID-19 !
This product is not a medical device for medical or clinical use within the meaning of Regulation (EU) 2017/745 / Directive 93/42/EEC !
This product is not a personal protective equipment (PPE) within the meaning of Regulation (EU) 2016/425 !
(DE) **WARNUNG**! Nur für den Gebrauch in der Industrie und in Reinräumen vorgesehen. Bitte nicht zum Schutz vor COVID-19 verwenden! Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt für medizinische oder klinische Zwecke im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 / Richtlinie 93/42/EWG! Dieses Produkt ist keine persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425!
(ES) **ATENCIÓN!** Solo para uso industrial y sala limpia. No usar para protección frente a COVID-19
Este producto no es un dispositivo médico o para uso médico o clínico según el Reglamento (UE) 2017/745/ Directiva 93/42/ CEE
Este producto no es un equipo de protección individual (EPI) según el Reglamento (EU) 2016/425
(FR) **ATTENTION!** À usage industriel et en salle propre uniquement; ne pas utiliser pour la protection contre le COVID-19!
Ce produit n'est pas un dispositif médical à usage médical ou clinique selon le règlement (UE) 2017/745 / directive 93/42/CEE!
Ce produit n'est pas un équipement de protection individuelle (EPI) selon le règlement (UE) 2016/425 !
(IT) **ATTENZIONE**! Solo per utilizzo industriale e in cleanroom; non utilizzabile come protezione da COVID-19 !
Questo prodotto non è un dispositivo medico per utilizzo medicale e clinico e conforme alla Normativa EU 2017/745 / Direttiva 93/42/EEC !
Questo prodotto non è un dispositivo di protezione individuale (DPI, PPE) conforme alla Normativa EU 2016/425 !
(NL) **AANDACHT**! Alleen voor industrieel en cleanroom gebruik, niet voor bescherming tegen COVID-19 !
Dit product is geen medisch hulpmiddel voor medisch of klinish gebruik in de zin van Verordening (EU) 2017/745 / Richtlijn 93/42/EEG !
Dit product is geen persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) in de zin van Verordening (EU) 2016/425 !
(PT) **ATENÇÃO!** Apenas para utilização industrial e em salas limpas; não utilizar para proteção contra a COVID-19 !
Este produto não é um dispositivo médico para uso médico ou clínico nos termos do Regulamento (UE) 2017/745 / Diretiva 93/42/CEE !
Este produto não é um equipamento de proteção pessoal (EPI) nos termos do Regulamento (UE) 2016/425 !

Manufacturer for: VWR International bv
Address: Researchpark Haasrode 2020, Geldenaaksebaan 464, B-3001 Leuven
E-mail: vwr.be@vwr.com

Version:01