IVD Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro
Utilisation par des professionnels uniquement

CASSETTES Q PATH

Selon la norme ISO 18113-2 : 2009, Point 7 - Exigences relatives aux instructions d'utilisation et la Directive 98/79/EC consolidée

NOM DES PRODUITS

Cat. No	Description	Conditionnement
720-2242 à 720-2250	Q path Macrostar I	Boîte de 4 000 cassettes
720-2032 à 720-2040	Q path Macrostar I en hopper	Boîte de 3 000 cassettes
720-2373 à 720-2381	Q path Macrostar I – rack de 40	Boîte de 4 000 cassettes
720-2224 à 720-2232	Q path Macrostar II	Boîte de 2 000 cassettes
720-2050 à 720-2058	Q path Macrostar II en hopper	Boîte de 4 000 cassettes
720-2391 à 720-2399	Q path Macrostar II – rack de 40	Boîte de 2 000 cassettes
720-2072 à 720-2080	Q path Microstar II	Boîte de 2 000 cassettes
720-2041 à 720-2049	Q path Microstar II en hopper	Boîte de 4 000 cassettes
720-2382 à 720-2390	Q path Microstar II – rack de 40	Boîte de 2 000 cassettes
720-2233 à 720-2241	Q path Macrostar III	Boîte de 1 500 cassettes
720-2081 à 720-2089	Q path Microstar III	Boîte de 1 500 cassettes
720-2215 à 720-2223	Q path Macrostar V	Boîte de 1 500 cassettes
720-2099 et 720-2163 à 720-2170	Q path Macrostar V – rack de 40	Boîte de 2 000 cassettes
720-2192 à 720-2199 et 720-2205	Q path Microstar V	Boîte de 1 500 cassettes
720-2090 à 720-2098	Q path Microstar V – rack de 40	Boîte de 2 000 cassettes
720-2174 à 720-2182	Q path Macrostar VI	Boîte de 1 500 cassettes
720-2206 à 720-2214	Q path Macrostar VII	Boîte de 1 000 cassettes
720-2062 à 720-2065	Q path Macrostar VIII	Boîte de 100 cassettes
720-2183 à 720-2191	Q path Microtwin	Boîte de 1 500 cassettes
720-2400 à 720-2408	Q path Microtwin – rack de 40	Boîte de 2 000 cassettes

IVD Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro
Utilisation par des professionnels uniquement

CASSETTES Q PATH

- La dénomination des cassettes : MicroStar, MacroStar et Microtwin

MicroStar : Trous de passage des fluides de petites tailles
MacroStar : Trous de passage des fluides de grandes tailles
Microtwin : Spécifiques pour les Ultrabiopsies

- La gamme Q path : c'est 7 numéros :

I pas de couvercle
II un couvercle mais séparé
III un couvercle mais monté (charnière)
V un couvercle soudé à la cassette et écriture possible sur les cotés
VI un couvercle soudé à la cassette, large plage d'écriture en face et écriture possible sur les cotés
VII cassette pour prélèvement de grande taille, avec couvercle soudé, larges plages d'écriture en face avant et sur les cotés
VIII cassette pour prélèvement de grande taille (6 x 4,5 x 1,2 cm), avec couvercle séparé, larges plages d'écriture en face avant et sur les cotés.

USAGE DU PRODUIT

Transport et support des pièces opératoires tout au long des étapes du processus histologique.
Son usage est réservé à des professionnels.

AVERTISSEMENT ET PRECAUTIONS A PRENDRE



Se reporter à l'emballage du produit pour les informations de manutention.

1. La cassette est à usage unique.
2. Identifier le numéro patient sur la partie inclinée de la cassette de manière indélébile et permanente.
3. Adapter la taille du prélèvement à la taille de la cassette.
4. Vérifier que les cassettes sont propres et dépourvues de débris avant leur utilisation.
5. Il est obligatoire de bien fermer le couvercle des cassettes après introduction du prélèvement.
6. Il est obligatoire d'ouvrir délicatement le couvercle des cassettes lors de la prise d'échantillons.

COMPOSITION

Mélange de composants plastique et de colorants résistants aux alcools et solvants.

CONSERVATION ET DUREE DE VIE

Les cassettes doivent être stockées dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.

EQUIPEMENT SPECIAL SUPPLEMENTAIRE

- ✓ Consommables : tissu mousse, capsule.
- ✓ Matériel : Graveur.
- ✓ Pour la Q Path MacroStar VII, ses dimensions nécessitent parfois le changement de la pince à cassette sur certains modèles de microtome (consulter le fabricant du microtome).

CE 05/2010

VWR International SAS
201 rue Carnot
94126 Fontenay-sous-bois
France

IVD Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro
Utilisation par des professionnels uniquement

CASSETTES Q PATH

✓ Pour la Q Path MacroStar VIII, le changement de la pince à cassette est nécessaire (consulter le fabricant du microtome).

ECHANTILLONS

✓ Type d'échantillons : Prélèvements histologiques de taille adaptée à la cassette.
✓ Conditions spéciales de prélèvement : Echantillons frais, obtenus par un acte de microchirurgie ou une séance de macroscopie.
✓ Pré traitement : Prélèvement correctement fixé
✓ Condition de conservation : Conserver les cassettes dans le fixateur et poursuivre le protocole d'inclusion en paraffine dès que possible.

MODE OPERATOIRE

1. Prélever l'échantillon.
2. Prendre la cassette adéquate.
3. Identifier le numéro patient et l'inscrire sur la cassette.
4. Introduire le prélèvement.
5. Refermer le couvercle de la cassette.
6. Mettre les cassettes dans un appareil sous vide (déshydratation, imprégnation des prélèvements).
7. Faire l'inclusion des prélèvements dans une station d'enrobage.
8. Placer la cassette sur laquelle est accroché le prélèvement sur la pince du microtome.
9. Effectuer la suite de la technique histologique requise.

METHODOLOGIE

- PRINCIPE DE LA METHODE

La cassette permet de transporter le prélèvement histologique en toute sécurité. La cassette sert ensuite de support aux prélèvements pour la coupe histologique.

- CARACTERISTIQUES DE LA METHODE ET LIMITES DE PERFORMANCE

La réouverture de la cassette avant son processus la rend inutilisable. Dans ce cas, il faut remplacer l'ensemble cassette/couvercle. S'assurer d'inscrire lisiblement le numéro patient avec un feutre indélébile ou un graveur de cassettes. En cas d'utilisation avec des solutions décalcifiantes, il est conseillé d'utiliser les produits Q Path Décalcifiant lent DC1, Q Path Décalcifiant médium DC2 et Q Path Décalcifiant Rapide DC3.
La stérilisation des cassettes est possible par une méthode utilisant la chaleur humide en autoclave. (exemple :134°C pendant 18 min).

PREPARATION DES REACTIFS

Sans objet.

REFERENCES BIBILOGRAPHIQUES

Sans objet.

SERVICE APRES-VENTE

Nous accordons la plus grande attention à la qualité de nos produits. Si toutefois, vous n'étiez pas satisfaits, nous vous remercions de contacter notre Customer Service (service.clients@fr.vwr.com) en nous précisant la référence et le numéro de lot du produit concerné.

CE 05/2010

VWR International SAS
201 rue Carnot
94126 Fontenay-sous-bois
France

IVD Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro
Utilisation par des professionnels uniquement

CASSETTES Q PATH

Cette fiche technique a été établie le 05/08/15 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.