Scheda tecnica

VALIGETTA DI TRASPORTO "TRUNK" cod. PBIB89932, PBIB39179, PBIB39180, PBIB91303



Borsa semirigida per il trasporto di contenitori secondari per campioni biologici secondo le indicazioni del Ministero della Salute (circolare n. 16 del 20/7/94 e n. 3 del 8/5/03). In accordo alle disposizioni, Il trasporto extramurale di materiale biologico deve avvenire con un sistema a triplo imballo. La borsa "TRUNK" funge da terzo contenitore con la funzione di protezione del contenitore secondario da urti, agenti atmosferici, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento esterno di colore rosso costituito da PVC plastificato (88.5%) su supporto di Jersey cotone (11.5%). Lastre interne in copolimero estruso di polipropilene alveolato di spessore 3 mm. Chiusura in velcro sui tre lati del coperchio.

Pulizia e disinfezione:

• Esterno: può essere deterso con acqua e sapone. Non utilizzare solventi.

• Interno: ottima resistenza a soluzioni acquose di sali inorganici, alla quasi totalità degli acidi e basi minerali, anche molto concentrate. Il materiale è sensibile solo all'azione di reagenti altamente ossidanti ed agli alogeni, i quali lo attaccano anche a temperatura ambiente.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

La borsa TRUNK è provvista di chiusura in velcro sui tre lati del coperchio e di tracolla regolabile che permette il trasporto della borsa sulla spalla o a mano, accorciando la tracolla fino ad ottenere una maniglia. La parte interna del coperchio ha una tasca per l'alloggiamento delle schede informative relative ai campioni trasportati. All'interno della borsa sono presenti a seconda del modello da 1 a 4 tasche interne per l'alloggiamento di piastre eutettiche misura 175x90x30 mm (LxPxH) per il trasporto di materiale refrigerato. Sul coperchio sono riportate la losanga con il simbolo di rischio biologico, come richiesto dalle norme relative al trasporto di campioni biologici emanate dal Ministero della Salute, e le istruzioni di comportamento dell'OMS da seguire in caso di incidente.

APPLICAZIONI

Questa borsa deve essere utilizzata per il trasporto dei contenitori secondari di campioni biologici durante il trasporto extramurale. La presenza di tasche interne per l'alloggiamento di piastre eutettiche permette il trasporto di materiale refrigerato consentendo il mantenimento della temperatura del campione per brevi tragitti. La borsa Trunk è disponibile quattro misure differenti per l'alloggiamento dei diversi contenitori a tenuta stagna per il Trasporto dei materiali biologici.

Contenitori secondari trasportabili all'interno delle valigette "Trunk":

Valigetta "Trunk" tipo Mini (cod. PBIB89932):

• 1 contenitore "Emo-Express Strap" (cod. 720-1987)

Valigetta "Trunk" tipo Small (cod. **PBIB39180**):

• 6 contenitori "Emo-Express Strap" (cod. 720-1987)

• 2 contenitori "Bio-Protection-Ser" (cod. PBIB71350001) senza maniglia

• 2 contenitori "Bio-Carrier Mini" (cod. 720-1995)

• 1 contenitore "Bio-Carrier Standard" (cod. 720-1988)

• 1 contenitore "Bio-Carrier Super" (cod. 720-1989)

Valigetta "Trunk" tipo Large (cod. PBIB39179):

• 9 contenitori "Emo-Express Strap" (cod. 720-1987)

• 2 contenitori "Bio-Protection-Ser" (cod. PBIB71350001) senza maniglia

• 4 contenitori "Bio-Carrier Mini" (cod. 720-1995)

• 2 contenitore "Bio-Carrier Standard" (cod. 720-1988)

• 2 contenitori "Leak Proof Small" (cod. 720-1992)

• 1 contenitore "Leak Proof Medium" (cod. 720-1991)

• 1 contenitore "Leak Proof Large" (cod. 720-1990)

• 1 contenitore "Leak Proof Small" (cod. 720-1992) e 1 contenitore "Leak Proof Medium" (cod. 720-1991)

Valigetta "Trunk" tipo Extra Large (cod. PBIB91303):

• 18 contenitori "Emo-Express Strap" (cod. 720-1987)

• 3 contenitori "Bio-Protection-Ser" (cod. PBIB71350001) senza maniglia

• 6 contenitori "Bio-Carrier Mini" (cod. 720-1995)

• 2 contenitore "Bio-Carrier Standard" (cod. 720-1988)

• 1 contenitore "Bio-Carrier Super" (cod. 720-1989)

• 4 contenitori "Leak Proof Small" (cod. 720-1992)

• 3 contenitore "Leak Proof Medium" (cod. 720-1991)

• 2 contenitori "Leak Proof Large" (cod. 720-1990)

• 1 contenitore "Bio-Carrier Standard" (cod. 720-1988) e 1 contenitore "Bio-Carrier Super" (cod. 720-1989)

COME ORDINARE

cod. **PBIB89932** - Valigetta "TRUNK" - Tipo Mini - dim. 200x160x180 h mm - peso 400 g – 1/box

cod. **PBIB39180** - Valigetta "TRUNK" - Tipo Small - dim. 420x280x370 h mm - peso 1,700 g – 1/box

cod. **PBIB39179** - Valigetta "TRUNK" - Tipo Large - dim. 500x400x290 h mm - peso 2100 g - 1/box

cod. **PBIB91303** - Valigetta "TRUNK" - Tipo Extra Large - dim. 500x350x540 h mm - peso 2500 g - 1/box