IVD In Vitro Diagnostic Medical Device
For professional use only

TECHNIQUE TURBITEC Q PATH

DENOMINATION DES PRODUITS Q PATH UTILISES POUR CETTE TECHNIQUE

Cat. No	Description	Taille du Packaging
EAS002XXXXXXXX – 30.020XXXXXXXX EAS006XXXXXXXX – 30.060XXXXXXXX	Easyfix Q Path	100 x 20mL 50 x 60mL
720-2067	Q Path NovaBrush® 2	Sachet de 24 x 50
720-2068	Q Path NovaBrush® 2	Sachet unitaire x 500
720-2070	Q Path NovaBrush® 3	Sachet de 24 x 50
720-2071	Q Path NovaBrush® 3	Sachet unitaire x 500
00656746	Cytofix Q Path	5 L
630-2094	Quickspot Q Path	Boîte de 500 PCS
630-2093	Slideholder Q Path	PCS
720-2686	Appareil Turbitec 2 Q Path	PCS
630-2095	Lames Q Path Turbitec	Boite de 50 PCS

USAGE DE LA TECHNIQUE

La technique de cytologie en milieu liquide utilisant le milieu Easyfix® Q Path et les consommables associés est appelé « Technique Turbitec ».

AVERTISSEMENT ET PRECAUTIONS A PRENDRE



Se référer à la notice de chaque produit afin de connaitre les précautions spécifiques à adopter pour chacun d'eux

EQUIPEMENT SPECIAL SUPPLEMENTAIRE

Sans objet.

ECHANTILLONS

- ✓ Type d'échantillon : Prélèvements gynécologiques
- ✓ Conditions spéciales de prélèvement : Le prélèvement doit être effectué à l'aide d'une brosse de prélèvement gynécologique dont la tête doit se libérer facilement du manche. (Novabrush sécable)
- ✓ Pré traitement : Aucun.
- ✓ Conditions de conservation : Conserver à une température ambiante entre 18 et 25°C



VWR International SAS
201 rue Carnot
94126 Fontenay-sous-bois
France

IVD In Vitro Diagnostic Medical Device
For professional use only

TECHNIQUE TURBITEC Q PATH

MODE OPERATOIRE

1) Prélèvement par le gynécologue
1. Introduire dans le col la brosse Novabrush Q Path pour un prélèvement sur la zone de jonction exo-endocervicale
2. Réaliser le prélèvement en exerçant une légère pression, tout en tournant 5 fois la brosse dans le sens des aiguilles d'une montre
3. Plonger la Novabrush Q Path dans le flacon pré-rempli de conservateur cellulaire Q Path Easyfix, agiter la brosse
4. Pour libérer la tête de la brosse, exercer une légère pression sur le manche vers le bas, tout en tenant fermement le flacon et en veillant à ce que la tête de la brosse touche le fond du flacon : la brosse se détache toute seule du manche.
5. Retirer le manche, fermer le flacon et l'identifier

2) Le laboratoire
1. Les flacons d'Easyfix sont en première étape rigoureusement agités pendant 1 min (avec le Turbishaker) en vue d'homogénéiser le prélèvement et décoller les cellules de la tête de la brosse Q Path NovaBrush
2. Mesurer la turbidité avec le Q Path Turbitec 2, permettant ainsi la détermination du volume de prélèvement à pipeter assurant la reproductibilité et la standardisation de la Technique
3. Déposer l'échantillon ainsi prélevé et le diluer dans 1,5 ml de Q Path Cytofix dans le système Q Path QuickSpot, auparavant monté sur le Q Path Slide Holder avec une lame Q path Turbitec.
4. Centrifuger 5 minutes - 2800 tr/min avec en centrifugeuse Hettich Rotofix 32
5. Evacuer le surnageant, démonter les Q Path QuickSpot et sécher les spots à l'air libre
6. Une fois sèches, colorer les lames Q path Turbitec avec les colorants Q Path et les monter avec les milieux de montage Q Path Coverquick.

METHODOLOGIE

- PRINCIPE DE LA METHODE

Se référer à la notice de chaque produit

- CARACTERISTIQUES DE LA METHODE ET LIMITES DES PERFORMANCES

Se référer à la notice de chaque produit

PREPARATION DES REACTIFS

Sans objet.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Sans objet.

SERVICE APRES-VENTE

Nous accordons la plus grande attention à la qualité de nos produits. Si toutefois, vous n'étiez pas satisfaits, nous vous remercions de contacter notre Customer Service (service.clients@fr.vwr.com) en nous précisant la référence et le numéro de lot du produit concerné.

Cette fiche technique a été établie le 08/10/2015 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

VWR International SAS
201 rue Carnot
94126 Fontenay-sous-bois
France