IVD In Vitro Diagnostic Medical Device
For professional use only

FREEZE GEL QPATH (COLLE)

Selon la norme ISO 18113-2 : 2009, Point 7 Exigences relatives aux instructions d'utilisation et à la Directive 98/79/CE consolidée

DENOMINATION DU PRODUIT

Cat. No	Description	Taille du packaging
07111245	Freeze gel Q Path	125mL

USAGE DU PRODUIT

Colle hydrosoluble permettant d'enrober tout type de tissu sur la platine avant la congélation dans un cryostat ou sur le microtome d'extempo. Utilisée pour les coupes dites en extemporanée.

AVERTISSEMENT ET PRECAUTIONS A PRENDRE



1. Bien refermer le bouchon après usage.
2. Ne pas diluer ni mélanger le produit.
3. Ne pas utiliser ce produit après expiration de sa date de péremption.
4. Il ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères ni pénétrer dans les égouts mais doit être évacué conformément aux prescriptions légales.

COMPOSITION

- ✓ Polyéthylène glycol

CONSERVATION ET DUREE DE VIE APRES LA 1ére OUVERTURE DU RECIPIENT

Ce produit doit être stocké verticalement, dans un conteneur hermétiquement fermé, à une température de +5°C à +25°C, à l'abri de la lumière et dans un endroit correctement ventilé. La date de péremption est clairement indiquée sur l'emballage.

EQUIPEMENT SPECIAL SUPPLEMENTAIRE

- ✓ Cryostat
- ✓ Microtome extempo

ECHANTILLONS

- ✓ Type d'échantillons : Prélèvements histologiques obtenus après un acte de microchirurgie ou une séance de macroscopie.
- ✓ Conditions spéciales de prélèvement : Echantillons frais.
- ✓ Pré traitement : Aucun.
- ✓ Condition de conservation : Conserver la préparation au congélateur.

CE 05/2010

VWR International SAS
201 rue Carnot
94126 Fontenay-sous-bois
France

Rev. Date: 07/2015
IFU_07111245_V05_FR

vwr.com

IVD In Vitro Diagnostic Medical Device
For professional use only

FREEZE GEL QPATH (COLLE)

MODE OPERATOIRE

1. Utiliser le flacon par une simple pression.
2. Enrober le prélèvement et le fixer sur la platine.
3. Effectuer la coupe selon les recommandations après avoir congelé l'ensemble.

METHODOLOGIE

- PRINCIPE DE LA METHODE

Permet de faire adhérer le prélèvement sur la platine et de l'enrober en vue de la coupe en congélation. La réaction est d'ordre physique : le produit durcit en température négative pour figer les prélèvements.

- CARACTERISTIQUES DE LA METHODE ET LIMITES DES PERFORMANCES

S'utilise sans dilution ni additifs pour assurer les performances du produit.
Il est spécifique des tissus frais.

PREPARATION DES REACTIFS

Sans objet.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Sans objet.

SERVICE APRES-VENTE

Nous accordons la plus grande attention à la qualité de nos produits. Si toutefois, vous n'étiez pas satisfaits, nous vous remercions de contacter notre Customer Service (service.clients@fr.vwr.com) en nous précisant la référence et le numéro de lot du produit concerné.

Cette fiche technique a été établie le 28/07/15 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

CE 05/2010

VWR International SAS
201 rue Carnot
94126 Fontenay-sous-bois
France

Rev. Date: 07/2015
IFU_07111245_V05_FR