Diversey™

ClearKlens

Cleansinald RTU VH9S

Détergent désinfectant stérile prêt à l'emploi sur base d'alkylamine

Description

La solution prête à l'emploi de ClearKlens Cleansinald RTU est un détergent désinfectant de surface prêt à l'emploi stérile, conçu pour une application dans les zones à atmosphère contrôlée et plus particulièrement destiné aux locaux de classe A et B.

La solution de ClearKlens Cleansinald RTU répond à l'arrêté du 18 décembre 1997 : les désinfectants utilisés dans les zones à atmosphère contrôlée doivent être stériles.

Propriétés principales

- La solution prête à l'emploi de ClearKlens Cleansinald RTU est un détergent désinfectant sur base d'alkylamine pour les surfaces et s'utilise pur en essuyage ou balayage humide.
- La solution de ClearKlens Cleansinald RTU est obtenue avec une eau de qualité WFI (Water For Injection).
- Les bidons de 1 et 5 litres sont nettoyés de façon ultra propre, stérilisés par rayonnement gamma, puis rempli d'une solution obtenue avec une filtration à grade stérilisant (0.2 µm). Chaque bidon est conditionné dans une double enveloppe en PEBD 80 µ.

Avantages

- La solution ClearKlens Cleansinald RTU est prête à l'emploi et livrée avec les certificats de conformité (certificat d'analyses physico-chimiques et stérilité), vous permettant d'entrer immédiatement le produit en zone.
- ClearKlens Cleansinald RTU est compatible sur la plupart des matériaux.
- ClearKlens Cleansinald RTU est utilisé sur des sites de production accrédités par la FDA (Food and Drug Administation) et a été validé sur de nombreuses souches terrains.

Mode d'emploi

Avant d'entrer dans le sas, sortir du carton les bidons conditionnés dans leurs enveloppes PE et enlever la première enveloppe.

Dans le sas, enlever la seconde enveloppe pour n'entrer que le bidon dans la zone d'atmosphère contrôlée.

Dans la zone d'atmosphère contrôlée, ouvrir le bidon, imprégner le textile non tissé stérile avec la solution de ClearKlens Cleansinald RTU.

Appliquer sur la surface à traiter en essuyage ou balayage humide.

Laisser sécher.

La fréquence d'alternance est définie en fonction des besoins spécifiques du site de production.



Pharma™

ClearKlens Cleansinald RTU VH9S

Détergent désinfectant stérile prêt à l'emploi sur base d'alkylamine

Données techniques

Aspect	Liquide limpide incolore
Densité relative à 20°C	1 +/- 0.01
pH pur	9-11.4
Demande Chimique en Oxygène (DCO)	3 mg 0_2/g
Teneur en Azote (N)	<0.1 mg/g
Teneur en Phosphore (P)	0 mg/g

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : Toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com

Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : Stockage dans l'emballage d'origine fermé, protégé des températures extrêmes.

Compatibilité du produit

ClearKlens Cleansinald RTU est utilisable sur la plupart des matériaux rencontrés dans les zones d'atmosphère contrôlée, si le produit est appliqué selon les recommandations. En cas de doute, il est recommandé de réaliser des tests avant toute utilisation prolongée.

Législation

Catégorie biocide du produit : TP2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique).

Matières actives : Chlorure de benzalkonium (CAS N°68424-85-1) 0.075% (m/m), N,N-bis (3-aminopropyl) dodecylamine (CAS N° 2372-82-9) 0.0075% (m/m).

Données microbiologiques

Bactéricide selon la norme EN 1040

Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697 en conditions de propreté en 5 minutes de contact à 20°C sur les souches de référence.

Bactéricide selon la norme EN 1276 en conditions de saleté en 5 minutes de contact à 20°C sur les souches de référence.

Levuricide selon la norme EN1275

Levuricide selon les normes EN 1650 et EN 13697 en conditions de propreté en 15 minutes de contact à 20°C.

Levuricide selon la norme EN 1650 en conditions de saleté en 15 minutes de contact à 20°C.

Virucide sur Rotavirus bovin selon la norme NFT 72-180 en 15 minutes de contact à 20°C.

Actif sur Rotavirus bovin en 15 minutes de contact à 20°C et sur virus de l'Hépatite B et virus HIV en 5 minutes de contact à 20°C.

Conditionnements disponibles

Codes articles	Conditionnements
100848252	10 bidons de 1L – Prêt à l'emploi (conditionnement stérile)
100848253	4 bidons de 5L – Prêt à l'emploi (conditionnement stérile)
100958825	10 bidons de 1L – Prêt à l'emploi (conditionnement non stérile)

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

www.diversey.com

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 72885 fr 09/18

Les produits ou services connexes sont présentés par les entreprises Diversey et leurs filiales, ou proviennent de ces dernières, et non de Sealed Air.