FR– Mode d'emploi

J.T.Baker® Diluent™

CE IVD

PRODUITS APPLICABLES

REF

Description	Format d'emballage	Catégorie Numéro
Diluid™ III Diff	20 L	**3963.**
Diluid™ III Diff	10 L	**3963,9010**

USAGE PRÉVU

On utilise ce produit en tant que diluant en vue d'examiner des échantillons prélevés sur l'organisme humain. Ce produit doit exclusivement être utilisé pour procéder à des examens in-vitro, et il permet de préparer des analyses diagnostiques. Il est prévu pour être utilisé dans un laboratoire par des professionnels de santé. La population de patients à laquelle ce produit est destiné de patients humains qui ont besoin de ce type d'examen.

COMPOSITION

Ce produit est constitué de sulfate de sodium (< 1 %), d'hydrogénophosphate de sodium (< 0,5 %), de chlorure de sodium (< 0,5 %), de dihydrogénophosphate de sodium (< 0,5 %), de sels d'urée (< 0,5 %), d'hydroxyde de sodium (< 0,05%), d'EDTA (< 0,05 %) et d'un conservateur (< 0,05 %).

PRINCIPE DE BASE

Diluid™ III Diff est une solution diluante isotonique utilisée pour diluer les échantillons de sang sur de nombreux appareils de numération des cellules sanguines, tels que : Coulter, ABX, BioChem, Nihon Kohden, SEAC et Hycel.

On utilise ce réactif pour diluer le sang complet avant de compter et de mesurer les érythrocytes, les plaquettes et les lymphocytes. Les composants de ce réactif préservent la stabilité des érythrocytes, des plaquettes et des lymphocytes pendant le comptage. Un réétalonnage est recommandé lorsqu'on change l'origine des réactifs.

RESTRICTIONS D'UTILISATION

Ne pas utiliser de réactif présentant des modifications d'aspect ou de composition chimique visibles (couleur, turbidité) ou si jamais l'emballage est directement endommagé.

Afin d'obtenir des informations sur les autres éventuelles limites d'utilisation, veuillez consulter le manuel de l'instrument destiné à l'opérateur.

ÉCHANTILLONS

On part du principe que ce produit ne doit être utilisé qu'avec des échantillons de sang complet collectés sur un coagulant en vue de leur examen.

PRÉPARATION DU RÉACTIF

Ce réactif est prêt à l'emploi, et on peut le prélever directement de son récipient ; aucune préparation spécifique du réactif n'est nécessaire, à moins d'instructions spécifiques précisées dans le manuel de l'utilisateur de l'instrument utilisé.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Ce produit doit être conservé à une température comprise entre 2 et 30 °C.



Ne pas utiliser ce réactif au-delà de la date de péremption imprimée sur l'étiquette.

APPLICATION

Procéder en respectant la technique de laboratoire utilisée. Pour plus d'informations sur les méthodes spéciales, veuillez consulter l'Annexe.

MISE AU REBUT

Éliminer le contenu/récipient dans un endroit dont la mission consiste à traiter et éliminer les déchets, dans le respect des lois et règlementations en vigueur, et des caractéristiques du produit au moment de son élimination.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Cette substance n'a pas été classée parmi les produits dangereux, dans le respect de la règlementation en vigueur.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez-vous reporter à la fiche de données de sécurité.

1 Avantor Performance Materials Poland S.A, Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice, Pologne, + 48 32 2392 000, dok@avantorsciences.com, www.avantorsciences.com

SYMBOLES UTILISÉS

Symbole	Titre et description du symbole
	Marquage de conformité CE
	Référence catalogue
	Fragile, à manipuler avec soin
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Consulter la notice d'utilisation
	À utiliser avant

Symbole	Titre et description du symbole
	Dispositif médical pour diagnostic in vitro
	Quantité de produit dans la boîte
	Fabricant
	Identification unique du produit
	Date de fabrication
	Code de lot

Symbole	Titre et description du symbole
	Fabriqué en Pologne
	À protéger des rayons du soleil
	Attention
	Limite de température
	À conserver au sec

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Nous accordons une attention toute particulière à la qualité de nos produits. Si l'un de nos produits venait à dysfonctionner, et si vous n'en étiez pas satisfait, veuillez remplir le formulaire de réclamation situé sur la page Contact de votre site web local **vwr.com** et indiquez la référence et le numéro de lot du produit concerné.

Nous attirons l'attention des utilisateurs sur les risques possibles en lien avec une utilisation du produit autres que les fins auxquelles il est destiné. Le mode d'emploi ne dispense pas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des informations qui réglementent son activité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les précautions nécessaires relatives à l'utilisation qu'il fait de ce produit.

JOURNAL DES MODIFICATIONS

Cette notice d'utilisation a été élaborée en juin 2023 et remplace l'ensemble des notices précédentes. Ces informations se basent sur nos connaissances et notre expérience actuelles.

Version 02

Modifications portant sur la version la plus récente de l'IFU :

- Mise à jour globale de la mise en page
- Corrections mineures et clarifications

ANNEXE

Il faut utiliser Diluid™ III Diff dans le respect des instructions fournies par le fabricant de l'instrument, et il doit être connecté comme précisé dans la liste du manuel de l'instrument destiné à l'opérateur.

Modèles d'instruments recommandés :

Modèle de l'instrument*			
	Description	**Réactif**	**RÉF**
Hospitex Hemascreen 18	Diluant	Diluid™ III Diff	3963
	Agent de nettoyage d'urgence	Hypochlorite 0,5 %	3917
Drew D3 Drew Excell 18 (BT2100) HTI® micros CC18 Beckman Coulter® AcT Diff™, AcT Diff 2™	Diluant	Diluid™ III Diff	3963
	Agent de nettoyage	ProClean™	3900
	Agent de nettoyage d'urgence	Hypochlorite 0,5 %	3917
Melet-Schloesing MS9®, MS4®	Diluant	Diluid™ III Diff	3963
	Agent de nettoyage d'urgence	Hypochlorite 0,5 %	3917
Melet-Schloesing MS8®, MS8 VET®	Diluant	Diluid™ III Diff	3963
	Agent de nettoyage	ProClean™	3900
	Agent de nettoyage d'urgence	Hypochlorite 0,5 %	3917
Orphée Mythic™ 18 Abbott Cell-Dyn® Emerald 18	Diluant	Diluid™ III Diff	3963
	Agent de nettoyage	ProClean™	3900
SEAC H20 Genius	Diluant	Diluid™ III Diff	3963
	Agent de nettoyage	ProClean™	3900
	Agent de nettoyage d'urgence	Hypochlorite 0,5 %	3917
SEAC H12 Beckman Coulter® AcT 8™, AcT 10™	Diluant	Diluid™ III Diff	3963
	Agent de nettoyage	ProClean™	3900
	Agent de nettoyage d'urgence	Hypochlorite 0,5 %	3917
Urit® 3010, 2900	Diluant	Diluid™ III Diff	3963
ABX® Micros® 60, ES60, 45	Diluant	Diluid™ III Diff	3963
	Agent de nettoyage d'urgence	Hypochlorite 0,5 %	3917

*Les informations présentées ici n'ont pas été approuvées par les fabricants des systèmes d'analyse, et elles ne doivent être considérées que comme des recommandations. Toujours se reporter au manuel de l'utilisateur fourni en même temps que l'équipement correspondant.

CONTACT

Avantor Performance Materials Poland S.A
Sowińskiego 11
44-101 Gliwice, Pologne
+ 48 32 2392 000
dok@avantorsciences.com
www.avantorsciences.com

Tout incident grave qui serait survenu en lien avec ce produit doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes de l'État-Membre où l'utilisateur et/ou le patient réside. Veuillez contacter le département du service clientèle d'Avantor.