VWR | vwr.com
We Enable Science

VWR International bvba
Researchpark Haasrode 2020, Geldenaaksebaan 464,
B-3001 Leuven, Belgique
http://be.vwr.com

INSTRUCTIONS D'UTILISATION (Catégorie III / Conception complexe)

A. Utilisation

1. Applicables aux gants en nitrile pour salles propres VWR®
2. Ces produits sont classés comme équipement de protection individuelle (EPI) par la directive européenne 89/686/ CEE sur les EPI. Ils ont été certifiés conformes à cette directive au travers des normes européennes harmonisées
BS EN 420:2003 + A1:2009 + BS EN 374-1:2003 (à l'exception de la clause 5.3.2) + BS EN 388:2003
3. Ce produit est conçu pour fournir une protection contre les maladies potentiellement infectieuses et certains produits chimiques, en réduisant au minimum les risques. Toutefois, gardez à l'esprit qu'aucun EPI ne peut fournir une protection complète et que vous devez toujours faire preuve de prudence pour effectuer des activités à risque.

B. Performances et limites d'utilisation

Ce produit a été testé conformément aux normes EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009 et EN 374-1:2003, et a atteint les niveaux de performance suivants :

EN 374-2:2003	
	Perméabilité à l'air - Réussite Perméabilité à l'eau - Réussite

EN 374-3:2003	
	N-Heptane - Niveau 6 Hydroxyde de sodium 40% - Niveau 6 Acide sulfurique 96% - Niveau 1

Les niveaux de perméation EN 374-3 sont calculés en fonction du temps de protection de la façon suivante :

Niveau de performance

1 2 3 4 5 6

Temps de protection minimum (en min.)

10 30 60 120 240 480

(La performance du gant annoncée est basée sur des données de laboratoire et peut ne pas refléter la durée réelle de la protection sur
le lieu de travail en raison d'autres facteurs influant sur la performance, tels que la température, l'abrasion, la dégradation, etc.)

EN 388:2003 : (Résistance à l'abrasion : 0/4 ; résistance à la coupure par tranchage : 0/5 ; résistance à la déchirure : 0/4 ; résistance à la perforation : 0/4)

Les tests ci-dessus ont été effectués sur la paume des gants. Les résultats ont été obtenus dans des conditions de test et ne peuvent pas être répliqués en situation réelle. Les tests continus pour l'article 11 sont effectués par SATRA Technology Centre Ltd, WyndhamWay, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD Royaume-Uni (organisme notifié 0321).

N'utilisez jamais ce produit pour des applications nécessitant une protection mécaniques et/ou thermique.

Certains gants peuvent contenir des matériaux susceptibles de causer des allergies. Si vous présentez une réaction allergique, consultez immédiatement un médecin.

C. Ajustement et taille

La protection est limitée à la main uniquement. Pour mettre et enlever les produits, choisissez toujours des gants correctement ajustés et coupez-vous les ongles avant de les utiliser. Ne portez que des produits de taille adaptée. Des gants trop lâches ou trop serrés restreignent les mouvements et n'offrent pas le niveau de protection optimal. La taille de ces produits est indiquée sur une étiquette apposée sur l'emballage et le carton. Les gants sont disponibles dans les tailles suivantes : très petit (XS), petit (S), moyen (M), grand (L), très grand (XL) et
très très grand (XXL).

D. Compatibilité

Pour optimiser la protection, certaines situations peuvent nécessiter d'utiliser ces produits avec des bottes, des gants, un casque ou des protections antibruit appropriés. Dans ce cas, consultez votre fournisseur avant d'effectuer une activité à risque, pour vous assurer que tous vos produits de protection sont compatibles et adaptés à votre application. Aucun accessoire n'est associé à cet EPI.

E. Stockage

Lorsque vous ne l'utilisez pas, stockez le produit dans un endroit bien ventilé, à l'abri des températures extrêmes. Ne placez jamais d'objets lourds sur le produit.

Conservez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil, de sources d'ozone et de flammes nues. Stockez-le dans un endroit frais et sec.

F. Réparation

Si le produit est endommagé, il ne fournit PAS le niveau de protection optimal et, par conséquent, doit être immédiatement remplacé par une nouvelle paire. N'utilisez jamais un produit endommagé.

G. Nettoyage

Les gants sont à usage unique.
Ne les réutilisez pas.