Operating manual

VWR® Storage Vessel

EU cat. no	NA cat. no
662-1248	-



Legal Address of Manufacturer:

Europe

VWR International BV
Researchpark Haasrode 2020
Geldenaaksebaan 464
B-3001 Leuven
+32 16 385011
http://be.vwr.com

United States

VWR International LLC
100 Matsonford Rd
Radnor, PA 19087
+1 800-932-5000
www.vwr.com

Importer to UK:

VWR International Ltd
Hunter Boulevard, Magna Park
Lutterworth, Leicestershire, LE17 4XN
http://uk.vwr.com

Country of origin: Germany.

Contents

EN English **4**
DE Deutsch **5**
FR Français **6**
IT Italiano **7**
SV Svenska **8**

STORAGE VESSEL



(picture without electrode)

TECHNICAL INFORMATION

Description

The storage vessel is for storage of electrodes with 12 mm diameter. For opening unscrew the bayonet closing by turning it anticlockwise with line of sight on top of the electrode head. The vessel is filled with watering solution. Do not fill it with distilled water. The filling level should be at least 2.5 cm, this corresponds to 3.2 ml watering solution. For closure the bayonet closing will be turned clockwise with line of sight on top of the electrode head.

Storage

Electrodes should be stored at a temperature between 0 and 40°C.

Technical details

Material:	PMMA
Closing:	Bayonet
Wrench size:	17 mm
For electrodes with shaft:	12 mm

For longer electrodes or with fixed cable secure the storage vessel against dropping!

Subject to technical amendment.

ELEKTRODENGEFÄß



(Abbildung Gefäß ohne Elektrode)

TECHNISCHE INFORMATION

Beschreibung

Das Elektrodengefäß dient zur Aufbewahrung und Lagerung von Messketten mit einem Durchmesser von 12 mm. Zum Öffnen und Herausnehmen einer Elektrode wird bei Sicht von oben auf die Elektrode der Bajonett-Verschluss entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht. Zur Befüllung wird Wässerungslösung verwendet. Nicht mit destilliertem Wasser befüllen! Die Füllhöhe beträgt mindestens 2,5 cm, das entspricht ca. 3,2 ml Wässerungslösung. Zum Verschließen wird der Bajonett-Verschluss bei Sicht von oben im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht.

Lagerung

Elektroden sollten zwischen 0 und 40°C gelagert werden.

Technische Daten

Material:	PMMA
Verschluss:	Bajonett
Schlüsselweite:	17 mm
Für Elektroden mit Schaftdurchmesser:	12 mm

Bei längeren Elektroden oder solche mit Festkabel, das Elektrodengefäß gegen Umfallen sichern!

Technische Änderungen vorbehalten.

TUBE DE STOCKAGE



(Figure sans electrode)

INFORMATION TECHNIQUE

Description

Ce Tube permet de conserver en toute sécurité des électrodes pH de 12 mm de diamètre. L' étanchéité est assurée pas une fermeture à baïonnette. Pour l' ouvrir tourner le pas de vis dans le sens inverse des aiguilles d' une montre. Verser environ 3,2 ml solution de stockage BDH Prolabo (correspondant à une hauteur d' environ de 2, 5 cm). Pou refermer le tube, tourner la baïonnette dans le sens des aiguilles d'une montre.

Conditions de conservation

Les électrodes doivent être conservées à une temperature comprise entre 0 and 40°C.
Référence de la solution de 100 ml de stockage BDH Prolabo : 83605.180

Caractéristiques techniques

Matière:	PMMA
Type de fermeture:	Baïonnette
Diamètre de la clé:	17 mm
Électrodes pH de diamètre	12 mm

Sous réserve de modifications techniques

CONTENITORE PER CONSERVAZIONE DI ELETTRODI



(Figura senza elettrodo)

INFORMAZIONI TECNICHE

Descrizione

Il contenitore per la conservazione di elettrodi è adatto a stoccare elettrodi di diametro pari a 12mm. Per l'apertura, svitare la parte superiore e per chiudere, ruotarla in senso antiorario. Il contenitore è riempito con soluzione di conservazione. Non riempire con acqua distillata. Il livello di riempimento deve essere di almeno 2,5 cm, che corrispondono a circa 3,2 ml di soluzione.

Conservazione

Gli elettrodi dovrebbero essere conservati tra 0° e 40°C.

Dettagli tecnici

Materiale:	PMMA
Chiusura:	a baionetta
Diametro esterno:	17 mm
Per elettrodi di diametro:	12 mm

Per elettrodi lunghi o con cavo fisso, assicurarsi che il contenitore sia in equilibrio stabile per evitare che cada.

Soggetto a modifiche tecniche

FÖRVARINGSKÄRL



(Bild utan elektrod)

TEKNISK INFORMATION

Beskrivning

Kärlet kan användas för förvaring av elektroder med diameter 12 mm.
Öppna genom att skruva bajonettfattningen motsols i linje med elektrodhuvudet.
Kärlet skall fyllas med förvaringslösning.
Fyll inte med destvatten. Fyllningsnivå bör vara minst 2,5 cm vilket
Motsvarar ca 3,2 ml förvaringslösning.
Stänga genom att skruva bajonettfattningen medsols i linje med elektrodhuvudet.

Förvaring

Elektroder bör förvaras vid temperatur mellan 0 och 40°C.

Tekniska detaljer

Material:	PMMA
Stängning:	Bajonett
Förslutningsstorlek:	17 mm
För elektroder med skaft:	12mm

För längre elektroder eller elektroder med fast kabel försäkra dig att förvaringskärlet står säkert och kan inte falla!

Tekniska data kan komma att ändras.

Local VWR offices in Europe and Asia Pacific

Austria
VWR International GmbH
Graumanngasse 7
1150 Vienna
Tel.: +43 01 97 002 0
info.at@vwr.com

Belgium
VWR International BV
Researchpark Haasrode 2020
Geldenaaksebaan 464
3001 Leuven
Tel.: +32 016 385 011
vwr.be@vwr.com

Canada
VWR International
2360 Argentia Road
Mississauga, Ontario L5N 5Z7
Tel.: +1 800 932 5000
Canada_Orders@vwr.com

China
VWR (Shanghai) Co., Ltd
Bld.No.1, No.3728 Jinke Rd,
Pudong New District
Shanghai 200123- China
Tel.:+400 821 8006
info_china@vwr.com

Czech Republic
VWR International s. r. o.
Veetee Business Park
Pražská 442
CZ - 281 67 Stříbrná Skalice
Tel.: +420 321 570 321
info.cz@vwr.com

Denmark
VWR International A/S
Tobaksvejen 21
2860 Søborg
Tel.: +45 43 86 87 88
info.dk@vwr.com

Finland
VWR International Oy
Valimotie 9
00380 Helsinki
Tel.:+358 09 80 45 51
info.fi@vwr.com

France
VWR International S.A.S.
Le Périgares – Bâtiment B
201, rue Carnot
94126 Fontenay-sous-Bois cedex
Tel.: 0 825 02 30 30* (national)
Tel.: +33 (0) 1 45 14 85 00 (international)
info.fr@vwr.com
* 0,18 € TTC/ min + prix appel

Germany
VWR International GmbH
Hilpertstraße 20a
D - 64295 Darmstadt
Tel.: 0800 702 00 07* (national)
Tel.: +49 (0) 6151 3972 0 (international)
info.de@vwr.com
*Freecall

Hungary
VWR International Kft.
Simon László u. 4.
4034 Debrecen
Tel.: +36 (52) 521-130
info.hu@vwr.com

India
Avantor Performance Materials India Limited
17th Floor, Building No. 5, Tower C
DLF Cyber City Phase – III
Gurgaon - 122002, Haryana
Tel.: +91-1244-65-6700
help@avantorinc.com

Ireland
VWR International Ltd
International (Northern Ireland) Ltd
Northwest Business Park
Ballycoolin
Dublin 15
Tel.: +353 01 88 22 222
sales.ie@vwr.com

Italy
VWR International S.r.l.
Via San Giusto 85
20153 Milano (MI)
Tel.: +39 02-3320311
info.it@vwr.com

Korea
VWR International ~
17, Daehak 4-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do
Tel.: +82 31 645 7256
saleskorea@avantorsciences.com

The Netherlands
VWR International B.V.
Postbus 8198
1005 AD Amsterdam
Tel.: +31 020 4808 400
info.nl@vwr.com

Mexico
VWR International, S.de R.L. de C.V.
Km. 14.5 Carretera
Tlalnepantla-Cuautitlán
Col. Lechería
Tultitlán Edo. de México
CP 54940
Tel.: +52 (55) 5005 0100
vwrmx@vwr.com

Middle East & Africa
VWR International FZ-LLC
DSP Laboratory Complex
125, Floor 01
Dubai, United Arab Emirates
Tel.: +971 4 5573271
info.mea@vwr.com

Norway
VWR International AS
Brynsalleen 4
0667 Oslo
Tel.: +47 22 90 00 00
info.no@vwr.com

Poland
VWR International Sp. z o.o.
Limbowa 5
80-175 Gdansk
Tel.: +48 58 32 38 200
info.pl@vwr.com

Portugal
VWR International –
Material de Laboratório, Lda
Centro Empresarial de Alfragide
Rua da Indústria, nº 6
2610-088 Amadora
Tel.: +351 21 3600 770
info.pt@vwr.com

Singapore
VWR Singapore Pte Ltd
18 Gul Drive
Singapore 629468
Tel: +65 6505 0760
sales.sg@vwr.com

Spain
VWR International Eurolab S.L.U.
C/ Tecnología 5-17
A-7 Llinars Park
08450 - Llinars del Vallès
Barcelona
Tel.: +34 902 222 897
info.es@vwr.com

Sweden
VWR International AB
Fagerstagatan 18a
163 94 Stockholm
Tel.: +46 (0) 8 621 34 00
kundservice.se@vwr.com

Switzerland
VWR International GmbH
Lerzenstrasse 16/18
8953 Dietikon
Tel.: +41 (0) 44 745 13 13
info.ch@vwr.com

UK
VWR International Ltd
Customer Service Centre
Hunter Boulevard - Magna Park
Lutterworth
Leicestershire
LE17 4XN
Tel.: +44 (0) 800 22 33 44
uksales@vwr.com

United States
VWR International, LLC
100 Matsonford Road
Building One Suite 200
Radnor, PA 19087
Tel.: +1 800 932 5000
VWRCustomerService@vwr.com