IVD Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro
Utilisation par des professionnels uniquement

TISSU MOUSSE Q PATH

Selon la norme ISO 18113-2 : 2009, Point 7 - Exigences relatives aux instructions d'utilisation et la Directive 98/79/EC consolidée

NOM DES PRODUITS

Cat. No	Description	Conditionnement
720-2254	Tissu-Mousse bleu Q Path	Sachet de 500 pièces, pré-découpées
720-2255	Tissu-Mousse noir Q Path	Sachet de 500 pièces, pré-découpées
720-2256	Tissu-Mousse bleu-foncé Q Path	Sachet de 500 pièces, pré-découpées

USAGE DU PRODUIT

Ce produit est utilisé comme support à l'imprégnation de petits prélèvements histologiques (biopsies) et permet ainsi aux différents liquides, de circuler librement à travers le tissu sans risque de perdre les biopsies pendant la phase d'imprégnation, mais aussi lors de l'extraction du prélèvement de la cassette à l'inclusion.

AVERTISSEMENT ET PRECAUTIONS A PRENDRE



1. Le tissu mousse Q Path, à usage unique, est prêt à l'emploi.
2. Il est recommandé de vérifier la position et le format du tissu mousse Q Path dans la cassette.
3. Ne pas utiliser le tissu mousse Q Path seul, le prélèvement doit être inséré entre deux tissus mousse, lesquels doivent être déposés dans une cassette.
4. Veillez à ce que la cassette soit hermétiquement fermée et identifiée.
5. A l'ouverture de la cassette, une fois l'imprégnation terminée, il est recommandé de séparer délicatement les tissus mousse, pour ne pas perdre la biopsie.
6. Il est recommandé de récupérer les biopsies avant de jeter les tissus mousse.
7. Apres usage, les tissus mousse ne peuvent être évacués avec les ordures ménagères ni pénétrer dans les égouts mais doivent être éliminés conformément aux prescriptions légales.

COMPOSITION

✓ Mousse filtrante de polyester.

CONSERVATION ET DUREE DE VIE

Ce produit doit être stocké à température ambiante, dans un endroit sec.

EQUIPEMENT SPECIAL SUPPLEMENTAIRE

Sans objet.

CE 05/2010

VWR International SAS
201 rue Carnot
94126 Fontenay-sous-bois
France

Date de révision : 08/2015
IFU_BIOPSYPADQPATH_V05_FR

vwr.com

IVD Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro
Utilisation par des professionnels uniquement

TISSU MOUSSE Q PATH

ECHANTILLONS

- ✓ Type d'échantillons : Prélèvements histologiques de petite taille.
- ✓ Conditions spéciales de prélèvement : Echantillons frais, obtenus par un acte de microchirurgie ou une séance de macroscopie.
- ✓ Pré traitement : Aucun.
- ✓ Condition de conservation : Conserver dans un liquide fixateur adapté.

MODE OPERATOIRE

1. Préparer une cassette avec l'identification du nom de la patiente avec un tissu mousse positionné dans le bon sens.
2. Sortir la biopsie du flacon.
3. Déposer celle-ci sur le tissu mousse Q Path.
4. Recouvrir d'un 2ème tissu mousse Q Path.
5. Fermer hermétiquement la cassette avec son couvercle.
6. Immerger la cassette dans du fixateur pour continuer la fixation.

Résultat : la biopsie est maintenant prête pour son cycle d'imprégnation.

METHODOLOGIE

- PRINCIPE DE LA METHODE

Le tissu mousse Q Path permet d'effectuer la fixation et l'imprégnation d'une biopsie sans l'endommager, ni la perdre. Aucune réaction n'a lieu, le tissu mousse Q Path n'est qu'un support.

- CARACTERISTIQUES DE LA METHODE ET LIMITES DE PERFORMANCE

Les petits prélèvements appelés « biopsies » doivent être de taille adaptée à l'utilisation des tissus mousse Q Path et doivent être insérés dans des cassettes de taille adaptée.
La méthode est reproductible pour toute biopsie de même taille.

PREPARATION DES REACTIFS

Ce produit, à usage unique, est prêt à l'emploi.
Il peut faire l'objet d'une stérilisation par autoclave.
Les mousses sont résistantes aux solvants.

REFERENCES BIBILOGRAPHIQUES

Sans objet.

SERVICE APRES-VENTE

Nous accordons la plus grande attention à la qualité de nos produits. Si toutefois, vous n'étiez pas satisfaits, nous vous remercions de contacter notre Customer Service (service.clients@fr.vwr.com) en nous précisant la référence et le numéro de lot du produit concerné.

Cette fiche technique a été établie le 05/08/15 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

CE 05/2010

VWR International SAS
201 rue Carnot
94126 Fontenay-sous-bois
France

Date de révision : 08/2015
IFU_BIOPSYPADQPATH_V05_FR

vwr.com