FR– Mode d'emploi

Conteneur pour échantillons Q Path®

CE IVD

PRODUITS APPLICABLES

QTY REF

Description	Format d'emballage	Catégorie Numéro
Conteneurs Q Path® de 60 ml, à bouchon blanc	300 PCES	**216-1306**
Conteneurs Q Path® de 20 ml, à bouchon blanc	800 PCES	**216-1307**
Conteneurs Q Path® de 20 ml, à bouchon bleu	800 PCES	**216-1315**
Conteneurs Q Path® de 20 ml, à bouchon jaune	800 PCES	**216-1317**
Conteneurs Q Path® de 60 ml, à bouchon bleu	300 PCES	**216-1309**
Conteneurs Q Path® de 60 ml, à bouchon vert	300 PCES	**216-1310**
Conteneurs Q Path® de 150 ml, à bouchon blanc	250 PCES	**216-1308**
Conteneurs Q Path® de 150 ml, à bouchon bleu	250 PCES	**216-1319**

USAGE PRÉVU

On utilise ce produit en tant que récipient en vue d'examiner des échantillons prélevés sur l'organisme humain. Ce produit doit exclusivement être utilisé pour procéder à des examens de diagnostic in-vitro, et il permet de préparer des analyses diagnostiques. Il est prévu pour être utilisé dans un laboratoire avec des professionnels de santé. La population de patients à laquelle ce produit est destiné est constituée par des patients humains qui ont besoin de ce type d'examen.

COMPOSITION

Ce produit est constitué de polypropylène (conteneur) et de polyéthylène (bouchon).

PRINCIPE DE BASE

Le conteneur Q Path® permet de transporter l'échantillon en toute sécurité. Le conteneur et les capsules ont été conçus pour résister aux alcools, au formaldéhyde, à l'acide acétique, ou à tout autre type d'agent fixateur pour diagnostics.

RESTRICTIONS D'UTILISATION

L'utilisation du conteneur et des bouchons est limitée à l'utilisation du produit décrite ci-dessus, et aux critères de performances attendus. Pour connaître les limites de performances, il faut tenir compte de la technique utilisée.

ÉCHANTILLONS

Non applicable.

PRÉPARATION DU RÉACTIF

Non applicable.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Ce produit doit être stocké dans son emballage d'origine, hermétiquement scellé, à température ambiante, et à l'abri de la lumière.

APPLICATION

1. Prendre le conteneur vide.
2. Posez une étiquette sur le conteneur.
3. Pré-remplir de fixatif.
4. Prélevez l'échantillon.
5. Immergez l'échantillon dès que possible dans le conteneur afin d'éviter tout problème.
6. Vérifiez qu'il est totalement immergé dans le fixatif, veiller à ce qu'il y ait un rapport correct entre échantillon et fixatif volume (1 pour 10).
7. Serrez de nouveau le bouchon de sorte que le conteneur soit hermétiquement scellé.
8. Écrire le prénom et le nom du patient sur l'étiquette du conteneur.
9. Envoyez le conteneur au laboratoire.
10. Stockez le conteneur le temps dont l'échantillon a besoin pour être fixé.

MISE AU REBUT

Éliminez conformément aux lois et réglementations en vigueur.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

1. Utilisez les bouchons appropriés pour le conteneur dont les détails sont mentionnés ci-dessus.
2. Il est recommandé de visser à fond le bouchon pour garantir une étanchéité parfaite.



À usage unique exclusivement. Jetez le produit après l'usage.

VWR International S.A.S., Immeuble Estréo, 1-3 rue d'Aurion, 93114 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX, France,+33(0)1 45 14 85 00, avantorsciences.com

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Nous accordons une attention toute particulière à la qualité de vos produits. Si l'un de nos produits venait à dysfonctionner, et si vous n'en étiez pas satisfait, veuillez remplir le formulaire de réclamation situé sur la page Contact de votre site web local **vwr.com** et indiquez la référence et le numéro de lot du produit concerné.

Nous attirons l'attention des utilisateurs sur les risques possibles en lien avec une utilisation du produit autres que les fins auxquelles il est destiné. Le mode d'emploi ne dispense pas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des informations qui réglementent son activité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les précautions nécessaires relatives à l'utilisation qu'il fait de ce produit.

SYMBOLES UTILISÉS

Symbole	Titre et description du symbole
CE	Marquage de conformité CE
REF	Référence catalogue
	Fragile, à manipuler avec soin
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Consultez la notice d'utilisation
	À utiliser avant

Symbole	Titre et description du symbole
IVD	Dispositif médical pour diagnostic in vitro
QTY	Quantité de produit dans la boîte
	Fabricant
UDI	Identification unique du produit
	Date de fabrication
LOT	Code de lot

Symbole	Titre et description du symbole
	Ne pas réutiliser
	Attention
	Limite de température
PT	Fabriqué au Portugal
	À conserver au sec
	À protéger des rayons du soleil

JOURNAL DES MODIFICATIONS

Cette notice d'utilisation a été élaborée en mai/juin 2023 et remplace l'ensemble des notices précédentes. Ces informations se basent sur nos connaissances et notre expérience actuelles.

Version 04

Modifications portant sur la version la plus récente de l'IFU :

- Mise à jour globale de la mise en page
- Corrections mineures et clarifications

CONTACT

VWR International S.A.S.
Immeuble Estréo
1-3 rue d'Aurion, 93114 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX, France
SRN : FR-MF-000016509
+33(0)1 45 14 85 00
info.fr@vwr.com
www.avantorsciences.com

Tout incident grave qui serait survenu en lien avec ce produit doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes de l'État-Membre où l'utilisateur et/ou le patient réside.