IVD Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro
Utilisation par des professionnels uniquement

CYTOCUVETTE Q PATH

Selon la norme ISO 18113-2 : 2009, Point 7 - Exigences relatives aux instructions d'utilisation et la Directive 98/79/EC consolidée

NOM DES PRODUITS

Cat. No	Description	Conditionnement
720-1999	Cytocuvette Q Path	Boîte de 600 PCS

USAGE DU PRODUIT

La Q Path Cytocuvette est un consommable utilisé pour la réalisation de cyto-centrifugation. Il permet le transfert d'une suspension cellulaire sur une lame. (urine, prélèvements gynécologiques ou non gynécologiques en milieu liquide,…)

AVERTISSEMENT ET PRECAUTIONS A PRENDRE



1. Le support est à usage unique, adapté pour le Diagnostic In Vitro
2. Utiliser les accessoires adéquats par rapport à la centrifugeuse utilisée
3. Respecter les consignes de montage fourni par le fabricant de votre centrifugeuse
4. Respecter les volumes maximum de remplissage et bien refermer les chambres
5. Porter des gants lors de la manipulation des cuvettes et des prélèvements
6. Respecter les conditions de stockage des Cytocuvettes Q Path

COMPOSITION

- Mélange de composants plastiques
- Filtre absorbant

CONSERVATION ET DUREE DE VIE

Voir la date d'expiration sur l'emballage. L'ouverture de l'emballage ne change pas la date d'expiration si les conditions de stockage prescrites sont respectées.

EQUIPEMENT SPECIAL SUPPLEMENTAIRE

✓ Centrifugeuse adaptée (type Cytospin® 4)

ECHANTILLONS

✓ Type d'échantillons : prélèvements cytologiques
✓ Conditions spéciales de prélèvement : prélèvement en suspension
✓ Pré traitement : se référer à la technique utilisée.
✓ Condition de conservation : se référer à la technique utilisée.

CE 05/2010

VWR International SAS
201 rue Carnot
94126 Fontenay-sous-bois
France

Date de révision : 08/2015
IFU_720-1999_V04_FR

vwr.com

IVD Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro
Utilisation par des professionnels uniquement

CYTOCUVETTE Q PATH

MODE OPERATOIRE

1. Montez la Cytocuvette Q Path dans le support de centrifugation adéquat et serrez la grâce aux ergots de serrage.
2. Respectez la technique de chargement conseillé par le fabricant de votre centrifugeuse
3. Chargez l'échantillon
   - ⇨ Mettez la Cytocuvette Q Path en position verticale, prélever l'échantillon et insérez le dans une des deux chambres disponibles.
   - ⇨ Attention ! Le volume minimum est de 100 µl
     Le volume maximum est de 800 µl
4. Fermez les chambres à l'aide des bouchons
5. Vérifiez que votre centrifugeuse est en équilibre
6. Centrifugez les échantillons (vérifiez le temps et la vitesse de centrifugation par rapport aux analyses que vous voulez faire)
7. Démontez la Cytocuvette Q Path
8. Retirez la lame et laissez évaporer le liquide résiduel
9. Colorez les lames de manière appropriée

METHODOLOGIE

- PRINCIPE DE LA METHODE

La Cytocuvette Q Path permet le transfert d'une suspension cellulaire sur une lame. (urine, prélèvements gynécologiques ou non gynécologiques en milieu liquide,…)

- CARACTERISTIQUES DE LA METHODE ET LIMITES DE PERFORMANCE

La Cytocuvette Q Path est une chambre de centrifugation à usage unique. Le volume du prélèvement est limité entre 100 et 800µl par chambre.
Elle résiste à l'alcool et à l'eau pendant 24 heures.
La vitesse d'absorption du filtre est de ± 1ml en 3 minutes.
La Cytocuvette Q Path résiste à une force centrifuge de 2 000 tr/min pendant 20 minutes.

PREPARATION DES REACTIFS

Sans objet.

REFERENCES BIBILOGRAPHIQUES

Sans objet.

SERVICE APRES-VENTE

Nous accordons la plus grande attention à la qualité de nos produits. Si toutefois, vous n'étiez pas satisfaits, nous vous remercions de contacter notre Customer Service (service.clients@fr.vwr.com) en nous précisant la référence et le numéro de lot du produit concerné.

Cette fiche technique a été établie le 05/08/15 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.