ENCRE POUR PATHOLOGIE Q PATH

DENOMINATION DU PRODUIT

Cat. No	Description	Taille du packaging
01816200	Encre pour Pathologie, noir Q path	Flacon en PP, rempli à 40 ml
01816201	Encre pour Pathologie, vert Q path	Flacon en PP, rempli à 30 ml
01816202	Encre pour Pathologie, jaune Q path	Flacon en PP, rempli à 30 ml
01816203	Encre pour Pathologie, bleu Q path	Flacon en PP, rempli à 30 ml
01816204	Encre pour Pathologie, rouge Q path	Flacon en PP, rempli à 30 ml

USAGE DU PRODUIT

Les Q Path Encre pour Pathologie sont des encres qui permettent le marquage et l'identification des échantillons de nature histologique sans altérer les tissus. La manipulation de ces réactifs est strictement réservée à des professionnels.

AVERTISSEMENT ET PRECAUTIONS A PRENDRE



Se référer à la Fiche de Donnée de Sécurité ou l'étiquette du produit pour toute information concernant la manutention, l'utilisation, l'élimination, les précautions d'utilisation et la composition du produit.

1. L'encre pour Pathologie est à usage unique
2. Produit prêt à l'emploi
3. Bien agiter le flacon avant l'ouverture
4. L'application de l'encre se fait à l'aide d'un pinceau ou d'un écouvillon
5. Bien refermer le flacon après usage

COMPOSITION

Eau, Pigment et glycérine.

CONSERVATION ET DUREE DE VIE APRES LA 1ére OUVERTURE DU RECIPIENT

Conserver l'encre à température ambiante, le flacon toujours bien fermé.
Remarque : Si la consistance de l'encre n'est pas assez liquide pour l'application, vous pouvez ajouter une petite quantité d'eau en fonction de la viscosité souhaitée.

EQUIPEMENT SPECIAL SUPPLEMENTAIRE

- ✓ Portoir pour encres pour Pathologie Q path, référence : 205480.
- ✓ Ecouvillons, référence : ECO0001.
- ✓ Pinceau

VWR International SAS
201 rue Carnot
94126 Fontenay-sous-bois
France

ENCRE POUR PATHOLOGIE Q PATH

ECHANTILLONS

✓ Type d'échantillons : prélèvements histologiques fixés

MODE OPERATOIRE

1. Appliquer l'encre à l'aide d'un pinceau ou d'un écouvillon.
2. Eliminer les surplus ou coulures avec un coton ou écouvillon.
3. Laisser sécher l'encre sur l'échantillon
4. Utiliser un écouvillon par couleur
5. Eviter les mélanges et superposition de marquages

Pour fixer parfaitement les encres après le marquage, il est possible de plonger l'échantillon dans une solution d'acide acétique diluée pendant 5 à 10 min.

METHODOLOGIE

- PRINCIPE DE LA METHODE

Les encres pour Pathologie Q path vont marquer et permettre de délimiter des zones définies sur les tissus histologiques sans les altérer. C'est un marquage de surface.

- CARACTERISTIQUES DE LA METHODE ET LIMITES DES PERFORMANCES

Les encres pour Pathologie Q path sont conçus pour résister à des protocoles d'histologie de routine. L'utilisation en dehors de ce domaine très précis ne garantit pas les performances des encres.

PREPARATIFS DES REACTIFS

Sans objet.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Sans objet.

SERVICE APRES-VENTE

Nous accordons la plus grande attention à la qualité de nos produits. Si toutefois, vous n'étiez pas satisfaits, nous vous remercions d'appeler notre Customer Service (service.clients@fr.vwr.com) en nous précisant la référence et le numéro de lot du produit concerné.

Cette fiche technique a été établie le 30/07/2015 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

VWR International SAS
201 rue Carnot
94126 Fontenay-sous-bois
France