Guide d'utilisation rapide du mini-générateur

Code catalogue	Description
700-0856 (prise EU) 700-0877 (prise UK)	Mini-générateur d'électrophorèse, sortie 100V/200V, entrée 230V

AVERTISSEMENT : Le mini-générateur d'électrophorèse fournit une tension et une intensité élevées, et il ne doit être utilisé que par un personnel de laboratoire expérimenté et habilité à faire fonctionner ces instruments en toute sécurité. Une utilisation incorrecte s'accompagne d'un risque de choc électrique ou d'électrocution.

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout choc électrique, n'utilisez pas ce produit si vous avez les mains humides, et assurez-vous que l'ensemble des fils électriques sont secs. Il faut impérativement utiliser des fils électriques munis d'une isolation protectrice suffisante ainsi que des boîtes de gel bénéficiant de systèmes d'opercules de sécurité appropriés et qui sont compatibles avec les niveaux de tension et d'intensité présents ici.

Afin d'éviter que des personnes ne soient blessées, veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil. Seul le personnel de laboratoire dûment formé est autorisé à utiliser ce système.

Ne pas tenter d'ouvrir ou de réparer le générateur. Pour le faire réparer, veuillez contacter VWR.

Il faut toujours utiliser le générateur dans un environnement qui présente un faible taux d'humidité et qui n'est pas poussiéreux, et il faut le maintenir éloigné de l'eau, des rayons directs du soleil ou d'une lumière forte, des gaz corrosifs, des champs magnétiques puissants, des sources de chauffage, du feu et de toute autre source de chaleur



Installation et fonctionnement

1. Placer le générateur sur une surface lisse et plane, dans une zone où tout contact avec des liquides ou des produits chimiques sera exclu.
2. Mettre « l'interrupteur » en position intermédiaire « Off »
3. Raccorder l'une des extrémités du cordon d'alimentation fourni à l'instrument, et l'autre extrémité à une prise électrique appropriée.
4. Une fois que l'interrupteur est en position « Off », à l'aide des fils électriques, raccorder la boîte de gel pour électrophorèse aux fiches de sortie appropriées, « + » (rouge) et « – » (noire), situées sur l'avant du générateur.
5. Sélectionner 100V ou 200V à l'aide de l'interrupteur afin de fournir une tension au réservoir de gel qui est raccordé.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez la version intégrale du manuel. vwr.com