Pointes robotiques (en blister ; stériles / non stériles)

(Fabriqué en Allemagne)

FR - Informations d'utilisation

Usage prévu :

Les pointes robotiques servent d'accessoire à un système de test automatisé pour les analyses chimiques, biologiques ou de biologie moléculaire. Les pointes robotiques sont destinées aux applications de manipulation des liquides. Le système de test doit être programmé pour utiliser les pointes robotiques conformément aux indications du fabricant. Pour ce faire, la compatibilité des pointes robotiques doit être vérifiée. La compatibilité des produits a été définie de manière indépendante et n'implique aucun sponsoring ni aucune préconisation. Pour assurer la compatibilité, Ritter GmbH reste à votre disposition. La programmation et l'exécution de tests sur le système de test sont réservées au personnel qualifié.

Les produits sont conçus pour un usage unique. Un traitement en vue d'utilisations multiples ne permet pas de garantir les fonctionnalités initiales du produit et doit être considéré comme un risque inacceptable.

Afin de réduire autant que possible les interactions au sein des analyses chimiques, biologiques ou de biologie moléculaire, les pointes robotiques ont été fabriquées, testées et emballées dans des salles stériles qualifiées et contrôlées conformément à la classe ISO 8.

Stockage :

- Les pointes robotiques doivent être conservées à température ambiante dans un endroit sec à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Le stockage dans un blister ouvert entraîne la contamination des produits ou une perte de la stérilité et doit être évité.
- Le stockage à long terme à des températures supérieures à 30 °C peut fragiliser les matériaux et provoquer des pertes de performance du produit.
- Le stockage en dessous de la température ambiante peut entraîner la formation de condensation. Dans ce cas, nous recommandons de stocker les produits de 6 à 12 heures en laboratoire avant de les utiliser.

Application :

Lors de l'utilisation des produits, vous devez contrôler les points suivants avec attention :

- Vérification des informations figurant sur l'étiquette du carton. Le numéro d'article est-il correct et la date de péremption est-elle dépassée ?

  Remarque : Si vous souhaitez utiliser des pointes robotiques stériles, prenez garde, car l'utilisation des produits après la date de péremption est interdite par la loi.

  En l'absence d'indicateur STÉRILE, le contenu du carton est considéré comme « NON STÉRILE ». Cela vaut également lorsque le point d'indication n'apparaît pas clairement en rouge. Si le carton a été exposé directement à la lumière du soleil, l'indicateur STÉRILE peut changer de couleur et devenir orange.

  Dans ce cas, veuillez contacter Ritter GmbH.
- Contrôle du carton d'envoi à la recherche de dommages, d'humidité ou d'autres signes indiquant un envoi ou un stockage inadaptés. Si vous détectez de tels signes, veuillez renoncer à utiliser les pointes et informez Ritter GmbH.
- Contrôle des blisters avant l'ouverture pour s'assurer que l'emballage est intact et exempt de corps étrangers. Si vous relevez des signes d'endommagement, veuillez renoncer à utiliser les pointes.
- Avant leur ouverture, les blisters doivent être contrôlés avec attention pour s'assurer que l'orientation des racks et des pointes sont conformes. Si vous relevez des signes d'écarts, veuillez renoncer à utiliser les pointes.
- Avant et lors de leur ouverture, les blisters doivent être contrôlés pour s'assurer qu'ils sont entièrement scellés. Pour qu'un blister soit entièrement scellé, il faut que le couvercle prédécoupé du blister soit soudé en continu et qu'il ne se détache pas brusquement lors de l'ouverture. Si vous relevez des signes indiquant des problèmes de scellage, veuillez renoncer à utiliser les pointes.
- En cas d'utilisation de produits STÉRILES, un prélèvement aseptique doit être effectué. Il est impossible de toucher les pointes robotiques lors du retrait du rack par le bord supérieur à l'aide de gants à usage unique.
- Chaque rack de pointes doit être contrôlé avant d'être utilisé pour identifier d'éventuelles pointes endommagées, courtes ou erronées. Si vous relevez des signes indiquant de telles erreurs, veuillez renoncer à utiliser les pointes.
- En cas d'utilisation d'embouts de filtre, chaque rack de pointes doit être contrôlé pour s'assurer que les filtres sont conformes : il doit y avoir un filtre dans chaque pointe et celui-ci ne doit pas être tordu, endommagé ou mal positionné. Si vous relevez des signes indiquant de telles erreurs, veuillez renoncer à utiliser les pointes.
- Chaque rack de pointes doit être contrôlé avant d'être utilisé pour identifier d'éventuels dommages visibles. Si vous relevez des signes d'endommagement, veuillez renoncer à utiliser les pointes.

Signification des symboles utilisés :

CE	Le produit est conforme aux exigences européennes en vigueur	IVD	Le produit sert au diagnostic *in vitro* ou comme accessoire de diagnostic *in vitro*
STERILE R	Produit stérile, la stérilisation a été effectuée à l'aide de rayonnements ionisants		Produit à usage unique