Kontrollmessungen mit Kontrollstreifen für QUANTOFIX® Relax

Die Kontrollstäbchen dienen zur Kontrolle des QUANTOFIX® Relax. Die Stäbchen werden im Testmodus gemessen. Als Ergebnis erhält man Remissionswerte aus. Die ermittelten Werte vergleichen Sie bitte mit der untenstehenden Tabelle.
Sind die Messdaten außerhalb des Vertrauensbereichs, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Haltbarkeit des Kontrollstreifens prüfen und ggf. ersetzen
2. Gerät neu kalibrieren (Kalibrierstäbchen REF 930908)
3. Kontaktieren Sie Ihren Händler, oder MACHEREY-NAGEL direkt unter:

MACHEREY-NAGEL
Customer Service Center
Telefon: 0049-2421-969-0
Email: csc@mn-net.com

Kontrollstreifenmessung aktivieren:

1. Gerät einschalten
2. Menüschaltfläche ▼ drücken
3. Testmodus wählen
4. Kontrollstäbchen auflegen
5. Ergebnis in Tabelle eintragen und vergleichen.

Lot:	**MN-I1023**
Haltbar bis:	**09/2015**
Geräte-Nr.:	
Datum:	
Prüfer:	

Parameter	**QUANTOFIX® Relax** Sollbereich [REM]	**Kontrollstreifen** Messwert			im VB ?
1	830 - 880				☺ ☐ ☹ ☐
2	500 - 550				☺ ☐ ☹ ☐
3	720 - 770				☺ ☐ ☹ ☐
4	375 - 425				☺ ☐ ☹ ☐
5	645 - 695				☺ ☐ ☹ ☐
6	325 - 375				☺ ☐ ☹ ☐

☺ im Vertrauensbereich
☹ außerhalb des Vertrauensbereiches

Das Reflektometer erfüllt alle Vorgaben
ja ☐ **nein** ☐

Unterschrift _____

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren · Germany

Germany and international:
Tel.: +49 (0) 24 21 96 90
Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99
e-mail: sales-de@mn-net.com

Switzerland:
MACHEREY-NAGEL AG
Tel.: +41 (0) 62 388 55 00
Fax: +41 (0) 62 388 55 05
e-mail: sales-ch@mn-net.com

France:
MACHEREY-NAGEL EURL
Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68
Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88
e-mail: sales-fr@mn-net.com

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
Tel.: +1 484 821 09 84
Fax: +1 484 821 12 72
e-mail: sales-us@mn-net.com

Prüfbericht
Inspection Report

Control measurement with control strips for QUANTOFIX® Relax

The control strips are meant to check the QUANTOFIX® Relax test strip reader. The strips have to be measured in the test strip mode, thus providing remission values as a result. Please compare the measured values with the references intervals
If you measure outside the confidence interval, please do the following:

1. Check control strip expiry date and replace if necessary
2. Re-calibrate instrument (calibration strips REF 930908)
3. Contact your distributor or MACHEREY-NAGEL directly:

MACHEREY-NAGEL
Customer Service Center
Telephone: 0049-2421-969-0
Email: csc@mn-net.com

Activate control strip measurement

1. Turn on instrument
2. Press ▼ button
3. Choose Test mode
4. Insert control strip
5. Enter result in table below and compare

Lot:	**MN-I1023**
Exp. date:	**09/2015**
Instrument No.:	
Date:	
Operator:	

Parameter	**QUANTOFIX® Relax** Confidence interval C. I. [REM]	**Control Strip** result			within C. I.?
1	830 - 880				☺ ☐ ☹ ☐
2	500 - 550				☺ ☐ ☹ ☐
3	720 - 770				☺ ☐ ☹ ☐
4	375 - 425				☺ ☐ ☹ ☐
5	645 - 695				☺ ☐ ☹ ☐
6	325 - 375				☺ ☐ ☹ ☐

☺ within confidence interval
☹ out of confidence interval

The reflectometer meets all requirements
yes ☐ **no** ☐

Signature _____

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren · Germany
Germany and international: Tel.: +49 (0) 24 21 96 90 Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99 e-mail: sales-de@mn-net.com
Switzerland: **MACHEREY-NAGEL AG** Tel.: +41 (0) 62 388 55 00 Fax: +41 (0) 62 388 55 05 e-mail: sales-ch@mn-net.com
France: **MACHEREY-NAGEL EURL** Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68 Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88 e-mail: sales-fr@mn-net.com
USA: **MACHEREY-NAGEL Inc.** Tel.: +1 484 821 09 84 Fax: +1 484 821 12 72 e-mail: sales-us@mn-net.com