



Product Specification Sheet

VWR LABTOP COOLERS

VWR International certifies that the specified products meet all VWR specifications and quality criteria for release. The products comply in every respect with the relevant particular specifications, drawings, relevant standards and regulations in force.

VWR International certifie que les produits mentionnés respectent toutes les spécifications et critères de qualité VWR. Les produits satisfont aux spécifications particulières, aux plans, aux normes et règlements en vigueur s'y rapportant.

VWR International bestätigt hiermit, daß die angegebenen Produkte alle VWR Spezifikationen und Qualitätskriterien zur Freigabe erfüllen. Die Produkte entsprechen in jeder Hinsicht den maßgeblichen Spezifikationen, den Zeichnungen sowie den relevanten Normen und gültigen Vorschriften.

Cat. No.	Description	No. of holes	Pk
479-0642	-20 °C mini labtop cooler	12	1
479-0641	-20 °C maxi labtop cooler	32	1
479-0643	-20 °C labtop cooler	20	1

Other Features:

-20 °C mini labtop cooler PC/non toxic gel - The -20 °C mini labtop cooler holds 12×0,5 or 1,5 ml microcentrifuge tubes at below -20 °C for over 1 hour. Ideal for bench top use or transport. Wire handle secures top while carrying. Filled with non toxic gel. Prior to use, place in -25 °C freezer for at least 24 hours, store at -25 °C between use.

-20 °C maxi labtop cooler PC/non toxic gel - The -20 °C maxi labtop cooler, holds 32×0,5 or 1,5 ml microcentrifuge tubes at below -20 °C for over 1 hour. Suitable for bench top use or transport. Wire handle secures top while carrying. Cooler and lid filled with non toxic gel. Store at -25 °C between use.

-20 °C labtop cooler PC/non toxic gel - The -20 °C labtop cooler maintains temperatures between -20 and -15 °C for up to four hours. Polycarbonate. Holds twenty 1,5 to 2,0 ml microcentrifuge tubes or cryovials. Inserts included hold 0,2 to 0,5 ml microcentrifuge tubes. Printed grid, keyed lid, locking handle, non skid feet. Store at -25 °C between use.

Disclaimer: VWR wants to state that these specifications can only be regarded as general information and will not discharge the user from his obligation to ensure the product is suitable for the intended use - If there is any doubt ask us.

Date of issue: **April 2014**