


Spezifikation /specification

Artikel-Nr. /article no. : 8-1004-32

Beschreibung /description: Schraubverschluss / closure



Farbe / color : Schwarz / black

Material / material: PP

Gewinde / thread: GL 32

Maße: H / D

Dimensions: 13,8 mm / 35,6 mm

height/ diameter

Öffnungsdurchmesser /
diameter: ---

Gewicht / weight: 3 g

Dichtsystem / sealing
system: PTFE beschichtete Einlage / PTFE coated sealing disk

Verpackung / packaging: 2800 Stück / pieces pro Karton / carton