


Schlauchanschluß
Hose connector 10/8
zur Pumpe / pump




Anschluß Netzteil
wall power supply connection

Anschluß VACUU-BUS
VACUU-BUS connection

Anschluß Belüftungsventil
venting valve connection

Schnittstelle/Interface
RS 232 C
9-pin Sub D male



Ventilblock kann gedreht werden,
Anschlüsse beachten
to get to rotate the valve block,
please consider the connectors

Aussparung für Fronteinbau
Cut-out for front assembly

Blechstärke [mm] wall thickness	Aussparung [mm] cut out
1	111,5x111,5
2	112,0x112,0
3	112,6x112,6

Gewicht / Weight: 1,0kg
inkl. Steckernetzteil
incl. power supply

VACUUBRAND CVC 3000E ARB
Version 2009/03/16