



Certificate of Irradiation / Bestrahlungszertifikat

Date (Datum): 29-Oct-2019

DE01S12349389-1-1

Synergy Health Allershausen GmbH, a STERIS Company certifies the irradiation of goods listed below where appropriate in accordance with (bestätigt die Bestrahlung unten aufgeführter Güter sofern zutreffend entsprechend):

Authorisation No. (Genehmigungs Nr.) 46-8816.360-31602/2010 of the Bavarian Office of Control (des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz) dated (vom) 13.01.2011, the (den) national(en) and (und) international(en) current certified standards (aktuell zertifizierten Standards) EN ISO 9001, EN ISO 13485 and EN ISO 11137-1

Bürkle GmbH
Rheinauen 5
79415 Bad Bellingen
GERMANY

Type of Plant (Anlagentyp): JS9000
Calibration of the Dosimeters is traceable to a national standard.
(Die Kalibrierung der Dosimeter ist rückverfolgbar auf einen nationalen Standard.)

Order (Auftrags-) Information

Customer (Kunden) No.:	130445
Artikel-No. of (von) Synergy Health:	1127474
Customer reference (Kundenreferenz) No.:	19EB3030
Product (Produkt):	Laborartikel
Quantity (Menge):	1 Pallet
Spezifikation (Spezifikation) Minimum dose (Dosis) kGy:	17,5
Customer Unit Lot/ Batch Number (Chargen-Nummer):	Pal.1, 191010BUR53789908

Irradiation data (Bestrahlungsdaten)

Date of Irradiation (Bestrahlungsdatum):	28-OCT-2019 21:06
Calculated (Berechnete) Minimum dose (Dosis) kGy:	24,1
Calculated (Berechnete) Maximum dose (Dosis) kGy:	29,6

Release after Irradiation by (Freigabe nach der Bestrahlung durch) Synergy Health Allershausen GmbH, a STERIS Company.

This certificate was issued electronically and is therefore valid without a signature.

(Dieses Zertifikat wurde elektronisch erstellt und ist deshalb auch ohne Unterschrift gültig).

Sitz der Gesellschaft: Allershausen . HRB 62168, AG München, Geschäftsführer: Hans Hartmann, GERMANY
Verarbeitungsstelle: Synergy Health Allershausen GmbH, Kesselbodenstrasse 7, DE-85391 Allershausen, GERMANY
Rufnr: +49 (0) 81 666 88 021



Certificate of Irradiation / Bestrahlungszertifikat

Date (Datum): 28-Oct-2019

DE01S12349389-4-1

Synergy Health Allershausen GmbH, a STERIS Company certifies the irradiation of goods listed below where appropriate in accordance with (bestätigt die Bestrahlung unten aufgeführter Güter sofern zutreffend entsprechend):

Authorisation No. (Genehmigungs Nr.) 46-8816.360-31602/2010 of the Bavarian Office of Control (des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz) dated (vom) 13.01.2011, the (den) national(en) and (und) international(en) current certified standards (aktuell zertifizierten Standards) EN ISO 9001, EN ISO 13485 and EN ISO 11137-1

Bürkle GmbH
Rheinauen 5
79415 Bad Bellingen
GERMANY

Type of Plant (Anlagentyp): JS9000
Calibration of the Dosimeters is traceable to a national standard.
(Die Kalibrierung der Dosimeter ist rückverfolgbar auf einen nationalen Standard.)

Order (Auftrags-) Information

Customer (Kunden) No.:	130445
Artikel-No. of (von) Synergy Health:	1129920
Customer reference (Kundenreferenz) No.:	19EB3030
Product (Produkt):	Laborartikel
Quantity (Menge):	2 Pallet
Spezifikation (Spezifikation) Minimum dose (Dosis) kGy:	25,0
Customer Unit Lot/ Batch Number (Chargen-Nummer):	Pal.5/4, 191014BUR53934431, 191016BUR53934421, 191014BUR53933331

Irradiation data (Bestrahlungsdaten)

Date of Irradiation (Bestrahlungsdatum):	25-OCT-2019 20:15
Calculated (Berechnete) Minimum dose (Dosis) kGy:	30,5
Calculated (Berechnete) Maximum dose (Dosis) kGy:	39,3

Release after Irradiation by (Freigabe nach der Bestrahlung durch) Synergy Health Allershausen GmbH, a STERIS Company.

This certificate was issued electronically and is therefore valid without a signature.

(Dieses Zertifikat wurde elektronisch erstellt und ist deshalb auch ohne Unterschrift gültig).

Sitz der Gesellschaft: Allershausen . HRB 62168, AG München, Geschäftsführer: Hans Hartmann, GERMANY
Verarbeitungsstelle: Synergy Health Allershausen GmbH, Kesselbodenstrasse 7, DE-85391 Allershausen, GERMANY
Rufnr: +49 (0) 81 666 88 021



Certificate of Irradiation / Bestrahlungszertifikat

Date (Datum): 29-Oct-2019

DE01S12349389-2-1

Synergy Health Allershausen GmbH, a STERIS Company certifies the irradiation of goods listed below where appropriate in accordance with (bestätigt die Bestrahlung unten aufgeführter Güter sofern zutreffend entsprechend):

Authorisation No. (Genehmigungs Nr.) 46-8816.360-31602/2010 of the Bavarian Office of Control (des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz) dated (vom) 13.01.2011, the (den) national(en) and (und) international(en) current certified standards (aktuell zertifizierten Standards)
EN ISO 9001, EN ISO 13485 and EN ISO 11137-1

Bürkle GmbH
Rheinauen 5
79415 Bad Bellingen
GERMANY

Type of Plant (Anlagentyp): JS9000

Calibration of the Dosimeters is traceable to a national standard.

(Die Kalibrierung der Dosimeter ist rückverfolgbar auf einen nationalen Standard.)

Order (Auftrags-) Information

Customer (Kunden) No.:	130445
Artikel-No. of (von) Synergy Health:	1127480
Customer reference (Kundenreferenz) No.:	19EB3030
Product (Produkt):	Laborartikel
Quantity (Menge):	1 Pallet
Spezifikation (Spezifikation) Minimum dose (Dosis) kGy:	17,5
Customer Unit Lot/Batch Number (Chargen-Nummer):	Pal.2, 191015BUR53781003

Irradiation data (Bestrahlungsdaten)

Date of Irradiation (Bestrahlungsdatum):	28-OCT-2019 21:06
Calculated (Berechnete) Minimum dose (Dosis) kGy:	21,5
Calculated (Berechnete) Maximum dose (Dosis) kGy:	29,9

Release after Irradiation by (Freigabe nach der Bestrahlung durch) Synergy Health Allershausen GmbH, a STERIS Company.

This certificate was issued electronically and is therefore valid without a signature.

(Dieses Zertifikat wurde elektronisch erstellt und ist deshalb auch ohne Unterschrift gültig).

Sitz der Gesellschaft: Allershausen . HRB 62168, AG München, Geschäftsführer: Hans Hartmann, GERMANY
Verarbeitungsstelle: Synergy Health Allershausen GmbH, Kesselbodenstrasse 7, DE-85391 Allershausen, GERMANY
Rufnr: +49 (0) 81 666 88 021



Certificate of Irradiation / Bestrahlungszertifikat

Date (Datum): 28-Oct-2019

DE01S12349389-3-1

Synergy Health Allershausen GmbH, a STERIS Company certifies the irradiation of goods listed below where appropriate in accordance with (bestätigt die Bestrahlung unten aufgeführter Güter sofern zutreffend entsprechend):

Authorisation No. (Genehmigungs Nr.) 46-8816.360-31602/2010 of the Bavarian Office of Control (des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz) dated (vom) 13.01.2011, the (den) national(en) and (und) international(en) current certified standards (aktuell zertifizierten Standards) EN ISO 9001, EN ISO 13485 and EN ISO 11137-1

Bürkle GmbH
Rheinauen 5
79415 Bad Bellingen
GERMANY

Type of Plant (Anlagentyp): JS9000
Calibration of the Dosimeters is traceable to a national standard.
(Die Kalibrierung der Dosimeter ist rückverfolgbar auf einen nationalen Standard.)

Order (Auftrags-) Information

Customer (Kunden) No.:	130445
Artikel-No. of (von) Synergy Health:	1129918
Customer reference (Kundenreferenz) No.:	19EB3030
Product (Produkt):	Laborartikel
Quantity (Menge):	3 Pallet
Spezification (Spezifikation) Minimum dose (Dosis) kGy:	25,0
Customer Unit Lot/Batch Number (Chargen-Nummer):	Pal.3/6/7, 191008BUR53936641, 191009BUR53936651

Irradiation data (Bestrahlungsdaten)

Date of Irradiation (Bestrahlungsdatum):	26-OCT-2019 03:24
Calculated (Berechnete) Minimum dose (Dosis) kGy:	27,7
Calculated (Berechnete) Maximum dose (Dosis) kGy:	38,7

Release after Irradiation by (Freigabe nach der Bestrahlung durch) Synergy Health Allershausen GmbH, a STERIS Company.

This certificate was issued electronically and is therefore valid without a signature.

(Dieses Zertifikat wurde elektronisch erstellt und ist deshalb auch ohne Unterschrift gültig).

Sitz der Gesellschaft: Allershausen . HRB 62168, AG München, Geschäftsführer: Hans Hartmann, GERMANY
Verarbeitungsstelle: Synergy Health Allershausen GmbH, Kesselbodenstrasse 7, DE-85391 Allershausen, GERMANY
Rufnr: +49 (0) 81 666 88 021