

Certificate of Purity – Eppendorf Biopur® –

LADR GmbH

Medizinisches Versorgungszentrum Bremen

Bereich Lebensmittel-, Futtermittel- & Umweltanalytik


Leitung: Dipl.-Biol. Thomas Weigel

accredited by



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-13183-01-00

EPENDORF TUBES® 5.0 mL



50 Tubes
Eppendorf BIOPUR
centrifugation up to 25 000 x g

LOT F169864P

2021-10

STERILE R

Order no.: 0030 119.479

Eppendorf AG
22331 Hamburg · Germany
Email: eppendorf@eppendorf.com

Cat. no.: 0030119479

Distributed in North America by
Eppendorf North America, Inc. · USA
Email: info@eppendorf.com

Human DNA / humane DNA

Method / Methode: Polymerase Chain Reaction
Limit / Grenzwert: < 2 pg; less than one human cell /
weniger als eine humane Zelle

Bacterial DNA / bakterielle DNA

Method / Methode: Polymerase Chain Reaction
Limit / Grenzwert: < 50 fg; less than 10 E. coli cells /
weniger als 10 E. coli Zellen

DNase

Method / Methode: DNA Digestion / DNA Verdau
Limit / Grenzwert: not detectable / nicht nachweisbar
(LOD / Nachweisgrenze:
1.0 x 10⁻⁶ Kunitz-units)

RNase

Method / Methode: RNA Digestion / RNA Verdau
Limit / Grenzwert: not detectable / nicht nachweisbar
(LOD / Nachweisgrenze:
1.0 x 10⁻⁹ Kunitz-units)

PCR inhibition / PCR Inhibition

Method / Methode: Polymerase Chain Reaction
Limit / Grenzwert: less than 10 targets amplifiable
weniger als 10 amplifizierbare
Targets

Sterility / Sterilität

Method / Methode: ☒ irradiation according DIN EN ISO 11137:2015
or ☐ ethylene oxide sterilization with SAL
(Sterility Assurance Level) of 10⁻⁶
Please see attached label for the standard method
of sterilization for this product /
☒ Bestrahlung gemäß DIN EN ISO 11137:2015
oder ☐ Ethylenoxid-Sterilisation bei einem SAL
von 10⁻⁶
Bitte entnehmen Sie dem Etikett die Standard-
Sterilisationsmethode für dieses Produkt.
Test method / Prüfverfahren:
USP, Ph. Eur. 2.6.12

Endotoxin

Test method / Prüfverfahren:
Kinetic-turbidimetric LAL test (Ph. Eur. 2.6.14) /
Kinetisch-turbidimetrischer LAL-Test (Ph. Eur. 2.6.14)
Limit / Grenzwert: < 0.001 EE (EU; I.E.; I.U.) /ml

ATP

Test method / Prüfverfahren:
Pre-sterilization test / Bioburden Test
Limit / Grenzwert: < 5.5 x 10⁻¹² mg

Testing of the above described lot showed conformity within the limits of detection. The lot is released for use.
Die Prüfung des oben ausgewiesenen Lots ergab eine Einhaltung der Grenzwerte. Das Lot ist hiemit freigegeben.



29.11.16

Date / Datum

Epp 1611-1217

Registration number / Eingangsnummer

T. Weigel

Dipl.-Biol. Thomas Weigel

The test results refer exclusively to the items tested. The certificate must not be copied partially without the approval of LADR GmbH.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Das Zertifikat darf auszugsweise nicht ohne schriftliche Genehmigung der LADR GmbH vervielfältigt werden.