



Certificate of Conformity

VWR CLEANROOM, MOP HEAD FOR ROLL-O-MATIC® MOP SYSTEM

VWR International certifies that the products comply in every respect with the relevant particular specifications and/or drawings and/or relevant standards and regulations in force, mentioned in this document.

VWR International certifie que les produits sont conformes à tous égards aux spécifications particulières appropriées et / ou dessins, normes et règlements en vigueur, mentionnées dans le présent document

VWR International bestätigt, dass das Produkte allen zutreffenden Spezifikations- und/oder Zeichnungs- und/oder Standardanforderungen sowie den im Dokument aufgeführten gültigen Vorschriften entspricht.

Cat. No.	Description	Pk
129-2504	Ether foam sponge, 10" (25,4cm), tear-proof with galvanized steel bracket	12

Material: Sponge: Hydrophilic Ether Foam
Channel: Galvanised steel

Other characteristics:

- For mopping floors, walls and ceilings in controlled environments.
- Resists common disinfectants and detergents.
- Compatible with autoclave, ETO and gamma sterilization.
- High absorbent sponge with even fluid release allowing cleaning, disinfecting and spill pick up.
- Remove packaging and protective caps prior to sterilizing.
- Keep palletized products in a cold and dry place.
- Avoid exposure to direct sunlight.

Disclaimer: VWR wants to state that this declaration will not discharge the user from his obligation to ensure the product is suitable for the intended use. - If there is any doubt ask us.

Date of issue: **August 2016**