



3.1 Anschlusskabel

Typ-Nr	Artikelnummer	Beschreibung
KA 01	285123617	Koaxialkabel, 5 mm Ø, max. Temperatur 80 °C
KA 02	285123625	Koaxialkabel, 5 mm Ø, max. Temperatur 135 °C
KA 03	285123633	Triaxialkabel, 5 mm Ø, max. Temperatur 80 °C
KA 09	285123682	Vieradriges Kabel, 5 mm Ø, max. Temperatur 80 °C
KA 18	285125889	Mehradriges Kabel mit zwei Koaxialkabeln und 4 Litzen, 7,5 mm Ø, max. Temperatur 120 °C
KA 19	285125897	Mehradriges Kabel mit einem Koaxialkabel und 4 Litzen, 6 mm Ø, max. Temperatur 130 °C
9907/01	285124613	Elektrodenbuchse 9907/00, 1 m zweiadriges Kabel KA 07, freies Ende, bis 80 °C, für Widerstandsthermometer und 2-Pol-LF-Zellen ohne Temperatursensor
9907/010	285124708	wie 9907/01, jedoch mit Kabellänge 10 m
9907/05	285124654	wie 9907/01, jedoch mit Kabellänge 5 m
9907/21	285124716	Elektrodenbuchse 9907/00, 1 m zweiadriges Kabel KA 07, 2 x 4-mm-Bananenstecker NXX, bis 80 °C, für Widerstandsthermometer und 2-Pol-LF-Zellen ohne Temperatursensor
9908/01	285124819	Elektrodenbuchse 9907/00, 1 m zweiadriges Kabel KA 07, Stecker 9908/00, bis 80 °C, für Widerstandsthermometer und 2-Pol-LF-Zellen ohne Temperatursensor (Verlängerungskabel)
9908/02	285124827	wie 9908/01, jedoch mit Kabellänge 2 m
9908/05	285124851	wie 9908/01, jedoch mit Kabellänge 5 m
9909/11	285125112	Elektrodenbuchse 9909/00, 1 m vieradriges Kabel KA 09, freies Ende, bis 80 °C, für Widerstandsthermometer mit zwei Messwiderständen und 2-Pol-LF-Zellen mit Temperatursensor
9909/31	285125618	Elektrodenbuchse 9909/00, 1 m zweiadriges Kabel KA 07, 2 x 4-mm-Bananenstecker NXX, bis 80 °C, zum Platinieren von 2-Pol-LF-Zellen mit Temperatursensor
9910/11	285125515	Elektrodenbuchse 9909/00, 1 m vieradriges Kabel KA 09, Stecker 9910/00, bis 80 °C, für Widerstandsthermometer mit zwei Messwiderständen und 2-Pol-LF-Zellen mit Temperatursensor (Verlängerungskabel)
9910/21	285125215	Elektrodenbuchse 9909/00, 1 m vieradriges Kabel KA 10, Stecker 9910/00, bis 80 °C, zum Anschluss der Sauerstoffelektrode OX 1100 an CG 867 und als Verlängerungskabel
9919/21	285125523	Elektrodenbuchse 9907/00, 1 m zweiadriges Kabel KA 07, 8-Pol-Gerätestecker, bis 80°C, für 2-Pol-LF-Zellen ohne Temperatursensor
9919/41	285125548	Elektrodenbuchse 9907/00, 1 m vieradriges Kabel KA 09, 8-Pol-Gerätestecker, bis 80°C, für 2-Pol-LF-Zellen mit Temperatursensor
A 1 A	285122904	DIN-Gerätestecker AXX, 1 m Koaxialkabel KA 01, DIN-Gerätestecker AXX, bis 80°C
A 1 BNC	285123793	DIN-Gerätestecker AXX, 1 m Koaxialkabel KA 01, BNC-Gerätestecker, bis 80°C
B 1 N	285121916	Bezugselektrodenbuchse BXX, 1 m einadriges Kabel KA 06, 4 mm Bananenstecker NXX, bis 135°C
B 1 P	285122012	Bezugselektrodenbuchse BXX, 1 m einadriges Kabel KA 06, 2 mm Pin-Stecker, bis 135°C
B 1 X	285121813	Bezugselektrodenbuchse BXX, 1 m einadriges Kabel KA 06, freies Ende, bis 135°C
B 10 X	285124502	wie B 1 X, jedoch mit Kabellänge 10 m
B 5 X	285121854	wie B 1 X, jedoch mit Kabellänge 5 m
K 1 A	285120217	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 1 m Koaxialkabel KA 01, DIN-Gerätestecker AXX, bis 80°C
K 1 BNC	285121213	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 1 m Koaxialkabel KA 01, BNC-Gerätestecker, bis 80°C
K 1 H	285121119	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 1 m Koaxialkabel KA 01, Lemo-Gerätestecker, bis 80°C
K 1 N	285122953	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 1 m Koaxialkabel KA 01, 4 mm Bananenstecker NXX, bis 80°C
K 1 NN	285121513	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 1 m Koaxialkabel KA 01, 2 x 4 mm Bananenstecker NXX, bis 80°C
K 1 S	285121616	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 1 m Koaxialkabel KA 01, Koaxialstecker SXX, Verlängerungskabel, bis 80°C
K 1 X	285120011	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 1 m Koaxialkabel KA 01, freies Ende, bis 80°C
K 1 X HT	285124116	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 1 m Koaxialkabel KA 02, freies Ende, bis 135°C
K 10 A	285120303	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 10 m Koaxialkabel KA 01, DIN-Gerätestecker AXX, bis 80°C
K 10 S	285124305	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 10 m Koaxialkabel KA 01, Koaxialstecker SXX, Verlängerungskabel, bis 80°C
K 10 S HT	285124408	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 10 m Koaxialkabel KA 02, Koaxialstecker SXX, Verlängerungskabel, bis 135°C
K 10 X	285120106	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 10 m Koaxialkabel KA 01, freies Ende, bis 80°C
K 10 X HT	285124202	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 10 m Koaxialkabel KA 02, freies Ende, bis 135°C
K 2 A	285120225	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 2 m Koaxialkabel KA 01, DIN-Gerätestecker AXX, bis 80°C
K 2 BNC	285121221	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 2 m Koaxialkabel KA 01, BNC-Gerätestecke, bis 80°C
K 2 S	285121624	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 2 m Koaxialkabel KA 01, Koaxialstecker SXX, Verlängerungskabel, bis 80°C
K 2 S HT	285124321	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 2 m Koaxialkabel KA 02, Koaxialstecker SXX, Verlängerungskabel, bis 135°C
K 2 X	285120028	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 2 m Koaxialkabel KA 01, freies Ende, bis 80°C

Typ-Nr	Artikelnummer	Beschreibung
K 3 A	285120233	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 3 m Koaxialkabel KA 01, DIN-Gerätestecker AXX, bis 80°C
K 3 BNC	285121238	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 3 m Koaxialkabel KA 01, BNC-Gerätestecker, bis 80°C
K 3 S	285121632	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 3 m Koaxialkabel KA 01, Koaxialstecker SXX, Verlängerungskabel, bis 80°C
K 3 S HT	285124338	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 3 m Koaxialkabel KA 02, Koaxialstecker SXX, Verlängerungskabel, bis 135°C
K 3 X	285120036	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 3 m Koaxialkabel KA 01, freies Ende, bis 80°C
K 5 A	285120258	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 5 m Koaxialkabel KA 01, DIN-Gerätestecker AXX, bis 80°C
K 5 BNC	285121254	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 5 m Koaxialkabel KA 01, BNC-Gerätestecker, bis 80°C
K 5 S	285121657	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 5 m Koaxialkabel KA 01, Koaxialstecker SXX, Verlängerungskabel, bis 80°C
K 5 S HT	285124354	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 5 m Koaxialkabel KA 02, Koaxialstecker SXX, Verlängerungskabel, bis 135°C
K 5 X	285120052	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 5 m Koaxialkabel KA 01, freies Ende, bis 80°C
K 5 X HT	285124157	Koaxialelektrodenbuchse KXX, 5 m Koaxialkabel KA 02, freies Ende, bis 135°C
LVP 1 ANN	285122820	Elektrodenbuchse für VP-Steckkopf 6-Pol, 1 m Kabel KA 19, DIN-Gerätestecker AXX und 2 x 4 mm Bananenstecker NXX, bis 130°C
LVP 1 BNCNN	285122830	VP 6-Pol-Elektrodenbuchse, 1 m Kabel KA 19, BNC-Gerätestecker und 2 x 4 mm Bananenstecker NXX, bis 130°C
LVP 1 ST4 S	285122810	VP 6-Pol-Elektrodenbuchse, 1 m Kabel KA 19, 4-Pol-Stufenstecker 9910/00 + Koaxialstecker SXX, bis 130°C
LVP 3 ANN	285122840	Elektrodenbuchse für VP-Steckkopf 6-Pol, 3 m Kabel KA 19, DIN-Gerätestecker AXX und 2 x 4 mm Bananenstecker NXX, bis 130°C
LVP 5 BNCNN	285122860	VP 6-Pol-Elektrodenbuchse, 5 m Kabel KA 19, BNC-Gerätestecker und 2 x 4 mm Bananenstecker NXX, bis 130°C
NMSN10X	285205410	Elektrodenbuchse für digitale Sensoren mit Memosens®-Steckkopf, 10 m Kabel, freies Ende, -20...+135 °C
NMSN10XEX	285205450	Elektrodenbuchse für digitale Sensoren mit Memosens®-Steckkopf, 10 m Kabel, freies Ende, -20...+135 °C, ATEX-Ausführung
NMSN1M8	285205380	Elektrodenbuchse für digitale Sensoren mit Memosens®-Steckkopf, 1 m Kabel, Stecker zum Anschluss an HandyLab 7XX, -15...+50 °C
NMSN1M8EX	285205290	Elektrodenbuchse für digitale Sensoren mit Memosens®-Steckkopf, 1 m Kabel, Stecker zum Anschluss an HandyLab 7XX, -15...+50 °C, ATEX-Ausführung
NMSN20X	285205420	Elektrodenbuchse für digitale Sensoren mit Memosens®-Steckkopf, 20 m Kabel, freies Ende, -20...+135 °C
NMSN20XEX	285205460	Elektrodenbuchse für digitale Sensoren mit Memosens®-Steckkopf, 20 m Kabel, freies Ende, -20...+135 °C, ATEX-Ausführung
NMSN3M8EX	285205300	Elektrodenbuchse für digitale Sensoren mit Memosens®-Steckkopf, 3 m Kabel, Stecker zum Anschluss an HandyLab 7XX, -15...+50 °C, ATEX-Ausführung
NMSN3XEX	285205430	Elektrodenbuchse für digitale Sensoren mit Memosens®-Steckkopf, 3 m Kabel, freies Ende, -20...+135 °C, ATEX-Ausführung
NMSN5X	285205400	Elektrodenbuchse für digitale Sensoren mit Memosens®-Steckkopf, 5 m Kabel, freies Ende, -20...+135 °C
NMSN5XEX	285205440	Elektrodenbuchse für digitale Sensoren mit Memosens®-Steckkopf, 5 m Kabel, freies Ende, -20...+135 °C, ATEX-Ausführung
VP 6-18/05	285129833	VP 6-Pol-Elektrodenbuchse, 5 m Kabel KA 18 (2 Koax + 4 Litzen + 1 Schirm) bis 120 °C, freies Ende
VP 6-18/10	1011928	VP 6-Pol-Elektrodenbuchse, 10 m Kabel KA 18 (2 Koax + 4 Litzen + 1 Schirm) bis 120 °C, freies Ende
VP 6-19/01	285129900	VP 6-Pol-Elektrodenbuchse, 1 m Kabel KA 19 (1 Koax + 4 Litzen + 1 Schirm) bis 130 °C, freies Ende
VP 6-19/03	285129970	VP 6-Pol-Elektrodenbuchse, 3 m Kabel KA 19 (1 Koax + 4 Litzen + 1 Schirm) bis 130 °C, freies Ende
VP 6-19/05	285129841	VP 6-Pol-Elektrodenbuchse, 5 m Kabel KA 19 (1 Koax + 4 Litzen + 1 Schirm) bis 130 °C, freies Ende
VP 6-19/10	285129980	VP 6-Pol-Elektrodenbuchse, 10 m Kabel KA 19 (1 Koax + 4 Litzen + 1 Schirm) bis 130 °C, freies Ende
VP 6-19/20	285129810	VP 6-Pol-Elektrodenbuchse, 20 m Kabel KA 19 (1 Koax + 4 Litzen + 1 Schirm) bis 130 °C, freies Ende

Anschlusskabel und Stecker






KA 01



KA 02



KA 03




KA 04




KA 05




KA 06



KA 07



KA 08



KA 09



KA 10



KA 11



KA 18



KA 19



Mikrokoax