

# Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Revisions datum: 16.10.2024

Version: 7.4

Tryckdatum: 16.10.2024

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handelsnamn/beteckning:              | Väteperoxid 3% GPR RECTAPUR® stabilized with phosphates                                            |
| Produktnummer:                       | 23614                                                                                              |
| CAS-nr.:                             | 7722-84-1                                                                                          |
| EU-identifikationsnummer (INDEX no): | Inte tillämplig                                                                                    |
| EU REACH-nr:                         | Denna produkt är en blandning. Se avsnitt 3 för REACH - registreringsnummer när så är tillämpligt. |
| Andra beteckningar:                  | ingen                                                                                              |

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Relevanta identifierade användningar: | Kemisk reagens                                                                          |
| Användningar från vilka avrådas:      | Produkten är inte avsedd att användas som rengöringsmedel, tvättmedel eller som biocid. |

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### Sverige

##### VWR International AB

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Gata            | Esbogatan 16            |
| Postnummer/Ort  | 164 74 KISTA, Sverige   |
| Telefon         | 08-621 34 00            |
| Faxnr.          | 08-621 34 66            |
| Ansvarig person | SDS@avantorsciences.com |

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Telefon | 112 (begär Giftinformation) |
|---------|-----------------------------|

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

#### Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Blandningen är inte klassificerad som farlig enligt förordningen (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

## 2.2 Märkningsuppgifter

### Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Enligt EG-riktlinjerna eller respektive nationala föreskrifter är produkten inte märkningspliktig.

## 2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Denna produkt innehåller inget ämne som har hormonstörande egenskaper.

## AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

inte tillämplig

### 3.2 Blandningar

#### Farliga komponenter Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

| Ämnets namn | Koncentration | Identifierare                                                                   | Faroklasser och farokategorier                                           | ATE, SCL och/eller M-faktor                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Väteperoxid | 2 - 4%        | CAS-nr.: 7722-84-1<br>EG-nr: 231-765-0<br>EU REACH-nr:<br>01-2119485845-22-XXXX | Ox. Liq. 1 - H271<br>Skin Corr. 1A - H314<br>Acute Tox. 4 -<br>H302+H332 | Ox. Liq. 1; H271: C ≥ 70 %<br>Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C < 70 %<br><br>Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 70 %<br>Skin Corr. 1B; H314: 50 % ≤ C < 70 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤ C < 50 %<br>Eye Dam. 1; H318: 8 % ≤ C < 50 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 8 %<br>STOT SE 3; H |

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Generell information

I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas. Byt förorenade och genomdränkta kläder. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Lämna inte den skadade utan uppsikt

#### Vid inandning

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn. Sök läkarvård om symtom uppstår.

**Vid hudkontakt**

Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation uppsök läkaren.

**Efter ögonkontakt:**

Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten. Sök läkarvård om symtom uppstår.

**Vid förtäring**

Skölj munnen ordentligt med vatten. Vid obehag, kontakta läkare.

**Självskydd av försthjälparen**

Förstahjälpare: Sörj för eget skydd!

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Inga kända symtom hittills.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Ingen speciell information om medicinsk behandling och särskild behandling tillgänglig.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

ABC-pulver  
Koldioxid (CO<sub>2</sub>).  
Torr sand  
Kväve

**Olämpliga släckmedel enligt säkerhetsbestämmelser**

Full vattenstråle

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Icke-brännbara vätskor.  
Själva produkten är inte brännbar.  
Brand kan producera irriterande, frätande och/eller giftiga gaser.  
Vid brand kan frigöras:  
Pyrolysoprodukter, toxisk

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.  
Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.  
Vid brand: Utrym området.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

För annan personal än räddningspersonal: Förflytta den drabbade från faroområdet. Första hjälpen, dekontaminering, symptomatisk behandling.

## 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Särskilda miljöåtgärder är inte nödvändiga.

## 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp mekaniskt och lämna till destruktion i lämplig behållare. Avfallet tas om hand enligt gällande regler.

## 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8 Information om avfallshantering: se avsnitt 13

# AVSNITT 7: Hantering och lagring

## 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd om säker hantering

Inga särskilda åtgärder behövs

Åtgärder för att förhindra brand, aerosol och dammbildning

Inga särskilda åtgärder behövs

Åtgärder som krävs för att skydda miljön

Inga särskilda åtgärder behövs

Tvätta händerna före raster och efter arbetet Undvik kontakt med ögon och hud. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Ögonduschar ska tillhandahållas och deras placering märks tydligt.

## 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Rekommenderad förvaringstemperatur: 15-25 °C

Lagringsklass: 10-13

Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Förpackningsmaterial: Högdensitetspolyeten (HDPE)

Olämpligt material för behållare/utrustning: Metallbehållare

## 7.3 Specifik slutanvändning

Frånsett de användningsområden som nämns i avsnitt 1.2 förutses ingen yt terligare specifik användning.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

| Ingrediens (Beteckning) | Källa      | Land | parameter                              | Gränsvärde                    | Anmärkingar |
|-------------------------|------------|------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Väteperoxid             | DNEL       | EU   | Arbetare, Inandning, långsiktig, lokal | 1,4 mg/m <sup>3</sup>         |             |
| Väteperoxid             | DNEL       | EU   | Arbetare, Inandning, kortsiktig, lokal | 3 mg/m <sup>3</sup>           |             |
| Väteperoxid             | PNEC       | EU   | Vattenlevande, Sötvatten               | 0,013 mg/l                    |             |
| Väteperoxid             | PNEC       | EU   | Vattenlevande, Havsvatten              | 0,013 mg/l                    |             |
| Väteperoxid             | PNEC       | EU   | sediment, sötvatten                    | 0,047 mg/kg                   | sediment dw |
| Väteperoxid             | PNEC       | EU   | sediment, havsvatten                   | 0,047 mg/kg                   | sediment dw |
| Väteperoxid             | PNEC       | EU   | Avloppsreningsverk                     | 4,66 mg/l                     |             |
| Väteperoxid             | PNEC       | EU   | jord                                   | 0,002 mg/kg                   | soil dw     |
| Väteperoxid             | AFS 2018:1 | SE   | KGV                                    | 3 mg/m <sup>3</sup> - 2 ppm   |             |
| Väteperoxid             | AFS 2018:1 | SE   | NGV                                    | 1,4 mg/m <sup>3</sup> - 1 ppm |             |

#### Rekommenderade övervakningsförfaranden:

Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsatmosfärer. Vägledning för tillämpning och användning av procedurer för bedömning av exponering för kemiska och biologiska agens)

Europeisk standard EN 482 (Exponering på arbetsplatsen. Procedurer för bestämning av koncentrationen av kemiska ämnen - Grundläggande prestandakrav)

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### 8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Tekniska åtgärder och tillämpningen av adekvata arbetsmetoder föredras framför användning av personlig skyddsutrustning. Vid öppen hantering skall anordningar med lokal utsugning användas.

#### 8.2.2 Personligt skydd

Använd lämpliga skyddskläder. Vid hantering av kemiska ämnen får enbart kemikalieskyddsklädsel som är CE-märkt med fyrasiffrigt kontrollnummer användas.

##### Ögonskydd/ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd DIN-/EN-normer EN 166

Rekommendation: VWR 111-0432

##### Hudskydd

Vid hantering av kemiska ämnen får enbart kemikalieskyddshandskar med CE-märke med fyrasiffrigt kontrollnummer användas. Rekommenderade handskar DIN-/EN-normer EN ISO 374 Vid återanvändning av handskarna rengörs de före avtagning och förvaras väl ventilerat.

Vid kortvarig handkontakt

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Lämpligt material:          | NBR (Nitrilhandskar) |
| Handskmaterialets tjocklek: | 0,12 mm              |
| Genombrottstid:             | > 480 min            |
| Rekommenderade handskar:    | VWR 112-0998         |

Vid långvarig hudkontakt*Andningsskydd*

Vanligtvis behövs inte något personligt andningsskydd.

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Lämplig andningsskyddapparat: | inga data tillgängliga. |
| Rekommendation:               | inga data tillgängliga. |
| Lämpligt material:            | inga data tillgängliga. |
| Rekommendation:               | inga data tillgängliga. |

*Ytterligare information*

Tvätta händerna före raster och efter arbetet Undvik kontakt med ögon och hud. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Ögonduschar ska tillhandahållas och deras placering märks tydligt.

**8.2.3** *Begränsning av miljöexponering*

inga data tillgängliga.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd: | flytande                |
| Färg:                  | färglös                 |
| Lukt:                  | inga data tillgängliga. |

#### Säkerhetsrelaterade grunddata

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| pH-värde:                                 | inga data tillgängliga.        |
| Smältpunkt/frys punkt:                    | inga data tillgängliga.        |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:  | inga data tillgängliga.        |
| Flampunkt:                                | inga data tillgängliga.        |
| Brandfarlighet:                           | Inte tillämplig                |
| Nedre och övre explosionsgräns            |                                |
| Nedre explosionsgräns:                    | inga data tillgängliga.        |
| Övre explosionsgräns:                     | inga data tillgängliga.        |
| Ångtryck:                                 | 31,1 hPa (30 °C)               |
| Relativ ångdensitet:                      | inga data tillgängliga.        |
| Densitet och/eller relativ densitet       |                                |
| Densitet:                                 | 1,01 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Löslighet                                 |                                |
| Löslighet i vatten:                       | blandbart                      |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: | inga data tillgängliga.        |
| Självantändningstemperatur:               | inga data tillgängliga.        |
| Sönderfallstemperatur:                    | Inte tillämplig                |
| Viskositet                                |                                |
| Kinematisk viskositet:                    | inga data tillgängliga.        |
| Viskositet, dynamisk:                     | inga data tillgängliga.        |
| Partikelegenskaper:                       | gäller inte vätskor            |

### 9.2 Annan information

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Avdunstningshastighet:   | inga data tillgängliga. |
| Explosiva egenskaper:    | inga data tillgängliga. |
| Oxiderande egenskaper:   | Inte tillämplig         |
| Bulk densitet:           | inga data tillgängliga. |
| Brytningsindex:          | inga data tillgängliga. |
| Dissociationskonstant:   | inga data tillgängliga. |
| Ytspänning:              | inga data tillgängliga. |
| Konstanten i Henrys lag: | inga data tillgängliga. |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Detta material är icke-reaktivt under normala förhållanden.

## 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under normala omgivningsförhållanden (rumstempertur) .

## 10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen information tillgänglig.

## 10.4 Förhållanden som skall undvikas

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

## 10.5 Oförenliga material:

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

## 10.6 Farliga nedbrytningsprodukter

Inga kända farliga nedbrytningsprodukter.

Sönderdelningsprodukter vid brand: se avsnitt 5.

# AVSNITT 11: Toxikologisk information

## 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

### Akuta effekter

*Akut oral toxicitet:*

Väteperoxid - LD50: < 1193 mg/kg - Råtta - (CHP)

*Akut dermal toxicitet:*

Väteperoxid - LD50: 2000 mg/kg - Kanin - (IUCLID)

*Akut toxicitet vid inandning:*

Väteperoxid - LC50: < 0,17 mg/l (4 h) - Råtta - (OECD 403)

### Retande och frätande effekter:

*Verkar primärt retande på huden:*

Inte tillämplig

*Retning av ögonen:*

Inte tillämplig

*Irriterande för luftvägarna:*

Inte tillämplig

### Luftvägs-/hudsensibilisering

Vid hudkontakt: ej sensibiliserande

Vid inandning: ej sensibiliserande

### Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

Inte tillämplig

### Specifik organotoxicitet – upprepade exponering

Inte tillämplig

**CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)****Carcinogenicitet**

Ingen indikation på cancerogenitet hos människan.

**Mutagenitet i könsceller**

Det finns inga indikationer på mutagenitet av människans könsceller.

**Reproduktionstoxicitet**

Det finns inga indikationer på reproduktionstoxicitet hos människan.

**Fara vid aspiration**

Inte tillämplig

**Andra skadliga effekter**

inga data tillgängliga.

**Ytterligare information**

inga data tillgängliga.

**11.2 Information om andra faror**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet****Fisktoxicitet:**

Väteperoxid - LC50: > 16,4 mg/l (96 h) - Pimephales promelas - ECHA

**Dafnientoxicitet:**

Väteperoxid - EC50: > 2,4 mg/l (48 h) - Daphnia pulex - ECHA

Väteperoxid - NOEC: > 0,63 mg/l (21 d) - Daphnia magna - ASTM Designation E 1193-97

**Algtoxicitet:**

Väteperoxid - EC50: 0,71 - 5,81 mg/l (72 h) - Smit, M.G.D., E. Ebbens, R.G. Jak, and M.A.J. Huijbregts 2008. Time and Concentration Dependency in the Potentially Affected Fraction of Species: The Case of Hydrogen Peroxide Treatment of Ballast Water. Environ.Toxicol.Chem. 27(3):746-753

Väteperoxid - EC50: 5,38 - 6,49 mg/l (96 h) - Gregor, J., D. Jancula, and B. Marsalek 2008. Growth Assays with Mixed Cultures of Cyanobacteria and Algae Assessed by In Vivo Fluorescence: One Step Closer to Real Ecosystems?. Chemosphere 70(10):1873-1878

**Bakteriotoxicitet:**

Väteperoxid - EC50: > 466 mg/l (0.5 h) - activated sludge - OECD 209

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

inga data tillgängliga.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: inga data tillgängliga.

### 12.4 Rörlighet i jord:

inga data tillgängliga.

### 12.5 Resultat av PTB/vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inget ämne som har hormonstörande egenskaper med hänsyn till miljön.

### 12.7 Andra skadliga effekter

inga data tillgängliga.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfallshantering / Produkt

Avfallet tas om hand enligt gällande regler. För hantering av avfall, kontakta en godkänd avfallshanterare.

Avfallskod produkt: inga data tillgängliga.

#### Avfallshantering / Förpackning

Avfallet tas om hand enligt gällande regler. Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.

#### Ytterligare information

européisk avfallshanteringslagstiftning  
Direktiv 2008/98/EG (ramdirektivet om avfall)

Nationell avfallshanteringslagstiftning  
Avfallsförordning (2020:614)

## AVSNITT 14: Transportinformation

### Vägtransport (ADR/RID)

|      |                               |                                                      |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 14.1 | UN-nummer eller ID-nummer:    | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |
| 14.2 | Officiell transportbenämning: | inte tilldelats                                      |
| 14.3 | Faroklass för transport:      | ingen                                                |
| 14.4 | Förpackningsgrupp:            | inte tilldelats                                      |
| 14.5 | Miljöfaror:                   | ingen                                                |
| 14.6 | Särskilda skyddsåtgärder:     | ingen                                                |

### Sjötransport (IMDG)

|      |                            |                                                      |
|------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 14.1 | UN-nummer eller ID-nummer: | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |
|------|----------------------------|------------------------------------------------------|

|      |                                                  |                 |
|------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 14.2 | Officiell transportbenämning:                    | inte tilldelats |
| 14.3 | Faroklass för transport:                         | ingen           |
| 14.4 | Förpackningsgrupp:                               | inte tilldelats |
| 14.5 | Miljöfaror:                                      | ingen           |
| 14.6 | Särskilda skyddsåtgärder:                        | ingen           |
| 14.7 | Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument | inte relevant   |

### Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|      |                               |                                                      |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 14.1 | UN-nummer eller ID-nummer:    | Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. |
| 14.2 | Officiell transportbenämning: | inte tilldelats                                      |
| 14.3 | Faroklass för transport:      | ingen                                                |
| 14.4 | Förpackningsgrupp:            | inte tilldelats                                      |
| 14.5 | Särskilda skyddsåtgärder:     | ingen                                                |

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-lagstiftning

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG
- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
- Kommissionens förordning (EU) 2020/878 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

#### Nationella föreskrifter

- Hygieniska gränsvärden AFS 2018:1

Vattenföroreningsklass (WGK):                      inga data tillgängliga.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

## AVSNITT 16: Annan information

### Förkortningar och akronymer

B - Ämnet kan orsaka hörselskada  
C - Ämnet är cancerframkallande  
H - Ämnet kan lätt upptas genom huden  
KGV - Korttidsgränsvärde  
LTV - Nivågränsvärde  
M - Medicinska kontroller  
NGV - Nivågränsvärde  
R - Ämnet är reproduktionsstörande  
S - Ämnet är sensibiliserande  
STV - Korttidsgränsvärde  
V - Vägledande korttidsgränsvärde  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road  
AGS - Committee on Hazardous Substances (Ausschuss für Gefahrstoffe)  
CLP - Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures  
DFG - German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft)  
DNEL - Derived No Effect Level  
Gestis - Information system on hazardous substances of the German Social Accident Insurance (Gefahrstoffinformationssystem der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung)  
IATA-DGR - International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations  
ICAO-TI - International Civil Aviation Organization-Technical Instructions  
IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods  
KOSHA - Korea Occupational Safety and Health Agency  
NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health  
OSHA - Occupational Safety & Health Administration  
PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
PNEC - Predicted No Effect Concentration  
RID - Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail  
SVHC - Substances of Very High Concern  
vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative  
H271 - Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.  
H302+H332 - Skadligt vid förtäring eller inandning.  
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

### Viktiga litteraturreferenser och datakällor

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats baserat på information tillgänglig för allmänheten som TOXNET-information, Europeiska kemikaliebyråns (ECHA) ämnesunderlag, dokument från internationella cancerforskningsinstitut (IARC Monographs), US National Toxicology Program data, US Agency for Toxic Substances and Disease Control (ATSDR), PubChem-webbplatser och SDS från våra råvarutillverkare.

### Ytterligare information

Hänvisningar på  
ändring(ar)

Avsnitt 1

Kontakta leverantören om du behöver en förklaring av förändringen (SDS@avantorsciences.com).

*Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad beskriver säkerhetskrav för denna produkt och är baserade på dagens kunskaper. Informationen ska ge vägledning till säker hantering av ämnet/ämnena som nämns i detta datablad vid förvaring, transport och avlägsnande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Såvida produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, kan detta datablads uppgifter inte utan vidare överföras till det nya ämnet.*