



Product Specification Sheet

VWR COOLING PACKS

VWR International certifies that the specified products meet all VWR specifications and quality criteria for release. The products comply in every respect with the relevant particular specifications, drawings, relevant standards and regulations in force.

VWR International certifie que les produits mentionnés respectent toutes les spécifications et critères de qualité VWR. Les produits satisfont aux spécifications particulières, aux plans, aux normes et règlements en vigueur s'y rapportant.

VWR International bestätigt hiermit, daß die angegebenen Produkte alle VWR Spezifikationen und Qualitätskriterien zur Freigabe erfüllen. Die Produkte entsprechen in jeder Hinsicht den maßgeblichen Spezifikationen, den Zeichnungen sowie den relevanten Normen und gültigen Vorschriften.

Cat. No.	WxDxH mm	Weight g	Pk
216-0192	89x165x19	227	72
216-0193	140x152x25	341	48
216-0194	140x165x25	454	36
216-0195	203x140x32	682	24
216-0196	267x140x32	909	18

Other Characteristics:

- Pharmaceuticals, clinical trials, diagnostic kits, chemicals and biologicals
- Keep their shape during all stages of use. Phase changes at 0 °C/32 °F and returns to gel state after thawing
- Reusable
- Designed to safeguard temperature sensitive products during storage and transportation
- They can be chilled in a freezer, refrigerator or low temperature incubator
- They are effective when used with insulated shipping containers

Disclaimer: VWR wants to state that these specifications can only be regarded as general information and will not discharge the user from his obligation to ensure the product is suitable for the intended use - If there is any doubt ask us.