

Technisches Datenblatt Technical Data Sheet

Artikelnummer Article number	41590
Bezeichnung Description	Gummistopfen Rubber stoppers
Material	Naturkautschuk Natural rubber
Elastomerbasis Base of Rubber	Naturkautschuk „WF 8 + PST“ Natural Rubber „WF 8 + PST“
Farbe Color	grau grey
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance	-30 bis +60 °C -30 up to +60 °C
Dichte ρ Density ρ	1.175 ± 0.02 g/cm ³
Härte Shore A Hardness Shore A	40 ± 5
Zugfestigkeit Tensile strength	>10 N/mm ²
Reißdehnung Tensile strain at break	>690 %
Stoßelastizität Shock elasticity	> 55 %
Reach	Regulation 1907/2006 (EC)
RoHS	EU Directive 2011/65/EU
Frei von Phtalaten Free of Phtalates	Ja Yes

Artikel Nr. Article no.	Länge Length	Durchmesser d1 Diameter d1	Durchmesser d2 Diameter d2
41590002	20 mm	8 mm	4 mm
41590005	20 mm	9 mm	5 mm
41590008	20 mm	12 mm	8 mm
41590011	19 mm	12 mm	9 mm
41590014	20 mm	14.5 mm	10.5 mm
41590017	20 mm	16.5 mm	12.5 mm
41590020	20 mm	18 mm	14 mm
41590023	25 mm	22 mm	17 mm
41590026	30 mm	24 mm	18 mm
41590029	30 mm	27 mm	21 mm
41590032	30 mm	32 mm	26 mm
41590035	30 mm	35 mm	29 mm
41590038	35 mm	38 mm	31 mm
41590041	35 mm	41 mm	34 mm
41590044	40 mm	44 mm	36 mm
41590047	40 mm	49 mm	41 mm
41590050	40 mm	55 mm	47 mm
41590053	45 mm	59.5 mm	50.5 mm
41590056	45 mm	65 mm	56 mm
41590059	55 mm	75.5 mm	64.5 mm
41590062	60 mm	83 mm	71 mm
41590065	65 mm	92 mm	79 mm

