

Datenblatt - *Data Sheet*

Artikel.
Article:

Pasteurpipetten, 150mm, Soda, VE: 4x250

Pasteur Pipettes, 150mm, Soda, 4x250

Artikelnr. des Lieferaten
Our Article No:

**91704012
M4150NO250SP4**

Material:
Material:

Soda-Kalk-Glas

(Wasserbeständigkeit nach DIN ISO 719: Klasse 3; Säurebeständigkeit nach DIN 12116: Klasse 1; Laugenbeständigkeit nach ISO 695: Klasse 2)

Soda Lime Glass

(Water resistance DIN ISO 719: class 3; Acid resistance DIN 12116: class 1; Alkali resistance ISO 695: class 2)

Autoklavierbar / Autoclavable

Abmessungen/Norm:
Dimension/Standard:

ISO 7712

L Gesamtlänge: 147,5 mm
over all length

D1 Aussendurchmesser : Ø6,95 mm
outside diameter

D2 Aussendurchmesser Spitze: Ø1,5 mm
Outside diameter tip

