

Seit 1927
über 90 Jahre



Since 1927
more than 90 Years

Amarell

GmbH & Co. KG

Präzisions-Thermometer / Aräometer

Lindenstraße 43
D-97892 Kreuzwertheim

Tel. +49 (0) 9342 9283-0
Fax: +49 (0) 9342 39860

Internet: www.amarell.de
E-Mail: thermometer@amarell.de

Technical Data Sheet

Article number:	G11392-EF
Type:	General purpose thermometer, solid stem, white backed
Measurement range:	-10/0+110°C
Subdivision:	0,5°C
Length:	300mm
Diameter:	5,5-6,5mm
Filling:	Eco-friendly, green filled, biodegradable
Immersion:	76mm
Finish:	Plain rounded, with ring at top

July'2020

Konten/Account No.

Sparkasse Tauberfranken (BLZ 673 525 65), Nr. 3 026 093, S.W.I.F.T.-Code: SOLA DE ST
Dresdner Bank AG Würzburg (BLZ 790 800 52), Nr.345 760 600,S.W.I.F.T.-Code: DRES DE FF792 IBAN-Nr. DE 50 7908 0052 0345 7606 00

Sitz: Kreuzwertheim, Amtsgericht Würzburg HRA 4454 pers. haftender Gesellschafter: Amarell Beteiligungs-GmbH Sitz: Kreuzwertheim, Amtsgericht Würzburg HRB 5722 Geschäftsführer: Gunther Amarell UST.-IdNr./V.A.T.-No.: DE 185802001