

Precellys® Aufschluss-Kits

Hochwertige 0,5, 2,0, 7,0 und 15 ml Schraubdeckelgefäße mit Aufschlusskügelchen

Optimiert für unterschiedliche Ausgangsmaterialien und Proben-volumen

Für Precellys® Evolution, 24/24-Dual, MINILYS und ähnliche Geräte

Dank der zur Verfügung stehenden 0,5, 2,0, 7,0 und 15 ml Gefäße können Probenmengen von 1 bis ca. 7000 mg homogenisiert werden. Die besonders weithalsigen 7 ml und 15 ml Tubes lassen sich auch mit sperrigen Materialien bequem befüllen.



	TIERISCHE GEWEBE					PFLANZLICHE GEWEBE					MIKROBEN & ZELLEN				
	Knochen	Haare, Haut	Skelettmuskel	Herz, Lunge	Leber, Hirn	Samenkörner	Stengel	Wurzeln	Blätter	Blüten	Bodenproben	Hefe, Pilze	Zellkulturen	Bakterien	Sporen
Stahl-Kit 2.8 mm (MK28, MK28R)	x	x				x	x	x							
Keramik-Kit 6.8 mm (CK68R, CK68H)	x	x				x									
Keramik-Kit 5.0/2.8 mm (CK50L, CK50R)	x	x				x	x	x	x						
Keramik-Kit 2.8 mm (CK28H, CK28L, CK28, CK28R)	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
Keramik-Kit 1.4/2.8 mm (CKM)		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Keramik-Kit 1.4 mm (CK14L, CK14, CK14S)			x	x	x				x	x					
Keramik-Kit 0.1 mm (CK01L, CK01H)												x	x	x	x
Glas/Keramik-Kit (SK38, SKL)											x	x	x	x	x
Glas-Kit 0.5 mm (VK05, VK05S)												x	x	x	x
Glas-Kit 0.1/0.5 mm (VKML)												x	x	x	x
Glas-Kit 0.1 mm (VK01)														x	x

Protokolle, Application Notes und Literaturhinweise zur Homogenisation unterschiedlichster Ausgangsmaterialien unter www.precellys.com/application-center/

ARTIKEL	KURZBESCHREIBUNG	BESTELL-NR.
Precellys® Keramik-Kit 0.1 mm, 15 ml	25 x 15 ml Tubes, befüllt mit Keramik-Kügelchen	91-PCS-CK01H
Precellys® Keramik-Kit 2.8 mm, 15 ml	25 x 15 ml Tubes, befüllt mit Keramik-Kügelchen	91-PCS-CK28H
Precellys® Keramik-Kit 6.8 mm, 15 ml	25 x 15 ml Tubes, befüllt mit Keramik-Kügelchen	91-PCS-CK68H
Precellys® Keramik-Kit 5.0/2.8 mm, 7 ml	50 x 7 ml Tubes, befüllt mit Keramik-Kügelchen	91-PCS-CK50L
Precellys® Keramik-Kit 2.8 mm, 7 ml	50 x 7 ml Tubes, befüllt mit Keramik-Kügelchen	91-PCS-CK28L
Precellys® Keramik-Kit 1.4 mm, 7 ml	50 x 7 ml Tubes, befüllt mit Keramik-Kügelchen	91-PCS-CK14L
Precellys® Keramik-Kit 0.1 mm, 7 ml	50 x 7 ml Tubes, befüllt mit Keramik-Kügelchen	91-PCS-CK01L
Precellys® Glas/Keramik-Kit, 7 ml	50 x 7 ml Tubes, befüllt mit Glas/Keramik-Gemisch	91-PCS-SKL
Precellys® Glas-Kit 0.1/0.5 mm, 7 ml	50 x 7 ml Tubes, befüllt mit Glas-Gemisch	91-PCS-VKML
Precellys® Keramik-Kit 6.8 mm	50 x 2 ml Tubes, befüllt mit Keramik-Kügelchen	91-PCS-CK68R
Precellys® Keramik-Kit 5.0/2.8 mm	50 x 2 ml Tubes, befüllt mit Keramik-Gemisch	91-PCS-CK50R
Precellys® Keramik-Kit 2.8 mm 'reinforced'	50 x 2 ml Tubes (verstärkt), befüllt mit Keramik-Kügelchen	91-PCS-CK28R
Precellys® Stahl-Kit 2.8 mm 'reinforced'	50 x 2 ml Tubes (verstärkt), befüllt mit Stahl-Kügelchen	91-PCS-MK28R
Precellys® Stahl-Kit 2.8 mm	50 x 2 ml Tubes, befüllt mit Stahl-Kügelchen	91-PCS-MK28
Precellys® Keramik-Kit 2.8 mm	50 x 2 ml Tubes, befüllt mit Keramik-Kügelchen	91-PCS-CK28
Precellys® Keramik-Kit 1.4/2.8 mm	50 x 2 ml Tubes, befüllt mit Keramik-Gemisch	91-PCS-CKM
Precellys® Keramik-Kit 1.4 mm	50 x 2 ml Tubes, befüllt mit Keramik-Kügelchen	91-PCS-CK14
Precellys® Glas/Keramik-Kit SK38	50 x 2 ml Tubes, befüllt mit Glas/Keramik-Gemisch	91-PCS-SK38
Precellys® Glas-Kit 0.5 mm	50 x 2 ml Tubes, befüllt mit Glaskügelchen	91-PCS-VK05
Precellys® Glas-Kit 0.1 mm	50 x 2 ml Tubes, befüllt mit Glaskügelchen	91-PCS-VK01
Precellys® Keramik-Kit 1.4 mm 'small'	50 x 0.5 ml Tubes, befüllt mit Keramik-Kügelchen	91-PCS-CK14S
Precellys® Glas-Kit 0.5 mm 'small'	50 x 0.5 ml Tubes, befüllt mit Glaskügelchen	91-PCS-VK05S