



## Product Specification Sheet

# VWR TWIST-SEAL BAGS, SAFETY TAB WITH 2 ROUND WIRES, WITH WRITE ON PANEL

VWR International certifies that the specified products meet all VWR specifications and quality criteria for release. The products comply in every respect with the relevant particular specifications, drawings, relevant standards and regulations in force.

*VWR International certifie que les produits mentionnés respectent toutes les spécifications et critères de qualité VWR. Les produits satisfont aux spécifications particulières, aux plans, aux normes et règlements en vigueur s'y rapportant.*

VWR International bestätigt hiermit, daß die angegebenen Produkte alle VWR Spezifikationen und Qualitätskriterien zur Freigabe erfüllen. Die Produkte entsprechen in jeder Hinsicht den maßgeblichen Spezifikationen, den Zeichnungen sowie den relevanten Normen und gültigen Vorschriften.

| Cat. No. | Dimensions (mm) | Capacity (ml) | Thickness (µm) | Pk  |
|----------|-----------------|---------------|----------------|-----|
| 129-9884 | 76×178          | 150           | 63             | 500 |
| 129-9885 | 114×229         | 450           | 63             | 500 |
| 129-9886 | 140×229         | 650           | 76             | 500 |
| 129-9887 | 178×305         | 1650          | 76             | 250 |

**Bag material :** Virgin polyethylene tubing (FDA approved)

**Closure material :** Aluminium or steel wires covered with FDA approved pressure sensitive tape with a backing of polypropylène or PVC

**Closure type :** 2 rounds

**Other characteristics:**

- Provide a secure, contaminant-free pliant container that ensures dependable analysis results
- Offer an economical and efficient way to collect, contain and carry samples
- Wire tab keeps bag open for filling
- Unique fold over system providing a temporary leak-proof seal
- FDA approved
- Sterile material
- R-Nase, D-Nase and Pyrogene free
- MSDS sheet

**Disclaimer:** VWR wants to state that these specifications can only be regarded as general information and will not discharge the user from his obligation to ensure the product is suitable for the intended use - If there is any doubt ask us.

Date of issue: **July 2013**



NR International bvba/sprl, Researchpark Haasrode Zone 2020, Geldenaaksebaan 464, 3001 Leuven, Belgium  
<http://www.vwr.com>