


Spezifikation / specification

Artikel-Nr. / article no. 8-1000-55
Beschreibung / description: Schraubverschluss / closure



Rixius



Farbe / color : Schwarz / black
Material / material: PP
Gewinde / thread: GL 55
Maße: H / D
Dimensions: 17,4 mm / 59,6 mm
height/ diameter
Öffnungsdurchmesser /
diameter: ---
Gewicht / weight: 8 g
Dichtsystem / sealing
system: Innenkonus / inner cone-lip
Verpackung / packaging: 800 pieces pro Karton / carton