

Technisches Datenblatt Technical Data Sheet

Artikelnummer Article number	42775039
Bezeichnung Description	Reagenzgläser, starkwandig Test tubes, heavy wall
Material	AR-Glas® (soda glass)
Boden Bottom	rund round
Wanddicke Wall thickness	~ 0.9 mm
Rand Rim	glatt rimless
Länge Length	~ 85 mm
Außen-Ø Outside Ø	~ 15 mm
Lin. Ausdehnungskoeffizient Lin. expansion coefficient	$9.1 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$
Dichte Density	2,50 g/cm³
Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance	30 K
Hydrolytische Klasse Water resistance	3
Säurebeständigkeit Klasse Acid class	1
Laugenbeständigkeit Klasse Alkali class	2

Dieser Artikel ist nicht CE-zertifiziert.
This product does not have CE certification.