

Certificate of Conformity

VWR GLASS FIBRE FILTER, 698

VWR International certifies that the specified products meet all VWR specifications and quality criteria for release. The products comply in every respect with the relevant particular specifications, drawings, relevant standards and regulations in force.

VWR International certifie que les produits mentionnés respectent toutes les spécifications et critères de qualité VWR. Les produits satisfont aux spécifications particulières, aux plans, aux normes et règlements en vigueur s'y rapportant.

VWR International bestätigt hiermit, daß die angegebenen Produkte alle VWR Spezifikationen und Qualitätskriterien zur Freigabe erfüllen. Die Produkte entsprechen in jeder Hinsicht den maßgeblichen Spezifikationen, den Zeichnungen sowie den relevanten Normen und gültigen Vorschriften.

VWR Catalog No.	Lot No.	Grade	Size mm	Pack
516-0345	3714	698	47	100

Characteristics	Values
Weight	77g/m ²
Thickness	358µm
Penetration % at 5.3 cm/s	<0.0001
Filtration Speed	169

Product Compliance:

- Conforms to the standard specifications.

This document has been produced electronically and is valid without a signature

Date of issue: **May 2021**