



Product Specification Sheet

VWR DISPOSABLE SPATULA

VWR International certifies that the specified products meet all VWR specifications and quality criteria for release. The products comply in every respect with the relevant particular specifications, drawings, relevant standards and regulations in force.

VWR International certifie que les produits mentionnés respectent toutes les spécifications et critères de qualité VWR. Les produits satisfont aux spécifications particulières, aux plans, aux normes et règlements en vigueur s'y rapportant.

VWR International bestätigt hiermit, daß die angegebenen Produkte alle VWR Spezifikationen und Qualitätskriterien zur Freigabe erfüllen. Die Produkte entsprechen in jeder Hinsicht den maßgeblichen Spezifikationen, den Zeichnungen sowie den relevanten Normen und gültigen Vorschriften.

Cat. No.	Type	Properties	Colour	Length x Width (mm)
231-0103	Standard	Non-Sterile	Blue	210 x 7
231-0104	Standard	Non-Sterile	Opaque	210 x 7
231-0105	Macro	Non-Sterile	Green	310 x 13
231-0106	Micro	Antistatic (*)	Clear	140 x 3
231-0369	Standard	Sterile (**)	Opaque	210 x 7

Material: 100% Food grade Virgin Polypropylene

Compliant to: FDA 21 CFR 177 1520 regulations for polypropylene use in contact with food

(*) **Antistatic Agent:** 0.30% by volule Nourymix AP 675

(**) **Sterilisation:** By Ethylene Oxide

Disclaimer: VWR wants to state that these specifications can only be regarded as general information and will not discharge the user from his obligation to ensure the product is suitable for the intended use - If there is any doubt ask us.