

Certificate of Purity – Eppendorf Biopur® –


LADR GmbH

Medizinisches Versorgungszentrum Bremen

Bereich Lebensmittel-, Futtermittel- & Umweltanalytik

Leitung: Dipl.-Biol. Thomas Weigel

Safe-Lock Tubes 0.5 mL



50 EPPENDORF TUBES®
Eppendorf BIOPUR®
centrifugation up to 22 000 x g

LOT I182384H

2024-02

STERILE R

Order no.: 0030 121.570

Eppendorf AG
22331 Hamburg · Germany
Email: eppendorf@eppendorf.com

• Human DNA / humane DNA

Method / Methode: Polymerase Chain Reaction
Limit / Grenzwert: < 2 pg; less than one human cell /
weniger als eine humane Zelle

• Bacterial DNA / bakterielle DNA

Method / Methode: Polymerase Chain Reaction
Limit / Grenzwert: < 50 fg; less than 10 E. coli cells /
weniger als 10 E. coli Zellen

• DNase

Method / Methode: DNA Digestion / DNA Verdau
Limit / Grenzwert: not detectable / nicht nachweisbar
(LOD / Nachweisgrenze:
1.0 x 10⁻⁶ Kunitz-units)

• RNase

Method / Methode: RNA Digestion / RNA Verdau
Limit / Grenzwert: not detectable / nicht nachweisbar
(LOD / Nachweisgrenze:
1.0 x 10⁻⁹ Kunitz-units)

• PCR inhibition / PCR Inhibition

Method / Methode: Polymerase Chain Reaction
Limit / Grenzwert: less than 10 targets amplifiable
weniger als 10 amplifizierbare
Targets

• Sterility / Sterilität

Method / Methode: ☒ irradiation according DIN EN ISO 11137:2015
or ☐ ethylene oxide sterilization with SAL
(Sterility Assurance Level) of 10⁻⁶
Please see attached label for the standard method
of sterilization for this product /

☒ Bestrahlung gemäß DIN EN ISO 11137:2015
oder ☐ Ethylenoxid-Sterilisation bei einem SAL
von 10⁻⁶

Bitte entnehmen Sie dem Etikett die Standard-
Sterilisationsmethode für dieses Produkt.

Test method / Prüfverfahren:
USP, Ph. Eur. 2.6.12

• Endotoxin

Test method / Prüfverfahren:
Kinetic-turbidimetric LAL test (Ph. Eur. 2.6.14) /
Kinetisch-turbidimetrischer LAL-Test (Ph. Eur. 2.6.14)
Limit / Grenzwert: < 0.001 EE (EU; I.E.; I.U.) /ml

• ATP

Test method / Prüfverfahren:
Pre-sterilization test / Bioburden Test
Limit / Grenzwert: < 5.5 x 10⁻¹² mg

Testing of the above described lot showed conformity within the limits of detection. The lot is released for use.
Die Prüfung des oben ausgewiesenen Lots ergab eine Einhaltung der Grenzwerte. Das Lot ist hiermit freigegeben.

26.03.19

Date / Datum

EAD 1903 4849

Registration number / Eingangsnummer

Th. Weigel

Dipl.-Biol. Thomas Weigel

The test results refer exclusively to the items tested. The certificate must not be copied partially without the approval of LADR GmbH.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Das Zertifikat darf auszugsweise nicht ohne schriftliche Genehmigung der LADR GmbH vervielfältigt werden.