



Certificate of Conformity

VWR DIGITAL TIMER, THREE CHANNELS TRACEABLE®

VWR International certifies that the products comply in every respect with the relevant particular specifications and/or drawings and/or relevant standards and regulations in force, mentioned in this document.

VWR International certifie que les produits sont conformes à tous égards aux spécifications particulières appropriées et / ou dessins, normes et règlements en vigueur, mentionnées dans le présent document

VWR International bestätigt, dass das Produkte allen zutreffenden Spezifikations- und/oder Zeichnungs- und/oder Standardanforderungen sowie den im Dokument aufgeführten gültigen Vorschriften entspricht.

Cat No: 609-0216

Capacity: 19 hours, 59 minutes, 59 seconds

Accuracy: 0.01%

Colour: Black

Size (WXDXH): 63 x 22.2 x 86 mm

Other Characteristics:

- Features: Count up/down, time in/out, memory, alarm, stopwatch, 12/24-hour clock.
- Three-line display permits simultaneous or individual countdown alarm timing of up to three tests.
- Loud, high-decibel alarm sounds when time is up for 1 minute or may be silenced manually.
- Extra-large digits are easy to read from across the lab.
- In Compliance with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001, accredited by A2LA indicating traceability to standards provided by NIST.

Disclaimer: VWR wants to state that this declaration will not discharge the user from his obligation to ensure the product is suitable for the intended use. - If there is any doubt ask us.

Date of issue: **December 2017**