

Number	Form	Size Kompatibel mit Größe	Height Höhe	for Tubes with inner Diameter from - to Geeignet für Gefäße mit Durchmesser von - bis		Pieces per Package	øBottom	øMiddle	øTop
						VE	øunten	ømitte	øoben
391-0149	Standardform		12 31,5 mm	11,5 mm	13,5 mm	800	11	13,5	15,5
391-0150	Standardform		14 40 mm	13,0 mm	14,5 mm	800	11,5	14	16,5
391-0151	Standardform		13 37 mm	12,0 mm	14,5 mm	800	11	14,5	16
391-0152	Spezialform		12P 31 mm	11,5 mm	13,0 mm	800	11	12,8	15,5
391-0153	Standardform		15 40 mm	13,5 mm	15,5 mm	400	12,5	16	17
391-0154	Standardform		29 65 mm	28,5 mm	31,0 mm	100	27,5	31,25	33
391-0161	Standardform		18 37 mm	17,0 mm	18,5 mm	400	15,5	19	22
391-0162	Spezialform		8P 29,5 mm	7,5 mm	11,0 mm	1400	7,5	10,5	12,5
391-0163	Standardform		9 29,5 mm	10,5 mm	11,5 mm	1400	9,5	11	12,5
391-0164	Spezialform		9P 30 mm	9,0 mm	10,5 mm	1400	8,5	10,5	12,5
391-0165	Extra dick		15D 38 mm	13,5 mm	16,0 mm	800	13	16	18
391-0166	Standardform		11 39,5 mm	12,0 mm	14,0 mm	800	11	14,5	15
391-0167	Standardform		17 34 mm	13,0 mm	16,0 mm	800	11,5	16	18,5
391-0168	Standardform		27 55 mm	27,0 mm	32,5 mm	140	24	31,5	35
391-0169	Standardform		26 42 mm	25,0 mm	27,0 mm	240	24	26,5	27,5
391-0173	Spezialform		40P 50 mm	43,0 mm	46,0 mm	60	41,5	46	50
391-0174	Spezialform		32P 56 mm	31,0 mm	33,5 mm	100	31	33	45,5
391-0175	Spezialform		45P 67 mm	44,0 mm	48,0 mm	40	44	50	58
391-0176	Standardform		20 41,6 mm	20,5 mm	22,0 mm	300	20	22	22,5
391-0177	Standardform		38 61 mm	40,0 mm	45,5 mm	60	37	44	48
391-0178	Standardform		34 65 mm	33,5 mm	36,0 mm	100	33	36	37
391-0179	Standardform		32 62 mm	32,5 mm	35,0 mm	100	31	34	36
391-0184	Standardform		37 61 mm	37,5 mm	43,5 mm	60	36,5	42	43
391-0185	Spezialform		60P 70 mm	58,0 mm	66,0 mm	20	56	62	70
391-0186	Standardform		7 31 mm	8,5 mm	9,5 mm	1400	8	9	10
391-0187	Standardform		10 32 mm	9,5 mm	12,0 mm	800	8,5	11,5	14
391-0191	Spezialform		13,5P 33,5 mm	13,5 mm	14,5 mm	800	12,5	14,5	19
391-0192	Standardform		16 39 mm	16,5 mm	18,0 mm	700	15,5	17,5	19,5
391-0193	Standardform		20P 39 mm	19,0 mm	22,5 mm	500	18,5	22	25
391-0194	Standardform		22L 51 mm	22,0 mm	24,0 mm	300	20	23	26