

Spezifikation / specification

Artikel-Nr. / article no. : 8-1001-18
Beschreibung / description: Schraubverschluss / closure



Farbe / color : Schwarz / black
Material / material: PP
Gewinde / thread: GL 18
Maße: H / D
Dimensions: 13,5 mm / 21,5 mm
height/ diameter
Öffnungsdurchmesser /
diameter: ---
Gewicht / weight: 1,5 g
Dichtsystem / sealing system: LDPE Einlage / LDPE sealing disk
Verpackung / packaging: 8500 Stück / pieces pro Karton / carton