

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNICAL DATA SHEET



Artikelnummer Article number	91231200030
Bezeichnung Description	Flaschenbürste Brush for bottle
Gesamtlänge ohne Bündel (mm) Total length without the bundle	270
Besatzlänge ohne Bündel (mm) Trim length without bundle	110
Durchmesser (mm) Diameter	30
Bündellänge (mm) Bundle length	30 - 40
Drahtstärke (mm) Wire thickness	1,6

Merkmale:

- mit Öse

Features:

- with an eyelet



Glaswarenfabrik Karl Hecht
GmbH & Co KG
Stettener Str. 22-24
97647 Sondheim/Rhoen



Tel: +49 9779 8080
Fax: +49 9779 808 88
info@assistent.eu
www.assistent.eu



USt. ID: USt.IdNr./VAT-No.:
DE 132198535
Amtsgericht Schweinfurt HRA 8063
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Hecht GmbH AG Schweinfurt HRB1160



Geschäftsführer:
Steffen Wachter
Thomas Diepholtz
Einzelprokura:
Tonja Müller