

FICHE DE SPÉCIFICATION PRODUIT



RÉFÉRENCE INFORMATIQUE

1975

Doc N°EN614AA

Description :

SPATULE ACIER INOXYDABLE

FI=FT1975.xls

Page 1/1

Client :

N° de Plan

Tolérances générales

Notice de montage

SANS OBJET

Fonction :

Instrument utilisé dans les laboratoires



Marché :

Laboratoires

Caractéristiques générales :

Acier inoxydable 304 RB épaisseur 1 mm

Dimensions : Longueur 225 mm x largeur 18 mm

Dimension des cuillères : 50 mm x 9 mm / 45 mm x 18 mm

Caractéristiques mécaniques :

SANS OBJET

Caractéristiques chimiques :

Acier inoxydable 304 RB. Désignation européenne X5CrNi 18-10

Caractéristiques d'aspect :

Inox brillant

Caractéristiques d'emballage :

Par 5 sous protection plastique

Caractéristiques de maintenabilité :

Nettoyage, désinfection : tout mode de stérilisation (chimique, autoclave)

A prohiber : Produits abrasifs, produits chlorés, iodés ou à base de soude.

Marquage CE : Oui

Emplacement :

Analyse des risques : Coupures (mauvais ébavurage)