

 disposables for sciences	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 2
	Produkt-Spezifikation <i>Product Specification</i>	Änd. Datum <i>Date of change</i> 2017-11-13	Änd. Stand <i>Revision</i> 3

Allgemeine Produktdaten

96-Well Mikrotestplatten mit U-, F-, oder V-Boden, Volumen ca. 300 µl
SBS-Standard Mikrotestplattenformat, 8 x 12 Wells mit alphanumerischem Code, mit erhöhtem Rand zur Minimierung von Cross-Kontamination und für die optimale Versiegelung, hochpräzise Form, dadurch ideal für den Einsatz in Automaten, Seitenflächen für die Beschriftung mit Barcode-Etiketten geeignet, platzsparend stapelbar, Mikrotestplatten aus Polypropylen auch bei Hitzeversiegelung formstabil, sterilisiert oder unsteril.

General Product Information

96-Well micro test plates with U-, F-, or V- bottom, volume approx. 300 µl
SBS-standard micro test plates format, 8 x 12 wells, alphanumerically coded, wells with raised rims for reduced cross-contamination and effective sealing, precise design, perfectly shaped for use with automatic systems, optimum space for precise positioning, space-saving and stackable, polypropylene plates may be sealed with heat-sealing films without deformation, sterilized or non-sterile.

Material / Material: Polypropylen oder Polystyrol / *polypropylene or polystyrene*

Warentarif-Nummer / *Intrastat Number- HS Code*: 39269097

CE-Zeichnung / *CE-marking*: Ja/Yes ☐ Nein/No ☒

Erstellt durch / <i>Form edited by:</i>	E. Tagik QS/ Technik	Freigegeben von / <i>Form approved by:</i>	E. Tolmach/ Einkauf
--	----------------------	---	---------------------

 disposables for sciences	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 2 von 2
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2017-11-13	Änd. Stand Revision 3

Boden Bottom	Material Material	Farbe Color	Sterilisiert sterilized	Packungseinheit Packaging	Verpackungseinheit Quantity per Unit	Bestell Nr. Order No.
U	PS	Natur natural		Beutel/bags 10 x 10	100	60 18 111
U	PS	Natur natural	X	Beutel/bags 100 x 1	100	60 18 113
U	PS	Schwarz black		Beutel/bags 10 x 10	100	60 18 711
U	PS	Weiß white		Beutel/bags 10 x 10	100	60 18 713
U	PP	Natur natural		Beutel/bags 10 x 10	100	60 18 121
U	PP	Natur natural	X	Beutel/bags 100 x 1	100	60 18 123
U	PP	Schwarz black		Beutel/bags 10 x 10	100	60 18 710
U	PP	Weiß white		Beutel/bags 10 x 10	100	60 18 712
F	PS	Natur natural		Beutel/bags 10 x 10	100	60 18 211
F	PS	Natur natural	X	Beutel/bags 100 x 1	100	60 18 213
F	PS	Schwarz black		Beutel/bags 10 x 10	100	60 18 718
F	PS	Weiß white		Beutel/bags 10 x 10	100	60 18 720
F	PP	Natur natural		Beutel/bags 10 x 10	100	60 18 221
F	PP	Natur natural	X	Beutel/bags 100 x 1	100	60 18 223
F	PP	Schwarz black		Beutel/bags 10 x 10	100	60 18 717
F	PP	Weiß white		Beutel/bags 10 x 10	100	60 18 719
V	PS	Natur natural		Beutel/bags 10 x 10	100	60 18 311
V	PS	Natur natural	X	Beutel/bags 100 x 1	100	60 18 313
V	PP	Natur natural		Beutel/bags 10 x 10	100	60 18 321
V	PP	Natur natural	X	Beutel/bags 100 x 1	100	60 18 323


 erstellt:
 07.01.2021 H. Bauer
 Datum, Unterschrift / Date, Signature


 geprüft:
 07.01.2021 E. Tagik
 Datum, Unterschrift / Date, Signature

Erstellt durch / Form edited by:	E. Tagik QS/ Technik	Freigegeben von / Form approved by:	E. Tolmach/ Einkauf
-------------------------------------	----------------------	--	---------------------