

TECHNICAL SPECIFICATIONS – CARATTERISTICHE TECNICHE

Item Articolo	Graduated tall form measuring cylinders Imbuti per analisi
Intended Use Utilizzo	Designed for laboratory use for Volumetric measures Studiati per tutti i normali impieghi di laboratorio /chimica analitica
User Utilizzatore	Trained laboratory staff. For generic laboratory use. Personale di laboratorio trainato. Per uso generico di laboratorio
Raw Material Materia prima	PP PP



CODES & DIMENSIONS – CODICI E DIMENSIONI

Code Codice	Height Altezza	External diameter Diametro esterno mm	Capacity Capacità ml	Subdivision Suddivisione ml	Graduation ml Graduazione ml	Graduation Class Classe di graduazione
1075	140	13,5	10	0,2	2	B
1077	195	18	25	0,5	5	B
1078	199	25,5	50	1,0	10	B
1079	249	30,5	100	1,0	10	B
1080	315	41,5	250	2,0	20	B
1081	631	55	500	5,0	50	B
1082	439	66	1000	10,0	100	B
1094	531	84	2000	20,0	200	B

GENERAL FEATURES/CONFORMITIES – CARATTERISTICHE GENERALI/CONFORMITÀ

CE IVD Mark Marchio CE IVD	No No
Manufactured in compliance with	ISO 6706 -1981
Autoclavability Autoclavabilità	Yes Sì
Sterile product Prodotto sterile	No No
Validity of the product Validità del prodotto	No expiry date on the product Nessuna data di scadenza riportata sul prodotto
Food contact suitability of the raw material Materia prima conforme al contatto con alimenti	Yes Sì
Other Altro	Permanent graduations are moulded in for reproducibility No wetting Chemically cleaner than glass Chemically non absorbant Aspect Translucent Graduazioni permanenti stampate in rilievo per riproducibilità Pareti a trascurabile bagnabilità Chimicamente più pulito del vetro Chimicamente non assorbente Aspetto traslucido

PACKAGING / CONFEZIONAMENTO

CODE CODICE	MINIMUM PACK PZ CONFEZIONAMENTO MINIMO PCS	CASE PCS SCATOLA PZ
1075	50	1600
1077	30	540
1078	30	420
1079	30	540
1080	12	108
1081	12	72
1082	6	48
1094	6	36

CHEMICAL RESISTANCE OF PP/RESISTENZA CHIMICA DEL PP

Categories of substances Categorie di sostanze	Reference Riferimento	Concen. %	T. 20°	T. 40°	T.° 60
Inorganic Acid Acido inorganico	Sulphuric acid Acido Solforico	98	B	C	-
Organic Acid Acido Organico	Benzoic acid Acido Benzoico	100	A	B	B
Alcohol Alcole	Ethanol Etanolo	100	A	A	A
Aldehydes Aldeide	Acetaldehyde Acetaldeide	100	B	C	-
Inorganic alkali Base inorganica	Sodium hydroxide Idrossido di Sodio	50	A	A	A
Organic alkali Base organica	Aniline Anilina	100	A	B	C
Ketone Chetone	Acetone Acetone	100	-	-	-
Esther Estere	Ethyl Acetate Acetato di Etile	100	B	B	C
Hydrocarbons, halogenated Idrocarburo Idrogenato	Dichloroethylene Dicloroetilene	100	C	-	-
Hydrocarbons, aromatic Idrocarburo Aromatico	Benzene Benzene	100	B	C	-
Hydrocarbons, linear Idrocarburo Lineare	Hexane Esano	100	B	B	C
Supersolvent Supersolvente	Tetrahydrofuran Tetraidrofurano	100	B	B	C

Legenda (not applicable if neglected):

Legenda (non applicabile dove non segnalato)

- **A: fair resistance;** exposure (30 days) to the chemical does not cause any damage.
- **A: ottima resistenza;** l'esposizione (30gg.) alla sostanza non causa danni;
- **B: sufficient resistance;** exposure causes damage of poor importance, which sometimes is only temporary.
- **B: buona resistenza;** l'esposizione causa danni minori, alcuni dei quali reversibili;
- **C: poor resistance;** exposure to chemical is not allowed or causes immediate permanent damage.
- **C: scarsa resistenza;** non è possibile l'esposizione alla sostanza oppure avvengono danni irreversibili immediati.

Results of testing with referenced materials have to be considered as indication: in case of specific use, it is recommended to carry out preliminary testing.

I risultati delle prove con le sostanze di riferimento sono puramente indicativi: durante l'utilizzo specifico si consiglia sempre di effettuare test preventivi.

Operating instructions Avvertenze per l'uso

- For generic laboratory use
Utilizzare per usi generici di laboratorio
- In case of content leakage, wear gloves
In caso di fuoriuscita del contenuto utilizzare i guanti
- Store in dry place. Keep away from high temperature and direct sunlight
Conservare il luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce del sole
- Wasting: Use appropriate DPI and waste the products according to Regulations in force.
Smaltimento: utilizzare gli appositi DPI e smaltire secondo la normativa vigente