



Product Specification Sheet

VWR TRANSPORT SWABS

VWR International certifies that the specified products meet all VWR specifications and quality criteria for release. The products comply in every respect with the relevant particular specifications, drawings, relevant standards and regulations in force.

VWR International certifie que les produits mentionnés respectent toutes les spécifications et critères de qualité VWR. Les produits satisfont aux spécifications particulières, aux plans, aux normes et règlements en vigueur s'y rapportant.

VWR International bestätigt hiermit, daß die angegebenen Produkte alle VWR Spezifikationen und Qualitätskriterien zur Freigabe erfüllen. Die Produkte entsprechen in jeder Hinsicht den maßgeblichen Spezifikationen, den Zeichnungen sowie den relevanten Normen und gültigen Vorschriften.

Cat. No.	Description	Pk
710-0432	Swab, shaft/head, transport medium, plastic/viscose, Amies gel	50
710-0433	Swab, shaft/head, transport medium, aluminium/viscose, Amies gel	50
710-0434	Swab, shaft/head, transport medium, plastic/viscose, Amies gel with charcoal	50
710-0435	Swab, shaft/head, transport medium, aluminium/viscose, Amies gel with charcoal	50
710-0436	Swab, shaft/head, transport medium, twisted aluminium/viscose, Amies gel	50
710-0437	Swab, shaft/head, transport medium, twisted aluminium/viscose, Amies gel with charcoal	50
710-0438	Swab, shaft/head, liquid transport medium, plastic/viscose, Amies liquid. Contains a fluid filled sponge. The sponge holds 1 ml of transport medium and ensures that the swab tip remains in contact with the liquid medium during transport.	50
710-0439	Swab, shaft/head, transport medium, aluminium/viscose, Amies liquid. Regular firm aluminum wire - orange cap ideal for male urethral sampling.	50
710-0440	Swab, shaft/head, transport medium, twisted aluminium/viscose, Amies liquid. Flexible twisted wire - blue cap specifically for nasopharyngeal sampling. Shaped wire tip covered with soft rayon.	50
710-0441	Swab, shaft/head, transport medium, plastic/viscose, Stuart liquid. Contains a fluid filled sponge. The sponge holds 1 ml of transport medium and ensures that the swab tip remains in contact with the liquid medium during transport.	50

Other Characteristics:

- A wide range of bacteria can survive for 24 - 48 hours on the applicator and in the tube
- Proven in many studies with aerobic and anaerobic organisms
- Each swab system is individually wrapped in a pouch with a tamper-proof seal, which turns white when opened
- Available with different applicators and transport media

Disclaimer: VWR wants to state that these specifications can only be regarded as general information and will not discharge the user from his obligation to ensure the product is suitable for the intended use - If there is any doubt ask us.

Date of issue: **October 2012**

VWR International bvba/sprl, Researchpark Haasrode 2020, Geldenaaksebaan 464, 3001 Leuven, Belgium

<http://www.vwr.com>



Version: 2.0