



Certificate of Conformity

VWR WIPES, PRE-SATURATED

VWR International certifies that the products comply in every respect with the relevant particular specifications and/or drawings and/or relevant standards and regulations in force, mentioned in this document.

VWR International certifie que les produits sont conformes à tous égards aux spécifications particulières appropriées et / ou dessins, normes et règlements en vigueur, mentionnées dans le présent document

VWR International bestätigt, dass das Produkte allen zutreffenden Spezifikations- und/oder Zeichnungs- und/oder Standardanforderungen sowie den im Dokument aufgeführten gültigen Vorschriften entspricht.

Catalog No.	L×W	Packed	Pk
115-0128	152×228	100 wipes/container	100

Other Characteristics:

- These non woven polypropylene wipes are moistened with a blend of pure, reagent-grade 70% isopropyl alcohol and 30% reagent-grade deionised water.
- Ideal for wiping optical parts, delicate glassware, electrodes, cuvettes, microscopes, or lenses.
- Suitable for all cleaning applications in environmentally-sensitive areas. In Europe, this product is *not* intended to be used for disinfection.
- Very strong, soft and lint-free
- Will not scratch surfaces
- Individually dispensed wipes are handy and ready for instant use
- Reclosable bench top container ensures a clean wipe every time, snap-on sealed top eliminates contamination from dust or dirt

Disclaimer: VWR wants to state that this declaration will not discharge the user from his obligation to ensure the product is suitable for the intended use. - If there is any doubt ask us.

Date of issue: **May 2018**