


REF

913918



Quantofix®

Nitrat Nitrate



30 °C
4 °C

Σ
3

Hinweis: Nitrit stört (gleiche Reaktion) und muss vor der Nitratbestimmung mit Amidoschwefelsäure zerstört werden.

Please note: Nitrite interferes (same reaction) and has to be destroyed with amido sulphonic acid prior to the determination of nitrate.

www.mn-net.com

Made in Germany

MACHEREY-NAGEL

Valenciennener Str. 11 · 52355 Düren · Germany

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com

