

Certificate of Conformity

VWR Calibrated Electronic Thermometers with Stainless Steel Probe

VWR International certifies that the specified products meet all VWR specifications and quality criteria for release. The products comply in every respect with the relevant particular specifications, drawings, relevant standards and regulations in force.

VWR International certifie que les produits mentionnés respectent toutes les spécifications et critères de qualité VWR. Les produits satisfont aux spécifications particulières, aux plans, aux normes et règlements en vigueur s'y rapportant.

VWR International bestätigt hiermit, daß die angegebenen Produkte alle VWR Spezifikationen und Qualitätskriterien zur Freigabe erfüllen. Die Produkte entsprechen in jeder Hinsicht den maßgeblichen Spezifikationen, den Zeichnungen sowie den relevanten Normen und gültigen Vorschriften.

Cat. No.	Serial no.	Description	Range (°C)	Cable length	Pk
620-0916	194339	With max./min. and temperature hold, W×H: 63×97 mm	-50...+200 °C	1.5 m	1

Material: ABS, SST

Resolution (°C): 0.1 °C

Probe: Removable stainless steel (125 mm)

Accuracy (°C): ±2.0; ±0.5 (-20...+70); ±1.0 (70...120) °C

This document has been produced electronically and is valid without a signature

Date of issue: **November 2020**